

10/06/2020

SISDWEB: MANUAL USUARI

(Versió 3.0.6.0)

Corporació Sanitaria Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, Centre d'Imatge Mèdica Digital

CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, ACORD GOV/56/2016, de 10 de maig. DOGC núm.7119. NIF Q-5850005-I



UDIAT Centre Diagnòstic,

Manual usuari

<u>ÍNDEX</u>

1.	FORMULARI D'INICI DE SESSIÓ	5
2.	OPCIONS DE MENÚ D'USUARI	8
	2.1. GESTIÓ PACIENT	9
	2.1.1. CÀRREGA DE POBLACIÓ	9
	2.1.2. CÀRREGA TEMPORAL DE DONES	12
	2.1.3. EXCLUSIÓ DE DONES PER EDAT	13
	2.1.4. VALIDACIÓ DATA NAIXEMENT	14
	2.1.5. VALIDACIÓ POBLACIÓ I ADREÇA	14
	2.1.6. VALIDACIÓ NÚMERO DE HISTÒRIA	14
	2.1.7. FUSIÓ DESFUSIÓ DE DONES	15
	2.1.8. GESTIÓ DE PACIENTS	19
	2.1.8.1. ALTA DE PACIENTS	20
	2.1.9. FUSIO DE PACIENTS	22
	2.2. TELERADIOLOGIA	25
	2.2.1. LLISTAT EXPLORACIONS	28
	2.3. GESTIO SOL·LICITUD	32
	2.3.1. SOL·LICITUD EXPLORACIO RADIOLOGICA	32
	2.3.2. CARREGA DE PETICIONS	37
	2.3.3. SOL·LICITUD EXPLORACIO AMB DATA	42
	2.4. GESTIO ACTIVITAT	45
	2.4.1. GESTIO D'AGENDA	45
	2.4.1.1. CONFIGURACIO D'AGENDA	47
	2.4.1.2. GESTIO D'AGENDA	49
		54
	2.4.1.4. AGENDA RADIOLEG	55
		50 وع
	2.4.2.1. GESTIO DE DONES	
		20
		00 03
	2.4.2.1.4. NEOPI ÀSIES	03
	2422 INVITACIÓ	75
	2 4 2 3 PROGRAMACIÓ AUTOMÀTICA	70
	2.4.2.4. RESUM D'ACTIVITAT	79
	2.4.2.5. IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS	81
	2.4.2.5.1. IMPRESSIÓ DE CITACIONS	81
	2.4.2.5.2. IMPRESSIÓ DE RESULTATS	82
	2.4.2.5.3. REEDICIÓ INVITACIONS	82
	2.4.2.5.4. REEDICIÓ DE CITACIONS	85
	2.4.2.5.5. REEDICIÓ DE RESULTATS	87
	2.4.2.5.6. LLISTATS PER ABS	88
	2.4.2.6. LLISTATS	89
	2.4.2.6.1. LLISTATS	89
	2.4.2.6.2. LLISTATS RESULTATS DONES INFORMADES	95
	2.4.2.6.3. LLISTAT EXCLOSES PER EXITUS	97
	2.4.2.6.4. LLISTAT EXCLOSES PER NEOPLASIA	97
		99
	2.4.2.6.6. LLISTAT DE DONES ASIMPTOMATIQUES	.101
	2.4.2.6.7. LLISTAT CITES HIS	.102
	2.4.2.0.8. LLISTAT PENDENTS DE PROGRAMAR	.103
Со	rporació Sanitaria Parc Taulí	

2.4.2.6.9. LLISTAT RECITACIONS	104
2.4.2.6.10. LLISTAT PER DATA DE NAIXEMENT	105
2.4.2.6.11. LLISTAT OBSERVACIONS TÈCNIC	105
2.4.2.6.12. LLISTAT INCIDÈNCIES	106
2.4.2.6.13. LLISTAT NO PARTICIPANTS	107
2.4.2.6.14. LLISTAT UPM	108
2.4.3. TREBALL	
2 4 3 1 PROGRAMACIÓ MANUAI	110
2432 PROGRAMACIÓ ONF. CLICK	117
2.4.3.3. GESTIÓ DE NOTIFICACIONS	
2 4 3 4 11 ISTAT TREBALL	122
2 4 3 5 RELACIONAR EXPLORACIONS LIMATGES	132
2.5 GESTIÓ RESULTATS	138
2.5.1 GESTIÓ D'INFORMES	138
	1/18
2.5.1.1.1. VALOBACIÓ INFORMES RESIDENTS	158
	158
	150
2.5.2. MONTORTZAGIO D'INTORMES	161
2.5.3.1 DADES I LIURAMENT	162
	163
	16/
2.5.4. SEGUIMENT DE SMS D'INFORME	166
2.5.4. CONSLITA D'EXPLORACIONS	168
2.5.6. CONSULTA HC3 per CIP	170
2.5.7 CONSULTA CASOS SESSIÓ	172
2.5.8 ACCÉS A INFORMES D'UNA EXPLORACIÓ	173
2.5.9. DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES	173
2.5.10. QUADRE DE COMANDAMENT	176
2.5.11. QUADRE DE COMANDAMENT TÈCNICS	178
2.6. SISTEMA	.180
2.6.1. GESTIÓ SISTEMA	
2.6.1.1. GESTIÓ D'USUARIS	
2.6.1.2 MANTENIMIENT D'USUARIS	181
2.6.1.3. MANTENIMIENT DE PROFESSIONALS	
2.6.1.4. MANTENIMIENT GRUPS DE FUNCIONS	186
2.6.1.1. MANTENIMENT FUNCIONS DE GRUPS	187
2.6.1.2. ASSIGNACIÓ DE GRUPS DE FUNCIONS A USUARIS	188
2.6.1.3. ÚLTIMES NOVETATS	190
2.6.1.4. CONFIGURACIÓ SISD WEB	190
2.6.1.5. CONFIGURACIÓ SISD GC	192
2.6.1.6. CONFIGURACIÓ INTEGRACIÓ	192
2.6.1.6.1. TAULES CONVERSIÓ	192
2.6.2. MANTENIMENT TAULES	195
2.6.2.1. MANTENIMENTS GENERALS	195
2.6.2.2. CENTRES	198
2.6.2.2.1. MANTENIMENT CENTRES	198
2.6.2.2.2. ASSIGNACIÓ CENTRES A METGE	199
2.6.2.2.3. ASSIGNACIÓ CENTRES CRIBRATGE	200
2.6.2.3. CLIENTS	202
2.6.2.3.1. MANTENIMENT CLIENTS	202
2.6.2.3.2. MANTENIMENT DE CATALEG EN CLIENTS	211
2.6.2.3.3. MANTENIMENT CONTRACTES	212

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Pàgina 4 de 258

Manual usuari

	2.6.2.4. MANTENIMENT DURADA EXPLORACIÓ	220
	2.6.2.5. MANTENIMENT RESTRICCIÓ DE RADIÒLEGS PER TIPUS DE PROVA	222
	2.6.2.6. MANTENIMENT AGENDES	224
	2.6.2.7. MANTENIMENT LÍNIES D'ACTIVITAT	225
	2.6.2.8. MANTENIMENT DEMOGRÀFICS	227
	2.6.2.8.1. MANTENIMENT PAÏSOS	228
	2.6.2.8.2. MANTENIMENT PROVÍNCIA	230
	2.6.2.8.3. MANTENIMENT POBLACIÓ	232
	2.6.2.8.4. MANTENIMENT CODIS POSTALS	234
	2.6.2.9. ABS	236
	2.6.2.10. DEFINICIÓ CALENDARIS/FESTIUS	238
	2.6.2.11. GRUP DE LECTORS	242
	2.6.2.12. MANTENIMENT DE MACROS	244
	2.6.2.13. MANTENIMENT AGRUPACIÓ CLIENT TELERADIOLOGIA	248
	2.7. AJUDA	250
	2.7.1. MANUAL USUARI	250
	2.7.2. MILLORES	251
	2.7.3. ABOUT (Quant a)	252
	2.8. USUARI	253
	2.8.1. CANVI PASSWORD	253
	2.8.2. DESCONNEXIÓ	255
3.	ALTRES	256
4.	ANNEX	257
	4.1. ÚS DE NAVEGADORS	
	4.1.1. Internet Explorer	
	4.1.2. Firefox	
	4.1.3. Chrome	
	4.1.4. Safari	



10/06/2020

1. FORMULARI D'INICI DE SESSIÓ

Per començar la sessió l'usuari ha d'introduir un nom d'usuari i contrasenya correctes.



 $\bullet \bullet \bullet$

Contrasenya incorrecta:

En cas que l'usuari i/o la contrasenya introduïdes no siguin correctes es mostrarà el següent missatge d'error.



10/06/2020



He oblidat la contrasenya:

Si l'usuari ha oblidat la seva clau d'entrada podrà rebre un correu recordant-l'hi aquesta, sempre i quan s'hagi informat l'adreça de correu electrònic per aquest usuari. L'adreça informada haurà de coincidir amb la que tingui configurada pel seu usuari de connexió a SISDI.

Prement el link seu nom d'usuari i correu electrònic serà suficient per rebre una clau temporal de 1 dia de caducitat que haurà de canviar a l'entrar a l'aplicació.

EHa olvidado su contraseña? Escriba su Nombre de usuario y correo electrónico para recibir una nueva contraseña.						
Nombre de usuario:						
Correo Electrónico						
	Enviar					

En el cas que l'usuari no tingui correu electrònic configurat en la aplicació haurà de contactar amb l'administrador per a que li reinicii la clau a través de la opció menú de manteniment d'usuaris (2.7.10 Manteniment d'usuaris).

Grup d'usuari passiu:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Si després d'informar l'usuari i la clau correctament apareix el següent missatge:



Voldrà dir que l'usuari està assignat a un grup d'usuaris que s'ha desactivat. En aquest cas cal contactar amb l'administrador del sistema per resoldre el problema.

Avisos:

Una vegada l'usuari ha iniciat la sessió correctament, es mostren els missatges que s'han creat des de la pantalla de manteniment d'avisos d'usuari del SISDNET.

Aviso:



🗌 No volver a mostrar

Es pot marcar el check No m'ho torni a mostrar i els missatges mostrats no es tornaran a mostrar per l'usuari que ha iniciat la sessió.

2. OPCIONS DE MENÚ D'USUARI

El menú desplegable es troba a la part de dalt de la pantalla i es visualitza al passar el Ratolí per la part superior d'aquesta. Les opcions de menú d'aquesta barra es configuren depenent de la instal lació i de l'usuari connectat.

En la primera pantalla se li facilitarà l'entrada a opcions principals de l'aplicació, sempre i quan l'usuari hi tingui accés.



Servicio de Diagnóstico por la Imagen



Pàgina 9 de 258

Manual usuari

10/06/2020

2.1. GESTIÓ PACIENT

Aquest menú permet accedir a diversos punts relacionats amb la gestió de pacients. Està format per diferents submenús que agrupen aquests manteniments segons el tipus d'informació que contenen.



2.1.1. CÀRREGA DE POBLACIÓ

Des d'aquest punt de menú es realitza la càrrega de població que entra en el programa de cribratge. A partir de un wizard de configuració i d'un fitxer de càrrega (un fitxer Excel) es realitza la càrrega de dones en una taula temporal.



Asistente para configurar la carga de la población	
Durante este asistente se piden una serie de datos para la configuración de la carga de la población a partir del fichero de mujeres:	
- Indicar cual es el separador de campo del fichero	
- Indicar el formato de fecha del fichero	
- Mapear los campos del fichero con los de la tabla correspondiente de la base de datos	
- Indicar que campos son obligatorios y tienen que venir informados en el fichero	
- Indicar con que campos se verificará si la mujer ya existe en la base de datos	
	Siguiente >

Des d'aquesta pantalla es pot seleccionar una configuració ja existent o crear una nova, els camps necessaris per crear la configuració són el separador de camps del fitxer Excel, el format de les dates i l' de dates de naixement, solament carregarà les dones que hagin nascut dins de l' indicat. Cal carregar el fitxer .csv que conté les dones a carregar al programa.

Asistente para configurar la carg	a de la población				
Mapeo de los campos del fic	hero con los de la base de da	tos			
0-104 1-CERDANYOLA DEL VALLÈ 2-DNI/NIF 3-, 4-i 5-724 6-ESPANYA 7- 8-SES	NumHis HcStFelix Hc Hc2 HcAbs Cip Cog1 Cog2 Nom	Sin Valor: Separador:	0#10 3#. 4#. 5#72 7#. 8/9# 10/1 12#/ 14#F	04#CodiAbs###1 #Dni### #Cip### 24#Pais#SES## #Nom### SES/1 .#Cog1#SES/#-/#/ 1#SES/Sense Especificar#Cog2#S 01/01/1962 0:00#DatNaix### PG#Sigles###	* = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

En la següent pantalla del configurador, es realitza el mapeig dels camps del fitxer amb els camps de la taula de dones de la base de dades.

A més de realitzar el mapeig, es pot indicar si en el Excel un camp sense valor és indicat amb alguna dada.

	А	В	С	D	E	F	G	Н	I.	J	к	L
1	97	CASTELLAR D	DNI/NIF			SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
2						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
3	104	CERDANYOL	DNI/NIF			724	ESPANYA	MAHJOUBA	SES		SES	
4						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
5						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
6	190	SABADELL 14	DNI/NIF			156	XINA		SES		SES	
7						724	ESPANYA		SES		SES	
8						724	ESPANYA		SES		SES	

En aquest exemple, el codi de país si no ve informat el seu valor serà SES, seria el que cal configurar en el camp sense valor.

També s'ha d'especificar el separador que es posarà quan algun camp és compost, com en el cas que en el Excel existeixi una columna per al prefix del cognom i un altre per al cognom.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



	А	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L
1	97	CASTELLAR D	DNI/NIF			SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
2						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
3	104	CERDANYOL	DNI/NIF			724	ESPANYA	MAHJOUBA	SES		SES	
4						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
5						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
6	190	SABADELL 14	DNI/NIF			156	XINA		SES		SES	
7						724	ESPANYA		SES		SES	
8						724	ESPANYA		SES	L 🖌	SES	
	Ť											
								Pre	fixe C	Cognom	l	

I finalment també indicar si el valor és repetit o no, en l'exemple anterior s'indica l'ABS del primer registre i la resta tindrà el mateix valor, fins que en algun moment es canviï.

	А	В	С	D	E	F	G	Н		J	К	L
1	97	CASTELLAR D	DNI/NIF			SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
2						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
3	104	CERDANYOL	DNI/NIF			724	ESPANYA	MAHJOUBA	SES		SES	
4						SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
5	◄					SES	Sense espec	ificar	SES		SES	
6	190	SABADELL 14	DNI/NIF			156	XINA		SES		SES	
7 *						724	ESPANYA		SES		SES	
8						724	ESPANYA		SES		SES	

En la següent pantalla del configurador se seleccionen els camps obligatoris que han de venir informats en el .csv

Asistente para configurar la carga (de la población
Seleccionar los campos obliga	torios
NumHis HcStFelix Hc Hc2 HcAbs Cip Cog1 Cog2 Nom	Seleccionar los campos que tiene que venir informados en el fichero de carga de mujeres

En la penúltima pantalla del configurador s'especifica els camps a mirar per veure si una dona ja existeix en la base de dades.



10/06/2020

sistente para confi	gurar la carg	a de la población		
Seleccionar los	campos exis	entes		
NumHis HcStFelix Hc Hc2 HcAbs Cip Cog1 Cog2 Nom		Seleccionar los campos con los que se comprovará si la mujer ya existe en	la base de da	atos
			< Anterior	Siguiente >

En l'última pantalla del configurador, s'indica el nom amb el qual es guardarà la configuració realitzada durant el procés.

Asistente para configurar la carga de la	población								
Finalmente, indicar el nombre para guardar la configuración y se procederá a grabar los parámetros de configuración y la realización de la carga de mu jeres									
Nombre:	Sabadell	< Anterior	Fin						

Una vegada finalitzat tot el procés de càrrega, les dones queden en la taula temporal (PTCRIDON_TMP) que és accessible des de la pantalla de Càrrega Temporal de Dones, i serà des d'aquesta pantalla des d'on es carregaran les dones al sistema.

2.1.2. CÀRREGA TEMPORAL DE DONES

Des d'aquesta pantalla es realitza definitivament la càrrega de les dones al programa de cribratge. El procés de càrrega, des de la pantalla de Càrrega de població deixa les dones en una taula temporal (PTCRIDON_TMP), i des d'aquesta pantalla es fa el traspàs a la taula definitiva de dones (PTCRIDON).

Es pot filtrar per totes les dones, les que ja existeixen en el sistema, les que no existeixen i les que han produït algun error.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari

10/06/2020

OExistentes ONo Exist	entes OErrores				C 🚺	±
					Buscar:	
▲ Historia	1er. Apellido	2º Apellido	♦ Nacimiento	DNI (ABS	\$
			18/01/1967	33900015Q	ABS Creu de Barberà.	^
			15/01/1967	347355128	ABS Concòrdia	
			10/01/1967	33899895B	ABS Lepant/Merinals	
			02/01/1967	33908906Y	ABS Castellar del Vallès	
			10/01/1967	33905757P	ABS La Serra (T Romeu)	
			17/01/1967	46643104R	ABS Serraparera	
			21/01/1967	46049641F	ABS Ripollet 1	
		κ.	19/01/1967	46643347Z	ABS Farigola	
			10/01/1967	43416656Q	ABS Canaletes-Fontetes	
			06/01/1967	33906183C	ABS Can Rull	
			16/01/1967	Y0838764Z	ABS Ca N'Oriac	
	OExistentes ®No Exist * Historia © Nombre	OExistentes OErrores	OExistentes OErrores	OExistentes ●No Existentes OErrores 	OExistentes OErrores * Historia Nombre Isc. Apellido 2º Apellido Nacimiento DNI * Historia Nombre Isc. Apellido 2º Apellido Nacimiento DNI 18/01/1967 3390015Q 13/01/1967 3390035Q 13/01/1967 3390935P 0/01/1967 339095C 10/01/1967 339055C 10/01/1967 339055C 10/01/1967 45643104R 21/01/1967 45643347Z 19/01/1967 45645347Z 10/01/1967 4541655Q 06/01/1967 33906182 16/01/1967 33906182	OExistentes OErrores * Historia Nombre Ier. Apellido 2º Apellido Macimiento DNI C ABS Errores * Historia Nombre Ier. Apellido 2º Apellido Macimiento DNI C ABS Errores 18/01/1967 3390015Q ABS Creu de Barberà. 15/01/1967 347353125 ABS Concordia 02/01/1967 33900890K ABS Catellar del Vallàs 02/01/1967 33900890K ABS Catellar del Vallàs 10/01/1967 4643104R ABS Serraparera 21/01/1967 46643472 ABS Farigola 10/01/1967 4341655Q ABS Canaletes-Fontetes 06/01/1967 33901124 ABS Can Rull 10/01/1967 VACHI PASS Farigola 10/01/1967 485 Can Rull 16/01/1967 485 Can Rull

Les opcions que es poden realitzar són:

- Actualització de la taula de dones , es realitza una actualització de la llista de dones.
- Eliminació d'algun registre , en seleccionar un registre i donar al botó d'eliminar, s'eliminarà la dona de la taula temporal de dones (PTCRIDON_TMP).
- Càrrega de dones al sistema , mitjançant aquest botó es carreguen les dones seleccionades en la taula de dones (PTCRIDON).
- Càrrega de les dades en un document Excel
 , crea un fitxer temporal Excel
 amb les dones mostrades, aquest fitxer temporal pot ser guardat en local.

2.1.3. EXCLUSIÓ DE DONES PER EDAT

El programa de cribratge de les dones acaba als 70 anys. Aquesta pantalla ens mostra les dones que ja han arribat a l'edat de sortida del programa però encara continuen actives.

Aquesta pantalla es multicentre, si l'usuari que està mostrant el llistat té més d'un centre seleccionar centre llista assignat, ha de υn de la de centres UDIAT Centros: per poder excloure les dones.

Si sols existeix un centre en el programa de cribratge, la llista de centres es mostra desactivada i amb l'únic centre existent seleccionat.

						Searchi	_
Pccm	* Nom	Cier. Cognom	2on. Cognom	Data naixement	© Estat	D. Prop. Namo	
1				20/01/1935 0:00:00	170	30/04/1997 0:00:00	
6				15/11/1945 0:00:00	160	21/10/2015 0:00:00	
70				17/01/1945 0:00:00	160	27/06/2014 0:00:00	
103				29/06/1945 0:00:00	300	01/10/2014 0:00:00	
141				20/12/1945 0:00:00	300	19/07/2015 0:00:00	
152				09/06/1945 0:00:00	300	04/07/2014 0:00:00	
233				02/06/1945 0:00:00	300	22/05/2015 0:00:00	
267				08/03/1945 0:00:00	160	05/03/2015 0:00:00	
268				17/12/1945 0:00:00	160	10/12/2014 0:00:00	
288				16/05/1945 0:00:00	300	25/01/2015 0:00:00	
291				24/01/1945 0:00:00	160	16/09/2015 0:00:00	
362				17/12/1944 0:00:00	300	23/11/2014 0:00:00	
434				26/03/1945 0:00:00	300	17/10/2014 0:00:00	
450				26/10/1945 0:00:00	300	09/07/2015 8:49:45	

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



C

×

Des d'aquesta pantalla s'accedeix a la pantalla de gestió de dones donant-li sobre la fletxa de la primera columna i des d'allà es realitza l'exclusió.

2.1.4. VALIDACIÓ DATA NAIXEMENT

S'obté com resultat un llistat de totes les dones que tenen la data de naixement en el programa de cribratge diferent a la que te la dona en el HIS.

				Filtrar:	
Pccm	 Historia 	≎ CIP	Nombre	♦ Fecha nacimiento GARBA ♦ Fecha nacimiento HIS ♦ Teléfono	
17073				2	^
18547				2	
19154				1	
19588				1	
20010				2	
20383				2	
21269				2	
21884				(
21911				2	
21966				1	
21983				1	

Des d'aquesta pantalla s'accedeix a la pantalla de gestió de dones clicant sobre la fletxa de la primera columna i des d'allà realitzar els canvis necessaris.

2.1.5. VALIDACIÓ POBLACIÓ I ADREÇA

S'obté com resultat un llistat de totes les dones que tenen la població i/o adreça al programa de cribratge.

		Buscar:
Pccm 🔺 Historia 🗘 Nombre	Población HIS GARBA O Población HIS Dirección GARBA O Dirección HIS O	Teléfono
17128		13/10/2005 28/09/2008
19154	:R 6 1 1	18/05/2005 20/03/2007

Des d'aquesta pantalla s'accedeix a la pantalla de gestió de dones donant-li sobre la fletxa de la primera columna i des d'allà realitzar els canvis necessaris.

2.1.6. VALIDACIÓ NÚMERO DE HISTÒRIA

Llistat de PCCM que no tenen número de història informat.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

	C
	Buscar:
Pccm	
84736	
84738	
84739	
84740	
84746	
84749	
Mostrando registros del 1 al 6 de un total de 6 registros	

Quan es detecten aquests casos, cal donar-los d'alta en el HIS.

2.1.7. FUSIÓ DESFUSIÓ DE DONES

La funció d'aquesta pantalla es poder fusionar o desfusionar dones que tenen el mateix número de història, dones amb diferents pccm però amb el mateix número de història.

	Llistat Explorad	tions os para Fusion	nar 🖲 Casos Fusiona	dos Incorrectam	ente O Casos para	n Desfusionar		
						Fil	trar:	
Pccm 1 🗘 Situació	on 1 ○ Pccm 2	n 2 Núm. Historia	Nombre	🗘 1er. Apellido	2º Apellido	Nacimiento	Stado 1	🗘 Estado 2 🗘
							Fetado	^
						ØAII		
Mujer Pccm 1	Histórico Pccm 1 Mu	jer Pccm 2 Histórico Po	ccm 2					
Código Pccm:								
Nombre:		1er. Apellido:		2º Apellido:				
Núm. Historia:		Nacimiento:	dd/mm/yyyy	Edad:		Idioma:		
CIP:		NASS:		DNI:		○ Catalán ○ Castellano		
Nº Padrón:			□No Empadronada		Mutuam			
Dirección:	~		Nº: Km.:	Bloque:	Escalera: Pis	io: Puerta:		
CP:	~	Población:			\sim			
ABS:		~			_			
Teléfono1:		Email:						
Teléfono2:		Horario Contacto:						
Teléfono3:		Persona Contacto:						
Móvil:								
Fecha entrada:		Fecha ult. mod:		Fecha Éxitus:	dd/mm/yyyy	Carta a Imprimir		
Estado:				Fecha Prevista:				
Observaciones:								

Hi ha diferents cerques a realitzar:

○ Casos per Fusionar ④ Casos Fusionats Incorrectament ○ Casos per Desfusionar

- Casos per Fusionar: són casos en què els dos pccm estan actius i tenen el mateix número de història.

- Casos Fusionats Incorrectament: són casos en el quals un pccm està actiu i l'altre passiu, s'ha realitzat alguna acció per fusionar-los però no s'han fusionat correctament i no tenen registres a les taules PTCRIPCCMAG y PTCRIPCCMDAG amb la fusió realitzada.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



∂All

10/06/2020

En aquest cas es poden fusionar tots els casos a la vegada amb el botó

- Casos per Desfusionar: són casos en el quals un pccm està actiu i l'altre passiu, però s'ha realitzat la fusió des de la aplicació i sí que tenen registres a les taules PTCRIPCCMAG y PTCRIPCCDAG amb la fusió realitzada.

A la llista de la part superior es mostren els casos a fusionar o desfusionar.

Fent clic sobre una línia de la llista es mostraran a la part inferior de la pantalla, les dades de les dones que s'han de fusionar o desfusionar.

La part inferior de la pantalla té quatre panels en forma de pestanyes:

A la primera pestanya es mostra la informació de la dona que té el pccm de la primera columna de la lineal seleccionada a la llista superior:

Informació Dona Històric Pccm 8472	2 Dona Pccm 84724 Històric Pccm 84724				
Codi Pccm:	84722				
Nom:		1er. Cognom:		2on. Cognom:	
Núm. història:		Naixement:	10/09/1957	Edat:	59
CIP:	l	NASS:		DNI:	99999999
Num. Padró:			□No Empadronada		Mutuam
Adreça:	~		Num.: Km.: Bloc: Esc	ala: Pis: Porta:	
CP:	~	Població:	×		
ABS:	×				
Telèfon1:	659404180	Email:			
Telèfon2:		Horari Contacte:			
Telèfon3:		Persona Contacte:			
Mòbil:					
Data entrada:	03/02/2014	Data ult. mod.	03/02/2014	Data Èxitus:	
Estat:	Estat Passiu	1		Data Prevista:	
Motiu Passiu:	Duplicat o Assig. PCCM errònia			Data Passiu:	14/03/2017 1:
Observacions:					

A la segona pestanya, es mostra l'històric de la dona de la primera pestanya:

Part and a state of the state o					
				Search:	
D. Apunt 1	C Tipus 1	O Motiu 2	Cata Motiu 2	Origen Trucada	
14/03/2017 12:48:32	Canvi d'estat a PASSIU.	Duplicat o Assig. PCCM errônia	14/03/2017	Oficina	
Showing 1 to 1 of 1 entries					

La tercera pestanya es igual que la primera però amb la informació de la dona que correspon al codi pccm de la tercera columna de la línia seleccionada de la llista.

La cuarta pestanya es igua a la segona però mostra els apunts de l'històric de la dona mostrada a la tercera pestanya.

L'objectiu d'aquesta pantalla és:

- Traspassar l'informació de l'històric del pccm que passarà a passiu al que es queda a actiu.
- Posar a passiu per duplicitat de pccm el pccm que passa a passiu.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



destí.

- Guardar a les taules PTCRIPCCMAG i PTCRIPCCMDAG l'informació per poder realitzar, en un futur, una desfusión.

Depenent de la cerca realitzada:

- Casos a Fusionar: s'ha de indicar que pccm es queda a passiu i es traspassarà els seus apunts al pccm que es queda a actiu. Al seleccionar una línia de la grid superior es carrega el pccm origen i el destí, en el ordre que hi ha a la grid, en els següents camps



es poden intercanviar els pccms, per canviar el pccm d'origen i el de

Al polsar el botó apareix una finestra emergent. En el cas de la imatge el pccm que quedarà actiu serà el 94165. La finestra emergent mostra l'estat en que quedarà la dona fusionada. Seleccionant els botons d'opció podem escollir l'estat de qualsevol de les dues dones. En el moment d'escollir, també es canvia la data de propera mamografia. També es pot escollir de forma manual mitjançant els combos, l'estat final de la dona que quedarà activa.

Si un dels estats de la dona correspon a un estat programat, l'Estat no serà modificable i serà programat.

La data propera mamo es podrà modificar manualment.

Fusionar 70570 con 94165
Seleccionar Estado final del pccm: 94165
○ Mujer:70570
Situación en el programa cribado:Estado:1ª SerieVProgramadaV
Fecha próxima Mamo: .07/03/2019
× ×

Al polsar el botó es fusionaran els pccms, el pccm origen (70570) és el que es quedarà a passiu, tots els seus apunts passaran al pccm destí, i el pccm origen passarà a passiu per duplicitat de pccm.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- Casos Fusionats incorrectament: aquests casos ja tenen un pccm a passiu, al seleccionar una línia de la grid ja tindrem el pccm d'origen i el pccm de destí i no es pot canviar l'ordre.

84723	84724	ଡ଼	

Es pot fusionar un en concret amb el botó



o realitzar una fusió de tota la llista de

casos, que s'han carregat a la grid superior, amb el botó

- Casos a Desfusionar: son casos que s'han fusionat i es pot realitzar una desfusió, al seleccionar un registre es carreguen els pccm origen i destí, no es poden canviar perquè es realitza la desfusió amb les dades que s'han guardat al fusionar.

84723	84724	ଡ
	S	

Amb el botó es realitza la desfusió amb les dades que s'han guardat a les taules PTCRIPCCMAG i PTCRIPCCMDAG al realitzar la fusió dels pccm.

Des de la pantalla de la dona, quan s'accedeix a una dona, que té un altre pccm i no

G

estan fusionats, es podrà fusionar amb el botó l'altre pccm. i apareix un link per poder accedir a

Búsqueda										
Pccm:	45681	CIP:			Núm. Historia:			۹ 🔇		
1er. Apellido:		2º Apellido:			Nombre:					
Teléfono:		Fecha nacimiento:	dd/mm/yyyy		Centros:	UDIAT	\sim			
Pccm: 45681 -		Mujer a f	usionar con 41789	Ø		 E 		8	C O	
Mujer Histórico										
Código Boomi 45601										

Si està fusionat amb un altre pccm es podrà desfusionar amb el botó apareix el link per poder accedir a l'altre pccm.



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



🖄 Búsqueda										
Pccm:	45681	CIP:			Núm. Historia	:		Q 💁		
1er. Apellido:		2º Apellido:			Nombre:					
Teléfono:		Fecha nacimiento:	dd/mm/yyyy		Centros:	UDIAT	\sim			
Pccm: 45681 - Histórico		Mujer a 1	fusionar con 41789	త				8	2	0
Dona a desfu	ısionar a	mb 61899								

Si son més de dos pccm amb el mateix número de història, surt el missatge de que s'ha de fusionar aquest cas des de la pantalla de fusió-desfusió. També apareixen els link als altres pccms amb els que es pot fusionar.

Dona a desfusionar amb 84722 84724
Aquesta fusió o desfusió s'ha de fer des del punt de menú Fusió-Desfusió de done

2.1.8. GESTIÓ DE PACIENTS

Per buscar pacients només cal informar algun dels camps que es mostren en la pantalla i



Criterios de selección			
Id. Paciente	СІР	Fecha nacimiento	
Nombre del	1er.		
paciente	Apellido	2º Apellido	
Listado de Pacientes			

El resultat de la cerca es mostrarà en una grid com mostra la següent pantalla.



1

Criteris de Selecció													
Id. Paciente			CIP]	Fecha nacimient	:0						
Nombre del paciente			1er. Apellido	solsona		2º Apellid	0	garcia				Q	×
Listado de Pacientes	5												
												Buscar:	
Id. Paciente Núm. A Historia	Nombre del paciente	≎ 1er. Ape	lido	2º Apellido	\$ Fecha r	acimiento	≎ сір	\$	Sexo ≎	DNI	Dirección		♦ Población ♦
		SOLSONA		GARCIA									
		SOLSONA		GARCIA									
	Mostrando r	egistros del 1	al 2 de un total	de 2 registros									

L'usuari podrà seleccionar el pacient i accedir a les seves dades polsant el botó

Identificación Pacient	e					 ✓
Id. Paciente	VILU0_0000096791	CIP	XXX	DNI		
Nombre	XXXX	1er. Apellido	xxx	2º Apellido	xxx	
Fecha nacimiento	XXXXXX	Sexo	Desconegut ~			
Datos demograficos	EEDANYA	Browincia	(no coloction)	Doblación	(no selection)	
CD	ESPANTA	Provincia		PODIaCION		
Dirección	Desconeguda	No		Piso-nuerta		
				Puerta		
Datos de Contacto						
Teléfono 1		Teléfono 2				
Móvil		e-mail				
Documentos Usuario						
Tipo de documento			~			
	Examinar Ningún archivo sele	ccionado.				
	1					
						
			Buscar:			
Tipo de documento 🗘 De	escripción	\$	Archivo 🗘 Fecha	\$		
Mostrando registros del 0	al 0 de un total de 0 registros					

Un cop modificades les dades necessàries l'usuari podrà desar les dades polsant el botó

o cancel ·lar les modificacions i sortir de la pantalla prement el botó 🏴

Si no s'ha seleccionat cap registre, prement el botó accedirem a l'alta de pacients.

2.1.8.1. ALTA DE PACIENTS

L'usuari podrà accedir a la pantalla d'alta de pacient des de la pantalla de Gestió de Pacients.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





Un cop informades les dades del pacient i polsat el botó l'aplicació realitza la validació de les dades introduïdes donant missatges d'error com els que s'il·lustren a continuació en cas de no informar dades obligatòries o no informar-les correctament.



Missatge que es mostra si el nom del pacient no està informat.



Missatge que es mostra si hi ha un error de validació de dades de pacient

Si l'usuari vol cancel lar l'alta pot sortir de la pantalla polsant el botó de cancel lar

Un cop s'hagin gravat les dades i donat d'alta el pacient apareixerà a la part de baix un nou apartat per poder afegir documents al pacient.

lipo de documento	GRBRes9 - Resultats Rebuig Proves	~		
	Examinar Ningún archivo seleccionado.			
		F	iltrar:	
En de de marte A D	escripción	Archivo	🗘 Fecha 🗘	
npo de documento 🔍 D				
GRBRes9 Re	sultats Rebuig Proves	CD-85-Casos.txt	25/09/2018 9:42:00	

Per fer-ho caldrà seleccionar un tipus de document del camp desplegable i triar el document que es vol associar prement el botó

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Es pot eliminar un document associat al pacient seleccionant una fila de la graella i clicant el

botó a la dreta del llistat, així com descarregar un document ja afegit fent doble clic sobre la fila desitjada.

2.1.9. FUSIÓ DE PACIENTS

La funció d'aquesta pantalla és poder fusionar pacients. En principi sols es poden fusionar pacients donats d'alta des de la pròpia aplicació. Els pacients que són rèplica dels pacients del HIS no es poden fusionar, ja que la fusió es realitza des del HIS i aquest notifica al RIS la fusió, sent els processos d'integració els que executen la fusió.

La pantalla es divideix en dos àrees: PACIENT 1 y PACIENT 2

S'ha d'informar un identificador de pacient a PACIENT 1 i un altre a PACIENT 2, mostrant-se les dades dels dos pacients, i marcant-se en groc les dades que són diferents. Es pot accedir a cercar els pacients amb el botó de la lupa situat al costat dels dos identificadors de pacient



És obligatori informar els dos identificadors de pacient, i tots dos han d'existir a la taula de pacients de SISDI.

	Càrrega Població		
Id. No 2º Tel e-i Dir	Càrrega Temporal Dones Exclusió per Edat Validació Data Naixement Validació Població i Adreça Validació Història Fusió/Desfusió Dones Gestió de Pacients	DNI 1er. Apellido Fecha nacimiento Teléfono 2 Sexo CP Duringia	PACIENTE 1
Po	Fusio Pacients	Provincia	MANTENED ESTE DACIENTE
Pais			MANTENER ESTE PACIENTE
			PACIENTE 2
Id. Pa	ciente	DNI	СІР
Nomb	re	1er. Apellido	
2º Ap	ellido	Fecha nacimiento	
Teléfo	ono 1	Teléfono 2	Móvil
e-ma	il	Sexo	
Direc	ción	СР	
Pobla	ción	Provincia	
Pais			

Si l'identificador de pacient informat no existeix, no apareixen les dades de pacient i a l'anar a salvar el sistema dóna avís de que els dos pacients han d'existir a la taula de pacients de SISDI:



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Si algun dels pacients és un pacient rèplica del HIS el sistema ens avisa de que no el podrem fusionar:



Però si l'usuari connectat té permisos per fusionar pacients rèplica del HIS (per exemple, un Administrador que hagi de resoldre alguna inconsistencia de dades entre el HIS i el SISDI) li apareixerà el següent avís, però podrà arribar a fer la fusió:



Si un dels pacients és un pacient rèplica del HIS i l'altre no, el sistema ens avisa de que no el podrem fusionar:



Un cop seleccionats els dos pacients a fusionar haurem de marcar el pacient que volem que es mantingui actiu (el PACIENT 1 o el PACIENT 2):



Al clicar en el botó d'acceptar es realitza la fusió dels dos pacients, passant totes les proves del pacient desmarcat al pacient marcat, i eliminant-se el desmarcat de la taula de pacients. Posteriorment els serveis d'integració amb el PACS realitzaran la fusió de pacients en el PACS.

En casos excepcionals un administrador del sistema pot realitzar des d'aquesta pantalla la fusió de dos pacients rèplica del HIS. En el Manual Tècnic del producte s'explica com s'ha de configurar aquesta funcionalitat.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Aquesta és una de les poques pantalles que a l'informar l'identificador de pacient no afegeix un prefix si en el sistema tenim configurat un prefix de pacient. Això permet arreglar identificadors de pacient que s'hagin donat d'alta incorrectament, fent una fusió amb un registre que tingui l'identificador correcte.

2.2. TELERADIOLOGIA

Parc Taulí Sabadell

Hospital Universitari

Teleradiologia: es realitza una prova radiològica en un centre diagnòstic, enviant-se les imatges obtingudes a un altre centre a on es realitzarà l'informe corresponent.

El circuit de teleradiologia no integrat consisteix en l'enviament de l'estudi des del centre remot al centre des del que es farà l'informe, i el registre de la petició d'informe associat a aquest estudi des del SISDWeb. El registre d'aquesta petició es fa a partir de les dades de l'estudi, havent-se d'informar altres dades addicionals com són el Motiu de la petició (Informació clínica) i el tipus d'exploració codificat, entre d'altres.



Des del menú de Teleradiologia l'usuari podrà accedir al Llistat d'Exploracions que provenen de Teleradiologia. Des d'aquest punt de menú es podrà fer la Validació de l'estudi prèviament enviat per donar d'alta la petició, i consultar l'estat de peticions prèviament registrades així com els informes ja realitzats associats a aquestes.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Pàgina 26 de 258



Manual usuari

10/06/2020



Es disposa d'informació més detallada referent al protocol d'actuació clicant al botó de Help des del punt de menú de Teleradiologia. En aquesta documentació es descriuen també els circuits alternatius a utilitzar en cas de que hi hagi problemes:

Data explora	ció: 11/12/2018	- 12/12/2018 Centre (no s	election) V AET:	(no selection)	stat v	Q
Iu. Pacient of	ngen					
Valors prede	terminats:	Seu UDIAT	 Client (no selection) 	ction) V Cent	re (no selection)	~
					Filtrar:	
ID 🗘 Id. Pad	cient 🗢 🗘 Nom del pacient	Data exploració		cripció 🇘 AN	Carteria Informe Raim	VerAntInf
Mostrant de 0 a	0 de 0 registres					
\checkmark		X				X
Enviar	Pendent de realitzar	Sense informe	Informant petició	Visualitzar Informe	Informe consultat	Petició
Informació	Informe					anul • lada
		(i)				

Des del botó d'informació anant a Manual d'Usuari. es pot accedir a l'ajuda, i també des del menú Ajuda

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

DOCUMENTACIÓN

Esquema

Procedimiento de guardias Protocolos de indicacion de TAC urgente Protocolo de Teleguardias Requerimientos de Teleguardias Uso del sistema de imagen para guardias de TAC



En cas que estem en un client amb Teleradiologia d'aparells mòbils, es mostrarà un literal avisant que el resultat de la cerca només es farà per AET's:





2.2.1. LLISTAT EXPLORACIONS

Data exploració: Id. Pacient origen	11/12/2018	- 12/12/2018 Centre	(no selection)	✓ Id. Pacient	AET: (destí	no selection)	✓ Estat			~	Q 🟮
Valors predetermina	ats:	Seu UDIAT	~	Clien	t (no selecti	ion) ~	Centre (r	no selection))		~
										Search	
ID 0 Id. Pacient	Nom del pacient	Data exploració	0 Hora	 Tipus explo 	ració 🗘 Descripció	5	≎ AN	Imatges	Informe	Raim	VerAntInf
247637		23/05/201	3 0100100 00106	1561000	ст	TC CRANIAL SENSE CONTR	HSB03311968	80		RV	<u> </u>
247638		23/05/201	3 0:00:00 00:10	47:000	ст	INFORME TO NEURO	522935080	37	Bitter	RV	
247640		23/05/201	3 0:00:00 00:56	:15:000	ст АБ	domen^ABD_STANDAR_FAST (Adults	GRA03311989	139	- R	RV	
247641		23/05/201	3 0:00:00 01:36	:32:000	ст	INFORME TC ABDOMINAL	522937407	184		RV	
247642		23/05/201	3 0:00:00 02:13	:42:000	ст	TC CRANIAL SENSE CONTR	HSB03311994	80	- E	RV	
247643		23/05/201	3 0:00:00 02:20	:21:000	ст	INFORME TO NEURO	522937710	73		RV	
247646		23/05/201	3 0:00:00 02:57	1501000	ст	Cabeza^_ORBITESUDIAT (Adulto)	TER03312000	192		RV	
247647		23/05/201	3 0:00:00 06:20	:28:000	ст	Vascular^AORTAdisseccio (Adulto)	TER03312008	1551		RV	
247648		23/05/201	3 0:00:00 06:20	:28:000	ст	Vascular^AORTAdisseccio (Adulto)	TER03312011	1		RV	
247630		23/05/201	3 0:00:00 08:14	1531000	ст	Tac Osteo-Articular	VIL03312085	113	$\overline{\otimes}$	RV	_
247764		23/05/201	3 0:00:00 09:53	:30:000	MG	BREAST	522977621		x	RV	
250169		23/05/201	3 0:00:00 10:04	:09:000	MR	RM FETGE CONTRAST	TER03334191	597	\bigtriangledown	RV	

Per obtenir un llistat d'exploracions l'usuari ha d'informar els camps obligatoris i prémer el



Un usuari pot tenir accés a consultar les peticions de qualsevol centre, o pot tenir accés restringit a veure únicament les peticions del seu centre. Aquesta restricció es fa a nivell d'AET: un usuari amb accés restringit solament podrà consultar exploracions realitzades en aparells (AET's) del seu centre.

Es poden fer cerques per un pacient determinat, cercant per Identificador del pacient a l'origen (el del centre peticionari) o per Identificador del pacient al destí (el del centre que informa).

Columna Informe es mostrarà per cada exploració del llistat resultant l'estat de l'informe:

• Enviar informació: s'ha rebut la imatge i les seves dades però falta donar d'alta la



Información

petició **de la compacta de la compac**

• Pendent de realitzar informe: S'ha donat l'alta la petició i està pendent de que



es realitzi l'informe

• Informant petició: s'ha començat a fer l'informe, però no s'ha signat



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



• Sense informe: la petició s'ha marcat com a Sense informe, i per tan indica que



el radiòleg no farà l'informe

Visualitzar informe: s'ha fet l'informe i s'ha signat, està disponible per ser consultat



- Informe consultat: informe fet i signat, i ha estat consultat per algú
 Informe consultado
- Petició anul·lada: s'ha anul·lat la petició després d'haver-se donat d'alta
 Petición anulada

Columna **Raim**: mostra les icones dels visors amb els què es pot accedir a la imatge:



Columna **VerAntInf**: mostra una icona en el cas de que la exploració estigui informada, i que l'informe tingui versions anteriors. Clicant a la icona es pot accedir a consultar aquestes versions prèvies.

Si l'informe està finalitzat es pot accedir a visualitzar-lo, així com a les imatges de l'exploració.



10/06/2020

	INFORME SDI - ODIAT C.D.
Corporació Parc Taulí	
Servei de Diagnòstic per la Imatge	NHC : HSB_
Informe 3113206/0	
Centre sol·licitant: Hospital de Sant Boi	
weige sorflicitant:	Data naixement: 24/12/1931
Data sol·licitud: 02/10/2018 Data exploració: 02/10/2018	
Centre destí: Hospital de Sant Boi	
<u>Motiu</u> : Dolor abdominal difuso de inicio brusco desviación a la izquierda. Sospecha de ab <u>Exploració</u> - INFORME TC ABDOMINAL	, a la exploración dolor epigastrio-hipocondrio D. Analítica con leucocitos 21.500 con domen agudo tipo colecistitis aguda
Motiu : Dolor abdominal difuso de inicio brusco desviación a la izquierda. Sospecha de ab Exploració - INFORME TC ABDOMINAL Informe Marcado engrosamiento parietal a nivel líquido libre de distribución principalmer Los hallazgos descritos previamente sugi Vesícula billar de paredes normales. Iltiá	, a la exploración dolor epigastrio-hipocondrio D. Analítica con leucocitos 21.500 con domen agudo tipo colecistitis aguda píloro-duodenal, asociado a trabeculación de la grasa adyacente, discreta cantidad de ite perihepático izquierdo y alguna mínima burbuja de gas de neumoperitoneo asociada. eren patología a nivel píloro-duodenal con probable microperforación asociada. sica. Hígado. bazo, elándulas suprarrenales. v páncreas sin alteraciones patológicas
Motiu : Dolor abdominal difuso de inicio brusco desviación a la izquierda. Sospecha de ab Exploració - INFORME TC ABDOMINAL Informe Marcado engrosamiento parietal a nivel Ilíquido libre de distribución principalmer Los hallazgos descritos previamente sugi Vesícula biliar de paredes normales, litiá: significativas. Riñones de tamaño y morfo mayor en riñón derecho.	, a la exploración dolor epigastrio-hipocondrio D. Analítica con leucocitos 21.500 con domen agudo tipo colecistitis aguda píloro-duodenal, asociado a trabeculación de la grasa adyacente, discreta cantidad de ite perihepático izquierdo y alguna mínima burbuja de gas de neumoperitoneo asociada. eren patología a nivel píloro-duodenal con probable microperforación asociada. sica. Hígado, bazo, glándulas suprarrenales, y páncreas sin alteraciones patológicas ología conservada, sin dilatación de la vía excretora. Quistes corticosinusales bilaterales e
Motiu : Dolor abdominal difuso de inicio brusco desviación a la izquierda. Sospecha de ab Exploració - INFORME TC ABDOMINAL Informe Marcado engrosamiento parietal a nivel líquido libre de distribución principalmer Los hallazgos descritos previamente sugi Vesícula biliar de paredes normales, litiás significativas. Riñones de tamaño y morfi mayor en riñón derecho. Conclusió	o, a la exploración dolor epigastrio-hipocondrio D. Analítica con leucocitos 21.500 con odomen agudo tipo colecistitis aguda píloro-duodenal, asociado a trabeculación de la grasa adyacente, discreta cantidad de ne perihepático izquierdo y alguna mínima burbuja de gas de neumoperitoneo asociada. eren patología a nivel píloro-duodenal con probable microperforación asociada. sica. Hígado, bazo, glándulas suprarrenales, y páncreas sin alteraciones patológicas ología conservada, sin dilatación de la vía excretora. Quistes corticosinusales bilaterales e

Si l'informe s'està realitzant o està pendent de realitzar-se l'usuari pot accedir a la següent pantalla per donar d'alta o accedir a veure les dades de la petició, així com enviar la petició escanejada al PACS.

Parc Taulí Hospital Unive	Sabadell		I	Pàgina 31 de 258
		Manual Usuari		10/06/2020
Sede			Cartan Carcara Sani	
Sede			Centro Consorci Sani	
Id. Paciente		CIP Fecha		
Nombre		nacimiento		×
1er. Apellido		Sexo Femení 🗸		+
2º Apellido	MENDOZA	País ESPANYA ~		
Fecha solicitud		Id Solicitud 4048102	Number:	Ē
Fecha exploración		Hora exploración 12:37:32	AET:	
Órgano sistema	Abdomen ~	Tipo prueba TACS	~	
		Exploración INFORME TC ABDOMINAL	~	
		Lateralidad (no selection)	V.	
		MAMOGRAFIA		
Medico sol.	PROVA1 PROVA2 PROVA - F			
Prioridad	Urgentes v			Ø
Motivo				.1
Observaciones				

S'han d'informar obligatòriament els camps en groc.

Si s'informa el camp Tipus de prova la llista d'exploracions a seleccionar apareix filtrada per aquest Tipus de prova. De la mateixa manera, si s'informa el camp Òrgan-Sistema, les exploracions que apareixeran a la llista també seran les associades a aquest Òrgan-Sistema.



Prement el botó l'usuari accedirà a la següent pantalla per afegir les imatges que vol enviar al PACS i dicomitzar-les.

	Welcome to RAIM Dicomicer
Select files to dicomice	
Examinar. No se ha seleccionado ningún archivo. Add File	
*	Send Images to PACS

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.3. GESTIÓ SOL LICITUD

Des del menú de Gestió de Sol·licitud l'usuari pot accedir a les Sol·licituds d'exploracions Radiològiques i a la Càrrega de Peticions.

🕈 Gestión Paciente - Teleradiología - Gestión Solicitur	d - Gestión Actividad - Gestión Resultad	los≖ Sistema≖ Ayuda≖	Usuario: ipardo -
Solicitud explor Carga de Petic Registro de sol	ración Radiológica iones icitudes con fecha		
GESTIÓN DE INFORMES	GESTIÓN DE MUJERES	CONSULTA HC3 POR CIP	
	\odot	•	
VADA			
CUADRO DE MANDO	GESTIÓN DE AGENDA	GESTIÓN DE PACIENTES	
lı.	2 🗰	1	
A TRANSPORT	1.0		

2.3.1. SOL·LICITUD EXPLORACIÓ RADIOLÒGICA

Des de la pantalla de Sol·licitud d'exploracions l'usuari pot donar d'alta una sol·licitud associada a un pacient. Un cop informades les dades obligatòries de la sol·licitud i de

l'exploració al prémer el botó donar d'alta la sol·licitud.

l'aplicació realitzarà les validacions necessàries per

Els camps seu, client, centre sol·licitant i centre destí, estan relacionats, si es selecciona una seu es filtrarà els altres camps mostrant només els clients o centres que tinguin assignada la seu seleccionada.

Si l'usuari desconeix l'identificador de pacient pot accedir a la pantalla de cerca de pacients prement el botó de la lupa situat al costat de l'etiqueta *Id.Pacient* Id. Paciente

Es pot obtenir el codi identificador del pacient mitjançant un lector de tarja sanitària, accedint directament a l'alta de pacient en cas que les dades no estiguin introduïdes en el sistema informàtic.



10/06/2020

Id. Paciente		CIP		Fecha nacimie	nto		Q 🗸 💊 🕞
Nombre						Sexo	
Datos Solicitud							
Sede	(no selection)	~	Fecha solicitud	25/09/2018			
Fecha registro entrada			Control	Fecha último control			
Cliente	(no selection)	~					
Centro solicitante	(no selection)	~		Núm. Historia externa			
Servicio solicitante	(no selection)	~					
Médico solicitante		\sim					
Médico responsable		\sim					
Centro destino	(no selection)	~					
Servicio	(no selection)	~					
Médico destino		\sim					
Datos Exploracion		_					
Tipo prueba (no s	election)	Org	ano Sistema	(no selection)	\sim		
Exploracion						~	Lateralidad (no selection) ~
Prioridad 3 Bai	xa ~	· Tipo	de Paciente		\sim		Anestesia
Restricción (no s	election)					 Fecha Visita 	· IIII
Fecha inicio expl.		📕 Fec	ha fin expl.				
Fecha programada		Edif	icio - Sala				
Nº. Autorización		Nun	n. Solicitud Externo				
V Otros Datos							
Motivo			Otros dato	5			Deciento ingresedo
							⊔Paciente urgente
							Accidente de circulación
							Baja laboral
Validar							

Un cop informades totes les dades necessàries, si tota la informació és correcta s'activarà el botó d'Acceptar, i clicant sobre ell es salvaran les dades i es mostrarà el següent missatge indicant a l'usuari que la sol·licitud s'ha donat d'alta correctament.

La solicitud ha sid	io dada de alta!
	Aceptar

Si el botó d'acceptar no s'activa, es pot veure quina dada és la incorrecta clicant al botó

Validar

situat a la part inferior esquerra de la pantalla. Al clicar en aquest botó es mostrarà un missatge indicant l'error que fa que no s'activi el botó d'Acceptar.

Botons per la Gestió de sol licituds



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Cerca de sol licituds de pacient

En cas que l'usuari realitzi una cerca de sol·licituds de pacient el resultat de la cerca li mostrarà les sol·licituds del pacient seleccionat que estiguin en estat Pendent de prioritzar, Prioritzada, Pendent de programar, Programada, Desconfirmada o Afegida desconfirmada, i podrà tornar a la pantalla de sol·licituds seleccionat una sol·licitud de la llista, o bé cancel·lant

la cerca 본

Ver todas

la llista mostrarà totes les exploracions

Marcant el control de Veure totes del pacient, estiguin en l'estat en que estiguin.

Si es selecciona una exploració en estat Confirmada, Afegida, Afegida confirmada o Anul·lada es podrà accedir a consultar les seves dades però no es podrà modificar res ni afegir cap exploració. En la resta de casos es podran modificar les dades de la petició.



							Search:	
Id.Exploració	Núm Sol.		Exploració	Descripció	Notificació	Estat exploració	Motiu d'anul·lació	\$
5559206	3986661	16/05/2014	MARCA	MARCATGE PREQUIRURGIC DE MAMA		Prioritzada		
5563392	3986661	16/05/2014	7900041	NOTES COMITÈ P.MAMÀRIA		Prioritzada		
5559207	3986662	16/05/2014	MARCA	MARCATGE PREQUIRURGIC DE MAMA		Prioritzada		
5563204	3986662	16/05/2014	7000735	LLIGADURA DE LESIONS VASCULARS (GASTRO)		Pendent de programar		
5559216	3986669	20/05/2014	7000618	GAMMAGRAFIA D'HEMANGIOMA HEPATIC		Prioritzada		
5562545	4025750	19/12/2014	7000733	POLIPECTOMIA DUODENAL		Pendent de programar		
5562546	4025751	19/12/2014	7000731	POLIPECTOMIA GASTRICA		Pendent de programar		
5562547	4025752	19/12/2014	7000732	POLIPECTOMIA ESOFAGICA		Pendent de programar		
5562548	4025753	19/12/2014	7000731	POLIPECTOMIA GASTRICA		Pendent de programar		
5562549	4025754	19/12/2014	7000732	POLIPECTOMIA ESOFAGICA		Pendent de programar		
5562550	4025755	19/12/2014	7000732	POLIPECTOMIA ESOFAGICA		Pendent de programar		
5562551	4025756	19/12/2014	7000750	INJECCIO DE FARMACS (COLONO)		Pendent de programar		
5563109	4026318	26/01/2015	PGLUC	Prova glucosa		Pendent de programar		
5563299	4026334	09/02/2015	RXEXTERN	RX EXTERNA		Prioritzada		
5563304	4026334	09/02/2015	71346	ECOGRAFIA APARELL URINARI		Prioritzada		
5563305	4026334	09/02/2015	E0000	ECOGRAFIA MAMA		Prioritzada		
5563306	4026334	09/02/2015	5000155	EXTRACCIO DE CALCULS (ERCP)		Pendent de prioritzar		
5563307	4026334	09/02/2015	5000161	COL.LOCACIO DE DRENATGES (ERCP)		Prioritzada		
5563308	4026334	09/02/2015	5000160	LITOTRICIA MECANICA		Pendent de prioritzar		
5569607	4026334	09/02/2015	RXEXTERN	RX EXTERNA		Prioritzada		
5569671	4026334	09/02/2015	5000164	COL.LOCACIO ENDOPROTESIS (ERCP)		Prioritzada		
5569672	4026334	09/02/2015	5000150	COLANGIOGRAFIA RETROGRADA AMB BIOPSIA (ERCP)	Prioritzada		
5563192	4026383	23/03/2015	7000199	RM SOL PELVIC		Pendent de programar		
5569670	4034644	07/04/2016	71275.01	RM D'ABDOMEN		Prioritzada		
5569940	4036895	30/08/2016	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL.		Programada		
5569941	4036896	31/08/2016	ESTER	ESTEREOTAXIA BAG		Pendent de prioritzar		
5569942	4036896	31/08/2016	MARCA	MARCATGE PREQUIRURGIC DE MAMA		Pendent de prioritzar		
5569958	4036913	06/09/2016	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL.		Programada		
5570014	4036966	06/10/2016	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL.		Programada		
5570153	4037095	14/11/2016	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL.		Programada		
5570173	4037115	14/11/2016	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL.		Programada		
5570187	4037129	14/11/2016	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL.		Programada	REPROGRAMACIO	
5570199	4037141	14/11/2016	7000379	ECO-DOPPLER ARTERIAL RENAL.		Programada	REPROGRAMACIO	
5570212	4039110	25/11/2016	7000062	RM-ANGIO AORTA TORACICA.		Programada		
5570386	4039257	06/02/2017	7000738	INJECCIO HEMOSTATICA (GASTRO)		Pendent de programar		

Botons de dades d'exploració



Els botons s'habiliten i des habiliten en funció de l'acció que l'usuari està realitzant.

Si l'usuari està donant d'alta una nova exploració d'una sol·licitud existent o està donant

d'alta la sol·licitud del pacient es mostraran els següents botons des habilitats

En el moment d'informar totes les dades d'una exploració afegida es mostraran els següents botons

Al seleccionar una sol·licitud se li poden afegir exploracions addicionals amb el botó

(), es poden anul·lar exploracions afegides a la sol·licitud

, o bé anar a les diferent exploracions amb els botons

. Una etiqueta a la part de Dades de la Exploració ens

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx

×

0



indica l'Estat de la exploració, el número d'ordre de la exploració dins la sol·licitud, i el total d'exploracions associades a la sol·licitud: (1/2)

Un cop seleccionada una sol·licitud existent i modificada es mostrarà el següent missatge.



En cas d'afegir una nova exploració el missatge que es mostra és el següent.

La solicitud ha sic	do dada de alta!
	Aceptar

En cas d'anul·lació d'informar el motiu d'anul·lació.

d'una exploració d'una sol·licitud existent l'usuari haurà

0 Exploració duplicada	^	\wedge
00 NO PRESENTAT		
000 fdgg		
01 NO INDICAT		
02 IMPOSSIBILITAT TÈCNICA		
03 EL PACIENT ES NEGA A REALITZAR L'EXPLORACIO		
04 REPROGRAMACIO		
05 EXITUS		
06 CANVI D'EXPLORACIO		
07 ANUL.LAT PER PETICIO DEL PACIENT		
08 ANUL.LAT PEL METGE		
09 Exploració duplicada		
1 No adequada	4	
× 🗸		~

Un cop anul lada es mostrarà el següent missatge.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital




2.3.2. CÀRREGA DE PETICIONS

La càrrega de peticions permet donar d'alta peticions de diferents pacients de forma massiva.

Per aquesta opció l'usuari només ha de seguir l'assistent per seleccionar la configuració de la càrrega, seleccionar el fitxer a carregar, mapejar els camps del fitxer amb els camps corresponents de la base de dades i iniciar la càrrega.

L'usuari pot guardar la configuració de la càrrega per posteriors càrregues de peticions.



Segona pantalla de l'assistent:

 Es selecciona la Configuració de càrrega. Si no existeix encara cap configuració, es selecciona "Nova Configuració" i al final del procés, un cop definits els mapejos dels camps, es pot salvar per fer servir més endavant en una altra càrrega la mateixa configuració

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

- Clicant al botó d'"Examinar" accedim a pantalla de navegació per anar a cercar el fitxer Excel que volem carregar
- Un cop seleccionat el fitxer, cliquem al botó de pujada al servidor
- Es pot informar el nom del full de l'Excel que es vol carregar. Per defecte "Hoja1"
- Si la primera fila del full conté encapçalaments de columna s'ha de marcar aquesta opció.

Selección del fichero de carga de peticiones			C
	Nueva Configuración ^ Prova1_isabel Prova2_isabel prova3_Isabel		
	v		
Fichero: Examinar Ningún archivo selecc	onado. 🛃	Nombre Hoja1	
Primera fila contiene encal	pezados de columna	ruja:	ite >

• Si es produeix algun error al fer la càrrega, apareix una finestra d'error. Situant el cursor sobre el text (Detall error) apareix més informació relativa al error (per exemple, que en el fitxer seleccionat no hi ha cap full amb el nom indicat)



Tercera pantalla de l'assistent:

Parc Taulí Sabadell

Hospital Universitari

Mapeig dels can	nps del fitxer an	nb els de la base de dade	85			
)-IdPac I-Nom 2-Cog1 3-Cog2 1-DatNaix 5-Sexe 5-CTP	^	compac_idpac compac_nom compac_cog1 compac_cog2 compac_datnaix compac_sexe	^	>>	0#IdPac#compac_idpac### 1#Nom#compac_nom### 2#Cog1#compac_cog1### 3#Cog2#compac_cog2### 4#DatNaix#compac_datnaix### 5#Sexe#compac_sexe###	^
7-Prov		compac_cip compac_dni			7#Prov#compac_cip###	
8-Pais	¥	compac telef1	¥		8#Pais#compac pais###	× .

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



 Per poder seguir endavant cal mapejar algun dels camps del Excel amb els de les taules de la Base de dades. Si no es mapeja cap el sistema dóna un avís i no es pot seguir endavant.



- El botó permet refrescar el mapeig amb la informació salvada l'última vegada si s'han realitzat modificacions que es necessiten desfer.
- Els camps de la Base de Dades que apareixen són els que s'actualitzaran:

Taula	Columna	Descripció	Obligatori
PTCOMPAC	compac_idpac	Identificador de pacient a SISDI	SI
(Dades pacient)	compac_nom	Nom	SI
	compac_cog1	Primer cognom	SI
	compac_cog2	Segon cognom	
	compac_datnaix	Data de naixement	SI
	compac_sexe	Sexe	SI
	compac_cip	CIP	
	compac_dni	D.N.I.	
	compac_telef1	Telèfon 1	
	compac_telef2	Telèfon 2	
	compac_mobil	Telèfon mòbil	
	compac_email	Adreça correu electrònic	
	compac_adre	Adreça	
	compac_ncar	Número (carrer)	
	compac_pispor	Pis i porta	
	compac_codpos	Codi postal	
	compac_pobla	Codi població	
	compac_poblatxt	Nom població	
	compac_prov	Codi província	SI (si compac_provtxt no està informat)
	compac_provtxt	Nom província	SI (si compac_prov no està informat)
	compac_pais	Codi país	SI

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Parc Taulí Sabadell Hospital Universitari

PTRADSOL	radsol_cntsol	Codi centre sol licitant	SI
(Dades sol licitud)	radsol_tipcntsol	Codi tipus centre sol licitant	
	radsol_numsolext	Identificador sol licitud a centre sol licitant	SI
	radsol_datasol	Data sol licitud	SI
	radsol_seu	Codi seu	
	radsol_urgent	Urgent? (Booleà)	
	radsol_ingres	Pacient ingressat? (Booleà)	
	radsol_accir	Accident de treball? (Booleà)	
	radsol_baixa	Baixa laboral? (Booleà)	
	radsol_client	Codi client	
	radsol_regeco	Codi règim econòmic	
	radsol_ambitact	Codi àmbit	
	radsol_srvsol	Codi servei sol licitant	
	radsol_txsrvsol	Nom servei sol licitant	
	radsol_prfsol	Codi metge sol licitant	
	radsol_txprfsol	Nom complet metge sol licitant	
	radsol_prfresp	Codi metge responsable del pacient	
	radsol_txprfresp	Nom complet metge responsable del pacient	
	radsol_cntdes	Codi centre destí	
	radsol_tipcntdes	Codi tipus centre destí	
	radsol_srvdes	Codi servei destí	
	radsol_txsrvdes	Nom servei destí	
	radsol_prfdes	Codi metge destí	
	radsol_txprfdes	Nom complet metge destí	
	radsol_motiu	Motiu de la petició	
	radsol_infoa	Informació addicional	
	radsol_numautor	Número autorització	
	radsol_numhisext	Identificador de pacient a centre sol licitant	
PTRADEXP	radexp_cat	Codi catàleg	SI (*)

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

(Tatos exploració)	radexp_later	Lateralitat	SI la prova requereix definir lateralitat
	radexp_tpac	Codi tipus de pacient	SI (*)
	radexp_pri	Codi de prioritat	
	radexp_apa	Codi aparell	
	radexp_org	Codi òrgan-sistema	
	radexp_anes	Anestesia? (Booleà)	

(*) Catàleg + tipus de pacient han d'estar contemplats en el contracte actiu del client.

Quarta pantalla de l'assistent:

Assistent per configurar la càrrega de pe	eticions	
Finalment, indicar el nom per o realitzar la càrrega.	guardar la configuració i es procedirà gravar els paràmetres de configuració i a	
Nom:		
	< Anterior	Fi

Un cop feta la càrrega si hi ha hagut un error durant la càrrega es guarda un fitxer de sortida amb els errors trobats per tal de poder arreglar aquests errors i tornar a realitzar la càrrega d'aquests registres.

- Les columnes del Excel que s'hagin d'incorporar a columnes de la BDD que siguin de tipus Data s'han de definir en el Excel en format Data.
- És obligatori informar: Identificador de pacient, Número de sol·licitud del centre sol·licitant obligatori, codi centre sol·licitant, codi de catàleg, tipus de pacient, codi prioritat.
- Identificador de pacient: el sistema comprova si el pacient existeix a la BDD:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

- si no existeix, es dóna d'alta. En aquest cas, són obligatòries les següents dades: nom, primer cognom, data naixement, sexe, codi de província, codi de país.
- si existeix, es segueix endavant: no es comprova si les dades de pacient del Excel són iguals als de la BDD.
- El sistema comprova si el codi de catàleg correspon a una prova definida dins del contracte actiu del client i pel tipus de pacient informat. Si no és així, no es dóna d'alta la petició i apareix l'error en el fitxer d'Errors.

2.3.3. SOL·LICITUD EXPLORACIÓ AMB DATA

Des de la pantalla de Sol·licitud d'exploracions l'usuari pot donar d'alta una sol·licitud associada a un pacient. Un cop informades les dades obligatòries de la sol·licitud i de

l'exploració al prémer el botó donar d'alta la sol·licitud.

Parc Taulí Sabadell

lospital Universitari



l'aplicació realitzarà les validacions necessàries per

Els camps seu, client, centre sol·licitant i centre destí, estan relacionats, si es selecciona una seu es filtrarà els altres camps mostrant només els clients o centres que tinguin assignada la seu seleccionada.

Es obligatori informar els camps data, hora i aparell i es mostren en vermell per diferenciar la pantalla d'Alta de Sol·licituds normals.

Si l'usuari desconeix l'identificador de pacient pot accedir a la pantalla de cerca de pacients prement el botó de la lupa situat al costat de l'etiqueta *Id*.*Pacient*

Id. Paciente

Es pot obtenir el codi identificador del pacient mitjançant un lector de tarja sanitària, accedint directament a l'alta de pacient en cas que les dades no estiguin introduïdes en el sistema informàtic.



10/06/2020

Id. Paciente)			СІР			Fecha nacim	iento			Q 🗸	\$	C
Nombre									Se	xo			
💙 Datos Solici	tud												
Sede		UDIAT		~	Fecha solicitud	25/09/201	8						
Fecha registro	entrada				Control	Fecha últ	imo control						
Cliente		(no selection)		~									
Centro solicita	nte	(no selection)		~		Núm. His	toria externa						
Servicio solicit	ante	(no selection)		~]
Médico solicita	nte			\sim									1
Médico respon	sable			~									
Centro destino		(no selection)		~									_
Servicio		(no selection)		~									
Médico destino	•			~									1
💙 Datos Exploi	racion												
Tipo prueba	(no sele	ction)	\sim	Organo	Sistema	(no selection	on) 🗸	~					â
Exploracion									\sim	Lateralidad	(no sel	ection)	~
Aparatos	(no sele	ction)		~									
Prioridad	3 Baixa		\sim	Tipo de	Paciente		``	~		Anestesia	1		
Restricción	(no selec	tion)											
Fecha inicio				Fecha f	in evol					Técnico	(no sel	ection)	×
expl.				i cenu i	in expi					responsable	e (no sei	cettony	
recna programada	25/09/20	18 1 [.]	<mark>1:40:</mark> 8	Edificio	- Sala					responsable	e (no sel	ection)	~
Nº.				Num S	olicitud Externo			1					
Autorización				Num. 5	Shertuu Externio								
Motivo					Otros dat	05							
											Paciente in	gresad	0
											Dacionto u	aonto	
												gente	
											□Accidente (le circu	Ilación
										.:	🗆 Baja labora	al 👘	
Validar													

Un cop informades totes les dades necessàries, si tota la informació és correcta s'activarà el botó d'Acceptar, i clicant sobre ell es salvaran les dades i es mostrarà el següent missatge indicant a l'usuari que la sol·licitud s'ha donat d'alta correctament.

La solicitud ha sid	io dada de alta!
	Aceptar

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Si el botó d'acceptar no s'activa, es pot veure quina dada és la incorrecta clicant al botó Validar

situat a la part inferior esquerra de la pantalla. Al clicar en aquest botó es mostrarà un missatge indicant l'error que fa que no s'activi el botó d'Acceptar.

Botons per la Gestió de sol licituds



L'usuari podrà fer una cerca de les sol·licituds d'un pacient, introduint l'Identificador del

pacient i polsant el botó

Si es disposa d'una imatge de la petició en paper (petició escanejada) aquesta pot ser

enviada al PACS prement el botó de manera que queda associada a la petició que tenim en pantalla i pot ser consultada posteriorment.

El botó erret a l'usuari esborrar les dades per donar d'alta una nova sol·licitud.



10/06/2020

2.4. GESTIÓ ACTIVITAT

Inclou els següents submenús:

- Gestió Agenda
- Gestió Cribratge
- Treball



2.4.1. GESTIÓ D'AGENDA

Aquest menú conté les opcions necessàries per poder definir i mantenir l'agenda del Radiòleg.



10/06/2020



Conceptes previs:

Condicions prèvies de Franges horàries i determinació del temps de demora

A cada aparell disponible se li assignaran franges horàries dins de les quals podrà ser utilitzat.

Dins de cada franja horària es definirà el tipus d'activitat que es podrà realitzar amb aquest aparell.

El tipus d'activitat es podrà classificar a partir de les diferents agendes assignades a un aparell.

Però també podran definir-se franges d'activitat més específiques, segons:

- Tipus d'exploració
- Per client/Per centre
- Programades/urgents
- Amb/sense anestèsia

Es definiran nínxols com a unitats de programació, de com a mínim de 5 minuts.

També es definirà un temps previst per cada exploració que serà igual al nombre de minuts que s'han de reservar per a la realització de cada prova. Aquest temps dependrà de l'exploració a realitzar i de l'aparell a on es realitzi.

Cal donar especial rellevància al temps de demora. El temps de demora es defineix com el nombre de dies entre la data de sol·licitud d'una exploració i la realització d'aquesta.

Els contractes vigents per cada client defineixen la demora màxima pactada amb aquest en funció de l'exploració que es sol·licita, el tipus de pacient i la prioritat.

La determinació de la màxima demora que pot tenir una sol·licitud dependrà doncs de:

• L'exploració

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- El client
- El tipus de pacient
- La prioritat assignada pel metge

• Altres criteris definits en la sol·licitud, com per exemple condicions del tipus 'el mateix dia de la visita'.

2.4.1.1. CONFIGURACIÓ D'AGENDA

La configuració d'agenda permet configurar l'agenda per aparell. És a dir, seleccionem un aparell, definim un interval de dies dins el qual volem que l'estructura de l'agenda que definirem sigui vàlida, i determinem el tipus d'activitat que es realitzarà un dia de la setmana en concret en un interval horari.

L'estructura definida pot repetir-se setmanalment, cada dues setmanes, cada tres.... Això ve determinat pel Número de setmanes indicades al definir el interval de dates a on volem que sigui aplicable l'estructura que estem definint.

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran el aparells que tenen el mateix centre assignat que té l'usuari que està configurant l'agenda.

					Aparato :			
+	💼 📝	🏥 🐴 🔁	x		MAMOGRAF	MIV - MAMO1		
					Mostrar A	ctivos y Pasivos		
				Buscar:				
ID	Fecha inicio	Fecha	fin	Núm. semanas				
	26 01	/06/2018	02/09/2018	1				
	24 01	/01/2018	31/05/2018	1				
1	22 01	/01/2017	31/12/2017	1				
	18 01	/01/2016	31/12/2016	1				
	17 01	/01/2013	31/12/2013	1				
	11 01	/10/2012	30/12/2012	1				
Mostran	do registros del 1 al 7 de	un total de 7 registros						
1 7	1 🛛 🕺 Duración: 5	v minutos. Zoon	11 ~					
	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo	
	(28/05)	(29/05)	(30/05)	(31/05)	(01/06)	(02/06)	(03/06)	
8.00	08:21	Ord: 0	Ord: 0	Ord: 0	Ord: 0			^
0.11								
9.00								
100				MAMODI				
10				10:00 - 12:30				
				Ord: 0	MAMCRI			
1100					40.00 44.00			
**								
12°								
				-				
1200	MANCOL	MANCOL	мансот	MANCOL	MANCOT			
12.	12:00 12:54	12:00 12:54	12:00 12:54	12:00 12:54	12:00 12:54			
	Ord: 0	Ord: 0	Ord: 0	Ord: 0	Ord: 0			
1400								
TI								

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Parc Taulí Sabadell		Pàgina 48 de 258
	Manual Usuari	10/06/2020
+		
El botó d'Afegir 🗜 per	met afegir períodes per un aparell se	eleccionat.
ID: 03/09/2018 Fecha inicio: 03/09/2018 Fecha fin: 10/09/2018 Núm. semanas: 1		
Eliminar, elimina un	n període seleccionat d'un aparell.	
Editar, mostra les do	ades d'un període seleccionat per ur	n aparell.
Copiar, permet cop	piar un període en un altre.	
Pegar, permet engar	nxar un període copiat en un altre.	
Generar Període, pe línia d'activitat concreta.	ermet Generar un nou període en u	in interval de dates per una
	Generar Periodo	
Línea Actividad: Intervalo de Fechas:	25/09/2018 - 02/10/2018	~ ~
- Desgenerar Períoc	de, permet eliminar un període gener	rat prèviament.
	Desgenerar Periodo	

Línea Actividad:			~		
Intervalo de Fechas:	25/09/2018	- 02/10/2018		 Image: A second s	×

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

	7	14	X	Duración:	5	•	minutos.	Zoom 1	•	
--	---	----	---	-----------	---	---	----------	--------	---	--

Aquestes opcions serveixen per a la visualització el calendari, es pot visualitzar un dia, una setmana o 14 dies, també es pot indicar quin serà la durada en minuts de cada cel·la del calendari de l'agenda, i finalment es pot realitzar zoom per a una millor visualització dels espais configurats.

2.4.1.2. GESTIÓ D'AGENDA

La gestió de l'agenda es mostra en la següent pantalla. Al seleccionar un aparell es mostra el calendari i el mes amb les dades on s'ha generat l'agenda per aquell període.

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran els aparells que tenen el mateix centre assignat que l'usuari que està gestionant les agendes.

		Filtrar:		L	_Mostrar Activos y	Pasivos						
Aparato	Fecha Fin Gen.	Agenda										
ALEUD								- Lleno		• + 1	Llen	0
ECGVAS		20/08/2018 0:00:00					<	sept	iembre	de 201	18	>
ECOT1									i		cá.	do
ECOT2									. ju.		50.	uo.
ECOUD1							27	28 2	9 30	31	1	2
ESTER		31/12/2009 0:00:00					3	4 5	6	7	8	9
GAMMA1		30/06/2006 0:00:00					10	0 11 1	2 13	14	15	16
MAMO1		02/10/2018 0:00:00					17	7 18 1	9 20	21	22	23
MAMO2		29/06/2018 0:00:00					24	4 25 2	6 27	28	29	30
R1		31/12/2009 0:00:00						. 2 3	3 4	5	6	7
R2		31/12/2009 0:00:00										
RXT1												
RXODI												
Mostrant	In a standard and see to	trac										
Hostianco	le I a 13 de 13 regis	ues										
1 7 19 Dura	ación: 5 v Mi	nutos. Zoom 1 v										
1 7 14 Dura 2	ación: 5 ~ Min 24/09/2018	nutos. Zoom 1 ~ 25/09/2018	26/09/20	018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
2 19 Dura	ación: 5 ~ Min 24/09/2018	25/09/2018	26/09/20	018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
2 2 Dura	ación: 5 ∨ Min 14/09/2018	25/09/2018	26/09/20	018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
1 7 13 Dura 2	ación: 5 ~ Mi 24/09/2018	nutos. Zoom 1 ∨ 25/09/2018	26/09/20	018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
2 13 Dura 2	ación: 5 v Min 14/09/2018	nutos. Zoom 1 ~ 25/09/2018	26/09/20	018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 [∞]	ación: 5 v Min 14/09/2018	nutos. Zoom 1 ~ 25/09/2018	26/09/20	018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	8		30/0	9/201	18
7 [∞]	ación: 5 v Mi	nutos. [Zoom 1 ~] 25/09/2018	26/09/20	018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 ⁰⁰	ación: [5 √ Mi i4/09/2018	MAMCRI	26/09/20	018	27/09/2018 MAMCRI	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 ⁰⁰	ación: 5 v Mi	MAMCRI 07:18 - 08:21	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21	018	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 [∞]	ación: [5 ~ √] Mi Ación: [5 ~ √] Mi	MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0	018	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0	28/09/2018	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 [∞]	ación: [5 √] Mi 44/09/2018	MAMCRI 07:18 - 08:21 0rd:0 MAMO1	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01	018	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 [∞]	ación: [5 √] Mi ación: [5 √] Mi	MAMCRI 07:18 - 08:21 07:10 - 08:21 07:10 - 08:21	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01	018	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 ⁰⁰	ación: [5 ~] Mii ación: [5 ~] Mii 4/09/2018	MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	018	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 [∞]	ación: [5 ~] Mi Ación: [5 ~] Mi (4/09/2018	MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01	018	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 [∞] 8 [∞]	ación: [5 ∨] Mi 44/09/2018	MAMCRI 07:18 - 08:21 0rd:0 MAMO1	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01 Reserveda MAM0	O18	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 [∞]	ación: [5 √] Mi ación: [5 √] Mi /4/09/2018	MAMCRI 25/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Reservada MAMCRI	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAM01 Reserved:a MAM0	CRI	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 07d:0 MAM01 Reservada MAMCRI	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Reservada MAMCRI	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7 ⁰⁰	ación: [5 ~] Mii ación: [5 ~] Mii (4/09/2018	MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Reservada MAMO	O18	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Reservada MAMCRI	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Reservada MAMCR1	29/09/2018	3		30/0	9/201	18
7∞ 8∞ 9∞	ación: [5 ∨] Mi 44/09/2018	MAMCRI 07:18 - 08:21 0rd:0 MAMO1	26/09/20 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Reserved:a MAMO	O18	27/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Recervada MAMCRI	28/09/2018 MAMCRI 07:18 - 08:21 Ord:0 MAMO1 Reservada MAMCRI	29/09/2018	3		30/0	9/201	18

1 7 14

Aquests botons permeten visualitzar el calendari per un dia, una setmana o 14 dies.

Duración: 5 - Minutos. Zoom 1 -

Aquests botons permeten configurar la durada en minuts de cada cel·la del calendari de l'agenda, i es pot realitzar zoom per a una millor visualització dels espais configurats.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Seleccionant sobre el calendari podem accedir a les següents pantalles on podrem accedir a diferents opcions que es descriuen a continuació.

• Bloqueig de franja horària:

Permet bloquejar/desbloquejar una franja horària indicant els motius.

Bloqueo de franja horaria	Reserva de franja horaria	Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota	
25/09/2018				Bloqueo de fra	nja horaria			
Motivos de bloqueo:	(no selection)	~						
Intervalo fechas:	25/09/2018 07:18		25/09/2	018 08:20		~	×	

• Reserva de franja horària:

Permet reservar o no reservar una franja indicat d'interval de data i hora d'inici i fi.

Bloqueo de franja horaria	Reserva de franja horaria	Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota	
25/09/2018		Franja	a reservada					
Intervalo fechas:	25/09/2018 07:18		25/09/2018	8 08:20		 Image: A second s	×	

• Eliminar:

Permet eliminar un interval de data i hora.

Bloqueo de franja horaria	Reserva de franja horaria	Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota	
25/09/2018	Intervalo fechas:	25/09/2018	07:18	25/09/2018	08:20	~	×	

• Crear franja horària:

Permet crear una franja horària informant la línia d'activitat, l'horari seleccionat, l'ordre, si és una franja reservada i la unitat mínima de programació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Bloqueo de franja ho	oraria Reserva de franja horaria	e Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota
25/09/2018							
Línea Actividad:	(no selection)	~		Orden:		0	_
Hora inicio:				Franja reservada:			×
Hora Fin:				Unidad mínima de prog	ramación:	1	

• Generació Agenda:

Permet generar Agenda informant la Línia d'Activitat i d'interval de dates i hores.

Bloqueo de franja horaria Reserva de franja h	oraria Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota
25/09/2018						
Línea Actividad:	(no selection)	~				
Intervalo fechas:						×

• Desprogramació:

Permet desprogramar les franges creades durant un interval de dates i hores informant el motiu de la reprogramació o anul·lació. Es poden eliminar hores manuals i/o automàtiques.

Bloqueo de franja horaria	Reserva de franja horaria	Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota
25/09/2018							
Mo	tivos reprogramación / anulación:		(no selection)	\sim			
Intervalo fechas:							×
Fecha Prevista:							
Motivo				\sim			
Responsable:				\sim			
Fuente Información:				\sim			
Momento:				\sim			
Observaciones:				.::			

Si les exploracions que es desprogramen són mamografies de cribratge de mama es necessari omplir los camps data prevista, motiu, responsable, font d'informació, moment i observacions tal com es faria si s'estigués desprogramant una prova de cribratge de mama de forma individual per a crear a posteriori un apunt de contacte. En aquest cas per a cada desprogramació es crearà un apunt de contacte a l'historial de cada dona desprogramada.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



• Reprogramació:

Permet moure una programació d'una agenda en bloc a un altre dia, o dintre del mateix dia a unes hores diferents.

La pantalla per poder fer-ho es la següent:

Bloqueo de franja horaria	Reserva de franja horaria	Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota
25/09/2018							
Motivos reprogra	mación / anulación:		(no selection)	\sim			
Mover to	odo el bloque 🗌 Mante	ener horas	; origen 🗌 Sobrec	argar si es nece	sario		
Reprogramar desde:	25/09/2018 07:1	8 25/09/2	018 08:20			× ×	
a:							
Motivo				\sim			
Responsable:				\sim			
Fuente Información:				\sim			
Momento:				\sim			
Observaciones:							
	L						

Per poder realitzar la reprogramació, s'ha de seleccionar un motiu de reprogramació, l'interval de dates de les programacions que es volen moure i a partir de quin dia i hora es vol reprogramar l'agenda.

Hi ha diferents opcions a poder realitzar:

□ Mover todo el bloque □ Mantener horas origen □ Sobrecargar si es necesario

- Si no es marca cap opció, es mouran les franges ocupades a partir del dia i hora indicades com a destí de la programació.

- Si es marca Moure tot el bloc Mover todo el bloque, es mouran tant les franges ocupades com les que no ho estiguin, si no es marca el mantenir hores origen,

Mantoner horas origon	-	-	
Mantener noras origen	l'agenda del	dia que es vol moure no es mantind	ran, en cas
contrari, si es marca l'opció, e	es mantindran	les hores a l'origen.	

- Si es marca Sobrecarregar si es necessari programació hi ha algú ja programat o no hi ha el forat per poder programar-la, farà una sobrecarrega de l'agenda, per poder fer la programació. Si no està marcada aquesta opció, no deixarà fer la reprogramació en bloc i donarà missatge de que no s'ha pogut reprogramar.



Motivo	×	
Responsable:	~	
Fuente Información:	~ ~	
Momento:	~ ~	
Observaciones:		

- Els camps Motiu, Responsable, Font de Informació, Moment i Observacions, són camps que només serà necessari omplir si estem realitzant una reprogramació de una mamografia de cribratge. En aquest cas, és necessari omplir aquests camps per tal de crear un contacte necessari entre la desprogramació i la nova programació.

Al acceptar la reprogramació

Exploraciones a Reprogramar_



, sortirà una llista amb el pacients a reprogramar:

Se vi	an a repro	gramar (todas la	s exploraciones mos	trada	s en el listado. ¿I	Desea co	ontinuar	?							~ ×	
Pccm	Nom	Cog1	Cog2	Adre	CodPos	Pobla	Telefon	Mobil	Email	DataNaix	ControlEsta	tIdioma	estdon	DataPrg	HoraPro	Aparell	Ī.
56648	ANA M	ROCA	BIOSCA	CR JOSEP VILASECA 18 2 1	08440	CARDEDEU	93 8454175	609728902		21/08/1962 0:00:00	401	с		25/09/2018	12:17	MAMOHGG	1
73476	ISABEL	GARCIA	NAJERA	AV CA L'ESMANDIA URB(CA L'ESMANDI 45	08445	CANOVES I SAMALUS	938710552	616510866	isita22@hotmail.com	22/09/1965 0:00:00	401			25/09/2018	12:24	MAMOHGG	1
47280	M DEL PILAR	CARNEROS	ARDILA	CR TAGAMANENT 159	08520	FRANQUESES DEL VALLES LES	93 8494333	678999431		05/12/1960 0:00:00	401	E		25/09/2018	12:31	MAMOHGG	1
86772	ANNA	DOMENECH	TORT	PS EL PASSEIG 127 B 2	08530	GARRIGA LA	938717721			12/04/1967 0:00:00	401			25/09/2018	12:52	MAMOHGG	1
16484	CLEMENCIA	MORENO	REDONDO	AV DE LA SAGRERA -Corró D'Avall- 35 1 1	08520	FRANQUESES DEL VALLES LES	93 8406169	649344435		16/04/1951 0:00:00	401			25/09/2018	12:10	MAMOHGG	1
69422	ISABEL	SOTILLO	NOVELL	CR VERGE DEL REMEI 17 3 2	08187	SANTA EULALIA DE RONCANA	93 8659095	610968274		27/06/1964 0:00:00	401	с		25/09/2018	12:38	MAMOHGG	1
73926	ESTER	LARA	SURIÑACH	PS VILANOVA 27	08530	GARRIGA LA	938718898	619205537	elarasuri@gmail.com	24/12/1965 0:00:00	401	с		25/09/2018	12:45	MAMOHGG	1
88602	MONTSERRAT	CLOS	PIBERNAT	CR LLUIS LLIBRE 54 0 0	08440	CARDEDEU	938711664	ŧ		06/03/1968 0:00:00	111			25/09/2018	12:03	MAMOHGG	1
88755	EVA M	DIAZ	MEDINA	CR JAUME BALMES 9 4 2	08170	MONTORNES DEL VALLES	935720090			04/03/1968 0:00:00	111			25/09/2018	11:07	MAMOHGG	1
88974	BEGOÑA	FIOL	LORENZ	CR SANT JAUME 84 1 4	08401	GRANOLLERS		617384738		04/03/1968 0:00:00	111			25/09/2018	11:14	MAMOHGG	1
88994	M JOSE	FLORES	NAVAJON	CR TERRAL-POLIGONO	08410	VILANOVA DEL VALLES	938456435	606569426		05/03/1968	111			25/09/2018	11:42	MAMOHGG	-

Si acceptem aquesta llista amb la icona



També es pot exportar a Excel la llista de pacients a reprogramar amb la icona

es reprogramaran tots el pacients de la llista.



Nota

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

Bloqueo de franja horaria	Reserva de franja horaria	Eliminar	Crea franja horaria	Genera Agenda	Desprogramación	Reprogramación	Nota
25/09/2018							
Nota:							â ×

Es permet afegir una nota per aparell. Clicant sobre una franja lliure es podrà editar la nota. Un cop donada d'alta es mostrarà a l'agenda com un avís de la següent manera:

2017	08/11/2017	09/11/2017			
	\$				
	ECOT1 - Revisió de l'Aparell de 12 a 13h aprox. Duració de mitja hora.				

La nota també es podrà modificar clicant sobre la icona de la campana.

Aquesta agenda serà visible en els calendaris de programació al seleccionar un aparell.

2.4.1.3. CÀLCUL HORES LLIURES

Fecha inicio Agenda:	25/09/2018		Fecha fin Agenda:	dd/mm/yyyy	0
Aparato :			•		
Centros:	UDIAT	٣			

El càlcul d'hores lliures permet a l'usuari veure el número d'hores programades i el número d'hores lliures. Per això cal d'informar l'aparell, la data inici i fi mitjançant el calendari

prémer el botó

Θ

per realitzar el càlcul d'hores lliures.



Aquesta pantalla es multicentre, permet l'opció de poder seleccionar un aparell per realitzar el càlcul d'hores. La llista d'aparells es carrega amb els aparells que tenen assignat el mateix centre que l'usuari que està realitzant el càlcul.

2.4.1.4. AGENDA RADIÒLEG

Seleccionant el tipus de prova, prioritat i radiòleg es pot accedir a l'agenda de radiòleg. Aquesta pantalla permet definir i visualitzar la disponibilitat d'un radiòleg o grup de radiòlegs per tal de poder assignar les exploracions als radiòlegs segons la seva agenda.

Fipo prueba (no selection) Prioridad (no selection) Radiólogo	• •				21 5 11	<u>29</u> <u>6</u> 2 <u>13</u>	30 Z 14	1 8 15 1	2 3 9 10 16 17	4 11 18
172 192					1 2 2	20 27 3	21 28 4	22 2 29 3 5	23 24 30 31 6 Z	<u>25</u> 1 8
26/05/2014	27/05/2014	28/05/2014	29/05/2014	30/05/2014	31/05/2014	ł			01/06/	2014
8.										
9.00										
10 **										
1100										
12.00										
13.00										

Seleccionant sobre el calendari podem accedir a les següents pantalles on podrem accedir a diferents opcions que es descriuen a continuació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

• Definició d'Agendes

Definición Agendas	Bloqueo de franja horaria	Eliminar			
	Sin Seleccion		•		
	Repetir hasta:				
Hora inicio				×	
Hora Fin					

El primer desplegable és per indicar cada quan es generarà l'agenda del radiòleg, cada dia, de dilluns a divendres, o cada dia en el qual estem.

• Bloqueig de franja horària

Definición Agendas	Bloqueo de franja horaria	Eliminar							
	Bloquea Bloquea								
Motivos de bloqueo	Altres	T							
	Sin Seleccion	T							
Intervalo de Fechas:	26/09/2018 08:00	26/09/2018 14:00 💉							

Permet el bloqueig o desbloqueig d'alguna franja horària, indicant el motiu, de que dia (cada dia, de dilluns a divendres o de cada dia en el qual estem) i l'interval de dates a bloquejar o desbloquejar.

• Eliminar

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Elimina l'agenda d'un interval de dates i hores.



2.4.2. GESTIÓ CRIBRATGE

Conté totes les funcionalitats relacionades amb la Gestió de Cribratge.



2.4.2.1. GESTIÓ DE DONES

Aquesta pantalla permet gestionar tota l'activitat de l'oficina de cribratge per a una dona en concret.

Permet buscar-la, donar-la d'alta, modificar les seves dades de garbellat i veure tot el seu historial en el procés de cribratge.

Es té accés a donar d'alta qualsevol tipus d'anotacions que posteriorment quedaran reflectits en l'històric (Inclusions, Exclusions, MX.Prèvies, Contactes, Incidències, No participacions o Derivades).

També permet accedir a tots els resultats de la dona o a l'agenda per poder programar o desprogramar una cita per a una dona.

En el cas que estigui exclosa per Neoplàsia, ens permetrà accedir, donar d'alta o modificar el registre de neoplàsia.

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran les dones que pertanyin al centre que té assignat l'usuari que està utilitzant l'aplicació.

8 Busqueda				
Pccm:	CIP:	Núm. Historia:		Q 💁 🖪
1er. Apellido:	2º Apellido:	Nombre:		
Teléfono:	Fecha nacimiento: 24/04/1963	Centros:	UDIAT	•
				,

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



								-
							Search:	
Pccm	 Història 	Nom	1er. Cognom	2on. Cognom	Data naixement	Stat	Descripció Estat	
70707					24/04/1962 0:00:00	200	Control 24 Mesos - Pendent de	
/0/2/					24/04/1963 0100100	300	Programar	
78918					24/04/1963 0:00:00	300	Control 24 Mesos - Pendent de	
/0010					24,04,1905 0.00.00	500	Programar	
78966					24/04/1963 0:00:00	161	No Participant - Programada	
79046					24/04/1963 0:00:00	900	Estat Passiu	
81230					24/04/1963 0:00:00	161	No Participant - Programada	

En entrar a aquesta pantalla es mostra un grup de camps de cerca per localitzar a la dona a consultar.

Si el filtre correspon a una sola dona, es mostren directament les dades de la dona, si no, es mostra un llistat de dones que corresponen al filtre que hem realitzat.

Seleccionant una de les files, es mostren les dades de la dona.

Les dades de la dona es mostres en dos pestanyes:

• Dades demogràfiques i estat de la dona:

Susqueda	
Pccm: CIP: Núm. Historia:	Q 💁 🖪
1er. Apellido: 2º Apellido: Nombre:	
Teléfono: Fecha nacimiento: 24/04/1963 📰 Centros: UDIAT	Ŧ
ccm: 81230	
Mujer Histórico	
Código Pccm: 81230	
Nombre: 1er. Apellido: 2º Apellido:	
Núm. Historia: Nacimiento: 24/04/1965 Edad: 55	Idioma:
CIP: DNI:	🔍 Catalán 🔍 Castellano
Nº Padrón: No Empadronada Mutuam	
Dirección: CR T Nº: 10 Km.: Bloque: Escalera:	Piso: Puerta:
CP: 08201 V Población: SABADELL V	
ABS: ABS Centre T	
Teléfono1: Email:	
Teléfono2: Horario Contacto:	
Teléfono3: Persona Contacto:	
Móvil:	
Fecha entrada: 16/04/201: Fecha ult. mod: Fecha Éxitus: dd/mm/yyy	
Estado: No Participante - Pendiente Programar 📝 Fecha Prevista: 26/11/2013	
Observaciones:	
Observaciones:	

En aquesta primera pestanya es mostren les dades personals. En color crema es troben els camps que no es permeten modificar o que són dades que només pot modificar el procés de garbellat, excepte el camp estat. En blanc es mostren els camps de la dona que poden modificar-se.

El camp estat pot editar-se prement sobre la icona ²²⁷. Al executar aquesta acció apareixerà la següent finestra amb dos llistats desplegables que permetran canviar l'estat de la dona.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

Cambio Estado							
Situación en el programa cribado:	Estado:						
No Participant	Pendent de Programar	۲					
Fecha próxima Mamo: .25/09/2018	Fecha próxima Mamo: .25/09/2018						
Calcular fecha próxima Mamo			× ×				

Històric de la dona

Recerca						
Pccm:	88466 CIP:	Νύ	im. història:		۵ 🕒	8
1er. Cognom:	2on. Co	gnom: No	om:			
Telèfon:	Data na	iixement: dd/mm/yyyy 📰 Ce	uDIAT		\checkmark	
Pccm: 88466 -		Dona a desfusionar amb 100837 🚺	२ 🔽 🖬		2	•
Dona Històric						
O Furde						
O Exclu	usions O Mamografies O	No Participacions \bigcirc Contactes \bigcirc Pr	rogramacions O Res	sultats OMx + Re	esultats	
O Exclu	usions O Mamografies O	No Participacions 🔿 Contactes 🔿 Pr Motiu	rogramacions O Res	sultats O Mx + Re S Data Motiu	esultats	
 ○ Exclu Data Apunt > 01/04/2020 	usions O Mamografies O	No Participacions O Contactes O Pr Motiu 3No localització tel/dom	rogramacions 🔿 Res	Sultats OMx + Re S Data Motiu 05/04/2020	esultats Tot earch: Origen Trucada Oficina	
C Exclu Data Apunt > 01/04/2020 01/04/2020	usions O Mamografies O	No Participacions O Contactes O Pr Motiu 3No localització tel/dom MMO1 - 06-00-2020 - 00:04	rogramacions 🔿 Res	Sultats O Mx + Re S Data Motiu 06/04/2020 06/04/2020	esultats Tot earch: Origen Trucada Oficina Oficina	^
Exclu Data Apunt 01/04/2020 01/04/2020 02/03/2020	usions O Mamografies O Tipus Contactes Desprogramació visita Incidències	No Participacions O Contactes O Pr Motiu 3No localització tel/dom MAMO1 - 06-00-2020 - 00:04 Altres	rogramacions O Res	Sultats Mx + Re S Data Motiu 06/04/2020 06/04/2020 02/03/2020	esultats • Tot earch: origen Trucada Oficina Oficina	^
C Exclu Data Apunt 0 01/04/2020 0 01/04/2020 0 02/03/2020 19/02/2020	Isions O Mamografies O Tipus Contactes Desprogramació visita Incidències Programació de visita	No Participacions O Contactes O Pr Motiu 3No localització tel/dom MANO1 - 06-00-2020 - 00:04 Altres MANO1 - 06/04/2020 20:06:00	rogramacions () Res	Sultats Mx + Re S Data Motiu 06/04/2020 02/03/2020 06/04/2020	earch: Origen Trucada Oficina Oficina Oficina Oficina	^
 Exclu Data Apunt 01/04/2020 01/04/2020 02/03/2020 19/02/2020 11/02/2020 	Isions Mamografies Tipus Contactes Desprogramació visita Incidêncies Programació de visita Carta invitació	Motiu 3No localització tel/dom MANO1 - 06-00-2020 - 00:04 Altres MAMO1 - 06/04/2020 20:06:00 1/02/2020 10:7:0.72	rogramacions O Res	Sultats Mx + Re Data Motiu 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 01/02/2020	esultats Tot earch: Origen Trucada Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina	^
Data Apunt Data Apunt 01/04/2020 02/03/2020 19/02/2020 19/02/2020 11/02/2020 10/04/2019	Isions O Mamografies O Tipus Contactes Desprogramació visita Incidències Programació de visita Carta invitació Contactes	No Participacions Contactes Pr Motiu 3No localització tel/dom MAMO1 - 06-00-2020 - 00:04 Altres MAMO1 - 06/04/2020 20:06:00 11/02/2020 10:710.72 3No localització tel/dom	rogramacions O Res	Sultats O Mx + Re S Data Motiu 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 11/02/2020 11/02/2020	esultats Tot Origen Trucada Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina Oficina	^
 Exclu Data Apunt 01/04/2020 01/04/2020 02/03/2020 19/02/2020 11/02/2020 10/04/2019 10/04/2019 	Lisions O Mamografies O Tipus Contactes Desprogramació visita Incidències Programació de visita Carta invitació Contactes Desprogramació visita	Motiu 3No localització tel/dom MAMO1 - 06-00-2020 - 00:04 Altres MAMO1 - 06/04/2020 20:06:00 11/02/2020 107:10.72 3No localització tel/dom MANO1 - 23/05/2019 - 14:03:00	rogramacions O Res	Sultats O Mx + Re Data Motiu 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 11/02/2020 11/02/2020 10/04/2019 23/05/2019	esultats	Î
 Exclu Data Apunt 01/04/2020 01/04/2020 02/03/2020 19/02/2020 11/02/2020 10/04/2019 26/03/2019 	Tipus Contactes Desprogramació visita Carta invitació Contactes Desprogramació visita Carta invitació Contactes Desprogramació visita Programació de visita	Motiu Ocontactes Pr 3No localització tel/dom MANOI - 06-00-2020 - 00:04 Altres MAMOI - 06/04/2020 20:06:00 11/02/2020 10:7:0.72 3No localització tel/dom MAMOI - 23/05/2019 - 14:03:00 MAMOI - 23/05/2019 - 14:03:00 MAMOI - 23/05/2019 14:03:00	rogramacions 〇 Res	Sultats Mx + Re Data Motiu 06/04/2020 06/04/2020 06/04/2020 11/02/2020 11/02/2020 10/04/2019 23/05/2019	esultats Tot Trucada Oficina Oficina	

El llistat mostra totes les anotacions realitzades en l'històric de la dona.

Si seleccionem una fila es mostra el registre corresponent a l'anotació de l'històric, depenent de l'anotació al que es refereixi la línia.

Si la dona ha estat fusionada, els apunts que havien estat generats pel pccm fusionat, es veuran de color vermell,

Prèviament es pot seleccionar en les opcions d'a dalt del llistat el tipus d'anotació que es desitja veure.

Des d'aquesta pantalla es pot accedir a diferents opcions prement els següents botons:

- Per accedir als diferents apunts de l'històric.
- per programar o desprogramar la següent mamografia de la dona de forma manual.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



per accedir a resultats de la dona per a cada cribratge, ja siguin informes de cribratge, recitacions, informes del comitè de patologia o de la unitat de patologia mamària.

- per accedir al registre de neoplàsies sempre que la dona estigui exclosa del programa.
- El botó imprimir permet imprimir el document que correspon a la dona en aquest moment. Només es mostra si hi ha algun document pendent d'imprimir.



Si la dona té alguna mamografia programada es mostrarà aquest botó que permet poder tornar a enviar el missatge d'alta, programació, reprogramació o desprogramació al HIS si ha fallat.

per actualitzar el contingut de la pàgina.
per tornar a la cerca de les dones.

Aquesta pantalla permet gestionar tota l'activitat de l'oficina de cribratge per a una dona en concret.



10/06/2020

2.4.2.1.1. HISTÒRIC

La pantalla de registre de l'històric permet registrar o modificar diferents registres que creen anotacions en diferents taules o en la taula d'històric.

	Històric	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Código Pccm: 30220 Núm. Historia:		G
OInclusión OExclusión OMx. Previas	◎No Participación ◎Derivadas ◎Contactos ◎Incidencias	

A continuació es detallen els diferents apunts.

2.4.2.1.1.1. INCLUSIÓ

La inclusió es crea per registrar que una dona entra al programa de garbellat, ja sigui per primera vegada, a causa que s'ha donat d'alta individualment, o perquè havia sortit del programa de cribratge i estava en estat passiu.

En registrar una inclusió la dona passa a estat actiu si ja estava registrada anteriorment amb estat passiu.

●Inclusión ©Exclusión	OMx. Previas ONo Participación	Derivadas OContactos OIncidencias
Origen Llamada:	●Oficina ^O Mujer F. Apunte	25/09/2018 14:57:10
Motivo:		v
Responsable:		Ŧ
Fuente Información:		•
Momento:		T
Observaciones:		

2.4.2.1.1.2. EXCLUSIÓ

L'exclusió es crea per registrar el motiu pel qual la dona passa a estat passiu.

Quan es registra una exclusió es crea un registre en l'històric de la dona.

En el moment de registrar l'exclusió es modifica el motiu, la data d'anotació i l'estat de la dona a passiu.



2.4.2.1.1.3. MX. PRÈVIES

El registre de mamografies prèvies serveix per informar de mamografies que la dona es realitza fora del garbellat. Aquest registre pot afectar a la data de la següent mamografia. Quan es registra una prèvia, es crea un registre en la història de la dona. En el moment en què es registra una mamografia prèvia es pregunta a la usuària si es vol canviar la data prevista per a la següent mamografia.

□Inclusión	Exclusión	Mx. Previas	[⊙] No Participación	Oerivadas	Contactos	□Incidencias	
Origen Llamad	a:	●Oficina ^O Mu	jer F. Ap	unte: 25	/09/2018 14:57:10)	 Image: A set of the set of the
Centro:					¥		
Fecha Mamogr	afía:						
Fecha Prevista							
No Interesad	la 🔍 Interesad	а					
Responsable:					•		
Fuente Inform	ación:				•		
Momento:					•		
Observaciones							



2.4.2.1.1.4. NO PARTICIPACIÓ

El registre de no participació, permet informar els motius de no participació d'una dona. Aquest registre pot afectar a la data de la propera mamografia.

Quan es registra una no participació es crea un registre a l'històric de la dona.

En el moment de realitzar el registre de no participació es pregunta a l'usuari si vol modificar la data prevista per la següent mamografia.

OInclusión OExclusión	○Mx. Previas ●No Particip	ación ODerivadas O	Contactos OIncidencias
Origen Llamada:	®Oficina [©] Mujer	F. Apunte: 25/09/	2018 14:57:10
Motivo:		•	
Fecha Prevista:		No Interesada	• Interesada
Responsable: Fuente Información: Momento: Observaciones:			

2.4.2.1.1.5. DERIVADES

El registre de derivades permet informar quan una dona ha estat derivada d'una altra àrea de cribratge. Quan es registra una derivada, es crea un registre també en l'històric.

○Inclusión ○Exclusión	OMx. Previas ONO Par	rticipación ®Deriva	das ©Contactos ©Incidencia	às
Origen Llamada:	®Oficina [⊖] Mujer	F. Apunte:	25/09/2018 14:57:10	~
Médico PAD: Centro:				
Responsable: Fuente Información: Momento: Observaciones:			▼ ▼ ▼	

2.4.2.1.1.6. CONTACTES

El registre de contactes permet informar quan es produeix un contacte amb la dona des de l'àrea de cribratge. Quan es registra un contacte es guarda també un registre a l'històric de la dona i es pregunta a l'usuari si vol modificar la data de la propera mamografia.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.4.2.1.1.7. INCIDÈNCIES

El registre d'incidències permet informar qualsevol incidència que es produeixi durant el procés de cribratge. En efectuar aquest registre també es crea un registre a l'històric de la dona.

○Inclusión ○Exclusión	OMx. Previas ONO Par	ticipación ODerivadas	s ^O Contactos [®] Incidencias	
Origen Llamada:	®Oficina [©] Mujer	F. Apunte: 2	25/09/2018 14:57:10	
Motivo:		•		
Responsable:			T	
Fuente Información:			T	
Momento:			T	
Observaciones:				
			//	

2.4.2.1.2. PROGRAMACIÓ Y DESPROGRAMACIÓ

La pantalla de programació i desprogramació permet veure totes les sol·licituds de mamografia de cribratge d'una dona i si és necessari programar o desprogramar l'última.

Es permet filtrar les peticions per estat de l'exploració (Programades, pendents de programar o totes)

						Programación Man	ual			
Esta	ndo exploración:	Totes	Cóc	digo Pccm: 30220	Núm. Historia:				₽	
	Id.Exploración	Tipo	CIP	Núm. Historia	Nombre	Fecha entrada	Estado	Fecha programada	Hora programada	Motivo
•	7422557					09/04/2018	Programada	20/04/2018	15:18:00	
•	7029791					18/10/2016	Desconfirmada	18/11/2016	16:12:00	
۲	6463666					06/07/2015	Desconfirmada	16/09/2015	17:15:00	
•	6352555					08/04/2015	Desconfirmada	20/05/2015	17:24:00	
•	6120278					08/10/2014	Desconfirmada	14/11/2014	18:09:00	
•	4963383					12/11/2012	Desconfirmada	13/11/2012	17:30:00	Cribratge
•	4140367					10/11/2010	Confirmada	10/11/2010	18:48:00	
•	3277263				_	11/11/2008	Confirmada	11/11/2008	19:27:00	
•	2364200					09/11/2006	Confirmada	09/11/2006	18:06:00	
۲	1635282					09/11/2004	Confirmada	09/11/2004	18:30:00	
•	1603793					05/10/2004	Desconfirmada	05/10/2004	16:18:00	
•	4815025					07/10/2002	Confirmada	07/10/2002	8:09:00	Cribratge
•	4815024					03/10/2000	Confirmada	03/10/2000	8:51:00	Cribratge

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

En seleccionar de la llista una mamografia pendent de programar podrem programar-la manualment.

Si, per contra, seleccionem de la llista una mamografia programada podrem desprogramar-la.

• Selecció d'una mamografia pendent de programar:

	Código Pccm: 30220 Núm. Historia: H231753 ISABEL ROIG MIR									
Esta	ado exploración:	Totes			T				ä	4
	Id.Exploració	Tipus	CIP	Núm. història	Nom	Data entrada	Estat	Data programada	Hora programada	Motiu
•	7422557						Programada	20/04/2018	15:18:00	
•	7029791						1	18/11/2016	16:12:00	
•	6463666							16/09/2015	17:15:00	

Amb el botó apareixen un conjunt de controls que ajudaran a l'usuari a escollir les hores disponibles.

Fec	ha M	láxi	ma:	25	/11/2	018	Imprimir Carta Citación
			•			•	✓ _M ✓ _A
<	9	eptie	mbre	de 20	18	>	07:27 - 07:35 - A - MAMO1 - 🔺
lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.	do.	07:36 - 07:44 - A - MAMO1 - 07:45 - 07:53 - A - MAMO1 -
27	28	29	30	31	1	2	07:54 - 08:02 - A - MAMO1 -
з	4	5	6	7	8	9	08:03 - 08:11 - A - MAMO1 - Fecha: 25/09/2018
10	11	12	13	14	15	16	08:12 - 08:20 - A - MAMO1 - 08:21 - 08:29 - M - MAMO1 -
17	18	19	20	21	22	23	13:00 - 13:08 - A - MAMO1 -
24	25	26	27	28	29	30	13:09 - 13:17 - A - MAMO1 -
1	2	3	4	5	6	7	13:18 - 13:26 - A - MAMO1 -



La data màxima de realització de la prova pot ser modificada.

L'usuari haurà d'escollir un rang de dates del calendari que quedarà marcat en blau, marcant el primer i últim dia del període desitjat.

Per obtenir totes les hores disponibles en aquest període seleccionat haurà de prémer el

botó . Després de prémer el botó l'usuari pot moure's pels dies del calendari i apareixerà el llistat d'hores disponibles per a cada dia.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Damunt del calendari apareixen dues caixes per escollir si es desitja que es mostrin hores manuals (reservades) o automàtiques ^{IM} ^{IM} .

La data i hora escollides es veuran en els camps Data i Hora.

Després de seleccionar una hora haurem d'acceptar prement el botó

Si es vol cancel lar l'operació realitzada s'haurà de prémer el botó

Si el que es vol és imprimir la carta de citació just després de programar s'haurà de marcar la caixa d'Imprimir Carta de Citació

Aquest procés de programació generarà canvis en la història de la dona, modificant l'estat de la dona i la data de propera mamografia.



Programación forzada	
Fecha	
Aparato	▼
Hora inicio	00 • : 00 •
Imprimir Carta Citación	
	🗸 🗙

Després de seleccionar una hora, data i aparell haurem d'acceptar prement el

botó

Si es vol cancel lar l'operació realitzada s'haurà de prémer el botó

ier el boto

Si el que es vol és imprimir la carta de citació just després de programar s'haurà de marcar la caixa d'Imprimir Carta de Citació .

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx



l'usuari podrà escollir, data, hora i aparell



Aquest procés de programació generarà canvis en la història de la dona, modificant l'estat de la dona i la data de propera mamografia.

• Selecció d'una mamografia programada:

ł	Esta	do exploración:	Tote	s		•					×
		Id.Exploració	Tipus	CIP	Núm. història	Nom	Data entrada	Estat	Data programada	Hora programada	Motiu
		5409620						Programada	26/09/2018		
ſ		4337894		1		í	1	Desconfirmada	29/04/2011	18:12:00	
	•	3916618					. –	Desconfirmada	28/04/2010	12:06:00	
_											

En seleccionar una mamografia programada es mostrarà el botó er per desprogramar-la

Al seleccionar una mamografia programada o desprogamada es mostrarà el botó

per a poder tornar a enviar el missatge d'alta, programació, reprogramació o desprogramació al HIS si ha fallat.

Si premem sobre el botó de desprogramació se'ns demanarà que verifiquem que estem segurs que anem a desprogramar l'exploració.

Desprogramar exploración
Realmente desea desprogramar la exploración
🖌 🔀 G

Després haurem d'indicar un motiu de desprogramació, creant així un registre en l'històric de la dona i modificant l'estat d'aquesta.

Motivo

CLAUSTROFOBIA

•



Automàticament s'obrirà la pantalla d'històric per crear un registre de contacte obligatori i sense el qual no es podrà tornar a programar la dona.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

2.4.2.1.3. RESULTATS

La pantalla de resultats és accessible des de la pantalla de Gestió de Dones prement sobre

el botó

Des d'aquesta pantalla es pot navegar pels diferents resultats que hagi tingut la dona durant el seu recorregut dins del garbellat de mama prement les dates 🔳 i d'aquesta forma poder veure els resultats que s'han donat en cada convocatòria.

Código Pccm: 6926 Núm. Historia:	C
echa Mamografía: 04/10/2010 Resultados Lectura Fecha Recomendación Valoración Primera lectura 03/11/2010 Becitació UDIAT Indeterminada (BIBADS 0)	
Resultados	
Lectura Fecha Recomendación Valoración Primera lectura 03/11/2010 Beritació IDIAT Indeterminada (BIBADS 0)	
Lectura Fecha Recomendación Valoración Primera lectura 03/11/2010 Becitació UDIAT Indeterminada (BIRADS 0)	
Primera lectura 03/11/2010 Recitació UDIAT Indeterminada (BIRADS 0)	
Recitaciones	
Fecha entrada Fecha OTC Recomendación Valoración	
15/11/2010 04/11/2010 Comité de Patologia Mamária (CPM) Patologia maligna (BIRADS 5)	
Comité Patología Mamaria (CPM)	
Fecha CPM Fecha entrada Fecha Salida Recomendación Valoración	
15/11/2010 04/11/2010 Recitació UDIAT Patologia maligna (BIRADS	5)
15/03/2011 15/11/2010 Unitat de Patologia Mamària (UPM) Patologia maligna (BIRADS	5)
Unidad Patología Mamaria	
Fecha entrada Fecha Diagnóstico Recomendación Valoración	
15/03/2011 Unitat Patologia mamària (Càncer) Maligne	

Podrem veure quatre llistats de resultats que ens indiquen els diferents tipus de proves que es poden donar.

• Resultats de mamografies

En aquesta llista es mostren les lectures que s'han realitzat per a la mamografia de la data que es mostra com Data Mamografia.

Aquests informes es realitzen per radiòlegs i podrem accedir a veure-ho seleccionant la fila corresponent a l'informe que es desitja visualitzar.



PROGRAMA DE CRIBRATGE I REGISTRO BÁSICO DE RADI	DEL CÀNCER DE MAMA DE SABADE OLOGIA	LL		
(Informe: 1580033/0) Código Radiólogo:	Código técnico		NHC:	
Fecha de la mamografía:				
Fecha firma informe:				
🗆 Examen negatiu (BIRADS1))			
Densidad tejido D E	Rec	omendación		
Adipó	s - ACR1 C	ontrol cribratge als 2 anys (nega	tiu)	
Norma	al - ACR2			
Heter	ogeneïtat - ACR3			
Mame	es molt denses - ACR4			
Comparación en relación a a	interiores mamografías:			
D E	Mamografies pré	vies no valorables		
	Mamografies prev Mamografies prev	vies extraviades		
Augment de la mida de la				
	DE			
Augment del nombre de	calcificacions Mastectomia o	completa		
	e calcificacions 🔲 🔲 Cirurgia conse	ervadora		
Hallazgos: (Hallazgos multi	iples similares: nº aproximado)	(No contestar este apa	rtado si el examen es negativo)	
Densidad tejido D E	Nódulo D E	Calcificaciones D E	Otros hallazgos D E	
Adipós - ACR1	Marge ben delimitat	Benignes	Alteració cutània	
🖉 🖉 Normal - ACR2	🦉 📃 " mal delimitat	Malignes	Canvis postquirúrgics	
Heterogeneïtat - ACR3	espiculat	Indeterminades	Artefactes	
Mames molt denses - AC	R4		Cirurgia conservadora	
	Patrón	Prótesis	Mastectomia	
	DE	DE	Adenopaties	
	Ductal	Normal		
	Fibrós distorsionant	Disfunció		
	Intersticial			
	Assimetria de densitat			
Medidas de la lesión	Localización	Profundidad	~	

• Recitacions generades

En aquest llistat es mostren les recitacions generades a partir de la recomanació de l'informe de mamografia o d'una altra recitació.

Seleccionant la fila desitjada prement la l'informe al que es desitja accedir, s'obrirà una nova pantalla on podrem veure l'informe de recitació.



				Re	citaciones		
	Código Pccm:	Núm. Historia:					e
	Radiólogo:	MCIMD		•	Técnico:	T	
	Fecha Mamografía:	07/12/2016	6		Fecha OTC:	13/12/2016	
	Motivo de la visita:	Controls	especials	Recitació CPM			
		Recitació	, ó radiòleos	Reconsideració	rebuia proves		
	Î		2		51		
ipo prueba	Recomendada	Fecha Prog.	Realizada	Informada	Motivo no Realización	Recomendación / Valoración	
,	BAB per extereotaxia	e 0	5/07/2017			NO PRESENTAT	
•	Ressonància Magnètica	0	9/07/2018	d.	e#		
,	Ecografia de Mama	0	9/07/2018	✓	×.		
•	BAG per Estereotaxia	0	9/07/2018	d.	¥		
	💷 20 - 50 mn	ı 🔪					
	☐ 20 - 50 mn ☐ >50 mm	Observacion		E asdfsdf		D E	
	☐ 20 - 50 mn ☐ >50 mm	Observacion Otros Diagno	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	E asdfsdf		D E	
	□ 20 - 50 mm □ >50 mm Rec	Observacion Otros Diagno omendación:	D nes: Xa ósticos:	asdfsdf			
	■ 20 - 50 mm ■ >50 mm	Observacion Otros Diagno omendación:	D nes: Xa ósticos:	asdfsdf	dicionales		
	20 - 50 mm	Observacion Otros Diagno omendación:	D nes: X2 ósticos:	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación	dicionales		
	20 - 50 mm	Observacion Otros Diagno omendación: © Cribado 2 años	D nes: Xa ósticos:	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación Ecografía:	dicionales		
	20 - 50 mm	Observacion Otros Diagno omendación: © Cribado 2 años ® Avanzar control 1	D nes: XX ósticos:	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación Ecografía: Inmediata	dicionales		
	■ 20 - 50 mm ■ >50 mm	Observacion Otros Diagno omendación: Cribado 2 años Avanzar control 1 Comité Patología	D nes: Xa ósticos:	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación Ecografía: Inmediata PAAF	dicionales		
	20 - 50 mm	Observacion Otros Diagno omendación: © Cribado 2 años @ Avanzar control 1 © Comité Patología © Unidad Patología	D nes: Xa ósticos: L año Mamaria Mamaria	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación Ecografía: Inmediata PAAF RMN	dicionales		
	20 - 50 mm	Observacion Otros Diagno omendación: Cribado 2 años Avanzar control 1 Comité Patología Unidad Patología Rechazo Pruebas	D nes: Xa ósticos: Laño Mamaria Mamaria	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación Ecografía: Inmediata PAAF RMN Bag por Ester	dicionales		
	20 - 50 mm	Observacion Otros Diagno omendación: Cribado 2 años Avanzar control 1 Comité Patología Unidad Patología Rechazo Pruebas	D nes: xz ósticos: L año Mamaria Mamaria	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación Ecografía: Inmediata PAAF RMN Bag por Ester BAG por Tomos	dicionales		
	20 - 50 mm	Observacion Otros Diagno omendación: Cribado 2 años Avanzar control 1 Comité Patología Unidad Patología Rechazo Pruebas	D nes: Xii ósticos: 0 L año 0 Mamaria 0 Mamaria 0	E asdfsdf Proyecciones A Magnificación Ecografía: Inmediata PAAF RMN Bag por Ester BAG por Tomos Bag por Eco	dicionales		

Aquest informe té una llista de proves sol·licitades en aquesta recitació. Cada línia ens indicarà si la prova havia estat recomanada en un altre informe previ, ens indicarà la data de programació, i si s'ha realitzat o no. En cas negatiu el motiu de la no realització i en cas positiu la recomanació i valoració donada per a la prova.

Les proves es podran	editar, 🛨	afegir o	Î	eliminar.		
Al afegim una nou tipus d	e prova haurem	n de seleco	cionar e	el tipus de l	prova i e	el motiu:
Tipo prueba:			•	 ✓ 	×	
Fecha Prog.:						
Recomendada						
🗆 Realizada						
🗆 Informada						
Motivo no Realización:				•		

També es podrà tenir un petit informe associat que serà accessible des del botó 🗎

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Els informes seran diferents per a cada tipus de prova. Però tindran dades de l'estil mostrat en la següent pantalla:

Descripción Bag por E	ster 🗸 🔪
Passes: No Complicacions	Micros cilindros Adecuado No Adecuado Control calidad muestra Si No Dudoso
Complicacions:	🗖 Reacció vagal 🗖 Manca col.laboració 🗖 Hematoma 🗖 Dificultat tècnica 🗖 Dolor punció
Grau de dolor:	$\bigcirc_1 \bigcirc_2 \bigcirc_3$
Observacions:	

En la part inferior de l'informe de recitació trobem una sèrie de paràmetres per emplenar i una recomanació amb valoracions finals. Es crearà un registre diferent depenent de la recomanació, bé sigui fer una recitació o bé sigui Comitè de Patologia Mamària. Per a qualsevol altra recomanació es realitzarà igual que si fos una recomanació des de l'informe de garbellat de la mamografia.

S'ha afegit una nova funcionalitat a la pantalla de recitacions, el poder signar una recitació i la realització de l'informe de recitació.

Des de la pantalla es poden afegir proves que s'estan realitzant a la dona, la primera prova ja la tindrem que vindrà de la realització de l'informe de la mamografia de cribratge i estarà com a prova recomanada, aquesta prova només es podrà guardar indicant que s'ha realitzat i informat, o en cas contrari es pot desconfirmar informant el motiu de desconfirmació. Aquesta primera prova no es pot eliminar

Es poden afegir tantes proves com es vulgui, aquestes afegides si que es poden eliminar.



Mitjançant el botó es firma la recitació i es realitza l'informe de la recitació, un cop signada no es podrá modificar la recitació i el resultat queda tancat.

Si la recitació ja està signada apareixerà el botó **una de la desta desta de la desta desta de la desta desta de la desta de la desta de la desta desta de la dest**

• Comitè de Patologia Mamària

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital


Aquest tipus d'informes poden generar-se a partir d'informes de recitació. Seleccionant la línia de l'informe desitjat i prement podrem veure l'informe del comitè de patologia mamària.

Fecha CPM:	Fecha Mamografía: 04/10/2010	Fecha OTC:
Motivo de la visita:	OLector 1 ODoble Lectura	
	○Consens®Recitació Radiòlegs	
Recomendación		Acciones Propuestas
○Control cribado 2 años		Proyecciones Adicionales
OAvanzar control 6 meses de los dos pechos		Magnificación
Nuevo control seguimiento 6m. pecho derecho)	Ecografía
©Nuevo control seguimiento 6m. pecho izquiero	lo	Gliptografía
OAvanzar control 1 año		Bag por Eco PAAF / Pneumooncografia
OAvanzar control 18 meses		RMN
Otros Controles		Bag por Ester
©Recitación servicio RX.		Otros
OUnidad Patología Mamaria		
Fecha Prevista:		
Valoración		
Patologia benigna (BIRADS 2) Patologia pro	hablement benigna (BIRADS 3) OSospitosa d	e malignitat (BIRADS 4)
Patologia maligna (BIRADS 5) Indeterminad	a (BIRADS 0)	

En aquest informe es registrarà una recomanació i valoració. En cas que impliqui noves proves o nous informes es podran generar nous registres de recitació o informes de la unitat de patologia mamària. En qualsevol altre cas, generarà tots els canvis habituals d'una recomanació d'un informe de garbellat.

• Unitat de Patologia Mamària

En aquest llistat es mostren els informes de la Unitat de patologia mamària. Aquests informes es poden generar a partir d'informes de garbellat o de recitació.

Seleccionant una fila de l'informe al que es desitja accedir prement **b** s'obrirà una nova pantalla on es podrà veure l'informe de l'unitat de patologia mamària.

Fecha Mx: Diagnóstico:	04/10/2010 Benigno Maligno	Fecha Diagnóstico:	
Observaciones:	BQ 01-01-1900		
Recomendación:	Control cribado 2 a Avanzar control 6 Nuevo control de 9 Nuevo control de 9 Avanzar control 1 Nuevo control 18 Otros Rechazo Pruebas Unidad Patología 1	años meses de los dos pechos seguimiento pecho derecho seguimiento pecho izquierdo año meses Mamaria (Cáncer)	
Fecha Prevista:	Control asistencia	1	

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



En aquest informe es registrarà una recomanació que pot implicar que la dona segueix el seu curs dins del garbellat o que surt del programa i es registren les dades de la neoplàsia detectada.

• Informe fi de ronda

						Resultats		
	Codi Pccm:	89830	Núm. història:					
)ata Mamografia:		06/02/2017]					
Resultats								
Lectura		Data			Recomanació			Valoració
Primera lectura		15/02/2	2017		Ecografia			Indeterminada (BIRADS 0)
Segona lectura		16/02/2	2017		Control cribratge als 2 an	ys (troballes)		Patologia benigna (BIRADS 2)
Consens		20/02/2	2017		Ecografia			Indeterminada (BIRADS 0)
Recitacions								
Data entrada		Data O	тс		Recomanació			Valoració
20/02/2017		31/07/2	2017		Avançar control 1 any			Patologia probablement benigna (BIRADS 3)
Informe fi ronda								
Data de la mamografia:			Data D	iagnòstic:			Recomanació	
06/02/2017 0:00:00			02/08/2	017 0:00:00			Cribratge mama Benigne 12 mes	os

A la part inferior es mostrarà, si existeix, el informe de fi de ronda de la mamografia. Aquest es mostra a una grid amb la data de la mamografia, la data de tancament de la ronda (data de creació de l'informe de fi de ronda) i la recomanació.

Clicant sobre la línia s'accedeix a l'informe.

2.4.2.1.4. NEOPLÀSIES

La pantalla de neoplàsies és accessible des de la pantalla de gestió de dones prement el

botó La pantalla permet registrar totes les dades de seguiment sobre la neoplàsia detectada a una dona que ha passat pel programa de garbellat, tant si la neoplàsia s'ha detectat durant el procés de garbellat com si s'ha detectat fora del programa.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



			Neoplasia			
Pccm:	Núm. Historia:				•	
🛨 📋						
Neoplasia Fecha	02/12/2010 Oficin	a Controls PCCM Succ	accius Cribratges			
,	02/12/2010					
Clasificación:	Procedencia:	tae ©Successius	Cribratges Controls Avanc	Neoplasia	a Control Avanzado	~
	nclusió	tge No Presentat ©2on. Cribra	tge Irregular ©Circuit Assister		inbrutge = zon: enbrutge	
Origen :	✓Oficina ■Mujer	Fecha Apunte:	02/12/2010	Fecha Actualización:	09/08/2011	
Fecha Mx. Diagnóstica:	04/10/2010	Fecha Diagnóstico:	10/11/2010	Ronda:	18 oct 2009-17 oct 2011	۲
Lugar Seguimiento:	cspt	Biopsia Quirúrgica:	SiNo			
Fecha Defunción:	dd/mm/yyyy	Fecha Biopsia:	dd/mm/yyyy			
BAG	©SI [©] NO	PAAF	©si ©no	Data UPM	dd/mm/yyyy	
Procedimiento1	•	Procedimiento2	•			
Localización:	Dreta 🔻	Multicéntrico:	SiNo	Multifocal:	Si No	
Diagnóstico:	Ductal 'in situ' i infiltrant	▼ Grado Ca Infiltrante	: III •	SBR:		
		▼ Grado Ca No Infiltra	nte o Insitu 🔻	Índice Van Nuys:		
T: T N:	▼ M:	▼ Estadiaje Clínico:	•			
pT: T1c 🔻 pN:	N0 ▼ pM:	▼ Estadiaje Patológico	i: Ia 🔻			
Tamaño (mm): 1,1	Ganglios Extraídos: 2	Ganglios Afectados	0	Ganglio Centinela:	SiNo	
RHE: 0 RHP:	0 Ki67: >15	5 Invasión Angiolinfá	tica: Si No NC	Afectación Márgenes: Si	No	
НЕR- NEU2: 1+ СК-19	E-CADHERINA:	p53:				
Fecha Primer Tratamiento:	dd/mm/yyyy					
Cirugía:	Conservador	22/12/2010 RT:	Sí	• 01/06/2011		
QT:	Sí	▼ 10/02/2011 HT		dd/mm/yyyy		
Derivada	○ SI ○ NO					
Motivo Derivación		T				
Fecha Recidiva:	dd/mm/yyyy 📰 Tipo R	tecidiva:	•			
Fecha Último Control:	dd/mm/yyyy	o Último bl: Viva	•			
Tipos Metástasis:						
Observaciones:	Pev					

La llista de la part superior de la pantalla mostra els registres de neoplàsia registrats. La part inferior de la pantalla mostra l'informe del registre seleccionat de la llista superior.

Es podran afegir i eliminar registres prement els botons



2.4.2.2. INVITACIÓ

La invitació és un procés que es fa solament la primera vegada que la dona entra al programa de cribratge.

Està pensada per fer-se de forma territorial i per això permet fer diferents filtres. També es pot filtrar per la data en la qual la dona farà els 50 anys.

Aquesta pantalla es multicentre, si l'usuari que convida les dones té més d'un centre assignat, s'haurà de seleccionar un centre de la llista de centres Centros: UDIAT
per poder convidar a les dones del centre seleccionat.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



 \sim

Si només existeix un centre en el programa de cribratge la llista de centres es mostra desactivada i amb l'únic centre existent seleccionat.

	Població	ón 🔍 ABS			Q
Seleccionar Tod	0	Sel	eccionar Todo		_
BADIA DEL VALLES BARBERA DEL VALLES BELLATERRA CASTELLAR DEL VALLES CERDANYOLA DEL VALLES PALALLDE PLEGAMANS	▲ ▼	ABS Castellar de ABS Serraparera ABS Canaletes-F ABS Centre ABS Sant Olegue	I Vallès Fontetes er	▲ ▼	
De Nº Pccm Edad inicial: 50		A Nº Pccm Edad final:	70		
Hasta fecha: 31/12	/2018 🛛 🏾	Centros:	UDIAT	Ŧ	

Una vegada filtrades les dones apareix el nom de carrers i nombre de dones de cada carrer per poder seleccionar quantes dones volem convidar.

Siglas	Calle	Mujeres	Núm Mujeres Seleccionadas: 5
PL	ALCALDE MARCET	1	
AV	ALCALDE MOIX	5	🔍 Catalán 🔍 Castellano 🔍 Ambas
CR	ALCARRIA	1	Carta Correo Electrónico SMS
CR	ALEMANYA	3	
VI	ALEXANDRA	7	
CR	ALFONS SALA	8	
CR	ALGARVE	4	
CR	ALGUER	1	
CR	ALGUERSUARI I PASQUAL	3	
CR	ALI BEY	1	
CR	ALI-BEI	1	
CR	ÀLIGA	1	
PG	ALMIRALL MARQUET	2	
PS	ALMOGÀVERS	3]
CR	ALMUDENA	2]
	▶ ₩		

Una vegada seleccionades els carrers que volem convidar caldrà prémer el botó per mostrar una nova pantalla on es mostren les dones seleccionades.

Si es validen les dones, es generen les cartes d'invitació en format PDF i es marquen les dones com convidades.

								I	:
	Pccm	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Fecha nacimiento	Dirección	Código Postal	Población	-
1	85226						08207	SABADELL	1
1	85229	N.				_	08207	SABADELL	1
1	85256						08207	SABADELL	1
1	86640					_	08207	SABADELL	1
1	86644					-	08207	SABADELL	1

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Mujeres para Enviar la Invitación

2.4.2.3. PROGRAMACIÓ AUTOMÀTICA

La programació automàtica dóna hores a totes les dones que estiguin en situació d'espera d'una cita de cribratge de mama. Les dones poden estar en diferents situacions dins del programa de cribratge però totes elles han de tenir una data de propera mamografia. Aquesta pantalla buscarà totes les dones que tinguin aquesta data ja passada en el període pel qual filtrem.

Res més entrar a la pantalla si hi ha dones pendents d'excloure per neoplàsia o per èxitus, dóna un avís perquè es treballin els llistats corresponents per fer l'exclusió, només avisa i es pot seguir treballant.

Aquest	a pantalla	es	multicentre, si	l'usuari	que progre	ama a	les do	ones té	més d'	un centre
assignat	haurà	de	selecciona	r un	centre	de	la	llista	de	centres
Centros:	UDIAT									

per poder programar les dones del centre seleccionat.

Si només existeix un centre en el programa de cribratge, la llista de centres es mostra desactivada i amb l'únic centre existent seleccionat.

Fecha inicio:	25/09/2018		Fecha fin:	dd/mm/yyyy		Q
	Pol	olac	ión [©] ABS			
Selec	cionar Todo		Se	leccionar Tod	0	
BADIA DEL VAI	LLES	*	ABS Castell	ar del Vallès		
BARBERA DEL	VALLES		ABS Serrapa	arera		
BELLATERRA			ABS Canale	tes-Fontetes		
CASTELLAR D	EL VALLES		ABS Centre			
CERDANYOLA	DEL VALLES		ABS Sant O	leguer		
PALAU DE PLE	GAMANS	•	ABS Creu A	Ita	-	
Fecha Límite I	Nacimiento:	dd/m	nm/yyyy			
Búsqueda p	or Territorio 🔍	Bús	queda por	Estado		
□Imprimir Ca	rta Citación		Centros: U	DIAT		

Per realitzar la cerca per població o ABS, es pot indicar la data límit de naixement, només mostrarà les que compleixin els anys fins avui límit.

Es pot indicar si s'imprimeixen les cartes de citació una vegada s'hagin programant activant

el check **Imprimir Carta Citación**, si no es marca no s'imprimiran, però posteriorment, des d'un altre punt de menú es podran imprimir.

La cerca es pot fer:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



 Per Territori: En aquest cas solament afectarà a les dones de primer cribratge, dones que entren al programa per primera vegada després de ser convidades. El resultat de la cerca per territori és el següent:

	Núm. Mujeres Seleccionad	as: 0
Siglas	Calle	Mujeres
CR	ADAM I EVA	1
CR	AGRICULTURA	1
CR	AGUSTINA D'ARAGÓ	2
PG	AJUNTAMENT	2
PL	ALBERS	2
AV	ALCALDE MOIX	1
CR	ALCARRIA	1
CR	ALEMANYA	3
VI	ALEXANDRA	1
CR	ALFONS SALA	7
CR	ALGUERSUARI I PASQUAL	1
PG	ALMIRALL MARQUET	1
PS	ALMOGÀVERS	8
CR	ALZINES	1
PL	AMADEU ARAGAY	1
	▶ ₩	
	Número Total Mujer	es: 1136

El llistat és per carrers i per cada carrer indica quantes dones hi ha pendents de

programar, per programar-les cal marcar els carrers i donar-li al botó . En donar-li al botó mostra un llistat amb totes les dones a programar, es poden marcar o desmarcar dones i acceptar per programar-les.

- Per Estat: Les dones s'escullen per programar per la seva situació dins del programa de cribratge. Les dones poden estar en aquestes situacions:
 - Primeres Sèries: Dones que entren al programa per primera vegada després de ser convidades.
 - Controls Avançats: Dones que després d'un cribratge anterior la recomanació va ser que es tornés a realitzar una mamografia abans dels 24 mesos (6 mesos o 12 mesos).
 - 24 Mesos: Dones que vénen d'un cribratge anterior normal, és a dir que la recomanació va ser una mamografia en 24 mesos.
 - Controls amb prèvies: Dones que tenen cribratges anteriors però que entre l'últim cribratge i l'actual s'ha realitzat una mamografia fora del programa.
 - Prèvies: Dones que poc abans d'entrar al programa de cribratge es van fer una mamografia.
 - No Participants: Dones que no han vingut a citacions anteriors del programa de cribratge.



El resultat d'aquesta cerca és la següent:

Horas disponibles 0	Mujeres	Horas Exclusivas	Horas Compartidas	Cantidad	
Primeras Series:	1136	0	0		
Controles Avanzados:	374	0	0		
24 Meses:	22912	0	0		
Controles con Mx. Previas:	0	0	0		
Previas:	1085	0	0		
No Participantes:	6384	0	0		
Total:	31891				

Des d'aquesta pantalla es pot escollir quantes dones de cada tipus es volen programar. La resta de dades són informatius i ens permet saber quantes dones hi ha per cada tipus, si hi ha hores assignades exclusivament a un tipus de dona i quantes hores són compartides.

Una vegada indicat el nombre de dones de cada tipus a programar, es dóna al botó

i ens mostrarà una llista de les dones a programar.

							× ×
2	Pccm	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Código Postal	Población
/	83434					08208	SABADELL

Des d'aquest llistat es poden seleccionar les dones que volem programar i amb el botó

es programaran totes les dones seleccionades. A la programació automàtica solament es programen sobre hores no reservades o automàtiques.

2.4.2.4. RESUM D'ACTIVITAT

Aquesta pantalla permet veure un resum de l'activitat realitzada mostrant les dades a visualitzar per a les opcions ABS - Poblacions , ABS, Poblacions o Tots els casos.

Aquesta pantalla es multicentre, es mostraran els cassos de dones que pertanyin a l'ABS que té assignat el mateix centre que l'usuari que utilitza aquesta pantalla.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Parc Tal Hospital Ur	ulí Sabadell niversitari	Manual usuari		Pàgina 80) de 258
		maneal occan		10/	06/2020
Opcions per	r Visualitzar:	◎ABS-Poblacions [®] ABS [©] Poblacions [©] Total			
Opcions per Imprimir: Opcions per Visualitzar:	Totals ©Estats ©Dones ©ABS-Poblacions ®ABS ©Poblacions ©Total	B			
100				Filtrar:	
ABS			ESTAT	Lasos	
ABS Ca N'Orlac			2	2321	
and the months.					

Amb les opcions per imprimir l'usuari podrà genera un llistat del resum d'activitat per casos totals oposats, un resum per estats i nombre de casos de cada estat, o bé un resum de dones amb les dades de cadascuna d'elles.



Seleccionant una fila d'estat es desplegarà una segona taula amb la informació de casos per estat.

			Buscar:	
Estado		Casos		
A		42841		
, ,		49217		
	Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros			
			Total	92058
			Buscar:	
Código	Estado		Casos	
			1	
11	Pendiente Invitación		930	
110	Pendiente Programar		425	
111	Programada		305	
12	Visitada		2	
13	No Visitada		4	
160	No Participante - Pendiente Programar		5358	-
	Masternala engistere del 1 el 22 de un tetal de 22 engisteres			
	Prostrando registros del 1 al 55 de un total de 55 registros			

Total: 42841

Seleccionant una fila de casos per es desplegarà una tercera taula amb la informació de dones en aquest estat.

						Search:	
Pccm	Nombre	♦ ABS	F. Prox. Mamo	Fecha programada	Diagnóstico	© Centro	0
74891		ABS Creu de Barberà	30/04/2015 0:00:00			UDIAT	
		Showing 1 to 1 of 1 entries					

Finalment, seleccionant una dona es tindrà accés a l'històric de la dona i a les seves dades personals.

.



2.4.2.5. IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS

La impressió de documents també es multicentre, si l'usuari que imprimeix els documents té més d'un centre assignat, haurà de seleccionar un centre de la

llista de centres **Centros:** UDIAT • i en el llistat pendent d'imprimir només sortiran les dones que pertanyin al centre seleccionat.

2.4.2.5.1. IMPRESSIÓ DE CITACIONS

La pantalla d'impressió de documents de citació permet imprimir les cartes de citació pendents d'imprimir.

Carta S	istemàtica 🔍	Carta M	amografies Prèvies	Control 6 Meso	s 🔍 Control 12	Mesos 🔍 Cont	rol 18 Mesos 🔍 Contr	ol 2 Anys	
Fecha In	icio Mamogra	fía: dd/n	nm/yyyy	Fecha Fin Mar	nografía: dd/m	m/yyyy	Centros: UDI	AT •	a 💁 🛃
Catalán	Castellano	Amb	085	Nú	ím. Cartas a II	mprimir 202			Núm. Líneas: 20 🔻
Pccm	Fecha	Hora	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	1	Dirección	Código Postal	Población 🔺
	12/03/2018	1:55						08211	CASTELLAR DEL VALLES
	09/04/2018	9:16					_	08208	SABADELL
	09/04/2018	9:25						08211	CASTELLAR DEL VALLES
	09/04/2018	11:10						08211	CASTELLAR DEL VALLES
	09/04/2018	11:19						08205	SABADELL
	09/04/2018	11:28						08204	SABADELL
	09/04/2018	11:37						08203	SABADELL
	09/04/2018	11:46						08207	SABADELL
	09/04/2018	11:55					_	08290	CERDANYOLA DEL VALLES
	09/04/2018	12:04						08206	SABADELL
	09/04/2018	12:13					_	08201	SABADELL
	09/04/2018	12:22					_	08210	BARBERA DEL VALLES
	09/04/2018	12:31					-	08290	CERDANYOLA DEL VALLES
	09/04/2018	12:40					-	08290	CERDANYOLA DEL VALLES
	09/04/2018	12:49					-	08208	SABADELL
	09/04/2018	12:58					-	08214	BADIA DEL VALLES
	09/04/2018	13:07					-	08181	SENTMENAT
	09/04/2018	13:16					-	08208	SABADELL
	09/04/2018	13:25					-	08207	SABADELL
	09/04/2018	13:34					-	08206	SABADELL

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



La pantalla permet filtrar les cartes a imprimir segons la classificació de les dones del cribratge, ja que cada tipus de dona té un tipus de carta diferent.

🖲 Carta Sistemàtica 🛇 Carta Mamografies Prèvies 🛇 Control 6 Mesos 🛇 Control 12 Mesos 🛇 Control 18 Mesos 🛇 Control 2 Anys

- Carta sistemàtica: dones de primer cribratge.
- Carta Mamografies prèvies: dones que tenen mamografies prèvies fora del programa de cribratge.
- Control 6 Mesos, Control 12 Mesos, Control 18 Mesos: Cartes de dones de cribratge amb controls avançats.
- Control 2 anys: Cartes a dones que tenen cribratges successius normals.

També es podran seleccionar l'idioma de la carta:

```
🔍 Catalán 🔘 Castellano 🔍 Ambas
```

2.4.2.5.2. IMPRESSIÓ DE RESULTATS

La pantalla d'impressió de resultats permet imprimir les cartes de resultats que ja s'han generat.

Es poden fer filtres per tipus de resultat i per idioma de la carta.

També es pot imprimir un informe de derivacions.

🔍 Catalá	n 🔍 Caste	ellano 🖲	Ambas	${old e}$ Carta Resultados ${old O}$ Informe Derivadas		Núm. Ca	rtas a Imprimir 27	Núm. Líneas: 🛛 🔹 🛔	
Centros:	UDIAT		v					Tipo Resultados:	T
Pccm	Fecha	Hora	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Código Postal	Población	Documento
:	25/05/2017	19:39					08290	CERDANYOLA DEL VALLES	Resultats Control 12 Mesos amb Recitació
	21/06/2017	15:54					08207	SABADELL	Resultats Control 2 Anys amb Recitació
	10/07/2017	18:36					08202	SABADELL	Resultats Control 2 Anys amb Recitació
	12/07/2017	13:45 N					08203	SABADELL	Resultats Control 12 Mesos amb Recitació
	13/07/2017	13:54					08213	POLINYA	Resultats Control 12 Mesos amb Recitació
	20/07/2017	16:57					08202	SABADELL	Resultats Control 2 Anys amb Recitació
	21/07/2017	15:45					08210	BARBERA DEL VALLES	Resultats Control 2 Anys amb Recitació
	19/09/2017	7:18					08201	SABADELL	Resultats Control 2 Anys amb Recitació
	07/11/2017	7:54					08202	SABADELL	Resultats Control 12 Mesos
- ·	07/11/2017	16:21					08208	SABADELL	Carta Resultats 2 Anys Res Anormal
	07/11/2017	7:36					08210	BARBERA DEL VALLES	Resultats Res Anormal 70 Anys
	07/11/2017	8:40					08202	SABADELL	Carta Resultats 2 Anys Res Anormal
	07/11/2017	7:36					08206	SABADELL	Resultats 2 Anys Troballes
	15/01/2018	13:09					08208	SABADELL	Resultats Control 12 Mesos
	15/01/2018	13:18					08207	SABADELL	Resultats Res Anormal 70 Anys
	15/01/2018	13:27					08207	SABADELL	Resultats Sense Malignitat 70 Anys
	15/01/2018	15:00					08206	SABADELL	Resultats 2 Anys Troballes
	15/01/2018	15:09					08207	SABADELL	Resultats 2 Anys Troballes
· ·	15/01/2018	15:27					08202	SABADELL	Resultats Control 12 Mesos
	15/01/2018	15:36					08206	SABADELL	Carta Resultats 2 Anys Res Anormal
						▶ ₩			

2.4.2.5.3. REEDICIÓ INVITACIONS

La pantalla de reedició d'invitacions ens permet tornar a imprimir cartes d'invitació que ja han estat impreses.

Té diversos filtres per poder realitzar la cerca:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

• Cerca per Pccm

	Cercar pe	r Pccm	Cercar per Dades Dona	Cercar per ABS						_
										٩
			De N	lum. Pccm:	0 A	Num. Pccm:	30000			
		LAT							Vouro totor	
Cen	tres: UD	IAI	*						veure totes	
	Beem	Nom	1er Cornom		200 Cognom	Naixomon		Adroca	Codi Portal	Població
	-com	Nom	Ter. Cognom		2011. Cognolli	Matxelment		Aureça	courpostal	Poblacio

Cerca per dades demogràfiques

Cercar per Pccm	Cercar per Dades Dona	Cercar per ABS				_
CIP: Nom:	RACA1500524003	Núm. història:	20	on. Cognom:		
Centres: UDIAT	\checkmark				□ Veure totes	
Pccm No	m 1er. Cognom	2on. Cognom	Naixement	Adreça	Codi Postal	Població

• Cerca per ABS

	Cercar pe	r Pccm	Cercar per Dades Dona Cercar	per ABS				
			г					٩
			ABS:	ABS Castellar del Vallès	~			
0	Centres: U	IDIAT	\checkmark				Veure totes	
	Pccm	Nom	1er. Cognom	2on. Cognom	Naixement	Adreça	Codi Postal	Població

La consulta retorna com resultat un llistat del com es podran seleccionar les dones de les quals es desitja imprimir la carta d'invitació.

Hi ha el check box tenen cartes d'invitació impreses, però encara no s'han programat. Si està seleccionat, mostra totes les dones que han tingut una carta d'invitació independentment de la seva situació actual.



_							
	Cercar per Pccm	Cercar per Dades Dona	Cercar per ABS				_
							Q
		De l	lum. Pccm:	0	A Num. Pccm: 30000		
Cent	res: UDIAT	\sim				✓ Ve	ure totes
○ Cat	alà 🔿 Castellà 🖲	Ambdues				Núm Línies:	20 🗸
Pccm	Nom	1er. Cognom	2on. Cognom	Naixement	Adreça	Codi Postal	Població
20036	M ROSA	CARBONES	TIO	07/03/1960	CR ILLES BALEARS 5	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22119	MARIA ANGELES	COROMINAS	GROS	07/03/1949	CR AGUSTINA D'ARAGÓ 39	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22121	ROSA MARIA	COLLBONI	PLADEVALL	21/07/1949	CR JAUME I 17	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22125	FRANCESCA	PUJOLAR	BAYO	27/06/1949	CR BALMES 11	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22129	MARIA NURIA	PAZ	DAVI	07/06/1949	CR BASSETES 23	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22134	GUADALUPE	LETONA	PERDOMO	22/12/1949	CR CASA MASIA CAN CARNES	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22140	ANA MARIA	ESCAÑO	ALVAREZ	30/05/1949	CR DEL CIM (Balco de Sant Llorenç 133	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22141	ISABEL	SORIA	TORREBLANCA	24/09/1949	CR LA MINA 28 BIS	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22145	FRANCISCA	ARROYO	MORENO	11/12/1949	PL EUROPA 7 4 1	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22150	CONCEPCIO	COSTA	ALGUER	15/12/1949	CR GENERAL BOADELLA 12	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22172	MARIA LUISA	RODRIGUEZ	CHAVEZ	28/11/1949	CR CAN TORROELLA (CAN FONT) 47	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22173	MARIA ASSUMPCIO	RUIZ	MESTRES	30/12/1949	CR SAN MIQUEL 44	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22184	MARIA JESUS	MARTIN	MARTIN	28/06/1949	CR PERE MARRA 7	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22194	ANGELA	ESCURSELL	ROFES	18/11/1949	CR PUIGVERT 1	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22198	CARMEN	ORDOÑEZ	VARGAS	08/12/1949	CR RIPOLLET 7	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22210	JOSEFA	FARNOS	SALVADO	24/06/1949	AV SANT ESTEVE 85	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22222	ELEUTERIA	ORTIZ	HERRERIAS	19/09/1949	CR SANT SEBASTIÀ 37	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22228	AMALIA	EGEA	GARCIA	10/07/1949	CT SENTMENAT 50 2 4	08211	CASTELLAR DEL VALLES
22235	MARGARITA	GUBERN	CLAPES	28/08/1949	CR VINYA DEL QUICO 11	08211	CASTELLAR DEL VALLES
24452	NEUS	FARRE	TREPAT	04/10/1949	CR BARCELONA 111	08211	CASTELLAR DEL VALLES

Es poden seleccionar l' de les cartes:

OCatalán OCastellano OAmbas

Després de seleccionar les dones desitjades i prémer el botó d'imprimir s'obrirà un pdf amb la carta i una finestra intermèdia on seleccionarem si el document s'ha imprès de

forma correcta o incorrecta . A continuació es mostra el pdf d'exemple i la finestra intermèdia.



10/06/2020

Programa de detecció precoç del càncer de mama	CatSalut Servei Català de la Selut
	Regió Sanitària Barcelona
	CR
	08210 BARBERA DEL VALLES
Apreciada señora ano a vive - con de en envire e a	_ 01Ev/1,
El Servei Català de la Salut (CatSalut) tier de detecció precoç del càncer de mama en tod	ne implantado desde hace años el Programa la Catalunya.
Descubrir a tiempo si hay indicios de ter males mayores. Porque, si bien es cierto o frecuentes entre las mujeres partir de los para conseguirlo, es imprescindible deten extienda. Es decir, hay que detectarlo a tratamiento adecuado.	ner cáncer de mama és vital parar prevenir que este tipo de cáncer es uno de los más 50 años, actualmente se puede curar. Pero, erlo a tiempo, antes de que crezca y se tiempo para poder iniciar inmediatamente el

La manera más fiable de comprobar si hay indicios de cáncer de mama es mediante una mamografía,. Por este motivo, ofrecemos a todas la mujeres de 50 a 69 años la

.20	arta imp	annua correctamente	ar,					×
\checkmark	Pccm	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Nacimiento	Dirección	Código Postal	Población
\checkmark	92531							CERDANYOLA DEL VALLES
\leq	92532							BADIA DEL VALLES
$\overline{}$	92533						_	RIPOLLET
\leq	92535						-	SABADELL

2.4.2.5.4. REEDICIÓ DE CITACIONS

La pantalla de reedició de citacions ens permet tornar a imprimir cartes de citació que ja han estat impreses.

Aquesta pantalla té filtres per poder filtrar la cerca per:

- Buscar per Pccm
- Buscar per Dades de Dona



10/06/2020

	Busca	r por Pccm	Buscar por Datos	: Mujer				
				De Nº Pccm:	0	A Nº Pccm: 1000		Q
	Centros:	HGG	•					
Catalán	Castelland	• Amba	5				Núm	. Líneas: 20 🔻
Pccm	Fecha	Hora	Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Código Postal	Población
4	22/10/2015	17:52					08186	LLICA D'AMUNT
9	22/12/2016	10:24					08186	LLICA D'AMUNT
15	12/12/2017	12:10	_				08187	SANTA EULALIA DE RONCANA
16	14/06/2016	11:35	_		- Τ		08187	SANTA EULALIA DE RONCANA
19	22/02/2017	10:34	_		- Τ		08186	LLICA D'AMUNT
20	10/02/2017	11:09					08186	LLICA D'AMUNT
47	07/11/2016	10:00					08185	LLICA DE VALL
53	15/04/2016	11:30					08187	SANTA EULALIA DE RONCANA
61	23/06/2016	8:08					08187	SANTA EULALIA DE RONCANA
64	28/01/2016	8:24					08186	LLICA D'AMUNT
64	25/01/2018	8:32					08186	LLICA D'AMUNT
70	28/01/2016	8:56		_			08415	BIGUES I RIELLS
70	09/02/2018	8:28					08415	BIGUES I RIELLS
78	17/03/2016	9:20					08415	BIGUES I RIELLS
82	16/11/2015	13:37					08186	LLICA D'AMUNT
82	28/11/2017	11:28					08186	LLICA D'AMUNT
83	10/02/2017	10:55					08186	LLICA D'AMUNT
86	25/05/2015	10:21					08415	BIGUES I RIELLS
86	13/06/2017	13:20					08415	BIGUES I RIELLS
89	14/06/2016	11:42	_				08186	LLICA D'AMUNT

Es pot seleccionar l' de les cartes:

Ocatalán Ocastellano OAmbas

Després de seleccionar les dones desitjades i prémer el botó d'imprimir **de s**'a pdf amb la carta.



Programa de detecció precoç del càncer de mama		CatSalut Servei Català de la Salut	Generalitat de Catalunya Departament de Salut
		Regió Sanitària Barcelona	
	····-	62 2 1	
	08208	SABADELL	
Apreciada señora	· ,		
Transcurridos los dos años desde Programa de Cribaie del Cáncer de	la realización de Mama de Sabadel	la mamografía a Il-Cerdanyola nos	n través del

Programa de Cribaje del Cáncer de Mama de Sabadell-Cerdanyola, nos ponemos en contacto nuevamente con usted para darle el día, la hora y el lugar que le hemos reservado para hacerse una nueva mamografía:

Dia: 21/10/2013

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.4.2.5.5. REEDICIÓ DE RESULTATS

La pantalla de reedició de resultats ens permet tornar a imprimir cartes de resultats que ja s'han imprès.

Es poden realitzar la cerca de dones segons:

• Cerca per pccm

Buscar por Pccm Buscar por Datos Mujer							
	Nº Pccr	m: 568				a]	
Mostrar también Mujeres Pasivas Centros: HGG	•						
©Catalán ©Castellano ® Ambas			Pacient	Derivades	Núm. Líneas:	20 🔻 💽	
Pccm Fecha Hora Nombre 1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	C. Postal	Población	Documento		-
568 14/06/2016 11:14			08186	LLICA D'AMUNT	Carta Resultats 2 Anys Res	Anormal	

Cerca per Dades Dones

	Buscar por Pccm	Buscar p	oor Datos Mujer					
	CIP:			Núm	n. Historia:			۹
	Nombre:			1er.	Apellido:	2	• Apellido:	
Mostrar ta	ambién Mujeres F	Pasivas	Centros: HM		•			
🛛 Catalán 🔾	Castellano®Amb	as				Pacie	ent ^O Derivades	Núm. Líneas: 20 🔻 🚺
Catalán O	Castellano ®Amb	Das Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Pacie C. Postal	ent©Derivades Población	Núm. Líneas: 20 🔻
Catalán Pccm 12171 25	Castellano Amb Fecha Hora /04/2016 12:00)as Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Pacie C. Postal 08140	ent ^O Derivades Población CALDES DE MONTBUI	Núm. Líneas: 20 V Documento Carta Resultats 2 Anys Res Anormal
Catalán Pccm 12171 25, 33868 14,	Castellano Amb Fecha Hora /04/2016 12:00 /04/2016 12:30)ā5 Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Pacie C. Postal 08140 08140	ent ODerivades Población CALDES DE MONTBUI CALDES DE MONTBUI	Núm. Líneas: 20 Documento Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Resultats 2 Anys Troballes
Catalán Pccm 12171 25, 33868 14, 40299 25,	Hora Hora /04/2016 12:00 /04/2016 12:30 /10/2016 15:50)ā5 Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Pacie C. Postal 08140 08140 08182	ent Operivades Población CALDES DE MONTBUI CALDES DE MONTBUI SANT FELIU DE CODINES	Núm. Líneas: 20 Documento Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Resultats 2 Anys Troballes Carta Resultats 2 Anys Res Anormal
Pccm 12171 25, 33868 14, 40299 25, 63814 13,	Hora Hora /04/2016 12:00 /04/2016 12:30 /10/2016 15:50 /05/2016 11:40	Da5 Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Pacie C. Postal 08140 08140 08182 08130	ent Operivades Población CALDES DE MONTBUI CALDES DE MONTBUI SANT FELIU DE CODINES SANTA PERPTUA DE MOGODA	Núm. Líneas: 20 V Documento Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Resultats 2 Anys Troballes Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Carta Resultats 2 Anys Res Anormal
Pccm 12171 25, 33868 14, 40299 25, 63814 13, 64663 07,	Hora Hora 704/2016 12:00 704/2016 12:30 701/2016 15:50 705/2016 11:40 707/2016 16:40	0a5 Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	Pacie C. Postal 08140 08140 08182 08130 08130	ent Operivades CALDES DE MONTBUI CALDES DE MONTBUI CALDES DE MONTBUI SANT FELIU DE CODINES SANTA PERPETUA DE MOGODA SANTA PERPETUA DE MOGODA	Núm. Líneas: 20 V Documento Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Resultats 2 Anys Troballes Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Carta Resultats 2 Anys Res Anormal
Pccm 12171 25, 33868 14, 40299 25, 63814 13, 64663 07, 65745 05,	Hora /04/2016 12:00 /04/2016 12:30 /10/2016 15:50 /05/2016 11:40 /07/2016 15:40	0a5 Nombre	1er. Apellido	2º Apellido	Dirección	 Pacie C. Postal 08140 08140 08182 08130 08130 08130 08130 	ent Operivades CALDES DE MONTBUI CALDES DE MONTBUI CALDES DE MONTBUI SANTA FELIU DE CODINES SANTA PERPETUA DE MOGODA SANTA PERPETUA DE MOGODA	Núm. Líneas: 20 V Documento Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Resultats 2 Anys Troballes Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Carta Resultats 2 Anys Res Anormal Resultats 2 Anys Troballes

Es poden incloure en la cerca dones que ja no estan al programa marcant:

Mostrar también Mujeres Pasivas

Es permet seleccionar l' de la carta de resultats:

○Catalán ○Castellano ◎Ambas

I també es permet finalment escollir si es vol la carta de la dona o la carta de derivació:



Cordialmente,

2.4.2.5.6. LLISTATS PER ABS

En aquesta pantalla es podrà realitzar un llistat de dones per ABS.

Hauran d'informar-se data inici i fi, seleccionar una població i un centre ABS o tots els de la població.

També hauran d'informar-se els llistats que es desitja que mostri la consulta.

Fecha Inicio Mamografía:	01/01/2018	Fecha Fin Mamografía:	02/06/2018		2 Q		
Centros:	HGG T						
		Seleccionar Todo					
Poblaciones:		 GRANOLLERS VIP CARDEDEU LA GARRIGA MONTORNÈS / MONTME 	_ć ~				
Listados:	✓2 años ✓Controles Avanzado	S € Resto € No Participantes					
Listados.							
						Núm Lineas:	20 🔻
Pccm Nombre	Nacimiento Dir	ección Població	1 Teléfono	Fecha Visita	Exploraciones Previas	Recomendación	A
73944				19/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (trobal	les)
67634				05/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
54382				10/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
33564				24/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (trobal	les)
81119				12/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (negation of the control cribratge als 2 anys (negative control of the control of	tiu)
58571				18/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
56869				25/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (trobal	les)
71119				12/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
47332				10/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (trobal	les)
36050				25/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
45412				26/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (trobal	les)
88010				05/01/2018	NO	Avançar control 1 any	
25828				19/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
87977				04/01/2018	NO	Avançar control 1 any	
42978				04/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
73779				12/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (negation of the control cribratge als 2 anys (negative control of the control of	tiu)
35670				11/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (negation of the control cribratge als 2 anys (negative control of the control of	tiu)
73628				04/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (trobal	les)
47717				11/01/2018	NO	Control cribratge als 2 anys (nega	tiu)
2581				22/01/2018	SI	Control cribratge als 2 anys (trobal	les)
		► ₩I					
Amb el botó	es podrà im	primir el llistat.					

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

2.4.2.6. LLISTATS

Des d'aquest punt de menú es realitzen una sèrie de llistats que es detallaran a continuació.

En totes les consultes es pot exportar el resultat en un fitxer Excel prement el



2.4.2.6.1. LLISTATS

La consulta de llistats es multicentre, es mostraran els cassos filtrats per centre que té assignat l'usuari que esta llistant.

Des d'aquesta pantalla es poden realitzar diverses consultes.

		No Participaciones	Motivos No Partic	pación / Otros Conta	ctos Excluidas	Resultados Pendiente	s UPM			Q
	Fech Age	na Inicio Mamografía: 01/ nda: ® c Dendientes d Centros:	01/2018 General O I e Informar	ndividual T	Fecha Fin Mamo	grafía: 01/09/20	18			X
								Buscar:		
Fecha 🔺	Hora	Procedencia	≎ Pccm	Nombre		Nacimiento	Teléfon	no \diamond Motivo No Participación	0	
02/01/2018	07:30:00		71336						A	
02/01/2018	07:40:00		61943							
02/01/2018	08:00:00		72709							
02/01/2018	11:20:00		8783							
02/01/2018	11:30:00		85151							

No Participacions

Mostra un llistat amb totes les dones no participants dins d'un interval de dates. S'ha de filtrar per Data Inici i Data Fi



I de deu marcar agenda general o individual, en aquest últim cas caldrà seleccionar una agenda en concret

General	۲	Individual	▼
			CRBRATGE MAMA GRANOLLERS
			MAMOGRAFIES DE CRIBRATGE GRANOLLERS
			CRBRATGE MAMA MOLLET
			MAMOGRAFIES DE CRIBRATGE MOLLET
			CRBRATGE MAMA SANT CELONI

Per últim també es pot marcar pendents d'informar, mitjançant l'opció

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

 \bigcirc

CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx

MAMOGRAFIES DE CRIBRATGE SANT CELONI



Pendents d'Informar

		No Partie	cipaciones Motivos No Participa	tión / Otros Contactos	Excluidas	Resultados Pendientes	UPM	
	Fee	cha Inicio Mamogr enda: ☑Pen Cer	afía: 01/01/2018 © General ® Inc dientes de Informar atros: HGG	Fecha	a Fin Mamo	grafía: 01/09/2018 T	3	
							Busc	ar:
echa	▲ Hora	Procedencia	Pccm	Nombre		Nacimiento	Teléfono	♦ Motivo No Participación ♦
/01/2018	11:09:00	C - 2 anys	11617				93 8464992	
/01/2018	08:07:00	C - 2 anys	13239				651192583	
/01/2018	13:06:00	C - 2 anys	21024				669704063	
/01/2018	12:12:00	C - 2 anys	22218				672456202	
/01/2018	09:10:00	C - 2 anys	1060				93 8446083	
/01/2018	11:37:00	Mx. prèvies	1906				681218489	
/01/2018	11:11:00		7963				666906815	Pasivo
./01/2018	09:59:00		25659				626396689	
/01/2018	11:16:00	C - 2 anys	51396				608005041	
/01/2018	11:30:00	C - 2 anys	25685				645997094	
/01/2018	13:36:00	C - 2 anys	70283				678621670	
/02/2018	08:24:00	C - 2 anys	60617				658626147	
/02/2018	08:48:00	C - 2 anys	61231				639717332	
/02/2018	09:00:00		73414				622097569	
1/02/2018	09:52:00	C - 2 anys	81028				605258008	
1/02/2018	10:20:00		56723				93 8711289	
1/02/2018	11:28:00	C - 2 anys	67854				603583754	

El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files s'accedirà a la gestió de les dades de la dona.

0 E					
	xclusiones 🔍 Mamografías 🔍	No Participaciones 🔍 Contactos 🔍 Programaciones 🔍 Re	sultados 🔍 Mx + Resultad	os 🖲 Todo	
	······	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			5	Search:	
Fecha Apunte	Тіро	Motivo	Fecha Motivo	Origen Llamada	
26/01/2018	Mx. prèvies		26/01/2018	Oficina	
17/01/2018	No participació	No presentat	17/01/2018	Oficina	
04/12/2017	Programació de visita	MAMOHGG1 - 17/01/2018 11:37:00	17/01/2018	Oficina	
31/01/2016	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys	31/01/2016	Oficina	
07/01/2016	Programació de visita	MAMOHGG1 - 25/01/2016 11:45:00	25/01/2016	Oficina	
10/02/2014	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	07/02/2014	т	
07/02/2014	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 07.02.14 - 00:00	07/02/2014	т	
20/12/2013	Programació de visita	AMHG1 - 07.02.14 - 11:44	07/02/2014	т	
07/02/2012	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	06/02/2012	Т	
06/02/2012	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 06.02.12 - 00:00	06/02/2012	т	
13/01/2012	Programació de visita	AMHG1 - 06.02.12 - 11:52	06/02/2012	Т	
01/03/2010	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (NEGATIU)	19/02/2010	Oficina	
19/02/2010	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 19.02.10 - 00:00	19/02/2010	Oficina	
18/01/2010	Programació de visita	AMHG1 - 19.02.10 - 13:36	19/02/2010	Oficina	
02/01/2008	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	12/12/2007	Т	
12/12/2007	Incidències	AVÍS PER A QUI PROGRAMI	12/12/2007	Oficina	
12/12/2007	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 12.12.07 - 00:00	12/12/2007	T	
09/11/2007	Programació de visita	AMHG1 - 12.12.07 - 10:16	12/12/2007	т	
19/01/2007	Contactes		19/01/2007	Oficina	
11/12/2006	Desprogramació visita	AMHG1 - 30.11.06 - 15:30	30/11/2006		
17/10/2006	Programació de visita	AMHG1 - 30.11.06 - 15:30	30/11/2006	Oficina	
12/12/2005	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 12 MESOS PER THS O ANTECEDENTS	30/11/2005	т	
30/11/2005	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 30.11.05 - 00:00	30/11/2005	Т	
17/11/2005	Incidències	Estudi interval i avançats	17/11/2005	Mujer	
17/11/2005	Programació de visita	AMHG1 - 30.11.05 - 10:12	30/11/2005	т	
17/11/2005	Desprogramació visita	AMHG1 - 21.11.05 - 08:20	21/11/2005		

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



• Motius de No Participació / Altres Contactes

		No Participaciones	Motivos No Participación / Otros Contactos	Excluidas	Resultados Pendientes	UPM	
	Fecha Ini Según Fecha Con	cio:01/01/2018 tacto OSegú	in Fecha Prevista	Fecha	Fin: 01/09/2018		
	No Participacion	es 🔍 Otros Co	ontactos	Motivo:			T
	No Interesada	Interesada		notivo.			
	• no meresudu	- Interesulu					
	Población:		•				A
	Agenda:		▼				*
	Centros:		T				
						Fi	ltrar:
Fecha	A Pcci	n	Nombre		\$	F.Prevista	\$
02/01/2018	3256	i			:	20/12/2019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
02/01/2018	1585	7				20/12/2019	
02/01/2018	1734	5				22/12/2019	
02/01/2018	3114	9				21/12/2019	
02/01/2018	3494	2				20/12/2019	
02/01/2018	3788	9				30/11/2019	
02/01/2018	4964	2			1	20/12/2019	
02/01/2018	5445	1				20/12/2019	
02/01/2018	5471	5				21/12/2019	
02/01/2018	5660	8				21/12/2019	
02/01/2018	6078	8				20/12/2019	
02/01/2018	6106	4				20/12/2019	
02/01/2018	6115	6				20/12/2019	
02/01/2018	6417	7				21/12/2019	
02/01/2018	6502	5				22/12/2019	
02/01/2018	6655	3				21/12/2019	
02/01/2018	6668	7				20/12/2019	
02/01/2018	7153	0				20/12/2019	
02/01/2018	7197	3			:	22/12/2019	
02/01/2018	7285	2				20/12/2019	

La següent pestanya permet realitzar la consulta per diferents filtres:

Según Fech	na Contacto 🔘 Según Fecha F	Prevista		
© No Participa	aciones 🔘 Otros Contactos	Motivo:	Carta control enviada	•
© No Interesa	ada 🍳 Interesada			
Población:	•			~
Agenda:	•			-

S'ha d'informar Data Inici i Data Fi.

S'ha d'escollir si es desitja filtrar per Data de Contacte o Data Prevista.

S'ha d'escollir si es desitja llistat de Motiu de No Participació o Altres contactes i indicar el motiu.

S'ha d'indicar si es volen buscar dones interessades o no interessades.

Finalment es pot informar, si es desitja filtrar per la població i l'agenda.

En cas de seleccionar una Població es mostrarà un llistat d'ABS on l'usuari podrà seleccionar un o tots (marcant el Check que indica Seleccionar Tot).



El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files s'accedirà a la gestió de les dades de la dona.

ijer Histórico				
0	Exclusiones 🔍 Mamografías 🔍	No Participaciones $^{\odot}$ Contactos $^{\odot}$ Programaciones $^{\circ}$	🔍 Resultados 🔍 Mx + Resultad	os ® Todo
			S	earch:
Fecha Apunte	Tipo	Motivo	Fecha Motivo	Origen Llamada
06/04/2016	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys	06/04/2016	Oficina
22/02/2016	Programació de visita	MAMOHGG1 - 23/03/2016 9:31:00	23/03/2016	Oficina
09/04/2014	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (NEGATIU)	03/04/2014	Т
03/04/2014	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 03.04.14 - 00:00	03/04/2014	т
03/03/2014	Programació de visita	AMHG1 - 03.04.14 - 11:28	03/04/2014	Т
04/04/2012	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (NEGATIU)	30/03/2012	т
30/03/2012	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 30.03.12 - 00:00	30/03/2012	Т
23/03/2012	Incidències	Carta certificada rebuda	23/03/2012	Oficina
23/02/2012	Programació de visita	AMHG1 - 30.03.12 - 12:00	30/03/2012	Т
30/04/2010	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (NEGATIU)	27/04/2010	т
27/04/2010	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 27.04.10 - 00:00	27/04/2010	Т
23/04/2010	Incidències	CESSIO DE DADES	23/04/2010	Oficina
30/03/2010	Programació de visita	AMHG1 - 27.04.10 - 14:09	27/04/2010	т
29/04/2008	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	25/04/2008	Oficina
25/04/2008	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 25.04.08 - 00:00	25/04/2008	Oficina
14/03/2008	Programació de visita	AMHG1 - 25.04.08 - 09:59	25/04/2008	Oficina
03/04/2006	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	23/03/2006	Oficina
23/03/2006	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 23.03.06 - 00:00	23/03/2006	Oficina
23/02/2006	Programació de visita	AMHG1 - 23.03.06 - 17:00	23/03/2006	Oficina
24/03/2004	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	08/03/2004	Oficina
08/03/2004	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 08.03.04 - 00:00	08/03/2004	Oficina
12/02/2004	Programació de visita	AMHG1 - 08.03.04 - 08:20	08/03/2004	Oficina
22/05/2003	Incidències	Consulta resultat (truca ella)	22/05/2003	Oficina
15/05/2003	Resultat recitació	CONTROL 12 MESOS	07/03/2003	т
14/05/2003	Incidències	Altres	14/05/2003	Oficina
13/05/2003	Incidències	Altres	13/05/2003	Oficina
12/05/2003	Incidències	Altrac	12/05/2003	Oficina

Excloses

Mostra el llistat de dones que han estat excloses en un interval de dates, mitjançant es pot indicar una població, ABS i/o un motiu d'exclusió.

La següent pestanya permet filtrar per Data Inicio i Data Fi.

Fecha Inicio: 01/01/2014 🔤 Fecha Fin: 31/12/2014 🔤

Es pot informar, si es desitja filtrar per la població i motiu d'Exclusió.

En cas de seleccionar una Població es mostrarà un llistat d'ABS on l'usuari podrà seleccionar un o tots (marcant el Check que indica Seleccionar Tot).

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



		No Participaciones	Motivos No Participación /	Otros Contactos	Excluidas	esultados Pendientes	UPM		
		Fecha Inicio:0	1/01/2018		Fech Seleccio	a Fin: 01/09/2018 nar Todo			
	Мо	Población: G tivo Exclusión: È Centros: H	RANOLLERS xitus GG	T	GRANOLLE GRANOLLE GRANOLLE GRANOLLE	RS VIP RS 1 - OEST RS 2 NORD RS 3 CENTRE	•		
							Filtrar:		
Pccm	Nombre	* Nacimient	o 🗘 Teléfono	≎ ABS	Población	Motivo Exclusió	n Fecha Exclusiór	¢ Fecha Motivo	٥
21712		28/06/1951	637105954	GRANOLLERS 2 NORD	GRANOLLERS	Èxitus	26/01/2018	22/01/2018	
25038		06/03/1951	651621618	GRANOLLERS 1 - OEST	GRANOLLERS	Èxitus	26/01/2018	25/01/2018	
72310		02/02/1965	8795901	GRANOLLERS 3 CENTRE	GRANOLLERS	Èxitus	16/01/2018	12/01/2018	
Mostrant de	1 a 3 de 3 registres								

El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files s'accedirà a la gestió de les dades de la dona.

n: 72310 -				2
Mujer Histórico				
-				
0	Exclusiones 🔍 Mamografías 🔍 N	lo Participaciones 🕛 Contactos 🕛 Programaciones 🖯	Resultados 🔍 Mx + Resultados	s 🖲 Todo
			Sea	arch:
Fecha Apunte	Тіро	Motivo	Fecha Motivo	Origen Llamada
16/01/2018	Canvi d'estat a PASSIU.	Èxitus	16/01/2018	Oficina
20/07/2017	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys	20/07/2017	Oficina
09/06/2017	Programació de visita	MAMOHGG1 - 13/07/2017 11:36:00	13/07/2017	Oficina
13/08/2015	Resultat recitació	Cribratge 2 anys	13/08/2015	Oficina
07/08/2015	Resultat Mx. PCCM	Recitació UDIAT	07/08/2015	Oficina
07/00/2013	Programació de visita	MAMOHGG1 - 23/07/2015 20:48:00	23/07/2015	Oficina
30/06/2015	riogramació de visita			

• Resultats Pendents

Mostra llistat de dones que tenen resultats pendents ja siguin de primeres lectura, segones o consensos dins d'un interval de dates.

Permet filtrar per Data Inicio i Data Fi.

Fecha Inicio: 01,01,2014 🔲 Fecha Fin: 31/12/2014 🗐

S'ha seleccionar si es desitja un llistat de Primeres Lectures, Segones Lectures o Consensos

Primeras Lecturas © Segundas Lecturas © Consensos



	No Participaciones	Motivos No Participación / Otros Cont	actos Excluidas	Resultados Pendientes	UPM						
	Fecha Inicio Mamogra	afía:01/01/2018	Fech	a Fin Mamografía:01/0	9/2018						
Primeras Lecturas Segundas Lecturas Consensos Consensos											
	Centros: HGG										
					Filtrar:						
Fecha Mamografía	Pccm	Núm. Historia	Nombre			\$					
01/02/2018	58581										
01/02/2018	2578										
01/02/2018	44828										
01/02/2018	49595										
01/02/2018	43769										

El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files s'accedirà a la gestió de les dades de la dona.

jer Histórico				
	Exclusiones 🔍 Mamografías 🔍 I	lo Participaciones \odot Contactos \odot Programaciones \odot	Resultados 🔍 Mx + Resultados 🤇	Iodo 🖲
			Searc	h:
Fecha Apunte	Тіро	Motivo	Fecha Motivo	Origen Llamada
02/02/2018	Visitada (Mx. PCCM)	MAMOHGG1 - 01/02/2018 18:24:00	02/01/2018	Oficina
28/12/2017	Programació de visita	MAMOHGG1 - 01/02/2018 18:24:00	01/02/2018	Oficina
28/12/2017	Contactes	Canvi d'horari	28/12/2017	Mujer
28/12/2017	Desprogramació visita	MAMOHGG1 - 26/01/2018 - 13:50:00	26/01/2018	Oficina
19/12/2017	Programació de visita	MAMOHGG1 - 26/01/2018 13:50:00	26/01/2018	Oficina
13/02/2016	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys	13/02/2016	Oficina
03/02/2016	Visitada (Mx. PCCM)	MAMOHGG1 - 03/02/2016 14:04:00	02/03/2016	Oficina
23/12/2015	Programació de visita	MAMOHGG1 - 03/02/2016 14:04:00	03/02/2016	Oficina
06/02/2014	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	04/02/2014	т
04/02/2014	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 04.02.14 - 00:00	04/02/2014	т
19/12/2013	Programació de visita	AMHG1 - 04.02.14 - 12:20	04/02/2014	т
06/02/2012	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 2 ANYS (TROBALLES)	01/02/2012	т
01/02/2012	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 01.02.12 - 00:00	01/02/2012	т
10/01/2012	Programació de visita	AMHG1 - 01.02.12 - 12:08	01/02/2012	т
10/03/2011	Incidències	Carta certificada rebuda	10/03/2011	Oficina
25/02/2011	Resultat Mx. PCCM	CONTROL 12 MESOS	03/02/2011	т
03/02/2011	Visitada (Mx. PCCM)	AMHG1 - 03.02.11 - 00:00	03/02/2011	т
11/01/2011	Programació de visita	AMHG1 - 03.02.11 - 15:32	03/02/2011	т
11/01/2011	Carta invitació		11/01/2011	

• UPM (Unitat de Patologia Mamària)

La següent permet filtrar la Data Inici i la Data Fi.

Fecha Inicio: 01,01,2014 🔤 Fecha Fin: 31/12/2014 📑

Es pot filtrar, també, per població. En cas de seleccionar una Població es mostrarà un llistat d'ABS on l'usuari podrà seleccionar un o tots (marcant el Check que indica Seleccionar Tot).



El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files s'accedirà a la gestió de les dades de la dona.

lujer Histórico				
	Exclusiones 🔍 Mamografías 🔍 N	lo Participaciones $^{\odot}$ Contactos $^{\odot}$ Programaciones $^{\odot}$ Resul	tados 🔍 Mx + Resultados	Todo
			Sear	·ch:
Fecha Apunte	Tipo	Motivo	Fecha Motivo	Origen Llamada
09/02/2018	Resultat UPM	Unitat Patologia Mamària (Càncer)	09/02/2018	Oficina
24/01/2018	Càncer	Neoplàsia de mama		Oficina
24/01/2018	Canvi d'estat a PASSIU.	Neoplàsia de mama	24/01/2018	Oficina
24/01/2018	Resultat UPM	Unitat Patologia Mamària (Càncer)	24/01/2018	Oficina
23/01/2018	Resultat recitació	Unitat Patologia Mamària	23/01/2018	Oficina
16/01/2018	Resultat Mx. PCCM	Ecografia Inmediata	16/01/2018	Oficina
08/01/2018	Visitada (Mx. PCCM)	MAMOHGG1 - 08/01/2018 13:30:00	01/08/2018	Oficina
27/11/2017	Programació de visita	MAMOHGG1 - 08/01/2018 13:30:00	08/01/2018	Oficina
25/01/2016	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys	25/01/2016	Oficina
23/11/2015	Programació de visita	MAMOHGG1 - 14/01/2016 10:08:00	14/01/2016	Oficina
17/02/2015	Mx. prèvies	BAg x Est 12.01.15 valoració radiològica control 1a.	12/01/2015	Mujer
17/02/2015	Contactes	Mx prèvies	17/02/2015	Mujer
17/00/0015	Carta invitació		17/02/2015	

2.4.2.6.2. LLISTATS RESULTATS DONES INFORMADES

Aquest llistat es multicentre, es mostren els casos que dones que pertanyin al centre que té assignat l'usuari que realitza el llistat.

Fecha Inicio Exploración:	01/01/2018	Fecha Fin Exploración:	25/09/2018	Q
Tipo Resultado:	Recitació	T		
Tipo Pruebas:	Tots	•		
	Pendiente Programar Pendientes Inform	nar©Informadas y no tra	spasadas	
Centro:	HGG v			

Des	d'aquesta	pantalla	es poden	realitzar	diverses	consultes.
-----	-----------	----------	----------	-----------	----------	------------

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





Es pot filtrar per tipus de resultat. Mostrarà totes les dones que tinguin una mamografia entre l'interval de dates i que tingui com resultat el tipus seleccionat.

En el cas de seleccionar com a tipus de resultat Recitació, mostra un altre blego per seleccionar el tipus de prova, i mostra tres opcions per realitzar la consulta, proves pendents de programar, proves pendents d'Informar i proves informades i no traspassades al programa de cribratge.

• Pendents de programar: mostra totes les dones que se li han de realitzar alguna prova complementària i encara no està programada.

	Fecha Inic	cio Explora Tipo Resu Tipo Pru	ación: 01/01/2018 (Itado: Recitació rots	Fecha Fi	in Exploración: 25/09/2018 🖩 🔍
			Pendiente Pro	gramar OPendientes Informar OInfo	ormadas y no traspasadas
		Ce	ntro: HGG	T	
					Núm Lineas: 15 🔻 👔
	Fecha Mamografía	Pccm	Núm. Historia	Nombre	Recomendación
•	29/01/2018	35920			Ecografia / Projeccions addicionals
•	29/01/2018	45002			Projeccions addicionals
•	29/01/2018	69990			Projeccions addicionals
•	05/02/2018	73879			Projeccions addicionals

• Pendents d'informar: mostra totes les dones a les quals ja se li han realitzat les proves però encara no estan informades.

	Fecha Inicio Ex	cplorac	ión: 01/09/201	8		Fecha Fin Exploración: 25/0	9/2018	Q	
	Tipo	Resulta	ado: Recitació	UDIAT		~			
	Тір	o Prue	bas: Tots			~			
			OPendie	nte Programar ®Pe	ndientes	informarOInformadas y no traspa	asadas		
		Cent	tro: UDIAT	\checkmark					
							Núm Linea	is: 20 🗸 💽	
Fecha Mamografía	Fecha Informe	Pccm	Núm, Historia	Nombre		Becomendación	Fecha Programación	Eecha Informada	1
12/09/2018	13/09/2018	71029	H290681		~		19/09/2018	19/09/2018	\sim
12/09/2018	13/09/2018	89374	H538650				19/09/2018	19/09/2018	1

• Informades però no traspassades: mostra totes les dones que tenen les proves realitzades i informades però no estan traspassades al programa de cribratge.

Fecha Inicio Exploración: Tipo Resultado:	01/09/2018	Fe	cha Fin Exploración: 2	5/09/2018	Q
Tipo Pruebas:	Tots		~		
Centro:	Opendiente Program UDIAT	ar OPendientes Informa	∙®Informadas y no tra	spasadas Núm Linea	as: 20 🗙 🦱
Fecha Mamografía Fecha Informe Pccm	Núm. Historia	Nombre	Recomendación	Fecha Programación	Fecha Informada
14/09/2018 17/09/2018 51614	H208934			25/09/2018	25/09/2018



s'exporta el resultat de la consulta a un fitxer

En seleccionar un registre del resultat de la consulta mitjançant **b** s'accedeix a la pantalla de la dona per veure la seva informació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Excel.

En tots els llistats mitjançant el botó



2.4.2.6.3. LLISTAT EXCLOSES PER ÈXITUS

Mostra un llistat de les dones que estan excloses per èxitus i la data de èxitus que conté el RIS no és igual a la qual conté el programa de garbellat de mama.

Aquest llistat es multicentre, es mostren els casos que dones que pertanyin al centre que té assignat l'usuari que realitza el llistat.

	Centros:	HGG	2
			Buscar:
Pccm	≜ Núm. Historia	Nombre	Fecha Éxitus RIS
43228			11/12/2017
52352			30/04/2016
67141			31/10/2016
Mostrando registros del 1 al 3 de u	n total de 3 registros		

Mitjançant el botó

s'exporta el resultat de la consulta a un fitxer Excel.

2.4.2.6.4. LLISTAT EXCLOSES PER NEOPLÀSIA

El següent llistat mostra les dades de dones excloses per neoplàsia.

Aquest llistat es multicentre, es mostren els casos que dones que pertanyin al centre que té assignat l'usuari que realitza el llistat.

Permet filtrar la consulta per Data Inicio i Data Fi.

Fecha Inicio Validación: dd/mm/yyyy	Fecha Fin Validación: dd/mm/yyyy
Es pot filtrar per un rang de Dates de Naixemer	nt de dones i després de realitzar la
consulta esborrar-la amb la icona de la goma	
F. Nacimiento Inicio: dd/mm/yyyy	F. Nacimiento Fin: dd/mm/yyyy

També es pot filtrar per població, seleccionant una o diverses (usant la tecla Control i seleccionant alhora amb el ratolí).



10/06/2020

		Fecha Inicio F. Nacimi P	Validación: ento Inicio: Centros: oblaciones:	01/01/201 dd/mm/yy UDIAT CASTELLA PALAU DE POLINYA	R DEL VALLES PLEGAMANS	Fecha Fin Validación: F. Nacimiento Fin:	01/01/2019 dd/mm/vvvv			
								Buscar:		
Pccm	🗘 🌣 Núm. Historia	a 🌣 Nombre	🗘 Edad 🗘 I	Fecha informe	e 🌣 Población	Snmor	:	NMetre	≎ Tsol	\$
544	H450573		79	03/05/2018	SABADELL	carcinoma intra	ductal	COMITE MAMA PATOLOGIA MAMARIA	В	^
544	H450573		79	04/05/2018	SABADELL	carcinoma intra	ductal	COMITE MAMA PATOLOGIA MAMARIA	в	
544	H450573		79	04/07/2018	SABADELL	carcinoma intra	ductal	COMITE MAMA PATOLOGIA MAMARIA	В	
544	H450573		79	10/07/2018	SABADELL	carcinoma ducta	I infiltrante		В	
1455	H300724		74	15/05/2018	SABADELL	carcinoma ducta	l infiltrante	COMITE MAMA PATOLOGIA MAMARIA	в	
1455	H300724		74	21/05/2018	SABADELL	carcinoma ducta	l infiltrante	COMITE MAMA PATOLOGIA MAMARIA	в	
1889	H203218		79	21/06/2018	SABADELL	carcinoma ducta	l infiltrante	COMITE MAMA PATOLOGIA MAMARIA	в	
1889	H203218		79	21/06/2018	SABADELL	carcinoma ducta	l infiltrante	COMITE MAMA PATOLOGIA MAMARIA	в	
								COMITE MAMA PATOLOGIA		

El resultat de la consulta realitzada mostra una grid on seleccionant una de les files s'accedirà a la gestió de les dades de la dona.

ijer Histórico					
				-	
О Ех	cclusiones 🔿 Mamografías 🔿 N	o Participaciones O Contactos O Programacione	s \bigcirc Resultados \bigcirc Mx + Resulta	ados 🖲 Todo	
				Search:	_
Fecha Apunte	Тіро	Motivo	Fecha Motivo	Origen Llamada	
12/06/2018	Mx. prèvies		12/06/2018	Oficina	
14/12/2007	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys (negatiu)	14/12/2007		
14/12/2007	Canvi d'estat a PASSIU.	70 anys o mÚs en la data prevista	14/12/2007	Oficina	
05/12/2007	Visitada (Mx. PCCM)	11AAD - 04.12.07 - 16:01	04/12/2007		
08/11/2007	Programació de visita	11AAD - 04.12.07 - 16:01	04/12/2007	С	
09/01/2006	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys (Troballes)	09/01/2006		
05/12/2005	Visitada (Mx. PCCM)	11ACT - 02.12.05 - 17:12	02/12/2005		
14/11/2005	Programació de visita	11ACT - 02.12.05 - 17:12	02/12/2005	Oficina	
14/11/2005	Motiu no participació		14/11/2005	Oficina	
11/11/2005	No participació	11ACT - 10.11.05 - 08:45	10/11/2005		
10/10/2005	Programació de visita	11ACT - 10.11.05 - 08:45	10/11/2005	С	
07/01/2004	Resultat recitació	Control 2 anys (Troballes)	07/01/2004		
02/01/2004	Incidències		02/01/2004	Oficina	
16/12/2003	Incidències		16/12/2003	Oficina	
09/12/2003	Resultat Mx. PCCM	Recitaci? CSPT	09/12/2003		
10/11/2003	Visitada (Mx. PCCM)	11DIA - 07.11.03 - 17:44	07/11/2003		
13/10/2003	Programació de visita	11DIA - 07.11.03 - 17:44	07/11/2003	С	
23/11/2001	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys (negatiu)	23/11/2001		
09/11/2001	Visitada (Mx. PCCM)	17TAR - 08.11.01 - 19:16	08/11/2001		
20/09/2001	Programació de visita	17TAR - 08.11.01 - 19:16	08/11/2001	С	
18/11/1999	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys (negatiu)	18/11/1999		
08/11/1999	Visitada (Mx. PCCM)	19TA - 05.11.99 - 17:04	05/11/1999		
07/10/1999	Programació de visita	19TA - 05.11.99 - 17:04	05/11/1999	С	
10/11/1997	Resultat Mx. PCCM	Control 2 anys (negatiu)	10/11/1997		

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

2.4.2.6.5. LLISTAT ACTIVITAT RADIÒLEG

2.4.2.6.5.1. LLISTAT ACTIVITAT RADIÒLEG RESUM

Des d'aquesta pantalla es mostren uns llistats que indica el nombre d'informes realitzats per cada radiòleg dins de l' interval de dates indicat. Es poden realitzar les consultes dels informes de primera lectura, de segona o de consens.

Primera lectura Segunda lectura Consenso Todas

El resultat és el següent, en el cas d'haver seleccionat totes:

Fech	a Inicio Mamografía: 01/01/2018 Centros: 0 Primera	Ectura Segunda lectur	echa Fin Mamografía: 01/0 a © Consenso ® Todas	01/2019 📰 Q	ß
Primera lectura		Segunda lec	tura	Consenso	
Profesional	Nº Informes	Profes	ional Nº Informes	Profesional	Nº Informes
	248		6		58
	238		142		10
	190		436		150
	345		14		
	2		1		
	10		996		
	149		3		
	2				
	2				
	47				
	1				
	229				
	154				
	212				
Total: 1829 Total Mamografías Realizadas: 22	04	Total: 1598	3	Total: 218	
Mitjançant el botó	es realitza u	una exportació	a un fitxer Exce	91.	
2.4.2.	6.5.1. LLISTAT ACTIV	'ITAT RADIÒLEG	– LLISTA DE LEC	TURES	

Des d'aquesta pantalla es mostra un llistat de lectures realitzades. Els paràmetres de cerca son els següents:

Fecha Firma Inicio:	01/01/2018	Fecha Firma Fin:	01/01/2019	Q						
🔍 Primera lectura 🔍 Segunda lectura 🔍 Consenso 🖲 Todas										
Centros:		•								
			7							
Radiologo:		•	·							

Un exemple de resultat amb els paràmetres de cerca indicats a d'alt es la següent taula:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

		Fecha Firma Inicio: © Primera le Centros: Radiólogo:	01/01/2018 mm ectura © Segunda le	F ectura © Cor T	Fecha Firma Fin: Isenso ® Todas	01/01/2019		٩		
								Buscar:		X
Pccm	Nombre			\$	CIP 🗘 Fecha Mx.	Fecha firma	Centro	Lectura	Radiólogo	٢
64					25/01/2018	26/01/2018 13:31:00	HGG	1	XPRUNA	
54					25/01/2018	05/02/2018 07:52:00	HGG	2	JPLANAS	
108					18/01/2018	29/01/2018 13:34:00	HGG	1	CBLANCAS	
108					18/01/2018	31/01/2018 11:16:00	HGG	2	MVILAGRAN	
28					25/01/2018	26/01/2018 13:24:00	HGG	1	XPRUNA	
28					25/01/2018	05/02/2018 07:38:00	HGG	2	JPLANAS	
.28					25/01/2018	05/02/2018 07:39:00	HGG	3	JPLANAS	
182					09/01/2018	15/01/2018 16:50:00	HGG	1	SCARBO	
182					09/01/2018	17/01/2018 13:12:00	HGG	2	MVILAGRAN	
201					15/12/2017	02/01/2018 09:36:00	HGG	2	JPLANAS	
256					25/01/2018	26/01/2018 14:05:00	HGG	1	XPRUNA	
256					25/01/2018	05/02/2018 18:08:00	HGG	2	JPLANAS	
260					17/01/2018	22/01/2018 15:27:00	HGG	1	CBLANCAS	
260					17/01/2018	25/01/2018 14:21:00	HGG	2	MVILAGRAN	
160					17/01/2018	25/01/2018 14:28:00	HGG	3	MVILAGRAN	
19					29/01/2018	31/01/2018 16:51:00	HGG	1	MCUADRADO	
319					29/01/2018	06/02/2018 13:15:00	HGG	2	MVILAGRAN	
326					22/01/2018	24/01/2018 09:24:00	HGG	1	XPRUNA	
326					22/01/2018	25/01/2018 11:19:00	HGG	2	MVILAGRAN	
17					17/01/2018	18/01/2018 15:08:00	HGG	1	CBLANCAS	
17					17/01/2018	25/01/2018 07:59:00	HGG	2	JPLANAS	
17					17/01/2018	25/01/2018 13:00:00	HGG	3	JPLANAS	
150					08/01/2018	15/01/2018 16:22:00	HGG	1	SCARBO	
150					08/01/2018	15/01/2018 18:47:00	HGG	2	JPLANAS	
158					05/12/2017	10/01/2018 12:33:00	HSC	2	MVILAGRAN	
160					25/01/2018	26/01/2018 14:07:00	HGG	1	XPRUNA	
160					25/01/2018	05/02/2018 18:11:00	HGG	2	JPLANAS	
172					17/01/2018	22/01/2018 15:40:00	HGG	1	CBLANCAS	

Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 4,418 registros

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

2.4.2.6.6. LLISTAT DE DONES ASIMPTOMÀTIQUES

Des d'aquesta pantalla es mostra un llistat amb el nombre de dones asimptomàtiques dins de l'interval de dates indicat i centre.

	Fecha Inicio Mam	ografía: 01/02/2018 Centro:	3	Fecha Fin Mamografía: 01/05/2018 📾 🔍
				Buscar:
Pccm 🔺	Núm. Historia 🗘 Nombre	≎ Centro	÷ Fecha exploración	Observaciones síntomas
2578			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS #REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS
3587			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: control 2 anys#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS
4603			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: control 2 anys#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS
8001			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#Observacions simptoma: control 2 anys#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS
9183			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#Observacions simptoma: control 2 anys#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS
9511			01/02/2018	<pre>#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#Observacions simptoma: control 2 anys#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: S/#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: S/#Observacions simptoma: control 2 anys</pre>
13131			01/02/2018	<pre>#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANVS=REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#observacions simptoma: CONTROL 2 ANVS</pre>
15703			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: control 2 anys#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANÑOS
17984			01/02/2018	<pre>#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: Si#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: Si#Observacions simptoma: CONTROL 3 ANYS. #REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: Si#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: Si#Observacions simptoma: control 2</pre>
18027			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS
18061			01/02/2018	#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: control 2 anys
Mostrando registros	del 1 al 40 de un total de 179 registro	5		

x Mitjançant el botó

es realitza una exportació a un fitxer Excel.

Si l'usuari té la configuració específica podrà veure un comptador, des de qualsevol pantalla de l'aplicació, que li indicarà constantment el número de dones asimptomàtiques des del període prèviament configurat fins a la data actual, tal i com es mostra a continuació:

115 dones asimptomàtiques

Al polsar sobre el literal podrà accedir directament al Llistat de dones asimptomàtiques.



2.4.2.6.7. LLISTAT CITES HIS

Llistat per saber si les peticions han arribat i s'han tractat correctament al HIS ja sigui l'alta, programació, reprogramació o desprogramació. En el cas de que no se hagi rebut o hagi donat un error es pot tornar a enviar la petició o el missatge que correspongui. A la columna de observacions, podem veure el missatge d'error que retorni el HIS per errors a la programació.

Els paràmetres de cerca son els següents:

Fecha Inicio Explorac	CIP:	Núm. Historia: Fecha Fin Exploración: 01/06/2018 🏢	Q 9
Cen	Peticiones programadas NO enviadas	Peticiones programadas enviadas al HIS	Peticiones enviadas al HIS con error

Un exemple de llistat es:



CIP	Nombre	≎ Solicitud	Fecha solicitud	Fecha Prog.	Estado GARBA	Estado HIS	≎ Centro	≎ Tipo prueba	Núm. Sol. \$ Externa	Observaciones ○	\$
CABL1671209004	MONTSERRAT CASTILLO BLANCO	524902	14/12/2017	10/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	EB000			
COES1680109000	Mª DEL CARME COMPTE ESCURA	526401	16/01/2018	06/02/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	нм	PROAD			
DAMA1651112004	M CARMEN DAMAS MARQUEZ	524454	12/12/2017	03/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	EP000			
DAVI1671227002	ENCARNACIO DANTI VILA	525252	18/12/2017	05/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	PROAD			
GANO165051300:	LINMACULADA GALLIFA NOVELL	525256	19/12/2017	05/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	E0000			
GOAT1650212005	OLIVA GOMEZ ATERO	526029	08/01/2018	23/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	72357			
GRCA1600109009	ASCENSION GRANADO CARRIZOSA	527492	01/02/2018	08/02/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	нм	EB000			
JIJI1650915006	ANA Mª JIMENEZ JIMENEZ	525362	14/12/2017	18/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	нм	E0000			
JILO1651003007	MARIA DOLORES JIMENEZ LOMEÑA	523645	16/11/2017	09/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	E0000			
LLTA1671104000	MARIA DOLORES LLUGANY TALON	524221	30/11/2017	03/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	EP000			
LOAS1651031002	OLGA LOPEZ ASENSIO	526611	12/01/2018	25/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	EP000			
MAGA1651018009	MANUELA MARTINEZ GARCIA	525376	19/12/2017	15/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	нм	BABES			
MASA1670304003	MARIA MARTIN SANCHEZ	524892	11/12/2017	11/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	нм	E0000			
NORU1680109003	MANUELA NOGALES RUBIANO	527437	05/01/2018	08/02/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	MAGNI			
PABA1680109001	M.LLUISA PALACIOS BANCHS	525860	05/01/2018	15/01/2018	Afegida confirmada	Petición NO en HIS	HGG	BABES			
					A famile	Debisión NO en					

Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 5,416 registros

Al seleccionar una fila si es pot tornar a enviar el missatge d'alta de petició, programació,

reprogramació o desprogramació, apareix el botó

Si la fila permet enviar un missatge de programació, reprogramació o desprogramació

apareix el botó . Amb aquest botó accedirem a un formulari que ens permetrà modificar el tipus missatge de programació que s'enviarà.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020



x

Es pot exportar les dades a un Excel amb el botó

2.4.2.6.8. LLISTAT PENDENTS DE PROGRAMAR

Des d'aquesta pantalla es mostra un llistat de lo que hi ha pendents de programar. Els paràmetres de cerca son els següents:

Fecha Inicio Prox. Mamo:	01/01/2018		Fecha Fin Prox. Mamo:	01/01/2	019	Q
De Pccm:	1		A Pccm:	10000		
Estados:	Todas	T				
Población:		T		-		
Centro:		T		*		

Un exemple de llistat es:



10/06/2020

x

					Busc
Núm. Historia	Nombre	Teléfono	≎ ABS	Fecha Prevista	Estado
			VALL DEL TENES	22/12/2018	300
			VALL DEL TENES	14/10/2018	160
			VALL DEL TENES	14/06/2018	300
			VALL DEL TENES	07/11/2018	300
			VALL DEL TENES	15/04/2018	300
			VALL DEL TENES	23/06/2018	300
			PARETS DEL VALLÈS	19/09/2018	300
			VALL DEL TENES	17/03/2018	300
			VALL DEL TENES	14/06/2018	300
			VALL DEL TENES	10/11/2018	300
			VALL DEL TENES	17/11/2018	300
			VALL DEL TENES	08/09/2018	300
			VALL DEL TENES	27/04/2018	300
			VALL DEL TENES	14/06/2018	250
			VALL DEL TENES	08/06/2018	300
			VALL DEL TENES	10/11/2018	300

Es pot exportar la informació amb el botó

2.4.2.6.9. LLISTAT RECITACIONS

Des d'aquesta pantalla es mostra les recitació pendents de signar o ja signades fetes en un període de temps indicat, de una prova o de totes les proves possibles, i de un centre concret o tots.

Els paràmetres de cerca son els següents:

F. Exploración Recit Inicio:	25/09/20)18		F. Explo	ración Recit. Fin:	25/09/2018		Q
Tipo Pruebas:	Tots				Ŧ			
	✓Pendie	entes de F	irmar	Firmada	5			
Centro:				•				
Un exemple de resu	ltat es:							
							Buscar:	
Fecha 🗘 Tipo de Prueba 🗘 Po	ccm 🗘	Núm. Historia	Nombre		≎ Valoración	Recomendación	≎ Firmada	No Realizada
02/07/2018 Magnificació 84	4881				Sospitosa de malignitat (BIRADS 4)	Avançar control 1 any		
02/07/2018 BAG per Estereotaxia 84	4881				Sospitosa de malignitat (BIRADS 4)	Avançar control 1 any		
Mostrando registros del 1 al 2 de un total	de 2 registros							

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020



Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó

2.4.2.6.10. LLISTAT PER DATA DE NAIXEMENT

Des d'aquesta pantalla es mostra el llistat de dones participats i no participants per data de naixement, fent la cerca a partir d'una data i per un centre concret o tots.

Els paràmetres de cerca són els següents:

F. Nacimiento Inici Centr	o:	T	F. Nacimiento Fin:	Participantes No Participantes	۹ ۶
Un exemple de	e resultat és:				
1	Nacimiento Inicio: Centro:	UDIAT V	F. Nacimiento Fin:	Participantes ^O No Participantes	k l
				B	uscar:
Deems A Northern		Fecha nacimier	to ABS	Población	
PCCm – Nombre					
37888			ABS Sant Oleguer	SABADELL	
37888 37904			ABS Sant Oleguer ABS Sant Oleguer	SABADELL SABADELL	
37888 37904 37930			ABS Sant Oleguer ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta	SABADELL SABADELL SABADELL	
7888 37904 37930 38078			ABS Sant Oleguer ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta ABS Ca N'Oriac	SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL	
77930 38078 38490			ABS Sant Oleguer ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta ABS Ca N'Oriac ABS Creu de Barberà	SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL	
77888 37890 37904 37930 38078 38490 44370			ABS Sant Oleguer ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta ABS Ca N'Oriac ABS Creu de Barber ABS Creu de Barbers-Fontet	SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL tes CERDANYOLA DEL VALLES	
77808 37808 37930 38490 44370 52262			ABS Sant Oleguer ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta ABS Creu Alta ABS Creu de Barberà ABS Creu de Barberà ABS Creu Alta	SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL Kes CERDANYOLA DEL VALLES SABADELL	
7688 37898 37898 37898 37894 37898 38078 38678 38678 38678 38678 38678 38490 44370 52262 74928 386788 38678 38678 386788 38678 38678 386788 38678 38678 38678 38678 3867			ABS Sant Oleguer ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta ABS Car Viriac ABS Creu de Barberà ABS Canaletes-Fontet ABS Canaletes-Fontet ABS Canal Perpètua	SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL SABADELL CERDANYOLA DEL VALLES SABADELL SANTA PERPETUA DE MOGOD SANTA PERPETUA DE MOGOD	A

Al seleccionar una de les fileres de la taula s'accedeix a les dades de la dona.

Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó

×

2.4.2.6.11. LLISTAT OBSERVACIONS TÈCNIC

Des d'aquesta pantalla es mostra el llistat d'Observacions del Tècnic perquè les pugui revisar.

Els paràmetres de cerca són els següents:

Fecha Inicio Exploración:	dd/mm/yyyy	Fecha Fin Exploración:	dd/mm/yyyy	Q
Aparato :	▼	Estado:	(Todos) 🔻	
PCCM:		Núm. Historia:		
Centro:	T			

Un exemple de resultat és:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

C	x
----------	---

Núm. Historia Nombre del paciente	R R
02/01/2018 07:30 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Desconfirmada 06/11/2015 - No presentat 02/01/2018 - No presenta 02/01/2018 07:40 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Desconfirmada 06/11/2015 - No presentat 02/01/2018 - No presenta 02/01/2018 08:00 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Desconfirmada 24/07/2015 - No presentat 02/01/2018 - No presenta PROJECCIONS ADDICIONALS DE	No
02/01/2018 07:40 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Desconfirmada 06/11/2015 - No presentat 02/01/2018 - No presenta 02/01/2018 08:00 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Desconfirmada 24/07/2015 - No presentat 02/01/2018 - No presenta PROJECCIONS ADDICIONALS DE	
02/01/2018 08:00 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Desconfirmada 24/07/2015 - No presentat 02/01/2018 - No presenta PROJECCIONS ADDICIONALS DE	No
PROJECCIONS ADDICIONALS DE	No
02/01/2018 08:30 PROAD MAMA Confirmada	No
02/01/2018 08:30 72357 BAG PER ESTEREOTAXIA Confirmada	No
02/01/2018 08:45 E0000 ECOGRAFIA MAMA Confirmada	No
02/01/2018 0B:45 PROAD PROJECCIONS ADDICIONALS DE Confirmada	No
02/01/2018 09:00 PROAD PROAD Confirmada	No
02/01/2018 09:00 E0000 ECOGRAFIA MAMA Confirmada	No
02/01/2018 09:15 E0000 ECOGRAFIA MAMA Confirmada	No
02/01/2018 09:30 E0000 ECOGRAFIA MAMA Confirmada	No
02/01/2018 09:45 E0000 ECOGRAFIA MAMA Confirmada	No
02/01/2018 11:00 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Confirmada #Dona asimptomàtica: Sí	No
#REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: Si#Observacions simptoma: 02/01/2018 11:07 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Confirmada 02/01/2018 11:07 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Confirmada SI#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: SI#Observacions simptoma: CONTROL 2 ANYS	No
02/01/2018 11:10 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Confirmada #Dona asimptomàtica: Si #REALITZACIÓ D'EXPLORACIÓ: Si#TOTAL DISPARS: #Dona asimptomàtica: Si#Dharvarions simptomàtica:	No
02/01/2018 11:14 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Confirmada CONTROL 2 ANYS®REALITZACIÓ D'EXACONA SIMPLORACIÓ: Si#TOTAL DISPARS: 4#Dona asimptomàtica: Si#Observacions simptoma: control 2 anys	No
02/01/2018 11:20 MAOTC MAMOGRAFIA DE CRIBRATGE Desconfirmada 02/01/2018 - No presentat	No

Al seleccionar una de les fileres de la taula es mostrarà un missatge amb la dada del camp Observacions per acceptar la Revisió.

x

Es poden actualitzar els resultats de la taula prement el botó

Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó

2.4.2.6.12. LLISTAT INCIDÈNCIES

Des d'aquesta pantalla es mostra el llistat d'incidències.

Els paràmetres de cerca són els següents:

Fecha Inicio Incidencia:	dd/mm/yyyy	Fecha Fin Incidencia:	dd/mm/yyyy	Q
Motivos:	•	Responsable:	T	
Población:	▼	ABS:	GRANOLLERS VIP CALDES DE MONTBUI	-
Centro:]	CARDEDEU LA GARRIGA	+

Un exemple de resultat és:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

X H

			Buscar:
Fecha Apunte	≎ Pccm	Nombre	Incidencia
02/01/2018	69486		Trucada
03/01/2018	69486		Recitació comunicada
03/01/2018	84976		Recitació comunicada
Mostrando registros de	1 al 3 de un total de 3 registros		

x

Al seleccionar una de les fileres de la taula s'accedeix a les dades de la dona.

Es pot exportar a un fitxer Excel amb el botó 📒

2.4.2.6.13. LLISTAT NO PARTICIPANTS

Des d'aquesta pantalla es mostra el llistat de no participants.

Els paràmetres de cerca són els següents:

Fecha Inicio Mamografía:	01/01/2018		Fecha Fin Mamografía:	01/02/2018		Q
Centro:		•	Estado:		•	
☑F.Prevista: Fecha real	ización prueba + 2 años					

El filtre de dates és sobre la data de no participació.

El filtre de Estat és el dels estats possibles de no participació.

El checkbox de 'Data prevista...' serveix per indicar si la data prevista es calcularà a partir de la data de la última prova afegint-li el temps que tinguem configurat afegint-li un temps configurable o serà la data de la última prova.

Un exemple del resultat és:

		Fecha Inicio Mamografía: 01/01/2018 Centro: ☑F.Prevista: Fecha realización prueb	v v a + 2 años	Fecha Fin Mamog Es	grafía: 03/01/2018 stado:	ع ب ر	
						Buscar	:
Pccm	Historia	Nombre	Fecha programada	Fecha nacim	Estado	Edad	Fecha Prevista
55259		*	02/01/2018	26/03/1961	303	58	02/01/2020 0:00:00
71336			02/01/2018	02/02/1965	163	54	02/01/2020 0:00:00
71750			02/01/2018	16/06/1965	303	54	02/01/2020 0:00:00
11617			03/01/2018	11/02/1948	303	71	03/01/2020 0:00:00
65761			03/01/2018	05/12/1959	303	60	03/01/2020 0:00:00
74084			03/01/2018	07/04/1965	303	54	03/01/2020 0:00:00
83990			03/01/2018	19/12/1966	253	53	03/01/2020 0:00:00
Mostrando	registros del 1 al	7 de un total de 7 registros				Seleccionar	Todo / Limpiar selección

Es poden seleccionar les fileres a les que es vulgui crear un apunt de no participació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020



Amb el botó podrem exportar el llistat de totes les línies del llistat si no hi ha cap línia seleccionada. Si hi ha línies marcades, només s'exportaran les que estiguin seleccionades.

Un cop seleccionades, premem el botó volem excloure a les dones, i



apareixerà un missatge demanant si

Excloure > 70

veurem un checkbox . Si el marquem exclourà les dones que hagin complert els 70 anys (edat de exclusió configurable) a la data prevista.

			Fecha	Inicio Mamografía Centro Prevista: Fecha re	: 01/01/2018 : alización prueba		Fecha Fin Mar	nografía: 0 Estado:	3/01/2018		v	Q		
													X	H
												Buscar:		
Pccm	Historia	a	Nom	bre		Fecha programada	a Fecha nacim	Estado			Edad	F	echa Previ:	ta
55259						02/01/2018	26/03/1961	303			58	0	2/01/2020 0	:00:00
71336						02/01/2018	02/02/1965	163			54	0	2/01/2020 0	:00:00
71750						02/01/2018	16/06/1965	303			54	0	2/01/2020 0	:00:00
11617						03/01/2018	11/02/1948	303			71	0	3/01/2020 0	:00:00
65761)					Denos por p		ci.ć					1/2020 0	:00:00
74084	4					LlistatP	endentProg.aspx	<u>cio</u>					1/2020 0	:00:00
83990		Exclu	uir > 70)									1/2020 0	
Mostrando	o registi											× •	Limpiar	selección
	1	Index	Pccm	Num. Història	Nom paci	ent	Data programació	Data naixen	nent edat	Estat	dataprev	idexp	A	
		0	71336				02/01/2018	02/02/196	55 54	163	02/01/2020	536965		
		1	71750				02/01/2018	16/06/196	55 54	303	02/01/2020	599872		
		2	11617				03/01/2018	11/02/194	48 71	303	03/01/2020	600228		
		3	65761	_			03/01/2018	05/12/195	59 60	303	03/01/2020	599812		
			I			•								
													-	

Si premem el botó se crearà un apunt per cada dona seleccionada. L'apunt, es crearà a partir dels valors que estiguin configurats a l'aplicació.

Si cliquem el botó **una sortim de la finestra mantenint la selecció**.

2.4.2.6.14. LLISTAT UPM

Nou llistar per mostrar les dones que actualment estan en Unitat de patologia mamària (UPM) i que encara no se li ha programat cap mamografia de cribratge, també es poden mostrar les dones que estan en estat Contactes UPM

Els paràmetres de cerca son el següents:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital


🖲 Fecha Mamografía 🔍 Fecha UPM

Fecha Inicio:		Fecha Fin:			x Q
Población:	•	Centros:		•	
	Seleccionar Todo		🗏 Mostrar mu	jeres en estad	lo Contactos UPM
ABS:	GRANOLLERS VIP CALDES DE MONTBUI CARDEDEU	A			
	LA GARRIGA	•			

Es pot buscar per data mamografia o per data UPM, indicant la data inici i la data fi (aquestes dates son obligatòries), també es pot filtrar per població, ABS i centre.

Per poder mostrar també les dones que estan en estat contactes UPM s'ha de marcar el Mostrar mujeres en estado Contactos UPM

check

El resultat de la consulta es:

				® F€	echa Mamograf	ía 🔍 Fecha UP	м				
		Fecha Inicio: Población:	01/0	1/2018 lleccionar T	₩ odo	Fecha Fin: 01/ Centros:	01/2019	• en estado Co	ontactos UPM		
		ABS:	CALE CARE LA G	NOLLERS VIE DES DE MON DEDEU ARRIGA	TBUI						
										Buscar:	
Pccm	▲ Núm. Historia ♀ Nombre			Fecha OTC	Fecha Mamogri	afía 🗘 Fecha UP	M 🗘 Fecha Diagnós	stico 🗘 Valorad	ción 🗘 Observaciones		\$
91152				23/01/2018	15/01/2018	08/02/201	в				
89049				30/01/2018	12/01/2018	01/02/201	8 01/02/2018	в	Mx MD en 6 mesos	5	
71572				16/01/2018	05/01/2018	01/02/201	B 01/02/2018	в	ECO 6 mesos		
85097				23/01/2018	15/01/2018	01/02/201	8 01/02/2018		BAG-ECO		
49082				01/02/2018	17/01/2018	05/02/201	8 05/02/2018	в	x control en 6 mes	sos	
71696				16/01/2018	09/01/2018	06/02/201	в				
Mostrando	registres del 1 al 6 de un tot										

Al clicar sobre una dona, es mostra la pantalla de la dona per poder fer qualsevol acció sobre ella.

Es pot exportar les dones a un fitxer Excel amb el botó





10/06/2020



2.4.3. TREBALL

2.4.3.1. PROGRAMACIÓ MANUAL

Gestió Pacient •	Teleradiologia •	Gestió Sol·licitud •	Gestió Activitat*	Gestió Resultats •	Sistema •	Ajuda •			Usuario: raguila
Criterios de selecci	ión								
éstado exploración	Todos		 Cliente 		- L	ínea Activida	d		
Centro solicitante			Centro destino		— т	ipo exploraci	ión		
brgano sistema			Paciente		T	ipo prueba			
recha solicitud	19/6/2018	- 27/9/2018							Q 9
istado de resultados									
								Buscar	n
Tipo exploración O	Nombre del 🛛 Fecha paciente 🕆 entrada	Estado AparatoF O Exp. O O p	echa rogramada O ^{Hora} O ^{Ci} so	entro olicitante O Hotivo solicitu	d 0 ^{Prio}	ridad O Ingresado	Urgentes	Buscar	Notificación Teléfono 1 0 0
Tipo Id. exploración Paciente MAMOGRAFIA CRIBRATOS	Nombre del 🛛 Fecha paciente 👻 entrada	Estado Aparato F C Exp. 0 0 p Dondent de programar	echa rogramada O Hora O <mark>c</mark> i	entro slicitante CREBRATOE DE	d 0 ^{Prio}	ridad O Ingresado	Urgentes	Buscar	Notificación Teléfono 1 0 637378350
Tipo Id. exploración Paciente CRIBATOS MANOGRAFIA CRIBATOS CRIBATOS	Nombre del 🛛 Fecha paciente 🕆 entrada	Estado Aparato F O Exp. O p Dendent de programar Dota Bendent de programar	echa rogramada O Hora O Se	entro dicitante O Motivo solicitu CRIERATOE DE MAMA MAMA	d 0 ^{Pvia}	ridad O Ingresado	Urgentes	Buscar Autorización	Notificación Teléfono 1
Tipo Id. exploración Classification celasification	Nombre del Fecha paciente entrada	Estado Aparato F C Exp. O p Programar Pendent de programar 2018 Pendent de	echa rogramada O Hora O se	entro Incitante O CREERATOE DE CARERATOE DE MAMA CREERATOE DE	d 0 Prie	ridad o Ingresado	Urgentes	Buscar Autorización	Notificación Teléfono 1 0 637376330 936919030 618094446 ¥



cion							
PROGRAMACIÓN	OTROS DATOS						
Paciente:							
Línea Actividad:			\checkmark				
Aparato :			v 🔍 🕥				
< septiembre de 20	18 >	07:18 - 07:26 - 4	A - MAMO1 - 0 A	Fecha	27/09/2018		
lu. ma. mi. ju. vi.	sá. do.	07:36 - 07:44 - 4	A - MAMO1 - 0	Hora			
27 28 29 30 31	1 2	07:54 - 07:53 - 4	A - MAMO1 - 0 A - MAMO1 - 0	5			
10 11 12 13 14	15 16	08:03 - 08:11 - 4	A - MAMO1 - 0	9			
17 18 19 20 21	22 23	13:00 - 13:08 - 4	A - MAMO1 - 0				
24 25 26 27 28	29 30	13:09 - 13:17 - 4	A - MAMO1 - 0 A - MAMO1 - 0				
1 2 3 4 5	6 7	13:27 - 13:35 - 4	A - MAMO1 - 0 V				
				🚹 🗷 💶 Dur	ación: 15 v minutos.	Zoom 3 🗸 Guar	da Cont
24/09/2018	25/09/2018	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	30/09/2018	
							^
	U096022						
	07:27 -						
	DR-21						
							-
							=
	PROGRAMACIÓN Paciente: Línea Actividad: Aparato : Colspan="2">Official Statements Aparato : Colspan="2">Official Statements 22 29 30 3 24/09/2018	PROGRAMACIÓN OTROS DATOS Paciente: Línea Actividad: Línea Actividad: Aparato: ************************************					

Com a filtres és obligatori informar un interval de dates o un identificador de pacient, excepte en el cas de seleccionar com a Estat de l'exploració la primera opció Prioritzada + Pendent de programar: en aquest cas es pot executar la consulta sense informar cap dels dos filtres obligatoris, per tal de poder revisar que no queda cap exploració penjada pendent de programar. De tota manera, la consulta informant un interval de dates és més ràpida.

En el combo Estat Exploració, els estats possibles per filtrar son:



Les Afegides desconfirmades no surten perque aquestes no s'han de poder reprogramar.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Des d'aquesta pantalla es pot visualitzar l'estat de l'agenda informant un aparell a la Pestanya de programació i clicant el botó de la lupa al costat del filtre per Aparell.



Al seleccionar un registre de la llista d'exploracions s'activen els botons de Cerca d'hores i de Programació forçada de la pestanya de programació.

PROGRAMACIÓN OTROS DATOS		
Paciente		
Línea Actividad:	~ ·	
Aparato :		
< septiembre de 2018 >	07:18 - 07:26 - A - MAMO1 - 0 A	Fecha 27/09/2018
lu. ma. mi. ju. vi. sá. do.	07:27 - 07:35 - A - MAMO1 - 0 07:36 - 07:44 - A - MAMO1 - 0	Hora 07:27
27 28 29 30 31 1 2	07:45 - 07:53 - A - MAMO1 - 0	UTLI UTLI
3 4 5 6 7 <mark>8 9</mark>	07:54 - 08:02 - A - MAMO1 - 0 08:03 - 08:11 - A - MAMO1 - 0	50 🔽 🛱 🕑
10 11 12 13 14 15 16	08:12 - 08:20 - A - MAMO1 - 0	
17 18 19 20 21 22 23	13:00 - 13:08 - A - MAMO1 - 0	
24 25 26 27 28 29 30	13:09 - 13:17 - A - MAMO1 - 0 13:18 - 13:26 - A - MAMO1 - 0	
3 4 5 6 7	12:27 12:25 A MAMO1 0	

Si hi ha algun problema i no es troben hores per programar, es mostra un missatge d'error (veure sub-apartat <u>Hores no disponibles</u>).

Si al programar es busquen hores i es troben, es podrà seleccionar una hora per programar. Clicant al botó d'Acceptar programació es programarà la exploració i es mostrarà el següent missatge:





Al acceptar es mostrarà el formulari de notificació:

10		Not	tificación	
2	Exploración:	7423106	Fecha:	27/09/2018
3	Profesional:	MCIMD2 ~	Medio de contacto:	~
	Persona de Contacto	~	Motivo:	~
	Notas:			
		∠ ⊿La notificación se h	a realizado correctamen	:
			× ×	

Després d'introduïr les dades de la notificació es mostra el missatge de notificació creada.



Si pel contrari no hi ha hores per programar l'exploració es mostrarà el següent missatge d'avís:



Des del panell de programació es permet arrosegar una cita programada, sense la necessitat de desprogramar i tornar a reprogramar la exploració. Aquesta opció només està disponible si l'usuari té permisos per realitzar aquesta acció.

Hores no disponibles:

En cas de que no hi hagi hores disponibles per programar la exploració, es mostra un missatge intentant explicar quin és el problema. Les raons per no trobar hores disponibles poden ser diverses:

- El client de la petició no té cap contracte actiu:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





En aquest cas s'haurà de crear un contracte actiu per aquest client (veure <u>Manteniment</u> <u>de contractes</u>)

- Existeix contracte, però la exploració no està contemplada en aquest contracte:



En aquest cas s'haurà d'afegir la exploració al contracte actiu del client (veure <u>Manteniment de contractes</u>, Especificacions de programació)

- No existeix durada definida per la exploració i el tipus de pacient de la sol·licitud:



En aquest cas s'haurà de definir la durada de la exploració i Tipus de pacient pels aparells a on es pugui fer aquesta exploració (Veure <u>Manteniment durada exploració</u>)

- Dels aparells a on es pot programar la exploració, no hi ha cap Línia d'activitat definida, o les que hi han no estan marcades com a Programables:



10/06/2020

Atención No hay horas disponibles para programar en la fechas indicadas : Ninguna de las Líneas de Actividad de las agendas a las que se puede asignar esta exploración está marcada como Programable, y la exploración no es urgente (Exploración: ECOPT)



En aquest cas caldrà verificar si els aparells a on es pot realitzar aquesta exploració tenen Línies d'activitat compatibles amb la exploració (veure <u>Manteniment agendes</u> y <u>Configuració Agenda</u>), i si aquestes estan marcades com a programables (veure <u>Manteniment Línies activitat</u>)

Les agendes compatibles amb la exploració no estan generades per l'interval seleccionat:



En aquest cas s'haurà de generar l'agenda corresponent (veure Configuració Agenda)

La petició té assignada una restricció i no hi ha cap Línia d'activitat compatible amb aquesta restricció:



En aquest cas s'haurà de definir una línia d'activitat que pugui fer servir aquesta exploració, amb aquesta restricció assignada (veure <u>Manteniment Línies activitat</u>)

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



 En el contracte del client la exploració està marcada com que requereix agendes pròpies del client (veure <u>Manteniment de contractes</u>, Especificacions de programació), i no hi ha cap línia d'activitat compatible amb la exploració que tingui assignat aquest client:



 En el contracte del client la exploració està marcada com que requereix agendes específiques del centre (veure <u>Manteniment de contractes</u>, Especificacions de programació), i no hi ha cap línia d'activitat compatible amb la exploració que tingui assignat aquest centre:



La exploració està marcada com que requereix anestesia, i no hi ha cap línia d'activitat compatible amb la exploració marcada com Anestesia:



En aquest cas s'haurà de definir una línia d'activitat que pugui fer servir aquesta exploració, marcant la opció d'Anestesia (veure <u>Manteniment Línies activitat</u>)

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.4.3.2. PROGRAMACIÓ ONE_CLICK

Permet donar d'alta una sol·licitud programant-la alhora, seleccionant prèviament un aparell.



Programación OneClick

Un cop seleccionat un aparell es mostra el calendari amb els dies amb programació per aquest aparell, mostrant a la dreta l'agenda.

Si polsem a sobre de l'agenda, sobre el dia i la franja en la que volem crear una programació ens redirecciona directament a la pantalla de l'alta de sol·licituds.



Id. Paciente		CIP	Fecha naci Manual usuari 🔍 🗸 💽
Nombre			Millores
💙 Datos Solicitud			About
Sede	UDIAT	 Fecha solicitud 	27/09/2018
Fecha registro entrada	1	Control	Fecha último control
Cliente	(no selection)	~	Fecha Visita
Centro solicitante	(no selection)	~	Núm. Historia externa
Médico solicitante		~	
💙 Datos Exploracion			
Tipo prueba Man	nografia 🛛 🗸		Organo Sistema Mama-Gine 🗸 🗸
Exploracion			✓ Lateralidad (no selection) ✓
Tipo de Paciente	~		Anestesia
Nº. Autorización			Num. Solicitud Externo
Nº. Autorización			Num. Solicitud Externo
Nº. Autorización Datos Programación Aparell MAMO1			Num. Solicitud Externo Linia actividad
Nº. Autorización Datos Programación Aparell Data 26/09/2018		Hora Ini	Num. Solicitud Externo Linia actividad MAMCRI V Hora Fin
Nº. Autorización Datos Programación Aparell MAMO1 Data 26/09/2018 Otros Datos		Hora Ini	Num. Solicitud Externo Linia actividad MAMCRI V Hora Fin V
Nº. Autorización Datos Programación Aparell MAMO1 Data 26/09/2018 Otros Datos Motivo		Hora Ini	Num. Solicitud Externo Linia actividad MAMCRI Hora Fin Otros datos
N°. Autorización Datos Programación Aparell Data 26/09/2018 Otros Datos Motivo		Hora Ini	Num. Solicitud Externo Linia actividad MAMCRI Hora Fin Otros datos

Des d'aquesta pantalla l'usuari pot buscar dades del pacient tal i com es fa en altres pantalles com la Sol·licitud d'Exploració Radiològica (ver 2.3.1. SOL·LICITUD EXPLORACIÓ RADIOLÒGICA).

També es podran consultar altres exploracions del pacient.

Id. Paciente Llistat Exploracions Nombre	CIP		Fechar	acimiento	Q 🗸 💽
L'usuari podrà fer una cer	rca de les	sol·licituds	d'un pacient,	introduint	l'Identificador del
pacient i polsant el botó					

Les dades d'aparell, Línia d'activitat i data de programació són només informatives.

Per defecte es mostraran les hores lliures calculades on es podrà generar una cita.



11.10	···
11:10	
11:10	A
11:20	
11:30	5
11:40	Ξ
11:50	
12:00	
12:10	
12:20	
12:30	
12:40	
12:50	
13:00	
13:10	
13:20	
13:30	
13:40	
13:50	
14:00	
14:10	
14:20	$\overline{\mathbf{v}}$

Si l'usuari te permisos per programar forçadament, al clicar sobre una franja horària programada se li permet entrar a la programació, on seleccionant el check de Programació Forçada se li mostraran les franges lliures (hh:mm) i ocupades (hh:mm – PF).

09:35 - PF 🗸 🗸 🗸	
09:35 - PF	
09:55 - PF	
10:15	
10:35 - PF	

Si l'usuari selecciona una franja horària ocupada realitzarà una programació forçada, sobrecarregant l'agenda en cas necessari.

S'afegeixen noves funcionalitats per poder reprogramar i desprogramar una cita programada.

Al clicar sobre una cita programada, es mostraran les dades de pacient en una pestanya i en una altra els motius de desprogramació. També es podrà desprogramar informant el motiu de desprogramació.

Si s'arrossega una cita programada sobre una franja horària lliure, informant el motiu de reprogramació, es reprogramarà la cita automàticament en la franja horària disponible que millor s'adapti.



2.4.3.3. GESTIÓ DE NOTIFICACIONS

La gestió de notificacions gestiona el medi de contacte amb el pacient i si se li ha notificat o no l'exploració que té programada.

edio de contacto	(no selecti	on) v		Fecha Prog.	17/9/2018	- 27/9/2018	Ар	arato			Q
po de paciente	(no selecti	on) v		Tipo exploració	n		. 💿	otificado	No Notificado		
aciente				Órgano sistema	1						
stado de resultado	s						-				
									Buse	car:	
Id. Paciente Núm.	≎ Solicitud ≎ exp	Tipo oloración explo \$	oración 🖓	mbre del paciente 🗘	Teléfono ≎ ^{Teléfo}	no 2	cha ogramada ¢	a Aparato	Tipo de pacient	te 🗘 Estado	<
H292993	730938 138	6722 ESTE	R					ESTER	Ambulatori	Pendent de	programa
H498331	1275153 210	3198 7000	660					GAMMA1	Ambulatori	Pendent de	programa
Mostrando registros o talle Do exploración: E storial Notificacio	del 1 al 2 de un tota STEREOTAXIA DNES	l de 2 registros BAG Aparato	: ESTER		Busca	=		Notas 🕇		_	
Mostrando registros d stalle po exploración: E storial Notificació echa Notificación	el 1 al 2 de un tota STEREOTAXIA DINES	l de 2 registros BAG Aparato	: ESTER	≎ ^{Medio} de conta	Busca cto	: ontacto Motivo	 ⇒	Notas 🕇			
Mostrando registros o Italle po exploración: E storial Notificació echa Notificación 7/01/2004 9:05:13	STEREOTAXIA	l de 2 registros BAG Aparato	: ESTER	↓ Hedio de conta TELEFON	Busca cto Persona de c PACIENT	: ontacto ↔ PROG	\$	Notas 🛉	3		
Mostrando registros o etalle po exploración: E istorial Notificació echa Notificación 7/01/2004 9:05:13 Mostran	STEREOTAXIA Ones Profesional ALBBA	l de 2 registros BAG Aparato \$ t	: ESTER	Medio de conta TELEFON	Busca cto Persona de c PACIENT	t ontacto Antivo PROG	\$	Notas 🕂	3		
Mostrando registros o talle po exploración: E storial Notificació echa Notificación 7/01/2004 9:05:13 Mostran	STEREOTAXIA profesional ALBBA do registros del 1 a	l de 2 registros BAG Aparato \$ 1 1 de un total de	: ESTER Notificación	♦ Medio de conta TELEFON	Busca cto PACIENT	: Ontacto Motivo PROG	\$	Notas 🕂	1		
Mostrando registros o Italie po exploración: E istorial Notificació recha Notificación 7/01/2004 9:05:13 Mostran	STEREOTAXIA Ones Profesional ALBBA do registros del 1 a	l de 2 registros BAG Aparato 1 1 de un total de	• : ESTER Notificación	↓ Medio de conta TELEFON	Busca cto Persona de c PACIENT	r Motivo ↓ PROG	\$	Notas 🕇	n		
Mostrando registros o Italle po exploración: E storial Notificación 7/01/2004 9:05:13 Mostran Storial de Progra	STEREOTAXIA STEREOTAXIA ones Profesional ALBBA do registros del 1 a maciones / De	l de 2 registros BAG Aparato \$ 1 1 de un total de sprogramaci	: ESTER	♦ Medio de conta TELEFON	Busca cto PACIENT	r PROG	\$	Notas 🕂 Preparació	n		
Mostrando registros o Italle po exploración: E storial Notificación r/01/2004 9:05:13 Mostran storial de Progra	STEREOTAXIA STEREOTAXIA ones Profesional ALBBA do registros del 1 a maciones / De	l de 2 registros BAG Aparato \$ n 1 de un total de sprogramaci	: ESTER	♦ Medio de conta TELEFON	Busca cto PACLENT	t Contacto PROG	\$	Notas 🛉 Preparació	n		
Mostrando registros o Italle po exploración: E storial Notificación r/01/2004 9:05:13 Mostran storial de Progra	STEREOTAXIA STEREOTAXIA ones Profesional ALBBA do registros del 1 a maciones / De	I de 2 registros	: ESTER	Medio de conta TELEFON	Busca Cto PACIENT Busca	t PROG t t t t t t t t t t t t t	\$	Notas 🛉	n		
Mostrando registros o talle po exploración: E storial Notificación 7/01/2004 9:05:13 Mostran storial de Progra echa Desprog. 7/01/2004 13:35:18	STEREOTAXIA STEREOTAXIA ones Profesional ALBBA do registros del 1 a maciones / De \$ Fecha Prog. 10/02/2004	I de 2 registros BAG Aparato	: ESTER	Medio de conta TELEFON Motivo Enregistrament	Busca cto Persona de c PACIENT Busca Usuario erroni tralla	t → Motivo PROG PROG	¢	Notas	n		
Mostrando registros o talle po exploración: E storial Notificación 7/01/2004 9:05:13 Mostran storial de Progra echa Desprog. 7/01/2004 13:35:18	 STEREOTAXIA STEREOTAXIA profesional ALBBA do registros del 1 a maciones / De Fecha Prog. 10/02/2004 	I de 2 registros BAG Aparato	Votificación Vatificación Vatif	Hedio de conta TELEFON Motivo Enregistrament	Busca Cto PACIENT PACIENT Busca Cusuario Cusuario Sustanio Paciente Busca	= Motivo PROG = € Estado Programa	¢ ¢	Notas 💽	n		
Mostrando registros o talle po exploración: E storial Notificación 7/01/2004 9:05:13 Mostran storial de Progra echa Desprog. 7/01/2004 13:35:18 Mostran	STEREOTAXIA STEREOTAXIA ones Profesional ALBBA do registros del 1 a maciones / De profesional ALBA	I de 2 registros BAG Aparato Aparato I de un total de sprogramaci U1:15:00 E I de un total de	 ESTER Notificación a 1 registros ones Aparato ester a 1 registros 	Medio de conta TELEFON Motivo Enregistrament	Busca Cto PACIENT PACIENT Busca Quesario yulls	s ontacto PROG PROG s c Estado Programa	¢	Notas 🛉 Preparació Observació	n		

Al prémer sobre la icona d'Afegir notes s'obre la següent pantalla amb la que es donarà d'alta la notificació a realitzar, informant:

- Professional
- Mitjà de contacte (carta, correu electrònic, SMS, telèfon)
- Motiu de la notificació (programació, desprogramació, desnotificació, reprogramació)
- La persona de contacte (pacient, mare del pacient, avi del pacient, etc.)
- Nota amb un breu descripció.



racion exploracion	der paciente v reletono v	novii	v programaga	πρατατο	v npo de
Alta de Notificación					
Profesional	XX		\sim		a
Notificado					a
Medio de contacto	EMAIL				
Motivo	REPROG 🗸				
Persona de contacto	Company del pacient	\sim			
Notas	Nota			.1	
		×			



2.4.3.4. LLISTAT TREBALL

V Buscador		
Fecha inicio 28/09/2017	Hora inicio 00:00	Fecha fin 28/09/2018 Hora Fin 23:55 Ver todas Q
Aparato	· · · ·	Puerta Mostrar Activos y Pasivos
V Listado		

Aquesta pantalla es multicentre, es carregaran els aparells que tenen assignat el mateix centre que té assignat l'usuari que està utilitzant l'aplicació, tant si té un sol centre assignat o varis.

Inicialment es mostraran únicament els aparells actius, però marcant el check **Mostrar Activos y Pasivos** apareixeran també els passius.

Seleccionem data i hora inici, data i hora fi i aparell, son camps obligatoris i fem la cerca.

Es cercaran les sol·licituds amb estat Programada, Afegida, Confirmada, Desconfirmada, afegida desconfirmada.

Per defecte es veuen les sol·licituds pendents de confirmar/desconfirmar, les confirmades amb radexp_pacs=0 i radexp_timg diferent de Analògic i No imatge.

Les desconfirmades amb radexp_pacs=1

Ver todas

Si marquem veure totes , es filtrarà per totes les exploracions del interval seleccionat i de l'aparell (confirmades, no confirmades....)

Id 🗘	Historia 🗹	Nombre del paciente 🗹	Fecha 🗹	🗘 Hora 🗹	Desc 🗹	🗘 Lat 🗹 🛛	Estado Exp. 🗹	0rg. Sist. 🗹 🤇	Ámbito Proced. 🗹 👌	🗘 🗘 Ima	≎ Alerta	🌣 Puerta 🗹	≎ Ligar	Llamar/Retornar PAC	Otras Pruebas
5570689			27/07/2017	08:37	MAMOGRAFIA		Afegida confirmada	MAM	URGENCIES	0			\$	1	¥
5570694			31/07/2017	07:18	MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Programada	MAM	EXTERN	•	<u> </u>		\$		
5570695			01/08/2017	07:18	MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Programada	MAM	EXTERN	•	<u> </u>		\$	1	
5570704			31/08/2017	14:00	MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Programada	MAM	EXTERN	•			\$		
5570678			15/09/2017	07:27	MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Programada	MAM	EXTERN	9			2	1	
5570697	1		20/09/2017	07:18	MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Programada	MAM	EXTERN	0			\$	0	
5570710			20/09/2017	07:54	MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Programada	MAM	EXTERN	•	<u> </u>		\$	1	
5570711			21/09/2017	08:12	MAMOGRAFIA CRIBRATGE		Programada	MAM	EXTERN	0			\$	1	
Mostrando	registros del	1 al 8 de un total de 8 registros													

La columna Alerta mostra la icona 🃥 si el pacient té registrada alguna incidència (per exemple una al·lèrgia detectada en una prova anterior).

La columna Arribada, es un indicador de diferents colors que ens indica si el pacient ha arribat o no (si s'ha registrat a través de la funció Arribada de pacients de SISDINet que el pacient ha arribat, o ens ha arribat la notificació des d'un sistema de gestió de cues):

• Si la bola és grisa 🖳 : no tenim cap registre d'arribada de pacient

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

- Si la bola és verda: 🔎 tenim un registre de que el pacient ha arribat
- Si la bola és groga: tenim registre d'arribada de pacient però de fa moltes hores (pot donar-se el cas quan pacient té una prova al matí i una altra a la tarda, i se li registra l'arribada al matí: a la prova de la tarda es veurà l'indicador d'arribada en groc).

Si l'usuari te accés a la pantalla de Relacionar exploracions e imatges es mostrarà una nova columna 'Lligar'. Polsant la icona s'accedirà a la pantalla de Relacionar exploracions del pacient amb estudis PACS. Des d'aquesta pantalla es podrà tornar al Llistat de Treball.



que indica amb la icona que el pacient té

altres proves programades el mateix dia, al donar a la icona ^M es mostra una nova finestra amb una grid que mostra les exploracions del pacient.

					Buscar:	
Fecha	▲ Hora	Código	Exploración	Estado	Aparato	
06/09/2017	10:20	7000797	ESTADA CONTROL CURTA ECOGRAFIES	Programada	SORIN	
Mostrando r	Iostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros					

8

Apareixerà un nou botó, , i si el premem apareixerà una nova finestra amb els noms de columna de la graella, els quals podrem canviar la selecció perquè apareguin o no.



√ ID	√ Historia
√ Nombre del paciente	√ Fecha
Hora	√ Desc
√ Lat	Estados exploración
√Órgano sistema	Ámbito Proced.
√ Cama	√ Imagen
√ Alerta	Porta
Motivo	Información adicional
Observaciones de los Técnicos	Ingresado
Tipo prueba	No programada
Fecha	Hora
Núm. Sol. Externa	Ámbito
Llegada	NumAss
NumAssPral	Id. Cliente
Тіро	Centro solicitante
Área	Fecha entrada
Fecha solicitud	Desc Profesional solicitud
Profesional solicitud	Tipo centro solicitante
comepIlit_desc	Área de procedencia
Cama	radsol_sol
APPORIGEN	Teléfono
Teléfono	Teléfono móvil
Fecha nacimiento	Tipo entrega informe
En Espera	Exploración
Proyección	Tipo exploración
Prioridad	Estado facturación
Estado informe	FECHA EXITUS
Centro solicitante	Contraste
Hora exploración	Hora final exploración
√ Altres Proves	Hora llegada
Consentimiento	Edad

Si cliquem al check, es guardarà la configuració i tornarem a la grid, si es clica a l'aspa tornarem a la grid sense guardar la configuració però mantenint la visualització tal com l'hem posat en el pop-up.

Des d'aquesta pantalla es pot fer la confirmació en bloc si l'aparell ho permet mitjançant el

botó , al seleccionar més d'una línia de la grid, s'obre una finestra emergent per introduir les dades necessàries per fer la confirmació en bloc.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



La finestra emergent que s'obre es el següent:

Confirmación y registro de actividad				
28/09/2017 ECOT1				
Técnico responsable:	T			
Médico SDI responsable :	•			
	Sin informe			
Observaciones:				

En aquesta finestra es demana el tècnic responsable, el radiòleg, si té o no informe i el camp observacions, l'únic camp que es obligatori informar es el tècnic responsable.

Al fer doble-clic sobre un registre o bé seleccionant una filera i polsant el botó redirigeix a la pantalla de confirmació.

7	
	ens

V Datos del paciente								
Id. Paciente	CIP CACA0400823008	Fecha nacimier	ato 23/08/194	40			e	
Nombre	Sexo M							
Técnico :	✓ Enfermero/a:			~				
🤝 Datos de la solicitud								
							Filtrar:	
Hora * Exploración 🗘 Lat 🗘 Proyec	0 C 0 Desc 0 Org. Sist. 0 Tipo prueba	○ Aparato ○ Médico SDI	≎ Técnico	≎ Enfermero/a	Tipo IMG	○ I ○ Motivo des ○ Mot Nueva	Sin informe	© Embarazo
09:00 VESIP	Programada ABD US	ECOUD1			Digital			
Nostrant de 1 a 1 de 1 registres								
V Otros Datos								
Motivo			Información	adicional			_	
Home 79a exfumador. ADK pròstata t monosimptomàtica d'inici al març aml urinàries PREFERENT.	ractat amb radioteràpia. Hematúria b coalls. Agrairia eco de vies							
Observaciones de los Técnicos								

La pantalla de confirmació mostra:

• Dades del pacient.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Al polsar el botó

- Dades de la sol·licitud, mostrarà un llistat amb totes les exploracions que te el pacient en aquell interval de temps i per un aparell concret.
- Es mostrarà el motiu de la sol·licitud, la informació addicional i les observacions del tècnics.



de confirmar exploració s'obre la següent pantalla:



Si es confirma la exploració, aquesta canviarà d'estat a estat confirmat.

Si es cancel·la, no es fa res.

Si la exploració a confirmar és inespecífica (si a la taula de catàleg l'hem marcat com a inespecífica) el sistema dóna avís de que per poder confirmar s'ha de canviar la exploració.

Per poder confirmar una exploració s'ha d'informar el tècnic o l'infermer o els dos.

Al polsar el botó

de desconfirmar exploració s'obre la següent finestra.



Desconfirmar exploración	
Exploración	8573399
Técnico responsable	ACHECA
Enfermero/a	×
Motivo desconfirmación	
Médico SDI responsable	~ ~
Observaciones	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×

Al desconfirmar una exploració a més de canviar l'estat, hem de indicar el tècnic responsable o l'infermer o informar els dos, el motiu de la desconfirmació, el metge responsable i observacions.

Al polsar el botó

+

d'afegir exploració s'obre la següent finestra

Añadir exploración	
Aparato	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT
Órgano sistema	×
Tipo prueba	×
Tipo exploración	×
Exploración	×
Lateralidad	~
Motivo nueva exploración	~
Medico	~
Técnico	ACHECA
Enfermero/a	×
Sin informe	
Embarazo	
	×

Per afegir una exploració indiquem:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- Aparell,
- òrgan sistema,
- tipus de prova,
- tipus d'exploració,
- exploració (si s'informa primer aquest camp, s'autocompleten els camps anteriors),
- lateralitat (que s'activarà si la exploració seleccionada requereix que s'informi la lateralitat),
- motiu de la nova exploració,
- metge , que serà igual per defecte al seleccionat a la pàgina mare.
- tècnic o infermer o els dos a la vegada, que seran iguals als seleccionats a la pàgina mare.
- Sense informe (si es selecciona, l'exploració quedarà marcada com Sense Informe i no apareixerà com a pendent d'informar.
- Embaràs: es marcarà en cas de que se sàpiga que la pacient està embarassada. El radiòleg veurà aquesta marca quan vagi a informar la exploració.

Es pot configurar que les exploracions a afegir es restringeixin a les que pot demanar el client per contracte.

Al polsar el botó	de modificar exploració s'obre la següent pantalla.
Modificación exploración	
Exploración	8573399
Confirmada	
Órgano sistema	Abdomen 🗸
Lateralidad	(no selection)
Aparato	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDI
Código Exploración	ECOGRAFIA VESICOPROSTATICA
Medico	✓
Técnico	ACHECA
Enfermero/a:	▼
Tip. Imagen	Digital
Imprimida	
Sin informe	
Embarazo	
	×

Es mostren les dades de la exploració seleccionada a la pàgina mare per tal de poder fer alguna modificació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Es podrà modificar, l'òrgan sistema, l'aparell, tipus prova metge, tipus imatge, si està impresa, si te o no informe i si la pacient està embarassada.

Si la exploració seleccionada és inespecífica (si a la taula de catàleg l'hem marcat com a inespecífica) es permetrà canviar la exploració per tal de que es pugui confirmar.

Si l'usuari té la funció 'fnNoModifTecnic' assignada, i l'exploració està en estat confirmada, desconfirmada, afegida confirmada o afegida desconfirmada no es podrà modificar el tècnic ni l'infermer de l'exploració.

Es obligatori informar el tècnic o l'infermer o els dos.

Al polsar el botó de consultar la petició es mostrarà la petició escanejada si es que en té.

Al polsar el botó **s**'obrirà, en el cas que existeixi, el protocol relacionat amb l'exploració seleccionada; en el cas que no existeixi un protocol relacionat es mostrarà un avís



de sortir, tornarem al llistar de treball.

Al polsar el botó per afegir o modificar una observació del tècnic

Observ	vaciones de los Técnicos	 	 	

, s'obrirà la següent pantalla.





Si al llistat de treball seleccionem un aparell i fem clic a aquesta icona sol·licituds urgents ens redirecciona a la pantalla d'alta de sol·licitud passant per paràmetre l'aparell seleccionat.



10/06/2020

Id. Paciente		СІР	Fecha nacimiento 🔍 🗸 🚱 🚱
Nombre			Sexo
💙 Datos Solicitud			
Sede	UDIAT	Fecha solicit	tud 28/09/2018
Fecha registro entra	rada	Control	Fecha último control
Cliente	(no selection)	•	
Centro solicitante	(no selection)	T	Núm. Historia externa
Servicio solicitante	(no selection)	T	
Médico solicitante		•	
Médico responsable	e	•	
Centro destino	(no selection)	•	
Servicio	(no selection)	T	
Médico destino		•	
V Datos Exploracior	n		
Tipo prueba (no	selection)	Organo Sistema	(no selection)
Exploracion			Lateralidad (no selection)
Aparatos ECO	OGRAF APLIO MX TAULI	•	
Prioridad 1 A	Alta 🔻	Tipo de Paciente	
Restricción (no	selection)		Visita
Fecha inicio		Facha Caranal	Técnico
expl.		Fecha fin expl.	responsable
Fecha 28/0	09/2018 15:36:1	Edificio - Sala	
programada			
Autorización		Num. Solicitud Exter	mo
V Otros Datos			
Motivo		Otros	s datos
			_Paciente ingresado
			✓Paciente urgente
			Accidente de circulación
			Pasis Isberal
		11	
Validar			
🗏 Gestión de so	olicitudes urgentes		

La pantalla d'alta de sol·licituds es la mateixa pantalla que tenim al punt (2.3.1) però amb algun petit canvi:

Tenim la prioritat per defecte urgent.

Tenim informada la data programada.

Només sortiran les exploracions que té associades l'aparell seleccionat.

Podem cercar pacients i donar-los d'alta si no existeix.

Alhora de guardar l'exploració es obligatori informar el tècnic.



10/06/2020

2.4.3.5. RELACIONAR EXPLORACIONS I IMATGES

Criterios de sel	ección									Ligar estudios - exploraciones	
Fecha inicio	01/09/2018	Fecha fin	01/10/2018	Hora inicio	00:00:00	Но	ora Fin	23:59:59	Q	Profesional (no selection) >	
Tipo prueba	(no selection) v		Teleradiolog externas	jía/Exploraciones	□Ver toda	as 🗹	Núm. Hist	oria	¢		Ø ALL
V ESTUDIOS R	AIM PENDIENTES DI	E RELACION	IAR								
Núm. Historia	086033	Ара	arato (no	selection) <							RV RV
EXPLORACIO	ME3-31301										
Num. Historia					Aparato	(no selec	ction) ~		Sólo N	10 ligadas Q	8 8

A aquesta pantalla es pot accedir des de:

- el menú, si l'usuari te permisos per accedir-hi,
- o bé des del Llistat de treball polsant sobre la icona de 'Lligar'. Si s'accedeix des

del llistat de treball, es mostrarà la icona de sortir per tornar a la pantalla Llistat de Treball.

Aquesta pantalla permet assignar un estudi del PACS a una exploració del SISDI.

Criteris de selecció:

- Data inici, Data fi, hora inici y hora fi, són obligatoris.
- Aparell: es pot seleccionar per qualsevol dels valors carregats en la llista o dels valors carregats a la taula d'aparells polsant la lupa.

Aparato	(no selection)	\sim
---------	----------------	--------

Aquest camp permet la selecció de la llista de codis o la selecció a partir de la lupa, accedint a la cerca per codi o per descripció.



10/06/2020

A	pa	rato		
С	óď	ligo ∨		:
			56 Registros	
		Código	Descripción	^
	۲	ALEUD	TEST ALE. ESPECTOMETRE MASSES (MADRID)	
	►	АМАМА	AGENDA COMITÈ PTATOLOGIA MAMARIA	
	۲	COMITES	COMITES UDIAT	
	۲	CONRAD	CONSULTA RADIOLOGICA	
	►	ECG001	TEST ECG	
	►	ECOT1	ECOGRAF APLIO MX TAULI	
	►	ECOT2	ECOGRAF S2000	
	►	ECOT3	ECOGRAF VASCULAR	
	►	ECOTP	ECOGRAF TAULÍ PORTATIL	
	►	ECOUD1	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT	
	۲	ECOUD2	ECOGRAF SIEMENS ANTARES 2	
	►	ECOUD3	ECOGRAF TOSHIBA APPLION - UDIAT	
	►	ECOUD4	ECOGRAF UDIAT MAMOS	
	►	ECOUD5	ECOGRAF SUPERSONIC AREA MAMOGRAFIES	
	►	EMUSC	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI	
	►	EMUSC1	ECOS MUSCULARS VII CENTENARI 1	×

• Tipus de Prova: es podrà seleccionar qualsevol valor informat en la llista o en la taula de tipus de prova existents polsant el botó de la lupa.

Tipo prueba

(no selection) v ...

Aquest camp permet la selecció de la llista buscant per codi o per descripció.

Ti	ро	prueba	
C	Código 🗸		
			12 Registros
		Código	Descripción
	۲	сом	Comitès
	►	CONSUL	Consultes Radiològiques i altres
	►	CR	Radiologia convencional/digital
	►	СТ	TACS
	۲	ES	Endoscòpia
	۲	MG	Mamografia
	۲	MGS	Estereotàxia
	۲	MR	Ressonància magnètica
	۲	NM	Medicina nuclear
	►	RF	Telemando digital
	۲	SO	Sala d'observacions
1		US	Ecos

• Check Número d' història: Múm. Historia si aquest check està marcat (per defecte està marcat) la llista d'exploracions del SISDI s'omplirà sempre seleccionant exclusivament les exploracions del pacient seleccionat de la llista d'Estudis del PACS pendents de relacionar.

•	Check Teleradiologia/Exploracions exter	nes:	Telerad	diología	/Explora	cione	si
	aquest check està marcat la llista d'Estud	dis del	PACS i	la llista d	d'explora	cions	del
	SISDI s'omplirà seleccionant aparells exter	ns (és	s a dir, e	estudis c	le Telerac	liologi	ia i
	Exploracions externes com les obtingude	а р	artir de	la Inco	rporació	de C	D's

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



externs). Aquest filtre fa que el filtre de Tipus de prova i aparell mostrin només les proves i aparells de Teleradiologia i d'Exploracions externes.

• Check Veure Totes: PACS tots els estudis, estigui o no informat el camp tipus estudi. L'usuari veurà aquest check si te permisos per veure tots els tipus d'estudis.

També veurà dues columnes més a la taula de resultat: Tipus Estudi i Modif.

						S	earch:	
Nom del pacient	♦ Tipus exploració	Tipus prova	≎ Aparell 🤇	Data d'exploració	Hora 🔺	AET Storage 🗘	Tipus estudi	Modif
	BRONCOSCOPIA-BRONCOSCOPIA	OT		2013/11/25	09:30:00:000	TAU_OT01_END		•
	BRONCOSCOPIA-BRONCOSCOPIA	OT		2013/11/25	10:15:00:000	TAU_OT01_END		۲
	BRONCOSCOPIA	ES		2013/11/25	11:21:00:000	TAU_OT01_END		۲
	BRONCOSCOPIA-BRONCOSCOPIA	OT		2013/11/25	11:45:00:000	TAU_OT01_END		۲
	BRONCOSCOPIA-BRONCOSCOPIA	OT		2013/11/25	12:00:00:000	TAU_OT01_END		۲
		NM	GAMMA2	2013/11/25	13:33:45:000	AN_MEDCOMNT204		۲
	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	MG		2013/11/25	16:36:14:000	R2CAD_SCU		۲

En aquesta última columna podrà polsar el botó 🤎 per accedir a modificar el tipus d'estudi de la filera seleccionada.

Ti	ро	estudio	
Código 🗸		ligo 🗸	Q 🗙
			11 Registros
1		Código	Descripción
	۲	DESCONEGUT	DESCONEGUT
	۲	ELIM_PACS	Estudi eliminat del PACS
	۲	ENDOSC	Eploracions d'Endoscopia Digestiva
	۲	EXITUS	EXITUS
	۲	IMD	Totes les proves no relacionades
	۲	NO_SISDI	Exploració no existent a SISDI
	۲	SECONDLOOK	imatges Mamografiques Digitalitzades
	۲	TELE	TELERADIOLOGIA
	۲	TEST	TEST
	۲	VIP	VIP
	►		

 A nivell d'estudis de PACS pendents de relacionar es poden seleccionar per un número d'història (identificador del pacient PACS)

Núm. Historia	086033	
---------------	--------	--

 A nivell d'exploracions SISDI es poden seleccionar per Número d'història: amb el botó cercar del pacient situat just al costat de número d'història (botó de lupa) s'accedirà a la pantalla de cerca de pacients. Al informar aquest paràmetre es desmarca el check de número d'història.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

Informant els filtres i polsant el botó de Buscar es mostraran a la pantalla els registres que corresponen a aquests filtres. A la primera llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR apareixeran els estudis del PACS què no s'han associat a cap exploració del SISDI. Si està marcat el check Número d'història, al desplaçar-nos sobre els registres d'aquesta taula a la llista d' EXPLORACIONS DEL SISDI es mostraran les exploracions corresponents als filtres informats, i que siguin del pacient seleccionat de la primera llista.

Si el check número d'història no està marcat al fer la cerca, a la llista EXPLORACIONS SISDI apareixeran tots els registres que compleixin els criteris seleccionats informats.

Al accedir a la pantalla, per defecte apareixeran com a data inici i fi, la data del sistema, i com hores inici i fi un interval que avarca des de les 00:00 fins les 23:59.

Lligar exploracions de la llista automàticament

Polsant el botó el sistema intenta buscar, per cada registre de la llista d' ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR (que corresponguin als criteris de cerca que s'hagin fet servir), si hi ha alguna exploració al SISDI amb la que pugui relacionar. Un cop acabat el procés apareixerà a la pantalla un missatge mostrant la llista d'estudis que s'han pogut lligar.

Lligar exploracions seleccionades

Si l'acció que es vol realitzar és la de relacionar un estudi de la llista d' ESTUDIS PENDENTS DE RELACIONAR amb una exploració del SISDI de la llista d' EXPLORACIONS SISDI els passos a seguir seran els següents:

- Informar el professional que realitza l'acció.
 Profesional (no selection) ~ ...
- Seleccionar el registre de la llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR que es volen relacionar.
- Seleccionar el registre de la llista d' EXPLORACIONS SISDI corresponents a la exploració amb la que es vol relacionar.

Al polsar el botó d'Acceptar s'accedeix a la pantalla on es mostren les dades de l'estudi i de la exploració, marcant en vermell les diferències entre uns i altres camps.

Pàgina 136 de 258

Relacionar Exploraciones e Imágenes						
Núm. Historia PACS						
Núm. Historia SISDI						
Nombre PACS						
Nombre SISDI						
Tipo exploración PACS	Abdomen^TOR/	AX_ABDOMEN_CONTRAST (Adulto)				
Tipo exploración SISDI	TC ABDOMINAL					
Tipo prueba PACS	от					
Tipo prueba SISDI	ст	TACS				
Aparato PACS						
Aparato SISDI	TCUD1	TAC UDIAT SIEMENS				
Fecha/Hora PACS	2017/02/01 11:	12:31:000				
Fecha/Hora SISDI	2017/02/01 19:	40:00:000				
	12017,02,01 151					
Accession Number PACS	RSUNK-0440126	8				
Accession Number SISDI	7157097					
	 Image: A set of the set of the	×				

Si tenim configurat a nivell de SISDI un prefix per Accession Number, al costat de l'Accession Number SISDI apareixerà una etiqueta amb aquest prefix:

Accession Number PACS	RS
Accession Number SISDI	(Prefijo AN: UDI)

Al generar el nou Accession Number que se li assignarà a l'estudi se li posarà aquest prefix.

Si l'usuari veu que l'associació entre estudis e imatges és correcta polsarà el botó

d'acceptar i a partir d'aquest moment l'estudi quedarà relacionat amb la exploració, desapareixent de la llista d'ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR.

Si l'usuari veu que l'associació no és correcta pot cancel lar 🏴 l'acció.

Relacionar exploracions amb el mateix estudi

En cas de voler lligar una exploració prèviament lligada amb una/es altra/es l'usuari haurà de seleccionar els registres de la llista d' EXPLORACIONS DEL SISDI que vol lligar i

polsar el botó per relacionar exploracions amb el mateix estudi.

El professional que realitza l'acció haurà d'estar informat.

Es mostrarà un missatge a l'usuari per confirmar que vol relacionar les exploracions no lligades a l'estudi lligat.

Deslligar l'exploració de l'estudi del PACS

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx

G



En cas que es detecti un estudi lligat a una exploració incorrecta els passos a seguir son els següents:

- Informar el professional que realitza l'acció.
- Buscar de la llista d'exploracions del SISDI l'exploració. Aquesta cerca es pot filtrar pel Número d'història del pacient i l'aparell.
- Polsar el botó Deslligar
- Si l'usuari confirma que vol realitzar l'acció, la exploració queda deslligada de l'estudi, i apareix un registre a la llista d' ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR corresponent a l'estudi deslligat, per a que pugui lligar-se, si és el cas, amb la exploració correcta.

Aquesta pantalla permet exportar les dades de la llista ESTUDIS RAIM PENDENTS DE

RELACIONAR cercats a un fitxer Excel polsant el botó

El botó Permet visualitzar la imatge de l'estudi seleccionat de la llista d' ESTUDIS RAIM PENDENTS DE RELACIONAR.



10/06/2020

Gestión Paciente + Teleradiología + Gestión Solicitud + Gestión Actividad + Usuario: ipardo -4 Gestión Resultados - Sistema -Avuda -Gestión de Informes Monitorización de Informes Gestión Admin Informes Consulta Exploraciones Consulta HC3 por CIP GESTIÓN DE INFORMES Desconfirmación de informes CONSULTA HC3 POR CIP Casos sesión Cuadro de mando Ξ л Sequimiento SMS Informe Cuadro de mando técnicos CUADRO DE MANDO GESTIÓN DE PACIENTES -1

2.5. GESTIÓ RESULTATS

2.5.1. GESTIÓ D'INFORMES

💎 Criterios de selección								
Médico responsable:	(no selection)	~	Estudio ligado: (no selection)		🗡 🌲 🚍 🖻 💁			
Fecha exploración:	Desde 15/01/2019 Hasta	15/01/2019	Estado informe: Pendent d'informar 🗸	_ L	🙇 RV HC3 🗘			
Id. Paciente:					Asignación Radiólogo			
Id.Exploración:		Tipo de solicitud:	(no selection)	TeleRadiologia ®Todos OSI ONo	(no selection) 💙 😃 Disponibilidad Radiólogo: 📋			
Prioridad:	(no selection)		Órgano sistema: Órgano sistema - Todos		Deshabilitar Filtros			
🤍 Otros Criterios de sele	cción							
No hay resultados par	a mostrar							
					our cart			
Núm. informe * Exploración <	Lat [©] Estado informe	↓ Id. Paciente	Nombre del paciente Fecha exploración Mmg	○ Prioridad ○ Procedencia ○ Radiólogo resp. Ingresado ○ ○ ○	ector Lectura Versión Urgentes Fecha firma			
Mostrando registros del 0 a	0 de un total de 0 registros				Seleccionar Todo / Limpiar selección			

Des d'aquesta funció, a partir de les exploracions realitzades i enregistrades en el sistema, s'accedeix a les funcions que permeten realitzar les tasques de gestió de resultats, tals com consulta de dades i enregistrament, signat i lliurament d'informes.

Criteris de cerca (usuari amb accés a alta informes i/o assignació radiòlegs)

Criterios de selección					
Médico responsable:	(no selection)	Estudio ligad	lo: (no selection)		/ 📥 🛋 💁
Fecha exploración:	Desde 15/01/2019 Hasta 15/01/2019	Estado infor	me: Pendent d'informar 💙		 🚨 RV HC3 🔅
Id. Paciente:					Asignación Radiólogo
Id.Exploración:	т	(no selection)	~	TeleRadiologia ©Todos ○Si ○No	(no selection) 💙 😃 Disponibilidad Radiólogo: 📋
Prioridad:	(no selection)	Órgano sistema:	Örgano sistema - Todos		Deshabilitar Filtros
Otros Critorios do cel	aadéa				

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



invertits

Manual usuari

HC3 Aquest botó ens indica que disposem de connexió a HC3. Si el botó està en blanc vol dir que tenim desactivada la consulta a HC3. Prement el botó aquest es mostra amb colors

HC3. En aquesta posició tenim activada la consulta a HC3.

Per configuració es pot fer que aquest botó aparegui ja d'entrada com activat:

HC3

HC3 = Conexió a HC3 activa: a l'accedir a la pantalla d'elaboració d'informes es carregaran els resultats d'HC3 del pacient en el arbre d'informes previs. Solsament es carreguen els resultats de Diagnòstic per la imatge, descartant-se els del propi centre per tal de que no apareguin duplicats.

El botó no es visualitza si en el sistema no està configurada la connexió a HC3.

Criteris de cerca (usuari administratiu amb consulta informes (no alta))

Circeitos de selección							
Médico responsable: (no	o selection)	~	Estudio ligado: (no selec		🗡 🌲 🚍 🔯 💁		
Fecha exploración: Desc	sde 15/01/2019 Hasta	15/01/2019	Estado informe: Pendent	l'informar 🗸	<u> </u>	🌲 RV HC3 🗘	
Id. Paciente:							Asignación Radiólogo
Id.Exploración:		Tipo de solicitud:	(no selection)		TeleRadiologia ●Todos ⊖Si ⊖No		Disponibilidad Radiólogo:
Prioridad: (no	o selection) 🗸		Órgano sistema:	sistema - Todos			Deshabilitar Filtros
Otros Criterios de selección ;	1						
			Cliente:	(no selection)	~		
Tipo centro solicitante:		(no selection)	Centro solicitante:	(no selection)	\checkmark		
Servicio solicitante:		(no selection)	Médico solicitante:	(no selection)	Y		
Tipo centro destino:		(no selection)	Centro destino:	(no selection)	×		
Lectura:		(no selection)	Aparato :	(no selection)			
Estado revisión informe:		(no selection)	Exploración:	(no selection)			
Ámbito de procedencia:		(no selection)	Tipo informe:	(no selection)			☐ Mostrar Activos y Pasivos
Agrupación Cliente Teleradio Fecha Visita Fecha firma	fiología:	(no selection) Desde a					

Els paràmetres de selecció amb els que es pot fer la cerca són els següents:

- Metge responsable, seleccionant un dels metges que apareixen en la llista es podran cercar les exploracions assignades a un determinat Metge. L'assignació la pot fer el tècnic en el moment de confirmar l'exploració, o un usuari administrador encarregat d'assignar a cada radiòleg els informes que ha de fer. Si l'exploració ha estat informada, el metge responsable serà l'autor de l'Informe. En cas de no seleccionar cap metge o deixant el camp en 'no selection' es buscaran totes les exploracions sense accedir per aquest filtre. La opció 'none) cerca per les exploracions que encara no tenen assignat un metge responsable de fer el informe.
- Data d'exploració, informant data des de l'inici i data fins s'acota la cerca de sol·licituds. Aquesta dada és obligatòria si no s'ha informat el número d'història clínica.
- Identificador de pacient o número d'història, permet cercar les sol·licituds fetes a un determinat pacient a partir del seu número d'història clínica. Amb el botó de tres
 Id. Paciente:

l'usuari pot accedir a la

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

punts

funció de cerca de pacients en cas de no recordar l'identificador. Si no es vol filtrar per l'Identificador de pacient caldrà deixar el camp sense informar. Donat que des de SISDI client tenim la possibilitat de relacionar Números d'història de pacient amb Identificadors de pacient de Teleradiologia, a l'informar aquest filtre amb un Identificador de pacient que tingui un altre identificador associat, ens apareixeran les exploracions tant del identificador de pacient informat com les del Identificador de pacient relacionat amb l'anterior.

- Seu, es pot seleccionar totes les seus deixant el camp com 'no selection' o bé una seu determinada seleccionant una de les que apareixen en la llista.
- Centre sol·licitant, es pot seleccionar tots els centres (marcant 'no selection') o un centre determinat seleccionant un dels centres que apareixen en la llista.
- Tipus d'exploració, es pot seleccionar si l'exploració és preferent, urgent o ordinària, o bé tots els tipus d'exploració deixant el camp en 'no selection'.
- Client, si no es vol filtrar per Client es deixarà marcat com 'no selection', en cas de tornar a filtrar la cerca caldrà seleccionar un client de la llista.
- Servei sol·licitant, si no es vol filtrar per Servei sol·licitant es deixarà marcat com 'no selection', en cas de tornar a filtrar la cerca caldrà seleccionar un servei sol·licitant de la llista.
- Estat de l'informe, seleccionant un dels estats possibles d'un informe es filtrarà per aquest camp la cerca (Pendent d'informar, Informat, Signat, Lliurat o sense informe). Si l'usuari no vol filtrar haurà d'informar el camp amb '*no selection*'.
- Estudi lligat, filtra si l'estudi està lligat o no, és a dir si l'exploració te una imatge en cas de seleccionar un dels dos estats. Si no es vol cercar per aquest filtre l'usuari haurà d'informar el camp amb 'no selection'.

TeleRadiologia

●Todos ○Si ○No

- Teleradiologia , aquesta caixa d'opcions per defecte apareix marcada la opció de **Tots**. Si es marca **Sí**, es seleccionaran únicament aquelles exploracions de Teleradiologia, és a dir, aquelles que tenen un aparell marcat com a *Extern*. Si es marca **No** se seleccionaran todas las exploraciones que no son de teleradiologia.
- Identificador de l'exploració, si s'informa no caldrà informar més camps. Es podrà buscar una exploració informant l'accession number o bé informant l'identificador de l'exploració concatenat amb el mòdul 97.
- Prioritat, es pot seleccionar la prioritat
- Àmbit de procedència, es carreguen valors passius i actius de l'àmbit de procedència i permet el filtre per aquest camp.
- Metge sol licitant, permet selecció per metge sol licitant.
- Tipus de Centre sol·licitant, si no està informat no es permet informar el centre sol·licitant. Permet selecció per tipus de centre sol·licitant.
- Tipus de Centre destí, si no està informat no es permet informar el centre destí. Permet la selecció per tipus de centre destí.

- Centre destí, es podrà seleccionar pel centre destí.
- Àrea, check que serà visible si existeix configuració en el client. Afegirà una columna en el resultat de la cerca.
- Estat de revisió d'informe, permet el filtre per l'estat de les revisions d'informes, si aquests són susceptibles de ser revisables/valorables.
- Exploració, permet el filtre per catàleg.
- Tipus de sol·licitud, permet el filtre entre sol·licituds programades o urgents.
- Veure Contrast, aquest check serà visible si l'usuari té la funció que permet la seva visualització. En aquest cas es mostrarà només a mode informatiu i el resultat de la cerca mostrarà un nou camp a la grid.
- Patologia Urgent, aquest check serà visible si l'usuari té permís per veure aquest check.
- Tipus informe permetrà la selecció de veure sols informes primers, o bé sols informes addicionals.
- Veure No confirmats, aquest check serà visible si existeix la configuració per client. Permetrà mostrar en la cerca les exploracions que encara no estan confirmades, per tal que el radiòleg pugui anar fent l'informe. L'informe només es podrà salvar si la exploració ha estat confirmada.

Polsant el botó Òrgan Sistema s'estén un arbre amb els diferents Òrgan Sistema que es poden consultar on es podrà, prèviament a la cerca marcar tant l'òrgan sistema, com el tipus de prova que es vol consultar.



ORGANO SISTEMA								
🖃 🛃 Órgano sistema	\sim							
🛨 🚸 Todos								
🖃 🍉 Abdomen								
🗉 🌭Coll								
🗄 🍉 Mama-Gine								
🗄 🎨 Múscul - esquelètic								
🗄 🎨 Medicina Nuclear								
🗄 🍫 Neurologia								
🗄 🍫 Pediatria								
🗄 🎨 Tòrax								
🗉 🍉 Vascular - intervencionista								
-								
	~							

Un cop informats els camps per fer la cerca d'exploracions i informes l'usuari haurà de



per obtenir en la pantalla les sol·licituds que responen a

En cas que hi hagi sol·licituds amb més d'una exploració, s'ompliran tantes línies com exploracions contingui la sol·licitud.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

aquests filtres.



Apareixerà un nou botó, si punxem al apareixerà una nova finestra amb els noms de la columna de la grid, els quals podrem canviar la selecció perquè apareguin o no.



Si cliquem al check, es guardarà la configuració i tornarem a la grid, si es clica a l'aspa tornarem a la grid sense guardar la configuració però mantenint la visualització tal com l'hem posat en el pop-up.

Si no hi ha resultats es mostrarà a la part de sota de la pantalla el següent missatge:

No hay resultados para mostrar

Si hi ha resultats a la cerca es mostrarà una llista d'exploracions com la següent:

Pàgina 144 de 258



Manual usuari

Filtrar																
Núm. informe *	Exploración 🗘 L	at ≎ Estado informe ≎	Id. Paciente	Nombre del paciente	Fecha exploración	Img ¢	Prioridad \$	Procedencia ≎	Radiólogo resp. \$	Ingresado ≎	Radiólogo/Lector \$	rLectura \$	Versión \$	Urgentes	Fecha firma	\$
	RM COLUMNA CERVICAL	Pendent d'informarH375342		2	L, 30/09/2018	•	•	HS								^
	RM ESPATLLA.	Pendent d'inform	arH78210	2	30/09/2018	¢		356								
	RM COLUMNA CERVICAL	Pendent d'inform	arH25017	5), 30/09/2018	•		358								
	RM COLUMNA LUMBAR	Pendent d'inform	arH366643	3	Z, 30/09/2018	¢		HS								
	RM COLUMNA LUMBAR	Pendent d'inform	arH50437	2	30/09/2018 IA	•		388								
	RM GENOLL	E Pendent d'inform	arH732244	1	D, R 30/09/2018	¢		95								
	RM ESPATLLA.	Pendent d'inform	arH00198	5	30/09/2018	¢		HS								
	RM COLUMNA DORSAL	Pendent d'inform	arH16398	5	30/09/2018	•		HS								
	TC GINECOLOGIC	Pendent d'inform	arH09476	3	, 30/09/2018	•	•	HS								
	TC ABDOMINAL	Pendent d'inform	arH22376	5	30/09/2018	•		HS								
	RM COLUMNA LUMBAR	Pendent d'inform	arH28416	2	30/09/2018	•		HS								v
Nostrant de 1 a 40 de 415 registres Selecciónar Todo / Limpiar selecció												r selección				

La cerca de les exploracions es realitza sobre les exploracions que tinguin els estats següents:

- 06 Confirmada
- 09 Afegida confirmada

Les dades que es visualitzen a la llista d'exploracions obtinguda són les següents:

- Número d'Informe, si no té informat vol dir que l'exploració encara no té informe assignat
- Tipus d'exploració, descripció
- Lateralitat, en cas de tenir l'exploració
- Estat de l'Informe
- Identificador de Pacient, número d'història del pacient
- Nom del pacient
- Data d'exploració
- Imatge, bola de diferents colors que indica l'estat de la imatge assignada a l'exploració
 - Blau, l'exploració està associada a un estudi del PACS
 - Negre, l'exploració té assignat un tipus d'imatge no digital (tipus d'imatge Analògica, o Sense imatge)
 - Gris, l'exploració té assignat el tipus d'imatge Digital però no té un estudi del PACS associat


- Prioritat
- Procedència (centre sol·licitant)
- Codi de Radiòleg, permet l'assignació de radiòleg des del llistat
- Ingressat
- Número de sol·licitud extern
- Àrea de procedència
- Contrast
- Lector (per cribratge de mama)
- Lectura (per cribratge de mama)
- Versió: versió de l'informe. Apareixerà informat en cas de que l'informe s'hagi fet tenint la configuració de "Versionat d'informes".

Consulta informes (usuaris administratius, externs)

- Des de la pantalla de Gestió d'exploracions i informes, si l'usuari NO té accés a l'alta d'informes, pot accedir a veure i imprimir informes que estiguin en estat Signat o Lliurat.
- Es pot accedir a visualitzar un informe en concret seleccionant directament el registre corresponent de la llista. Per poder visualitzar-lo l'informe ha d'estar en estat Signat o Lliurat.
- El botó Alta Informes també permet a l'usuari consultar un informe seleccionant prèviament de la llista.
- Imprimir l'informe, polsant el botó
 Si la exploració seleccionada té més d'un informe assignat, accedim a la <u>llista d'informes</u> d'aquests, i seleccionant un registre de la llista visualitzarem l'informe corresponent
- El botó permet obtenir un fitxer zip contenint els informes en format pdf dels registres que haguem seleccionat prèviament. El sistema no permet seleccionar informes que no estiguin en estat Signat o Lliurat
- El botó permet esborrar els filtres de la pantalla.
- Si l'usuari té accés a veure les imatges des d'aquesta pantalla li apareixerà el botó del



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- El botó permet canviar una exploració de tele-radiologia de Urgent a programada y viceversa.
 - El botó permet marcar la exploracio com exploració sense informe
- El botó **i** permet, seleccionant un registre d'un informe que tingui versions anteriors, consultar aquestes versions. Es visualitzarà la impressió de l'informe anterior amb una marca d'aigua indicant que l'informe és obsolet.

Assignació de Radiòleg

 Des de la pantalla de Gestió d'exploracions i informes podem assignar radiòleg tant des del quadre d'assignació de Radiòleg com des de la Grid en els informes amb estat pendents d'informar, en aquest últim cas seleccionant un registre.

Per l'assignació de radiòlegs des del quadre d'Assignació de radiòleg l'usuari ha de tenir prèviament configurat el permís d'assignació de radiòleg. En cas de necessitar-ho, l'usuari podria demanar a l'administrador del sistema l'alta d'aquesta funcionalitat des del Manteniment de Permisos d'Usuari.

En cas de tenir permisos, l'usuari selecciona un radiòleg i ha de marcar en el llistat els informes als que vol assignar aquest radiòleg.

Asignación Radiólogo	
(no selection) ~ 🙁	
Disponibilidad Radiólogo:	
Un cop marcat cal prémer el botó 💷 per fer que l'assignació sigui efectiva.	
Amb el botó [] l'usuari té accés a l'agenda del radiòleg.	

La opció **Deshabilitar Filtros** permet deshabilitar el filtre de cerca per radiòleg assignat.



 L'usuari també pot assignar radiòleg directament a una exploració en concret seleccionant una exploració de la llista i clicant al botó de "Seleccionar radiòleg"

sistema valida que l'estat de la exploració sigui "Pendent d'informar" o "Sense informe".

Accés a l'alta d'informes

El botó Alta Informes permet a l'usuari crear un informe seleccionant una o més exploracions del mateix pacient.

D'aquesta manera s'accedeix a la pantalla d'Informes, on es podrà tant fer l'alta d'un informe nou com modificar un informe existent.

Si seleccionem exploracions sense informe de diferents pacients com es mostra en la següent imatge:

									Search:		
Núm. informe \$	Tipo exploración \$	Estado informe 🗘	Id. Paciente 🗘	Nombre del paciente	Fecha exploración	Img 🗘	Prioridad 🗘	Procedencia 🗘	Código Radiólogo \$	Ingresado 🗘	
	PELVIS, ANTERO- POSTERIOR	Sin Informe	FRS_00AP342209	GARXXX MANXXX, CARMEN	20121225	•	Ordinaria	520005			•
	MANOS AP Y L	Sin Informe	FRS_0000449117	GARXXX MENXXX, JANSEL	20121225	•	Ordinaria	520005			Ε
	MUÑECA, ANTPOST Y LAT	Sin Informe	FRS_0000146221	PALXXX VENXXX, ALICIA	20121225	•	Ordinaria	520005			_
	TOBILLO, ANTPOST. Y LAT	Sin Informe	FRS_0000037103	BAÑXXX GONXXX, CARMEN	20121225	•	Ordinaria	520005			
	TOBILLO.										

s'obtindrà el següent missatge d'error al final de la llista d'exploracions:

Las exploraciones seleccionadas no son del mismo paciente

Si les exploracions seleccionades són del mateix pacient i estan Pendents d'informar o marcades com a Sense informe es podrà accedir a crear un mateix informe de les dues o més exploracions marcades, com es pot veure en la següent imatge:

									Search:		
Núm. informe	↓ Tipo exploración ↓ Lat	Estado informe	Id. Paciente	Nombre del paciente	Fecha exploración	Img 🗘	Prioridad 🗘	Procedencia 🗘	Código Radiólogo \$	Ingresado 🗘	
	PELVIS, ANTERO- POSTERIOR	Sin Informe	FRS_00AP342209	GARXXX MANXXX, CARMEN	20121225	•	Ordinaria	520005			-
	MANOS AP Y L	Sin Informe	FRS_0000449117	GARXXX MENXXX, JANSEL	20121225	•	Ordinaria	520005			Ξ
	MUÑECA, ANTPOST Y LAT	Sin Informe	FRS_0000146221	PALXXX VENXXX, ALICIA	20121225	•	Ordinaria	520005			
	TOBILLO, ANTPOST. Y LAT	Sin Informe	FRS_0000037103	BAÑXXX GONXXX, CARMEN	20121225	•	Ordinaria	520005			
	7001110										

Marcant el CheckBox de la última columna 'X' i seleccionant un dels informes l'usuari té accés a la pantalla d'informe amb més d'una exploració.

A l'informe d'una sola exploració s'accedeix seleccionant una única filera de la llista d'exploracions.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

2.5.1.1. ALTA D'INFORMES

Aquesta funció permet enregistrar els informes de resultats de les exploracions realitzades en el sistema, tant el primer informe com els addicionals. Es poden enregistrar informes corresponents a una o més exploracions d'un mateix pacient.

Al accedir a la pantalla d'Alta d'informes es visualitzen dades que no es podran modificar com:

- Dades de pacient: número d'història, nom, edat, sexe del pacient.
- Dades de les sol licituds associades a l'informe: nom del centre sol licitant.
- Dades de les exploracions associades a l'informe: nom de l'exploració, lateralitat, dosi radiació i unitats, embaràs. Per configuració poden aparèixer també les següents columnes: el codi d'aparell, el codi del tècnic que ha realitzat la prova i/o l'òrgansistema.
- Arbre amb els informes anteriors i els seus informes addicionals respectius, i de les exploracions sense informe.
 - També apareixen els informes dels identificadors de pacient associats al de l'informe (al seleccionar un informe amb ld de pacient diferent al del informe actiu, ens apareixen en vermell les dades del pacient associat al informe que estem consultant).
 - Si tenim activada la connexió a HC3 i l'usuari té resultats de Diagnòstic per la imatge d'un centre diferent al propi publicats, apareixeran també a l'arbre d'informes previs. Les icones que precedeixen a cada branca ens indiquen el tipus de resultat de que es tracta: = Informe SISDI, = Full infermeria, = estudi SDI sense informe, = Informe SDI amb versions prèvies, = Informe SDI de HC3, = Estudi SDI de HC3
 - En el cas d'UDIVOR a través d'una crida especial per consultar resultats d'HC3 de diversos centres, també s'accedeix a consultar resultats publicats. Les icones que precedeixen a cada branca ens indiquen el tipus de resultat de que es tracta:

🗐= Informe Diagnòstic per la Imatge, 🖻 = Informes Anatomia Patològica, 톜

= Informes de Laboratori, 🗐 = Altres informes.



10/06/2020



Si es tracta d'una exploració pendent d'informar, i el tècnic al realitzar la prova ha fet anotacions dirigides al radiòleg, o la sol·licitud té informació clínica del pacient registrada, o hi ha anotacions d'infermeria, a l'accedir a l'informe en lloc dels quadres de Motiu, Informe i Conclusió es mostra un quadre amb aquesta informació:

>		C
Informe Centre sol·licitant	Observacions dels Tècnics	
SDPI SANT FELIX		Ľ
ExploracióLat.DosiUnitatsEmbaràs	informes CR General	+
Informes CR General	Ta mx. La nina comenta que notaba pinchazos en QSE de Mi, na tomado antiinitamiono y na mejorado	-
Número		Ø
Proves	Informació ciínica	
Dades generals		
Radiòleg 1	Duta, o anys	<u> </u>
CIMD, Metge sig elect tarja nov~		×
(no selection)	Informació Infermeria	HC3
Radiòleg 3		
(no selection) ~	Pacient diabètic amb problemes anteriors de claustrofòbia	
Cas sessió		
Presentat		
	h.	
Informes anteriors	Iancar	
[Nou Informe]		
= [3440270-0] 09/03/2020. Informes	I	
Tancar		
El boto	serveix per que desaparegui aquest quadre i es mostrin els camps d	le

l'informe.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



INFORME

Manual usuari

10/06/2020

Amb el botó es pot tornar a visualitzar les observacions del tècnic, les anotacions d'infermeria i la informació clínica sempre que es vulgui.

m. Historia

Paciente:

0 mujeres asintomát	icas																								-	
	_	_																						_		
Informe Centro solicitante		*	(×	Ъ	¢.	В	I	Ū	÷	₽	Ŧ	Ξ	■	=	Ħ	Ľ	E	<u>T</u> ×	H		Ω	20	₽₿Ç		e
Hospital General de Vic		LE	CTU	RA <mark>S</mark>	CREE	NINC	à																			 Image: A set of the set of the
Tipo de	otiv																									+
Prueba Lat.DosisUnidadesEmbarazo	Σ																									-
Informes MG 2,7162mGv																										64
cribratge	-		~	~	5	ė.	D	τ		6	_	_	_	_		1-	_	-	τ	ш	-	0	5.8	ARC		
Proves		<u>ر ا</u>	(7	一西	43	•	D	1	<u>0</u>	2	=	=	-=	=	=	\$	=1		1×		· ·	52	5.2	~		
Datos generales	1																									<u> </u>
Radiólogo 1																										X
CIMD, Metge sig elect tarja nov ~																										HC3
(no selection)																										
Radiólogo 3																										×
(no selection)	1																									
Caso sesión	o																									
Presentado	L E																									
🗄 🎒 Informes anteriores 🔥	ן בּר																									
[Nuevo Informe]																										-
[2705537-0] 02/11/2016. INFORMES																										
[1956562-0] 31/10/2012. MAMOGRAF																										RV
[1587284-0] 02/11/2010. MAMOGRAF:																										6
\$1-4132769. 28/10/2008. MAMOGRAFI																										
		4	¢	ж	С	ŧ,	в	I	U	÷	≡	₽	≡	≡	≔	ł		Ē	<u></u> ×	H		Ω	55	RBC		
	3																									
	usió																									
	onc																									
~	Ŭ																									
< >>																										

En aquesta pantalla hi ha alguns camps que es poden modificar o no en funció de l'estat del resultat:

- Codis ACR, es poden informar fins a tres codis ACR
- Motiu de l'informe, si el motiu de la petició està enregistrar en el sistema apareix a la caixa de Motiu
- Text de l'informe
- Conclusió de l'informe
- Informe rellevant (aquest check apareix o no en funció de la configuració de la instal·lació. Pot aparèixer amb una etiqueta diferent: Patologia urgent, en funció de la configuració)



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



✓Informe rellevant

• Activitat extra: check visible o no per configuració. Permet marcar informes realitzats com a Activitat extra.

Activitat extra

- Cas sessió: Si se marca l'informe como a cas de sessió, es podrà buscar des de la pantalla de <u>consulta de sessions</u>. Serveix per generar una llista de casos que es presentaran en una sessió.
- Cas Presentat: Si se marca como a cas de sessió es pot marcar com a cas presentat. Aquesta informació es podrà modificar encara que l'informe ja estigui signat. Permet marcar els casos ja presentats en una sessió, d'aquesta manera es poden fer cerques per casos encara no presentats.

Caso sesión

D'altra banda, depenent del que s'hagi seleccionat a la pantalla anterior de Gestió d'exploracions i informes es podran realitzar unes accions o altres:

- Una exploració amb estat *Pendent d'informar:* es pot enregistrar el primer informe de l'exploració corresponent, però no es poden crear informes addicionals.
- Més d'una exploració: en aquest cas sempre es tracta d'exploracions pendents d'informar. Es pot enregistrar el primer informe corresponent a totes les exploracions seleccionades. No es poden crear informes addicionals.
- Una exploració que ja té un informe associat: el sistema cerca possibles exploracions addicionals amb el mateix número d'informe i comprova l'estat de l'informe:
 - 02 Informada: es permet la modificació de les dades però no es poden crear informes addicionals
 - 03 Signada: les dades són únicament de lectura i es poden crear informes addicionals
 - 04 Lliurada: les dades són únicament de lectura i es poden crear informes addicionals

Segons les configuracions d'usuari i del sistema es tindrà accés als botons de visualització d'estudis, Gestió d'agrupacions clíniques i al botó d'accés a HIS.

Raim	Accés a Raim Java
RV	Accés a RaimViewer
Alma	Accés al visor Alma

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020





Gestió d'Agrupacions clíniques

Copiar l'informe previ que estem visualitzant en el informe que estem editant. Aquest botó es visualitza quan estem situats sobre un informe previ. El que fa és copiar el text i la conclusió de l'informe. El motiu únicament es copia si estem copiant un informe sobre un addicional d'aquest informe.



Copiar una imatge de RAIM Viewer que s'ha guardat en el porta-papers



Botó que permet copiar l'adreça d'accés a l'estudi al porta papers per a poder compartir l'estudi. L'Adreça que es copia és temporal. Al polsar el botó, es mostra una finestra amb l'aderça i permet copiar-la al porta papers amb el botó





Des d'aquesta pantalla es podrà enviar correu electrònic al metge sol·licitant des del botó amb la següent icona:



Enviar correu

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



S'accedirà a la següent pantalla, on es permet al radiòleg que realitza l'informe enviar un correu al metge sol·licitant per indicar una troballa d'algun problema al realitzar l'exploració.

Clicant aquest botó es mostrarà la pantalla d'enviament de correu.

Enviar correo elect	trónico a médico solicitante							G	
Configuración d	le cliente de correo								
SMTP:	smtp.tauli.cat	Puerto:	25						
De:	jvalls@tauli.cat								
Nombre:	Josep Valls Obea								
Datos del corre	0								
Para:									
Asunto:	Hallazgo al realizar prueba a paci								
Mensaje	,								
☆ ☆ 光	D₂ 🛱 B I ⊻ S ≣	= = :			<u>T</u> ×	₩■▼	Ω	23	
Estimado/da, Al realitzar la Descripción d	prueba que habíais solicitado e la anomalía.	al paciento	e se ha de	tectado la	i siguien	ite anoma	alía:		•
Cordialmente Josep Valls Q	, bea						_		l
Paciente: Non Exploración: (nbre Apellido Apellido COLONOSCOPIA COLONOSCOF	2IA							Ŧ
Clave de acceso	SISDI								

Dades de la pantalla:

- SMTP i Port: servidor de correu i port. Han d'estar configurats i s'indica un error si els paràmetres no estan configurats.
- De: per poder enviar el correu electrònic l'usuari ha de tenir configurat la seva adreça de correu electrònic a la taula d'usuaris.
- Nom: Nom de l'usuari connectat.
- Per a: si la petició de l'informe té informada una adreça de correu electrònic procedent d'HIS aquest camp es mostrarà informat.
- Assumpte: per defecte tindrà el missatge establert que es mostra en la pantalla
- Missatge: Mostrarà dades prèviament configurades
- Clau d'accés SISDI: es verifica abans d'enviar el correu la clau de l'usuari connectat.

Motiu, informe i conclusió:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Depenent de la configuració del client la pantalla d'alta d'informes presenta unes funcionalitats o unes altres. A continuació es mostren totes les possibles funcionalitats existents de forma general.

Altres camps amb funcionalitats especials:

•	Macros, al	préme	r el bot	ó 📕	e	s perm	iet la	cer	ca d	e ma	cros	per	codi	o no	om:		
Descripc	ión									Птос	las las	s Mac	ros		Q	×	
(dioma		Castellà		•						®Bu⊴ ⊖Bu⊴	scar co scar n	ódigo ombr	s es		_		
No hay r	e <mark>sultados par</mark> a	mostrar															
•	Imprimir, a l'informe.	Il préme	er el bo	otó imp	orimir		s'c	obre	una	pan	talla	per	facili	itar i	impr	imir	
•	Eines d'ed	ició:															
	5 A X	Ъ. В	B I	<u>⊍</u> S	≣	¥ 3	≣	≣	ΞΞ		<u></u> ×	H		Ω	55	RBC	

• Consulta versions anteriors de l'informe:



En l'arbre d'informes previs, els informes versionats tenen una icona específica que els distingeix dels no versionats:

🗉 🚰 Informes anteriors	
[Nou Informe]	
[2181455- Ver 2] 22/04/2016. ELAS	>
= [0101441 0] 10/04/0010 TO DENAL	

Si l'usuari té accés a les dades d'HC3 veurà en l'arbre d'informes previs una icona específica de proves que el pacient conté en la història clínica compartida.

▲ 17/09/2014 <u>Radiologia</u> - CAP SANT FÉ
■ [2176033-0] 27/08/2014. ECOGRAFIA G:

Funcions addicionals a l'enregistrament d'un informe:



10/06/2020



- Alta informe, prement el botó l'estat de l'exploració o exploracions i de l'informe s'actualitzen de la següent manera:
 - Primer informe: estat de l'exploració o exploracions i de l'informe 02 Informat
 - o Informe addicional: estat de l0informe 02 Informat
- Sortir, prémer el botó fa que es torni a la pantalla de Gestió d'informes. Si hi havia modificacions pendents de salvar, apareix el següent quadre:



El botó verd fa que sortim de la pantalla sense salvar. El botó vermell fa que restem a la pantalla d'Informes, sense salvar encara els canvis.

- EAmb las fletxes i i , es pot navegar per la llista d'informes que s'han filtrat a la pantalla de gestió d'exploracions i informes sense necessitat de tornar cada cop que finalitzem l'informe que estem editant.
- Esborrar l'informe , es demana la confirmació per esborrar l'informe. Si es confirma l'eliminació s'assigna automàticament l'estat 01 Pendent d'informar a l'exploració o exploracions en cas de que es tracti de l'informe principal. Només es pot eliminar un informe que no ha estat Signat.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Signar l'informe
 aquesta funció permet signar digitalment els informes de les exploracions donant-los com a definitius. Els informes signats no es poden modificar, ja que tenen el vist i plau del radiòleg i es consideren definitius. Implica que l'informe ja es pot 'fer públic' i és el pas previ al lliurament.

L'estat de l'informe passa a 03 Signat, enregistrant la data i hora en què es signa.

Només es poden signar informes que estiguin en estat 02 Informat.

Si l'informe signat és un informe primer es canviarà l'estat de resultat de les exploracions corresponents a 03 Signat.

Abans de signar es demana guardar els canvis realitzats.

El Informe será salvado y luego firmado. Recuerde que un informe firmado no podrá ser editado. ¿Desea continuar con la operación?
OK Cancel

- Informe addicional/Nova versió informe _____: en funció de la configuració del sistema, l'usuari, a partir d'un informe signat, pot accedir:
 - a fer un informe Addicional que complementi/corregeixi el anterior. En aquest cas els dos informes seran sempre visibles com a informes del pacient
 - A fer una nova versió del informe que substitueixi a l'informe anterior. En aquest cas, com a informe del pacient sols es veurà la última versió d'aquest, i es podrà consultar les versions anteriors a través d'un botó específic.
- Protocol **E**: s'obrirà, en el cas que existeixi, el protocol relacionat amb l'exploració seleccionada; en el cas que no existeixi un protocol relacionat es mostrarà un avís.
- Cancel·lar , demana l'acceptació de cancel·lar les modificacions i s'esborraran les modificacions realitzades en l'informe en cas d'Acceptar el missatge següent.

¿Quiere cancelar las m	nodificaciones?
Aceptar	Cancelar

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- Marcar estat de l'exploració sense informe
 fa que l'estat de l'informe quedi a
 05 Sense Informe.
- Amb aquest botó _____ podem accedir als informes del pacient a HC3.

Depenent de la configuració WFindExploracionsCH.aspx

Des de la pantalla d'alta d'informes, si es un informe de mamografia de cribratge es pot

realitzar l'informe estructurat mitjançant el botó _____, i la pantalla que mostra es la següent:

					🚔 🕒
PROGRAMA DE CRIBRATGE DE	EL CÀNCER DE MAMA DE SABADE	LL			
REGISTRO BÁSICO DE RADIO	LOGIA				
Primera lectura (Informe: /))				_
Código Radiólogo: Código	técnico ESTMA		NHC: F 31		Z
Eocha do la mamografía: 01	/10/2019		CI	1	
recha de la maniograna. Or	/ 10/ 2010		E .		
Fecha firma informe:					
Examen negatiu (BIRADS1)					
Densidad tejido D E	Re	comendación			
	- ACRI	control cribratge als 2 anys (neg	auu)		
	II - ACKZ				
	ogeneitat - ACR3				
	s molt denses - ACR4				
Comparación en relación a a	nteriores mamografías:				
	O Mamografies p	revies no valorables			
	es O Marilografies p	evies extraviades			
	calcificacions	a completa			
		servadora			
Hallazgos: (Hallazgos múlti	ples similares: nº aproximado	.) (No contestar este apa	artado si el examen es ne	jativo)	
Densidad tejido	Nódulo	Calcificaciones	Otros hallazgos		
D E Adipós - ACR1	D E	D E Benignes	D E	ània	
	□ □ " mal delimitat			uiníraice	
	□□ " espiculat			an ar grea	
Mames molt denses - AC	R4			ervadora	
La Mallies more denses - AC	Dataán	Dućtasia			
	Patron	Protesis			
	D F	D F			

Des d'aquesta pantalla es realitza l'informe estructurat de la mamografia de cribratge es guarda.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.5.1.1.1. VALORACIÓ INFORMES RESIDENTS

En el cas d'instal·lacions a on tinguem configurat el sistema per fer Valoració d'informes de residents, a la pantalla d'informes, quan l'informe l'està elaborant un Resident, i si l'informe té les característiques configurades per ser valorat, al sortir de l'informe es demanarà si es vol marcar l'informe Per Valorar o Per no Valorar:



Si es prem el botó el sistema es manté a la pantalla de l'informe i apareixen dos caselles per marcar si s'ha de Valorar o no:

Per valorar Per NO valorar

Si es selecciona la casella Per valorar, es marca l'informe com a Pendent de revisar, i el sistema guarda una còpia del text de l'informe considerada la versió realitzada pel Resident.

Si es prem el botó es sortirà de l'informe sense haver de marcar cap de les opcions. Si s'intenta signar aquest informe, el sistema avisa de que no es pot signar l'informe per que abans s'ha de marcar l'informe Per Valorar o Per no valorar:

Atencion					
No es pot signar encara l'informe, falta marcar si					
l'informe és per Valorar o per No valorar					

2.5.1.2. NOTIFICACIÓ DE PROVA DE TELE-RADIOLOGIA

El sistema permet configurar un grup d'usuaris per tal que rebin un correu electrònic cada cop que arribi una nova petició de tele-radiologia y aquesta es relacioni amb el seu estudi. El correu s'enviarà a tots els usuaris que tinguin habilitada aquesta funcionalitat i que el seu codi professional, pertanyi al òrgan-sistema al que pertany la prova que arriba. Els correus electrònics es configuren al manteniment d'usuaris a les columnes correu electrònic i correu electrònic alternatiu. El correu s'envia en l'idioma que tingui configurat l'usuari. Si no hi ha text definit per l'idioma, s'envia en l'idioma per defecte de l'aplicació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



 \sim

2.5.2. MONITORITZACIÓ D'INFORMES

La monitorització d'informes permet obtenir un resum de les tasques realitzades per un professional.

Médico responsable	(no selection)				Q		🖃 🎦 Órgano sistema
							H Todos
Fecha solicitud	Desde 01/01/2014	Hasta 31/12/2014					E Abdomen
d. Paciente:							Proves amb Gali Mama-Gine
Contro colicitanto	(no selection)						🕀 👁 Múscul - esquelètic
Sentro Solicitante							Antipication
rioridad	(no selection)	~					🗉 🥎 Pediatria
							🗄 🏟 Tòrax
	LTeleRadiologia						🗄 🏟 Vascular - intervencionista
				Busca	r:		
ofesional 🗘 Ra	diólogo	Tipo prueba	Prioridad	Núm. informe	≎ Hora	Minutos	•
loi		NM		124	480	0	
LE		MR		641	500	1	
JIN		MR		2062	494	16	
JRI		от		818	676	16	
IR		MR		1	474	18	
ING		MR		1006	616	19	
ALE		MR		377	479	21	
AE		от		402	654	33	
OF		NM		43	365	36	
JR:		NM		2784	491	39	
AZ		MR		99	652	42	
		MR		30	1042	44	
.01		MR		258	625	49	
AV.		NM		21	98	53	
AE		MR		6703	372	53	
		MK		13/2	509	23	
		NM		1720	401	29	
KE		MR		1970	506	6	
						-	
rando registros del 1	al 19 de un total de 19 re	gistros					

Per realitzar la cerca es pot filtrar pels següents camps:

• Metge Responsable

ı)

• Data de Sol·licitud Des de-Fins. Es fa servir com a filtre la data d'entrada de la sol·licitud en el sistema.

Fecha solicitud	Desde 01/01/2014	Hasta 31/12/2014	
Identificador de p	pacient		
Id. Paciente:			
Centre Sol·licitant			
Centro solicitante	(no selection)		~
• Prioritat de la prov	/a		
Prioridad	(no selection)	~	

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- Si es una sol·licitud de Teleradiologia, marcant el check
- Per Òrgan-Sistema



El resultat de les consultes ofereix un total de nombre d'informes i temps emprat pel professional per a cada tipus de prova i segons prioritat.

10/06/2020

2.5.3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA D'INFORMES

Permet consultar les exploracions guardades en el sistema i imprimir els informes. L'estructura de la pàgina és similar al apartat de Gestió d'Informes. Els criteris de selecció i les funcions del botons segueixen el mateix funcionament que a l'apartat abans esmentat, en el cas d'usuaris administratius (no radiòlegs amb accés a alta d'informes).

Aquets 3 botons són els que ens donen la nova funcionalitat descrita a continuació.

Datos de ent	trega Entr	ega de informes	Coi	nsulta de remesas		
Criterios de selección Médico responsable: Fecha exploración: Id. Paciente:	(no selection)	✓ Estudio li Estado in	igado: Iforme:	(no selection) v	Q	RV S
Id.Exploración:			0.10	Datos de entrega	Entrega de informes	Consulta de remesas
Prioridad:	(no selection) ~	TeleRadiologia ^{©Todos}		Org	jano sistema:	Órgano sistema - Todos
		Cliente:	(no selection)		~	
Tipo centro solicitante:	(no selection) ~	Centro solicitante:	(no selection)		~	
Servicio solicitante:	(no selection) ~	Médico solicitante:	(no selection)		~	
Tipo centro destino:	(no selection) ~	Centro destino:	(no selection)		~	
Lectura:	(no selection) ~	Aparato :	(no selection)		\sim	
Estado revisión informe:	(no selection) ~	Exploración:	(no selection)		~	
Tipo de solicitud:	(no selection) ~	Tipo informe:	(no selection)	~	[1 1] Aostrar Activos y Pasivos
Ámbito de procedencia:	(no selection) ~					
Fecha Visita	Desde a					
Fecha firma	Desde a					



2.5.3.1. DADES LLIURAMENT

Marcant un o més registres de la taula i en funció dels seus estats accedirem a l'apartat a on podrem omplir les dades de lliurament.

Datos de entrega								
Datos de la solicitud								
Tipo centro		Centro solicitante						
н	\sim	Hospital Parc Tauli $$						
Médico solicitante								
	\sim							
Datos de entrega								
Tipo centro		Centro destino						
Н	\sim	Hospital Parc Tauli 🛛 🗸						
Servicio								
	\sim							
Médico destino	[
	~	×						

Accedint al botó de Salvar, apareix el següent missatge:



Amb el botó d'Acceptar passem directament a la pantalla de Lliurament d'informes.



2.5.3.2. LLIURAMENT INFORMES

Omplim les dades de lliurament de remeses en el següent Pop-Up.

Entrega de informes								
Centro destino								
Tipo centro	Centro destino							
н	НРТ							
Hospital Parc Tauli								
Observaciones entrega								
Remesas 🗹								
Observaciones								
Canal entrega								
×								
× ×								

Quan cliquem a Salvar ens demana si volem imprimir els informes seleccionats i seguidament es demana si volem imprimir les remeses i/o les etiquetes. En cas afirmatiu navegarem a la pantalla de consulta de remeses i es ,mostraran les dades de la remesa actual, podent des d'aquesta funció imprimir el que es necessiti.

¿Quiere imprimir los informes?								
×	×							

¿Desea imprimir las remesas y/o las etiquetas?

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.5.3.3. CONSULTA DE REMESES

Permet consultar remeses generades des del punt de Lliurament d'informes.

🤝 Buscador		
Fecha inicio	Fecha fin Núm. remesa	Q 🚔 📎 🖿 🕑
Sede UDIAT V	Centro destino (no selection)	~
Id. Paciente:		
Remesas		

Com a criteris de selecció s'han d'informar obligatòriament o un interval de dates, o el Número de remesa.

Altres criteris de selecció:

- Per pacient

Informes de la remes

- Per centre destí (cal informar primer el tipus de centre destí, i un cop seleccionat podrem informar el centre destí).

Al realitzar la consulta clicant al botó de Cerca () apareix una primera llista a on es mostren les remeses que compleixen els criteris de selecció



🤝 Buscador							
Fecha inicio	01/01/2014	Fecha fin 14/10/20	Núm. remesa			Q 🛓 📎 🖿	e
Sede	UDIAT \sim	Centro destino (no selec	tion) 🛛 (no selection)		\sim		
Id. Paciente:	:						
🗸 Remesas							
						Buscar:	
Núm. remesa	≎ Centro destino	Descripción	Fecha remesa	≎ Canal entrega		♦ Observaciones	\$
386134	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO	CODIFICATS 05/03/2014 16:35	:00 17	AL PACIENT		_
393643	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO 0	CODIFICATS 02/09/2014 9:45:0	00 17	AL PACIENT		
394060	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO (CODIFICATS 18/09/2014 12:40	:00 17	AL PACIENT		
392657	00000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO (CODIFICATS 29/07/2014 13:04	:00 23	CD _ MEDUR		
392658	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO (CODIFICATS 29/07/2014 13:07	:00 17	AL PACIENT		
392804	00000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO (CODIFICATS 01/08/2014 12:25	:00 17	AL PACIENT		
392865	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO (CODIFICATS 05/08/2014 7:25:0	00 17	AL PACIENT		
385391	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO (CODIFICATS 20/02/2014 10:16	:00 17	AL PACIENT		
384130	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO (CODIFICATS 27/01/2014 11:46	:00 17	AL PACIENT	PRIVAT	
383603	0000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO C	CODIFICATS 16/01/2014 10:42	:00 17	AL PACIENT		
	Mostran	do registros del 1 al 40 de un total de 1	2.182 registros	~ ~			
/ Informes de	e la remesa		-,				
						Buscar:	
Núm. informe *	Tipo informe 🗘 Fect	ha firma 🗘 Núm. Historia 🔺 No	ombre del paciente	ración	Observaciones e	ntrega	tima rsión
2191030	0 28/0	2/2014 9:47:00 H2	GAMM	AGRAFIA OSSIA			
Mostrando regis	tros del 1 al 1 de un t	total de 1 registros					

Seleccionant un registre i fent clic sobre ell apareix una segona llista amb els informes de la remesa seleccionada:



10/06/2020

// Buscador								
Fecha inici	01/01/2014	Fecha fin	14/10/2014	Núm. remesa		a		G
Sede	UDIAT \vee	Centro destino	(no selection)	 (no selection) 		\sim		
d Pacient	e.							
a. r derene								
/ Remesas								
Remesus								
							Buscar:	
im. remesa	Centro destino	Descripción		Fecha remesa	≎ ^{Canal} entrega		Observaciones	\$
5258	08000875	HOSPITAL DE SANT JOAN DE	DEU D'ESPLUGUES	18/02/2014 11:22:00	4	HOSPITALS VENEN		
5259	08000875	HOSPITAL DE SANT JOAN DE	DEU D'ESPLUGUES	18/02/2014 11:22:00	4	HOSPITALS VENEN		
5128	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRA	NOLLERS	14/02/2014 12:30:00	23	CD _ MEDUR		
5158	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRAI	NOLLERS	17/02/2014 9:49:00	17	AL PACIENT		
245	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRAI	NOLLERS	18/02/2014 10:40:00	23	CD _ MEDUR		
262	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRA	NOLLERS	18/02/2014 12:18:00	23	CD _ MEDUR		
5252	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRAI	NOLLERS	18/02/2014 11:00:00	23	CD _ MEDUR		
326	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRA	NOLLERS	19/02/2014 11:24:00	23	CD _ MEDUR		
3400	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRAI	NOLLERS	13/01/2014 11:11:00	23	CD _ MEDUR		
629	08000890	HOSPITAL GENERAL DE GRAI	NOLLERS	25/02/2014 14:57:00	23	CD _ MEDUR		
				/ /				
	Mostrano	lo registros del 1 al 80 de u	n total de 12,182 regist	105				
Informes	de la remesa							
							Buscar:	
úm. informe	Tipo informe	rma 🗘 Núm. Historia	Nombre del paciente	Exploración			ga $ \begin{array}{c} \diamond \\ \text{Versión} \\ \diamond \\ \text{versión} \end{array} $	a
80234	0 14/02/201 13:41:00	4 н10		GAMMAGRAFIA OSSIA				
80759	0 17/02/201	4 9:06:00 H10		GAMMAGRAFIA PULMONAR	PERFUSIO			
80221	0 14/02/201 13:35:00	4 H10		GAMMAGRAFIA OSSIA PEUS				
78907	0 17/02/201	4 8:37:00 H10		TOMOGAMMAGRAFIA (SPEC ESFORÇ	T) MIOCARDICA	PERFUSIO		

Des d'aquesta funció es pot, clicant al botó corresponent i havent seleccionat prèviament una remesa de la primera llista:

- Imprimir la remesa:
- Imprimir la etiqueta de la remesa:
- Imprimir els informes de la remesa:

2.5.4. SEGUIMENT DE SMS D'INFORME

Aquesta pantalla permet consultar l'estat de l'enviament de SMS dels informes per data de signatura i identificador de pacient.

6

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Fecha Firma Inicio: 01/01/2016 // Listado	Fecha Firma	Fin: 31/01/2	2016 Id. Paciente:			
					Buscar:	
lúm. nforme ≎ Id. Paciente	nte 🗘 Fecha firma	Fecha exploración 🗘	Descripción 🗘	Situación 🗘 Estado SMS	Refrescar	Reenviar SMS
83652 / 0 CA	02/01/2016 10:19	28/12/2015 17:30	RM COLUMNA DORSAL	Pendiente Enviar	\$	P
183658 / 0 CR	02/01/2016 11:06	29/12/2015 09:30	RM CAI	Pendiente Enviar	\$	9
183659 / OOL	03/01/2016 06:40	23/12/2015 17:30	RM ESPATLLA	Resultado Informe Enviado	\$	P
183661 / OPU	03/01/2016 07:03	24/12/2015 11:30	RM COLUMNA LUMBO-SACRA	Resultado Informe Enviado	\$	0
183662 / 0 PA	03/01/2016 07:07	27/12/2015 08:30	RM COLUMNA CERVICAL	Resultado Informe Enviado	2	
183663 / OMC	03/01/2016 07:13	27/12/2015 09:15	RM ESPATLLA	Resultado Informe Enviado	\$	\$
183664 / OSAI	03/01/2016 10:11	29/12/2015 07:00	RM COLUMNA LUMBO-SACRA	No Enviable	\$	\$
183665 / OAR	03/01/2016 10:25	29/12/2015 13:00	RM COLUMNA LUMBO-SACRA	Pendiente Enviar	\$	¢
83666 / OTR	03/01/2016	29/12/2015 08:30	RM COLUMNA CERVICAL	Resultado Informe Enviado	\$	P
183667 / OTR	03/01/2016 10:48	29/12/2015 08:00	ANGIORM TRONCS SUPRA-	Resultado Informe Enviado	\$	¢
183669 / OPLO	03/01/2016	24/12/2015 07:00	RM TURMELL	Resultado Informe Enviado	2	Ģ
183675 / ORU	04/01/2016	30/12/2015 13:00	RM COLZE	Resultado Informe Enviado	\$	Ð
183677 / OCA	04/01/2016	30/12/2015 10:00	RM GENOLL	Resultado Informe Enviado	2	P
183678 / 0TO	04/01/2016	30/12/2015 07:00	RM GENOLL	Resultado Informe Enviado	\$	Ð
183686 / 0 PU	04/01/2016	23/12/2015	RM PEU	Resultado Informe Enviado	2	P

Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 721 registros

Un cop feta la cerca es podrà tornar a enviar l'SMS al pacient prement el botó



En cas que l'SMS hagi estat enviat però no hagi estat rebuda la justificació de l'enviament com a correcta, l'usuari podrà tornar a demanar el justificant de recepció de l'SMS prement

el botó ኛ

2.5.5. CONSULTA D'EXPLORACIONS

Aquesta pantalla permet consultar l'estat de les proves que han sol·licitat els clients.

Des d'aquesta pantalla es permet fer la cerca mitjançant diferents criteris.

Uns criteris principals que són, data de sol·licitud, data d'exploració, identificador de pacient, identificador de pacient extern, tipus de centre, centre sol·licitant, metge sol·licitant, identificador de petició externa, òrgan sistema, centre gestió i aparell.

I mitjançant altres criteris que apareixen en un altre panel desplegable que son tipus sol·licitud, àmbit de procedència i exploració.

També hi ha un check per mostrar en els desplegables només els registres actius o mostrar els actius i passius.

El resultat de la cerca mostra la següent taula:

Criterios de selección									
Fecha solicitud:	Desde	Has	ita	Estado Exploració	n: (no select	tion)	\sim	۹ 🛔	RV 🗖 💁
Fecha exploración:	Desde 26/4/2	2020 Has	ita 27/4/2020	Estado Inf.	(no select	tion)	\sim		ø
Id. Paciente:									
Id. Paciente Externo:		Centr	o Gestión: UDIAT	Aparato: (no selection)		\sim		
Tipo centro solicitante:	(no selection)	`	·	Id. Petición Ext.:					
Centro solicitante:	(no selection)		\sim	Órgano sistema:	Órgan	o sistema - Todo	s		/er Activos y Pasivos
Médico solicitante:	(no selection)		~	Fecha Visita		a			
💙 Otros Criterios de sele	cción								
Tipo de solicitud: Ámbito de procedencia	(Todos) : (no selection)		~ ~	Exploración: (no selectio	on)		~		
								Filtra	ri
Exploración	↓ Lat Estado Inf	F. Núm. informe \$	a \diamond Nombre del paciente	Estado Exp. control control contr	pra cploración \$ olicitan	Imágenes Urger te ≎	tes \$ centro solicitante	Ámbito ≎ Rad	igo iólogo1 \$
RX TORAX PORTATIL	Pendent d'informa	r		Anul·lada 26/04/2020	12:15 H	•	HS	INGRESSATS	^
Private^Abdomen_simple_UDIAT (Adult)	Lliurat	3459333 / 0		Confirmada 26/04/2020	01:25 H	•	U744	EXTERN J	GIL GALLEGO, JUAN CARLOS
Abdomen^ABDOMEN_STANDARI (Adulto)	D Lliurat	3459336 / 0		Confirmada 26/04/2020	03:47 H	• 🗸	U750	EXTERN J	GIL GALLEGO, JUAN CARLOS
Abdomen^ABDOMEN_SIMPLE (A	dulto) Lliurat	3459344 / 0		, Confirmada 26/04/2020	07:23 H	•	U7 50	EXTERN J	GIL GALLEGO, JUAN CARLOS
		3459365							Bosch
🗏 Consulta Exploració	ones								

Des d'aquesta pantalla l'usuari pot tenir accés, si té les configuracions adequades, a les següents funcions:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



• Imprimir l'informe, polsant el botó . Si la exploració seleccionada té més d'un informe assignat, accedim a la <u>llista d'informes</u> d'aquests, i seleccionant un registre de la llista visualitzarem l'informe corresponent

- Visualitzar la imatge de l'exploració, polsant el botó
- Veure la petició escanejada, polsant el botó
- Netejar la pantalla polsant el botó
- I configurar la sortida de la taula, polsant el botó

 i escollint els camps que vol
 mostrar.

T ion and the state	
Tipo exploración	✓ Exploracion
√ Lateralidad	
Código Estado Inf.	√ Estat Informe
√ Núm. informe	
√ Id. Paciente	√ Nombre
√ Estado Exp.	
√ Fecha exploración	
√ Hora exploración	
√ Lectura	√ Grupos de Lectores
√ Lector	
√ Imagen	√ Tipo centro solicitante
√ Urgentes	✓ Centro solicitante
√ Ámbito	
√ Código Radiólogo1	√ Radiólogo 1
√ Código Radiólogo2	√ Radiólogo 2
√ Código Radiólogo3	
√ Id. Petición Ext.	
Marca las columnas que de	sea que sean visibles.
	× ×

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

2.5.6. CONSULTA HC3 per CIP

Informant un número de CIP, tan si el pacient existeix en el nostre sistema com si no, es fa una crida a HC3 demanant informació relativa a documents del pacient. Si el pacient existeix a SISDI apareix el seu nom, sexe i data de naixement.

Marcant el check es mostren sols resultats de Diagnòstic per la Imatge

Es retorna una llista de resultats que poden correspondre a Informes o a Imatges.

Els registres corresponents a informes s'indiquen amb la icona 🗐, i els corresponents a imatges amb la icona 🔤.

La informació que pot aparèixer per cada resultat és la següent:

- Data de creació del document
- Tipus d'informe/Tipus d'estudi de que es tracta
- Diagnòstic
- Centre a on s'ha realitzat la prova
- Servei

V Criterios de selección			
CIP: ROEZ0620427014 ISABEL MARIA PARDO PARDO	F 24/04/196	Sols SDI	Q 💁
Gamma HC3			
2018/06/12 Informe anatomia patològica estructurat - Limfoma fol·licular - Consulto	ri Mèdic Local de Pla De San	nta Maria - Medicina Interna	
2018/06/09 Clínica Sant Josep - Urgències			
2018/06/09 - Clínica Sant Josep - Urgències			
2018/06/07 Informe anatomia patològica estructurat - Limfoma fol·licular - Consulto	ri Mèdic Local de Pla De San	nta Maria - Medicina Interna	
2018/06/07 Informe anatomia patològica estructurat - Limfoma fol·licular - Consulto	ri Mèdic Local de Pla De San	nta Maria - Medicina Interna	
2018/06/06 Informe anatomia patològica estructurat - Limfoma fol·licular - Consulto	ri Mèdic Local de Pla De San	nta Maria - Medicina Interna	
2018/06/06 Informe anatomia patològica estructurat - Limfoma fol·licular - Consulto	ri Mèdic Local de Pla De San	nta Maria - Medicina Interna	
2018/06/06 Informe anatomia patològica estructurat - Limfoma fol·licular - Consulto	ri Mèdic Local de Pla De San	nta Maria - Medicina Interna	
2018/05/24 - PROBLEMES AMB LA CONDUCTA DEL CÒNJUGE - CAP MARTORELL - Me	edicina Interna		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/20 Informe laboratori estructurat - Enteritis per salmonel·les - Hospital de l	a Santa Creu i Sant Pau -		
2018/03/07 Mamografia - Hipoglucemia no especificada - Hospital Universitari Vall d'	Hebron - Medicina Interna		
2018/03/07 Mamografia - Hipoglucèmia no especificada - CAP Sant Llátzer - Medicin Deservicio de la companya	na Interna		
E]2018/03/06 Mamografia - Hipoglucemia no especificada - CAP Sant Llatzer - Medicin Medicina - CAP Sant Llatzer - Medicina - CAP Sant Llatzer - CAP Sant	na Interna		
2018/03/06 Ortopantomografia - Hipoglucemia no especificada - Hospital Universitar	1 Vall d'Hebron - Medicina In	iterna	
EJ2018/03/05 Mamografia - PROBLEMES AMB LA CONDUCTA DEL CONJUGE - CAP MART	ORELL - Medicina Interna		
E 2018/03/04 REGIONOGIA - PROBLEMES AMB LA CONDUCTA DEL CONJUGE - CAP MARTO	disipa Interna		
2018/02/28 - PROBLEMES AMB LA CONDOCTA DEL CONJUGE - CAP MARTOREL - Me 2018/02/27 Mamografia - Unaglugàmia na aspagificada - Hespital Universitari Vall d'	Hohron - Medicina Interna		
2018/02/27 Mamografia - Hipoglucemia no especificada - Hospital Universitari Vali di 2018/02/27 Mamografia - Hipoglucemia no especificada - Hospital Universitari Vali di	Hebron - Medicina Interna		
2018/02/27 Mamografia Hospital Universitari Vall d'Hebron - Medicina Interna	hebron medicina interna		
2018/02/27 Mamografia Hospital Universitari Vall d'Hebron - Medicina Interna			
2018/02/27 Mamografia Hospital Universitari Vall d'Hebron - Medicina Interna			
2018/02/27 Mamografia Hospital Universitari Vall d'Hebron - Medicina Interna			
2018/02/27 Mamografia Hospital Universitari Vall d'Hebron - Medicina Interna			
2018/02/27 Mamografia Hospital Universitari Vall d'Hebron - Medicina Interna			
2018/02/26 Mamografia - Hipoglucèmia no especificada - Hospital Universitari Vall d'	Hebron - Medicina Interna		
2018/02/26 Mamografia - Hipoglucèmia no especificada - Hospital Universitari Vall d'	Hebron - Medicina Interna		
2018/02/26 Mamografia - Hipoglucèmia no especificada - Hospital Universitari Vall d'	Hebron - Medicina Interna		
Consulta HC3 per CIP			

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Seleccionant un registre corresponent a un informe (E) accedim a visualitzar aquest en format pdf.

Seleccionant un registre corresponent a un estudi (^{IIII}) accedim a visualitzar aquest estudi des de Raim Viewer.



10/06/2020

2.5.7. CONSULTA CASOS SESSIÓ

Aquest punt de menú mostra les exploracions que s'han marcat com a <u>Cas sessió</u> en el moment d'elaborar l'informe d'aquesta exploració. Es la mateixa pantalla que la de Gestió d'exploracions i informes, però al fer les cerques sols es mostren els casos marcats com a Cas sessió.

💙 Criterios de selecc	ión												
Médico responsable	e: (no selectio	n)		\sim	Estud	lio ligado:	(no select	tion)	~		1	5 ≓	
Fecha exploración:	Desde 18/0	04/2017	Hasta 27/0	07/2017	Estad	lo informe:	(no selec	tion)	~	4	RV H	IC3 🔅	
Id. Paciente:													
Id.Exploración:			Tipo de sol	licitud: (n	o selection)		~	TeleRadio	logia				
Prioridad:	(no selectio	n)	\sim		Órga	no sistema	Órgano s	sistema - Too	los				
V Otros Criterios de selección													
Buscari													
Núm. informe Exploración	≎ LatEstado	Id. \$ Pacient	Nombre del	Fecha exploración *	Img Prioridad	Procedencia	Radiólogo resp.	Ingresado \$	Radiólogo/Lector Lectur \$	a Versión \$\$\$	Urgentes	Presentado	Fecha firma ≎
2800847 / ECO-DOPPLER 0 TESTICULAR	Lliurat	F	Y	18/04/2017	•	нз			DURAC				18/04/2017 ^ 12:25:00
2801525 / PROJECCIONS ADDICIONALS MAMA	DE Lliurat	F		19/04/2017	•	CRI_MAM			SENTI				19/04/2017 10:16:00
2801491 / ECOGRAFIA 0 TIROIDES	Lliurat	F		19/04/2017	•	376	DURAC		FBOSCH				20/04/2017 9:36:00
2801592 / ECO-DOPPLER 0 TESTICULAR	Lliurat	F		19/04/2017	•	343	DURAC		FBOSCH				20/04/2017 9:37:00
2801818 / ECOGRAFIA 0 PELVICA	Lliurat	F		19/04/2017	•	HS			FBOSCH				20/04/2017 9:43:00
2801818 / ECOGRAFIA 0 RENAL	Lliurat	H		19/04/2017	•	HS			FBOSCH				20/04/2017 9:43:00
2801818 / ECOGRAFIA 0 ABDOMINAL	Lliurat	F		19/04/2017	•	нз			FBOSCH				20/04/2017 9:43:00
2801818 / ELASTOGRAFIA 0 HEPATICA	Lliurat	F		19/04/2017	•	нз			FBOSCH				20/04/2017 9:43:00
2802221 / ECOGRAFIA	Lliurat	H		19/04/2017	•	нз			DURAC				20/04/2017 🗸
Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 312 registros Seleccionar Todo / Limpiar selección													
🗏 Consulta de	sesiones			👁 Visualiz	ando solo ca	asos de ses	siones.						

A la part superior de la pantalla apareix una etiqueta a on ens indica que estem a Consulta de sessions:

Visualizando solo casos de sesiones.

Seleccionant un registre podem accedir a la pantalla d'Elaboració d'informes, des de la que podrem marcar l'informe com a Presentat.

A la llista apareixen els informes que compleixen els filtres informats i que hagin estat marcats com a Cas sessió, tan si han estat presentats com si no. La columna *Presentat* ens indica si s'ha presentat ja el cas en una sessió o no:

Pàgina 173 de 258



														Filtrar	:		
Núm. informe 4	Tipus • exploració ≎	Lat ≎ ^{Es}	stat informe 🗘	Id. Pacient ≎	Nom del pacient 🗘	Data exploració	Img \$	Prioritat 🗘	Procedència 🗘	Codi Radiòleg 🗘	Ingressat 🗘	Lector \$	Lectura \$	Versió 🗘	Urgent	Presentat	
2182135 /	PUNCIO MAMA PER ECO	Si	gnat	H086033	3	09/06/2017	•		нрт	CARVA		MCIMD	1	1			
2182123 /	0 PET TAC NEUROLOGIC	Si	gnat	H594748		16/06/2017	0		нрт			MCIMD3	1	1	\checkmark		
2182128 /	RASTREIG CORPORAL TOTAL PET TC FDG	In	format	H458758	5	20/06/2017	•		нрт			MCIMD3	1				
Mostrant d	e 1 a 3 de 3 regist	res												Seleccio	onar Tot / Ne	tejar selecc	ió

2.5.8. ACCÉS A INFORMES D'UNA EXPLORACIÓ

Des de diverses pantalles de l'aplicació es pot accedir a visualitzar un informe en format impressió, o si estem seleccionant una exploració amb més d'un informe, a la llista d'informes d'aquesta exploració.

Es pot donar aquest cas quan s'ha fet un informe addicional d'un informe primer d'una exploració:

Id. Pacie Nombre:	ld. Paciente:										
									Buscar:		
Núm. informe	Tipo informe	Tipo informe	Versión	Fecha informe	Id.Exploración	Fecha de exploración	Exploración				
2880340	Informe	0		0	4/09/2017	7421277	04/09/2017	Informe TC Abdomen			
2880340	Informe adicional	1		0	4/09/2017	7421277	04/09/2017	Informe TC Abdomen			
Mostrando LA EXPLO COMPRO	registros del 1 al 2 de un total de 2 registros DRACION SELECCIONADA TIENE UN IN BARLO, SELECCIONANDO CADAUNA DE	FORME AD	ICIONAL (AS DE LA L	QUE PUEDE CO LISTA SE POD	ORREGIR O A RÁ ACCEDER	NULAR EL PR	IMER INFORME. ENTES INFORME	CONSULTELO PARA	L.		

, o en el cas de Cribratge de mama, a on es poden fer diverses lectures d'una mateixa mamografia, i un informe de Fi de Ronda.

Id. Pacie Nombre:	ente: H221575						×	
								Buscar:
Núm. informe	Tipo informe	Tipo informe	Versión	Fecha informe	Id.Exploración	Fecha de exploración	Exploración	
2880555	Primera lectura	0		15/01/2018	7421854	15/01/2018	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
2881966	Segunda lectura	0		20/02/2018	7421854	15/01/2018	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
2881967	Consenso	0		20/02/2018	7421854	15/01/2018	MAMOGRAFIA CRIBRATGE	
Mostrando	registros del 1 al 3 de un total de 3 registros							

2.5.9. DESCONFIRMACIÓ D'INFORMES

Desconfirmar un informe vol dir en el SISDI canviar l'<u>estat d'un informe</u> que havia estat Signat prèviament a Informat. Aquesta funcionalitat sols s'hauria de fer servir si s'ha detectat un error en el informe i estem segurs que ningú l'ha vist encara. El circuit correcte en aquests casos és, depenent de la configuració del sistema:

- Fer un informe addicional que corregeixi l'anterior, o

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Si està configurat el Versionat d'informes, fer una nova versió.

Si malgrat tot això volem desconfirmar l'informe, hem de seguir els següents passos:

Datos del info	rme								
Núm. informe		Tipo informe	\checkmark	Fecha firma		Fecha entrega			
Paciente Médico SDI						Estado			
Desconfirmac	ión de informe								
Motivo									Image: A start of the start
Médico SDI responsable	2	Clave de acceso			Médico SDI testigo		\checkmark	Clave de acceso	

Introduint el número d'informe i tipus d'informe, si l'informe és susceptible de ser desconfirmat s'activaran els camps de motiu de desconfirmació i metge SDI responsable/clau i metge SDI testimoni/clau.

Datos del Inic	orme								
Núm. informe	1914648	Tipo informe	0 ~	Fecha firma	25-07-20	Fecha entrega			
Paciente Médico	H594748					Estado	03	Signat	
SDI	AWARI						05	Signat	
Desconfirmad	ción de informe								
Motivo									 ~
Médico SDI	AMART ~	Clave de acceso			Médico SDI		~	Clave de acceso	
responsabl	le				testigo				
AMAYA MARTII	N OLORIZ								

Per desconfirmar l'informe cal que l'informe compleixi les següents condicions:

- El seu estat sigui Signat (un informe Lliurat ens indica que s'ha fet entrega de l'informe en paper a algú, i per tant no s'hauria de Desconfirmar).
- no tingui un informe addicional creat
- No hagi estat revisat
- No s'hagi lliurat electrònicament a un altre Sistema 'Informació, o sí que s'hagi lliurat, però aquest sistema admeti missatges d'eliminació de resultats.

En cas d'informes de cribratge:

- Si l'informe és una primera o segona lectura i ja s'ha creat la segona o tercera lectura s'ha de veure en quin estat es troba aquest
- Si a la dona ja se li han fet altres coses o noves proves o nous cribratges no es permet designar
- Si a la dona ja té una recitació informada no es permet designar
- Si la dona té informat un registre d'UPM no es pot designar l'informe

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

Pàgina 175 de 258



Manual usuari

- Si el pacient ha passat a passiu en el programa de cribratge no es permet designar l'informe
- Si la dona ja té una exploració de cribratge posterior en un estat diferent a signat, no es pot designar l'informe

S'ha d'informar obligatòriament el Motiu de desconfirmació de l'informe i la clau d'accés a SISDI del professional signant.



2.5.10. QUADRE DE COMANDAMENT

En aquest punt de menú es poden obtenir dos gràfics sobre les activitats realitzades.

El primer és un gràfic estil PIE (pastís) agrupat segons el Tipus d'activitat:

- Tipus de prova.
- Òrgan Sistema.
- Client.
- Centre Sol·licitant.
- Radiòleg (com a primer signant d'informes primers i informes addicionals).

El segon és un gràfic de dues línies comparatiu entre els estat de les exploracions (entrants vs sortints) amb les següents opcions:

- Estat Exploracions Entrants:
 - Exploracions registrades (Data d'entrada de la petició en el sistema).
 - Exploracions realitzades (exploracions en estat Confirmades o Afegides Confirmades).
- Estat Exploracions Sortints:
 - Exploracions realitzades (exploracions en estat Confirmades o Afegides Confirmades).
 - Exploracions Signades (inclou les Lliurades, i sols es tenen en compte els informes primers, no els addicionals o versions posteriors de l'informe).

Les dues gràfiques comparteixen una sèrie de filtres per focalitzar més la cerca en cas de esser necessari, els filtres son els següents: Rang de dates, òrgan sistema, tipus de prova, client i centre sol·licitant; sent obligatori només el rang de dates.

El filtre per dates s'aplica de la següent manera:

- gràfic estil PIE: sempre es farà a partir de la data de realització de la exploració (quan agrupem per radiòleg signant, comptarem els informes fets per cada radiòleg associats a les exploracions realitzades dins l'interval de dates seleccionat, encara que els informes s'hagin realitzat posteriorment).

- gràfic Activitat entrant vs Sortint

- Activitat entrant:
 - Exploracions registrades: es filtrarà a partir de la data de registre de la petició en el SISD, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.
 - Exploracions realitzades: es filtrarà a partir de la data de realització de la prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.
- Activitat sortint:
 - Exploracions realitzades: es filtrarà a partir de la data de realització de la prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.



- 10/06/2020
- Exploracions signades: es filtrarà a partir de la data de signatura de l'informe, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.

Per defecte apareixerà com a marcada la opció d'utilitzar una connexió alternativa a preproducció evitant així sobrecàrregues amb consultes grans a la base de dades de producció. Si la opció no està marcada existeix un rang màxim de dates configurat en el sistema.

Si està marcada l'opció de fer servir la connexió alternativa a preproducció però no existeix la configuració, dona un avís de si es vol realitzar la consulta a producció.



Si se indica que sí, se mostrará el resultado de la consulta.



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





2.5.11. QUADRE DE COMANDAMENT TÈCNICS

En aquest punt de menú es poden obtenir dos gràfics sobre les activitats realitzades.

El primer és un gràfic estil PIE (pastís) agrupat segons el Tipus d'activitat:

- Tipus de prova.
- Òrgan Sistema.
- Client.
- Centre Sol·licitant.
- Tècnic que realitza la prova,
- Aparell

El segon és un gràfic de dues línies comparatiu entre els estat de les exploracions (entrants vs sortints) amb les següents opcions:

- Estat Exploracions Entrants:
 - Exploracions registrades (Data d'entrada de la petició en el sistema).
- Estat Exploracions Sortints:
 - Exploracions realitzades (exploracions en estat Confirmades o Afegides Confirmades).
 - Exploracions NO realitzades (exploracions en estat Desconfirmades o Afegides i desconfirmades).

Les dues gràfiques comparteixen una sèrie de filtres per focalitzar més la cerca en cas de esser necessari, els filtres son els següents: Rang de dates, òrgan sistema, tipus de prova, client i centre sol·licitant, aparell; sent obligatori només el rang de dates.

El filtre per dates s'aplica de la següent manera:

- gràfic estil PIE: sempre es farà a partir de la data de realització de la exploració
- gràfic Activitat entrant vs Sortint
 - Activitat entrant:
 - Exploracions registrades: es filtrarà a partir de la data de registre de la petició en el SISD, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.
 - Activitat sortint:
 - Exploracions realitzades: es filtrarà a partir de la data de realització de la prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.
 - Exploracions signades: es filtrarà a partir de la data de programació de la prova, i aquesta mateixa data és la que apareix en el eix de les X.

Per defecte apareixerà com a marcada la opció d'utilitzar una connexió alternativa a preproducció evitant així sobrecàrregues amb consultes grans a la base de dades de producció. Si la opció no està marcada existeix un rang màxim de dates configurat en el sistema.



Si està marcada l'opció de fer servir la connexió alternativa a preproducció però no existeix la configuració, dona un avís de si es vol realitzar la consulta a producció.



Si se indica que sí, se mostrará el resultado de la consulta.

🕇 Gestió Pacient 🕶 Teleradiologia 🕶 G	estió Sol·licitud - Gestió Activitat -	Gestió Resultats + Sistema + Ajuda +			Usuario: jvalls -
Criterios de selección					
Conexión alternativa a Preproducció	n para consultas grandes (base d	e datos actualizada una vez al día)			<u></u>
Fecha inicio	01/01/2016	Fecha fin	01/01/2019		_
Órgano sistema		✓ Tipo prueba	_	✓ Aparato	×
Cliente		✓ Tipo centro solicitante		✓ Centro solicitante	~
Actividades					
Tipo de Actividad	Tipo prueba	 Estado de Exploraciones Salient 	tes Actividad realizada	×	(Q)
					CR - Radiologia convencional digital (250170) CT - TACS (9538) US - Ecos (57103) MG - Mamografia (5642) MR - Rescondance (8642) ES - Enderschaft (2375) NM - Medicina magnética (43645) EF - Telemendo digital (1980) COM-Comitte (6633) SO - Said riderwardiom (1465) CONSUL - Consulte, Radiologiques I altres (2659) MG - Externetata (R7) XA - Radiologia Vascular Intervencionista (39)
Actividades Entrantes y Salientes					
Estado de Exploraciones Entrantes	Exploracion	es Registradas 🔽 Estado de E	Exploraciones Salientes	Actividad realizada	<u>∽</u>
	4000 3000 2000 1000				
Quadre de comandament					



10/06/2020

2.6. **SISTEMA**



2.6.1. GESTIÓ SISTEMA




2.6.1.1. GESTIÓ D'USUARIS

Pantalla de manteniment d'usuaris

Usuario		
		٩
Código de usuario		
Detalle Usuario		
Email		
Comentario		
Fecha entrada		
Fecha última conexión		
Usuario Online		
Usuario Bloqueado		
	Salvar Desbloquear Resetear	

Indicant el nom de l'usuari i mitjançant el botó de la pantalla que s'obre es permet cambiar les dades necessàries, o desbloquejar l'usuari si està bloquejat. També permet Resetejar la clau de l'usuari si aquest l'ha oblidat, enviant un correu electrònic indicant la nova clau si l'usuari té informada una adreça de correu electrònic. Des d'aquest punt es pot informar/modificar l'adreça de correu electrònic associat a l'usuari. Aquesta adreça serà la que s'utilitzarà en cas de que es sol·liciti un reseteig de la clau.

2.6.1.2. MANTENIMIENT D'USUARIS

Pantalla de manteniment d'usuaris, es poden crear nous usuaris, modificar i eliminar usuaris existents, des d'aquesta pantalla també es pot accedir a la pantalla de manteniment de professionals i a la d'assignació de grups de funcions a usuaris.



10/06/2020

Tipo profesio	(no selection	ction)	~	Subgrupo Profesiona	Tipo I	(no se	election)		~		۹ 🕇 💁		2.
Grupo usuario	(no selec	ction)	~	Grupo sec	undario	(no se	election)		~		Ver solo activo	5	
											Buscar:		
Código 🔺	Nombre ≎	1er. Apellido 🗘	2º Apellido 🗘	Grupo usuarios	Caduca P	rofesional \$	ldioma S	IC	Pasivo	Correo Electrónico	Médico solicitante	Correo electrónico Alternativo	
	Prueba	No Borrar		1	01/10/2015		Català						-
000	indeterminat	indeterminat		4	25/03/2017		Català		\checkmark				
A_darnell	Anna	Darnell	Martín	METGES	27/02/2019	A_DARNELL	Català	0					
a_metge	Radioleg	TeleR	Radiologia	METGESTELE	25/08/2013	MCIMD	Català	0	\checkmark				
a_sanchez	Àngel	Sánchez-Montáñe:	z García-Carpintero	METGESTELE	09/12/2019	A_SANCHEZ	Català	0					
aabu-subol	n Anna	Abu-suboh	Abadia	METGES	05/07/2015	ANNAB	Català	aabusub	ah 🗹				
aalcazar	Araceli	Alcazar	Garcia	INFERMERS	02/02/2020	ALCAZ	Català	maalcaza	ir 🗌				
Aalguersua	Anna	Alguersuari	Cabiscol	METGES	13/08/2019	ALGUER	Català	aalguers	Jari				
aartigas	Anna	Artigas	Soler	ANESTESIST	18/07/2010	ANNAR	Català	0					
AASTALS	Anna	Astals	Blasco	ADMINIST2	14/01/2020	ASTALS	Català	1326					
abaños	Alba	Baños	Lopez	TECNICS	17/01/2020	ALBBA	Català	0					
abarradas	Ana	Barradas	Pires	METGESENDO	28/08/2016	ABARRADAS	Català		\checkmark				
abassols	Antonia	Bassols	Farres	ANESTESIST	18/07/2010	ANTBA	Català	0					
abayod	Anna	Bayod	Ruano	TECNICS	13/12/2019	ANNAB	Català						
abenitez	Ana	Benitez	Segura	METGES	30/12/2002	BENIT	Català						
ablanch	Alex	Blanch	Molina	TECNICS	25/01/2020	ALBLA	Català	0					
ABMORENO	Ana	Moreno	Garcia	4	05/08/2023	ABMORENO	Català	abmoren	og 🗌				
ABOLIVENZ	ABRAHAM SEBASTIAN	OLIVENZA	MARCO	CENTRESTEL	01/10/2015		Català						
ABRULLET	AURORA	BRULLET	GUBERN	ADMINIST1	19/09/2009	ABRULLET	Català	0					
ABUENO	Ana	Bueno	Remacha	1	12/10/2012	BUEN	Català	abuenore	• 🗆				
acabez	M. Angels	Cabezuelo	Hernández	1	04/01/2020	CABEZ	Català	acabezue	lo 🗌				
ACARMONA	ALEJANDRA	CARMONA	PONCE	ADMINIST1	18/09/2010	ACARMONA	Català	0	\checkmark				
acarvajal	ANTONI	CARVAJAL	DIAZ	METGES	30/12/2019	CARVA	Castellà	à acarvajal					
acastro	Aleiny Berlina	Castro	Garcia	METGES	23/12/2019	ACASTRO	Català	gaberlina					
ACHECA	ANTONIA	CHECA	ARROYAL	ADMINIST2	07/02/2020	ACHECA	Català						
ACLE	ABRIL	CLE	DE DIAGO	ADMINFACTU	08/02/2019	ACLE	Català	0					~

Mostrando registros del 1 al 30 de un total de 1,112 registros

A la pantalla apareixen els usuaris existents, podent filtrar per acotar la cerca per tipus de professional, subgrup tipus de professional, grup d'usuaris, grup secundari i poder veure només els usuaris que estan en actiu o tots.

				역 🕂 🕒 🖬 🏜
Тіро	(no selection) ~	Subgrupo Tipo	(no selection) ~	
profesional		Profesional		
Grupo	(no selection) ~	Grupo secundario	(no selection) ~	Ver solo activos
usuarios				

Les diferents accions a realizar sobre els usuaris es realitzen mitjançant els botons:



Es poden modificar les dades d'un usuari fent doble click sobre el registre corresponent de la llista. En aquest cas s'accedeix a la mateixa pantalla d'alta d'usuari, mostrant les dades del pacient seleccionat.

A continuació es detalla cada un dels botons:

• El botó serveix per fer la cerca d'usuaris quan s'ha informat algun filtre dels indicats anteriorment.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



• El botó serveix per crear un nou usuari, s'accedeix a una pantalla per poder introduir les dades necessàries per a la creació. La mateixa pantalla s'utilitza per modificar les dades d'un usuari existent.

Código		□Pasivo ✓	×
Nombre		1er. 2° Apellido Apellido	
Fecha Caducidad	10-12-2019	Idioma Català ~ Profesional (no se	ection)
Correo Electrónico		Correo Médico Alternativo solicitante	
SIC		Grupo (no selection) v	

Les dades que són obligatòries per crear un nou usuari o modificar un d'existent són: codi de l'usuari, nom, primer cognom, grup d'usuari i data de caducitat.

Amb el botó es guarda el nou usuari o es modifica l'usuari que s'està editant. Amb el botó sortim de la pantalla d'edició i es torna a la llista d'usuaris.

Es pot realitzar una cerca en el desplegable de grup d'usuaris, del de professional i

del metge sol·licitant mitjançant el botó un que apareix al costat de cada dada, i s'accedeix a una pantalla per poder fer la cerca tant per codi com per descripció.

Descripción tecnics OBuscar códigos ©Buscar nombres Código Pescripción 3 Tècnics SIPAT 5 Citotècnics IMDTEC Tècnics radiologia IMD TECNICS Tècnics de Diagnôstic per la Imatge	Crite	erios de búsqueda				Q 🔽 📕
Código Descripción 3 Tècnics SIPAT 5 Citotècnics IMDTEC Tècnics radiologia IMD TECNICS Tècnics de Diagnòstic per la Imatge		Descripción	tecnics	5	OBuscar códigos ●Buscar nombres	
3 Tècnics SIPAT 5 Citotècnics IMDTEC Tècnics radiologia IMD TECNICS Tècnics de Diagnòstic per la Imatge		Código		Descripción		
5 Citotècnics IMDTEC Tècnics radiologia IMD TECNICS Tècnics de Diagnòstic per la Imatge	•	3		Tècnics SIPAT		
IMDTEC Tècnics radiologia IMD TECNICS Tècnics de Diagnôstic per la Imatge	•	5		Citotècnics		
TECNICS Tècnics de Diagnòstic per la Imatge	•	IMDTEC		Tècnics radiologia IMD		
	•	TECNICS		Tècnics de Diagnòstic per la Imatge		

Un cop realitzada la cerca es selecciona una línia i amb el botó s'afegeix al desplegable o la caixa de texte corresponent.

El botó erret tornar a la pantalla d'edició de l'usuari cancel lant la cerca.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

- El botó permet esborrar els filtres aplicats per poder fer una altra cerca.
- El botó permet eliminar un usuari, per fer això cal tenir seleccionat un usuari de la taula o estar dins de la pantalla d'edició de l'usuari.
- El botó permet accedir a la pantalla de manteniment de professionals que s'explica en el punt 2.6.1.4
- El botó permet accedir a la pantalla d'assignació de grups de funcions a usuaris que s'explica en el punt 2.6.1.6

2.6.1.3. MANTENIMIENT DE PROFESSIONALS

Pantalla de mantenimient de professionals, es poden crear nous professionals i modificar professionals existents.

										Ver solo act	ivos
										۹ 🕇	•
										Search	1:
Código 🔺	Nombre 🗘	1er. Apellido 🗘	2º Apellido	↓ Tipo profesional ↓	Pasivo	Número de colegiado ≎	Provincia Colegio 🗘	Empresa 🗘 N	I. col. completo 🗘	DNI 🌣 Añ	io 🗘 Tipo Doc. Identif
-	indetermina	tindeterminat		Administratius Patologia							
000	indetermina	tindeterminat		Patòleg	\checkmark	111	ALABA				
A_DARNELL	Anna	Darnell	Martín	Metge SDI		30065	BARCELONA	Teleradiologia	108300654	35124725E	DNI
A_SANCHEZ	Àngel	Sánchez- Montáñez	García- Carpintero	Metge SDI		41063	BARCELONA	Teleradiologia	108410634	47765190D	DNI
ABARRADAS	ANA	BARRADAS	PIRES	Metge SDI		46216	BARCELONA		108462160	X5380369-W	DNI
ABMORENO	ANA BELEN	MORENO		Resident Patologia no signant		50236					
ABRULLET	AURORA	BRULLET	GUBERN	Metge no SDI							
AC	Anna	Mas	Casadesus	Administratius Patologia	\checkmark						
ACARMONA	ALEJANDRA	CARMONA	PONCE	Administratiu Radiologia							
ACASTRO	ALEINY BERLINA	CASTRO	GARCIA	Resident Radiologia		45079	BARCELONA	CST	108450796	YA0396398	3 DNI
ACHECA	ANTONIA	CHECA	ARROYAL	Administratiu Radiologia							
ACIMD	Anestesista	CIMD		Anestesista							
ACLE	ABRIL	CLE	DE DIAGO	Administratiu Radiologia							
ACOLO	Alan	Colomo	Ordóñez	Metge SDI	\checkmark						
ACSANCHEZ	ANA CECILIA	SÁNCHEZ	GONZÁLEZ	Resident Radiologia		55508	BARCELONA	HS	108555084	Y4563145M	2 NIE
ADBARRO	ANDREA	DE BARRO	FIGUEREDO	Metge SDI		252504529	LLEIDA		1252525045295	X9299613T	DNI
ADJUNT_NIT	· ·			Metge SDI			BARCELONA				
ADRIA	ADRIA	TOMEO	GAVELA	Tècnic Radiologia	\checkmark						
AEVSEI	Anca	Evsei		Resident Patologia no signant							

Si s'accedeix al manteniment de professionals des de la pantalla de mantenimient d'usuario, amb el botó tornarem al manteniment d'usuaris.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



A la pantalla apareixen els professsionals existents, es pot mostrar tots els professionals o

només els actius i es poden crear nous professionals mitjançant el botó **(**, i s'accedeix a la pantalla d'edició del professional.

Código				Pasivo			× ×	
Nombre			1er. Apellido			2º Apellido		
Tipo profesional	(no selection)	~	Número de colegiado			Provincia Colegio	(no selection)	×
Empresa	(no selection)	\sim	N. col. completo			DNI		
Año	(no selection)	\sim	Tipo Doc. Identif	(no selection)	~			
Asignació	n Órgano sistema							
	Órgano sistema	(no se	election)	~				
	The second second second		1 17 N					

Les dades que son obligatòries per crear un nou professional són: codi del professional, nom, primer cognom i tipus de professional.

Amb el botó , de la part de d'alt, es guarda el nou professional o es modifica el professional que s'està editant.

Amb el botó **man** permet sortir de la pantalla d'edició i es torna a la llista de professionals.

Es pot realitzar una cerca de tipus de professional i província mitjançant el botó apareix al costat dels dos desplegables, i s'accedeix a una pantalla per poder fer la cerca tant per codi com per descripció.

Criter	rios de búsqueda		Q 🔽 🔀
	Descripción	resident OBuscar o @Buscar n	ódigos ombres
	Código	Descripción	
•	06	Resident Patologia no signant	
•	07	Resident Radiologia	
•	10	Resident Patologia signant	

Un cop realitzada la cerca es selecciona una línia i amb el botó s'afegeix al desplegable corresponent.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.6.1.4. MANTENIMIENT GRUPS DE FUNCIONS

Pantalla de manteniment de grups de funcions, es poden crear nous grups de funcions o modificar els existents.

				□Ver solo activos	
				२ 🕇 💼 🕹	
				Search:	
Código	Descripción	Pasivo	Subgrupo Usuario	Nivel grupo	\$
1	Usuari clau SIPAT		P	0	^
15U	Administradores de Sistema SISD7 UDIAT			0	
2	Usuari treball		P	0	
3	Tècnics SIPAT		p	0	
4	Patòlegs		P	0	
5	Citotècnics		P	0	
6	Administratius		P	0	
7	Auxiliar autòpsies		P	0	
AdjRevAdj	Adjunt Revisor Adjunts			1	
AdjRevisab	Adjunt Revisable			1	
AdjRevRes	Adjunt Revisor Residents			1	
ADMIN	Administradors SISDI + SIPAT			0	
ADMINFACTU	Administradors Facturació		RA	0	
ADMINGARBA	Administradors Garba		RA	0	
ADMININSTG	Administratius Garba		RA	0	
ADMINIST1	Administratius bàsic		RA	0	
ADMINIST2	Administratius Manteniments VAS		RA	0	
ADMINIST3	Administratius Manteniment macros		RA	0	
ADMINIST4	Administratius Manteniments macros + SISDWeb (Garba)		RA	0	
ADMINPROF	Administrador Professionals SDI		RT	0	
AgrCliTele	Manteniment Web agrupacions clients Teleradiologia			1	
ANESTESIST	Anestesistes		RT	0	
AnulSolici	Anul·lació sol·licituds			1	
AssignaRad	Assignació radiòleg			1	
CanviClau	Canvi Clau SISDI			1	
CENTRESTEL	Centres Teleradiologia (Activity)		R	0	
CoEstVaInR	Consulta estadística valoració informes residents			1	
Complic	Gestió complicacions confirmació			1	
ComplicVAS	Complicacions Vascular			1	~
Showing 1 to 40 of 79 entries					

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

A la pantalla apareixen els grups de funcions existents, es pot mostrar tots els grups o només

els actius i es poden crear nous grups de funcions mitjançant el botó **1**, amb el que s'accedeix a la pantalla d'edició del grup.

Código		Descripción	
Subgrupo Usuario	(no selection) v	Nivel grupo	Pasivo

Per crear un nou grup, cal informar el codi, la descripció i el nivell de grup. Aquest últim pot contenir els valor 0 si és un grup principal o 1 si és un grup secundari.

Amb el botó **une s'elimina el grup de funció seleccionat o el que estem editant**.

Amb el botó s'accedeix a la pantalla d'assignació de grup de funcions a usuaris, que s'explica a l'apartat 2.6.1.6.

2.6.1.1. MANTENIMENT FUNCIONS DE GRUPS

Pantalla pel manteniment d'usuaris i assignació de funcions, a nivell d'usuari o a nivell d'aplicació.

Aplicació:	∨ Usuari: raguila	arm	P	erfil d'Us	uari: AdjRe	vAdj - Adjunt Revisor A	Adjunts	~	٩
Funcions de Sistema					Funcions o	le Grup			
	Filtrar:						Filtrar		
Funcions de Sistema 🔺	Descripció de la Funció de Sistema 🗘	plicació 🗘			Codi grup 〈 AdiRevAdi	Funcions de Grup	Descripció de la Funció de Grup Permet Gestionar Valoracions d'Informes	Aplicació SISDI	\$
fn_AddExplorStudy	Activa botó d'Ãfegir exploració a estudi	SISDI	^		AdjRevAdj AdjRevAdj	fnGestorRevisioAdjuntsPre fnRevisorInfAdjunts	e Accés consulta informe des de Revisió Permet Revisar Informes d'Adjunts	SISDI SISDI	
fn_DeattachStudy	(R) Funció de desagrupament d'exploració i estudi	SISDI			AdjRevAdj AdjRevAdj	MnuLListatRevInf MnuLListatRevInfPrev	Revisió d'Informes Adjunts Llistat revisió de Informes previs d'Adjunts.	SISDI SISDI	
fn_Spark	Spark	SISDI			AdjRevAdj	mnuWebCDNaix	Validació Data Naixement	SISDGC	
FnAbrirAlma	Obre Automàticament el Alma	SISDPRO					Seleccionar Tot	/ Netejar selecció	
FnAbrirVisor	Obre Automàticament el visor per Def. (Raim Viwer)	SISDPRO			Mostrant de	e 1 a 6 de 6 registres			
fnAccesRAIMJava	Visualitza botó RAIM Java a Informes	SISDI							
fnACRObligatoriAlSalvar	ACR obligatori al salvar informe								
fnActivaConnexioRAIM	(R) Funcio que activa la connexio amb el RAIM	SISDI							
fnActivaPrefechingRAIM	Funció que activa el prefeching	SISDI							
fnActivaPreLoaingRAIM	Funció d'activació del preloading	SISDI							
fnActPrefRAIM_PendInf	(R) Prefetching només amb Exp. pendents d'informar	SISDI							
fnAdjuntRevisable	Usuari que permet revisar el seus informes	SISDI							
fnAdjuntRevisor	Permet revisar informes	SISD							
fnAdminAgendaRad	Administració agenda radiòleg	SISDPRO							
fnAltaInformeWeb	Funció per permetre a donar d'alta informes Web	SISDPRO							
fnAltaMaterials	Funció per permetre alta de materials	SISDI							
fnAltaPacWeb	Funció per permetre l'alta de pacients a la Web	SISDPRO							
fnAltaSolWeb	Alta Solicitud Web	SISDPRO							
fnAltaUrgSenseAssist	Alta Registre urgent sense validar assistencia	SISDI							
Mostrant de 1 a 40 de 57	Arcés Conf. activitat sols per Eull Selecciona 3 registres solocció	r Tot / Netejar	~						

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

La llista que apareix en el camp Perfil d'usuari mostra els grups de funcions definides, apareixent primer els grups principals (els que corresponen al rol que té l'usuari)i després els secundaris (grups de funcions addicionals que poden assignar-se a usuaris).

El camp usuari permet filtrar la llista de perfils d'usuari només pels grups que l'usuari té assignats (segons el comentat al paràgraf anterior, apareixerà primer el grup principal assignat a l'usuari). ENCARA QUE S'INFORMI UN USUARI, LES MODIFICACIONS REALITZADES S'APLICARAN A TOTS ELS USUARIS ASSIGNATS AL GRUP SELECCIONAT. El camp usuari serveix sols per trobar fàcilment el grup al que pertany l'usuari.

El camp aplicació permet filtrar les funcions per l'aplicació a la què pertany.

El camp perfil d'Usuari permet escollir un dels grups als que pertany l'usuari i assignar en aquest grup les funciones o treure'n.

La pantalla mostra les funcions de sistema que el grup d'usuari/perfil d'usuari seleccionat te assignades a la dreta, mentre que a l'esquerra mostra les funcions de sistema que el grup d'usuari seleccionat no te assignades (no apareixen les funcions que no estan actives en el sistema).

2.6.1.2. ASSIGNACIÓ DE GRUPS DE FUNCIONS A USUARIS

Pantalla des d'on s'assignen grups de funcions a usuaris.

	1 - Usuari clau SIRAT				
Todos los gr	upos		Grupos Asi	gnados al Usuario	
	Filtrar:			Filt	rar:
Código	Descripción	Pasivo	Código	Descripción	≜ pa
1111	1111		1	Usuari clau SIPAT	
METGARBA	Accés Radiòlegs Garba				
TECAddExSt	Activa botó d'afegir exploració a est	:udi 📃	Mostrant de 1	l a 1 de 1 registres	
PreLoading	Activa preloading RAIM				
MANTMACRO	Activar Preloading sols Pendents Informar				
PrLoadPInf	Activar Preloading sols Pendents Informar				
TeleRXWeb	Activar TeleRX web				
AdjRevisab	Adjunt Revisable		•		
AdjRevAdj	Adjunt Revisor Adjunts				
AdjRevRes	Adjunt Revisor Residents				
AnulSolici	Anul·lació sol·licituds				
AssignaRad	Assignació radiòleg				
CanviClau	Canvi Clau SISDI				
ComplicVAS	Complicacions Vascular				
ConnecRAIM	Connexio RAIM				
CoEstVaInR	Consulta estadística valoració inforr residents	nes			
ConsHC3Act	Consulta HC3 Activa per defecte				
ConsultHC3	Consulta HC3 SISDI i SISDWeb				
ConsExpInf	Consulta informes desde Consulta expl				
CONSGARBA	Consultes Garba				
DesblogFAC	Desbloquejar exploració facturada				
DeattachSt	Deslligar Exploració / Estudi				

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

A aquesta pantalla es pot accedir des del punt de menú, des de la pantalla de manteniment d'usuaris i des del manteniment de grups de funcions. Quan no s'accedeix des del punt de menú, amb el botó tornarem a la pantalla des de la qual ha estat cridada.

Si s'accedeix des del manteniment d'usuaris, el desplegable d'usuari s'informa amb l'usuari seleccionat a la pantalla i no es pot canviar, s'assignaran els grups de funcions a aquest usuari.

Si s'accedeix des del manteniment de grups de funcions o des del punt de menú, es pot seleccionar un usuari en el desplegable per poder assignar els grups de funcions.

Amb el botó 🔤 es pot realitzar la cerca d'un usuari tant per codi com per descripció.

Criterio	os de búsqueda		Q 🖌 🗙
	Descripción cimd	OBuscar códigos ®Buscar nombres	
	Código	Descripción	
•	cimd	Proves, Cimd	
•	VIL_CIMD	CIMD, Vil	

Al seleccionar un registre de la taula amb el botó se carrega en el desplegable l'usuari seleccionat.

Per assignar un grup de funció a l'usuari s'ha de seleccionar un grup de funció de la taula

Per deixar de tenir assignat un grup de funció s'ha de seleccionar un registre de la taula de

grups assignats a l'usuari i amb el botó **entre** deixa de tenir el grup assignat.



2.6.1.3. ÚLTIMES NOVETATS

Pantalla per poder editar les últimes novetats incloses en la versió.

5.0 TTip informacion cita erróneo unda lectura ersos errores en el "Full d'Infermeria" car qué parámetro obligatorio falta jistro de prueba de recitación vacío ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetria
ITip informacion cita erróneo unda lectura ereos errores en el "Full d'Infermeria" car qué parámetro obligatorio falta jistro de prueba de recitación vacío ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetria
ITip informacion cita erróneo unda lectura ersos errores en el "Full d'Infermeria" car qué parámetro obligatorio falta gistro de prueba de recitación vacío ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetria
unda lectura ersos errores en el "Full d'Infermeria" car qué parámetro obligatorio falta jistro de prueba de recitación vacío ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetria
ersos errores en el "Full d'Infermeria" car qué parámetro obligatorio falta jistro de prueba de recitación vacío ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetría
car qué parámetro obligatorio falta jistro de prueba de recitación vacío ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetría
jistro de prueba de recitación vacío ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetría
ón de informe adicional activado se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetría
se genera el informe estructurado hepático guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetría
guarda observaciones so en el "Llistat no participants" rada de dosimetría
so en el "Llistat no participants" rada de dosimetría
rada de dosimetria
queo de informes
ba problemas que no se genera la segunda lectura
ntenimiento avanzado de catálogo de pruebas en clientes
area de mamos, poder definir textos final de informe por catálogo
gestión de Casos sesión de SISDI
oras de usabilidad mantenimiento de contratos
ficar idioma calendarios de la aplicación
nasiados clicks al salvar informe
PDF que genera el MessageOut muestra las etiquetas en el idioma global
eva columna de estado (en espera)
a documento manual de usuario
igar a que al firmar un informe el firmante sea el mismo profesional que el de la tarjeta electrónica
vilitar borrado de campos de fecha
queda de paciente con comodines
ora listado resutados mujeres informadas tarda mucho al volver de la pantalla mujer.
titud al abrir informes SISDNet

S'ha d'escriure el contingut i donar-li al botó



Aquesta informació es veurà des de el menú Ajuda --> Millores_____

2.6.1.4. CONFIGURACIÓ SISD WEB

A aquest punt de menú tindran accés els administradors de l'aplicació.

Obtener configuración

permet veure i editar la configuració del WebConfig. En

cas de voler guardar els canvis harurem de prémer el botó

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

El botó



10/06/2020

Ħ	Gestión Paciente -	Teleradiología -	Gestión Solic	itud - Gestión Act	ividad - Ge	stión Resultados	 Siste 	ma - Ayu	da▼	
	Obtener configuración	StringConnecti	on							
	Usuarios Online	StringConnecti	on DataEntities	s:						
		SessionTimeou	it	32						
		SessionTimeou	itWarning	30						
		Idioma per def	ecte Web	1						
		Salvar								
		Salval								
_										
	Lisuarios (Inline	1							
	Osuanos c		El botó	d'Usuaris	Online	mostra	els	usuaris	actuc	Ilment
conne	ectats a l'aplic	ació		a osoans		mosma	015	0000110	acroc	
COIIIC										
#	Gestión Paciente -	Teleradiología -	Gestión Solicitud -	Gestión Actividad -	Gestión Res	ultados - Siste	ma - Av	uda .		Usuario:



Parc Taulí Sabadell

Hospital Universitari



2.6.1.5. CONFIGURACIÓ SISD GC

Pantalla on es podran configurar alguns paràmetres del programa de cribratge.

Ħ	Gestión Paciente -	Teleradiología -	Gestión Solicitud -	Gestión Actividad -	Gestión Resultados -	Sistema -	Ayuda -
			Instalación: Tabla Mujeres: Edad Máxima: €HPHIS	Sabadell PTCOMPAC 70	HIS V		2
			Impresión de docume Idioma por defect ⊮Impresión a dol Población Carta:	entos to: Ambdòs ble cara Sabadell	v		

Configuración SISD GC

2.6.1.6. CONFIGURACIÓ INTEGRACIÓ

2.6.1.6.1. TAULES CONVERSIÓ

Aquest manteniment permet la integració del centre SISD amb diferents centres externs.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

	rsitari		Manual usuari					
								10/06/
Gestión Paciente	- Teleradiología -	Gestión Solicitud -	Gestión Actividad -	Gestión Resultados v	Sistema -	Ayuda -		Usuario: jv
Criterios de selección	I							
Código Aplicación	hphis v	Tipo Valor	Ambit	•				
TRADUCCIÓN DE CÓI	DIGOS EN INTEGRACIÓ	ÓN POR APLICACIÓN(C	ódigo sisd - código	HIS)				
							Buscar:	
Tipo Valor	Código	o Externo	Código SISD		Descripción			\$
Ambit	E		1					
Ambit	I		5					
Ambit	0		4					
	Mostrando registro	s del 1 al 3 de un total de	3 registros					
	Mostrando registro	s del 1 al 3 de un total de	3 registros					
DATOS DE CONVERSI	Mostrando registro	s del 1 al 3 de un total de	3 registros				× ×	
DATOS DE CONVERSI	Mostrando registro	s del 1 al 3 de un total de	3 registros				× X	+
DATOS DE CONVERS Código Externo	Mostrando registro	s del 1 al 3 de un total de	3 registros				× ×	+
DATOS DE CONVERS Código Externo Código SISD	Mostrando registro TÓN DE REGISTROS	s del 1 al 3 de un total de	3 registros				× ×	+
DATOS DE CONVERS Código Externo Código SISD Descripción	IÓN DE REGISTROS	s del 1 al 3 de un total de	3 registros				× X	+

Per poder fer la cerca cal informar els filtres obligatoris: Codi d'aplicació i Tipus Valor.

El Tipus Valor el podrem cercar per codi o fent una cerca polsant el botó

Aquest mateix tipus de cerca es permet fer també amb el camp CodiSISI, que es carregarà amb els valors corresponents al Tipus Valor seleccionat.

Un cop informats els codis i polsant la lupa de Cerca es mostrarà el resultat de la cerca en una taula seguit d' un panell amb les dades del registre seleccionat, que es podrà modificar o eliminar.

Per efectuar una modificació cal seleccionar un registre de la taula, modificar les dades

pertinents i polsar el botó acceptar

Es mostrarà per pantalla un missatge per confirmar l'acció, que es portarà a terme un cop polsat el botó d'acceptar.



anul·la l'acció d'alta o modificació si encara no s'han efectuat

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

els canvis.



Polsant el botó es permet l'alta del nou codi de conversió per l'aplicació i el Tipus Valor seleccionats com a criteris de Cerca.

Les dades s'han d'introduir en el panell de DADES DE CONVERSIÓ DE REGISTRES.

El panell mostra una etiqueta a l'usuari amb el literal '<u>Alta</u>' per informar que s'està efectuant un alta.

DATOS DE CONVERSIÓN DE REGISTROS	
Alta	🖌 💌 🛨 💼
Código Externo	
Código SISD (no selection) •	
Descripción	

Un cop informades les dades caldrà polsar el botó d'Acceptar per efectuar l'alta. Es mostrarà doncs un missatge per confirmar l'alta, i en cas d'acceptar es donarà d'alta el registre.

El botó permet l'eliminació del registre seleccionat de la taula de TRADUCCIÓ DE CODIS A INTEGRACIÓ PER APLICACIÓ (CODI SISD – CODI HIS).

Es mostrarà un missatge per confirmar l'eliminació del registre i en cas d'acceptar es donarà de baixa el registre.



10/06/2020

T WXX	Mantenimientos Generales Centros +	Gestión Sistema - Mantenimiento tablas -
GESTIÓN DE INFORMES	Clientes - Mantenimiento Duración Exploración Mantenimiento Agendas Mantenimiento Líneas de Actividad Restricción Radiólogo - Tipo prueba - Prioridad Mantenimiento Demooráficos -	CONSULTA HC3 FOR CIP
CUADRO DE MANDO	ABS Definición Calendarios/Festivos Grupos de lectores Mantenimiento de Macros Mantenimiento Agrupación Clientes Teleradiología	GESTIÓN DE PACIENTES
lı.		1

2.6.2. MANTENIMENT TAULES

2.6.2.1. MANTENIMENTS GENERALS

Pantalla des de la que es realitza el manteniment de diverses taules:

- Règims econòmics
- Tipus de centre



10/06/2020

Mantenimiento Régimen económico

	E	Buscar:	
ódigo	* Nombre	Pasivo \$	
0	Privats		1
1	I.C.S		
10	Altres formes no descrites		
2	MUTUES FUNCIONARIS		
27	Accidents escolar		
28	Assegurances salut		
29	ICASS Inst Cat Assist. i Serv. SocSAP		
3	MUTUES ACC. TREBALL		
30	ICS Institut Català de la Salut		
31	MUTUAM		
22	MUTHAM TOP		_ '

Mantenimiento Tipo centro

		Buscar:	
Código		Nombre	Pasivo \$
	С	Сар	
	D	Dap	
	н	Hospital	

A l'accedir a la pantalla apareixen els registre corresponents a cada taula.



Seleccionant un registre es mostren les dades d'aquest i es pot modificar:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



		Buscar:	Código:	27	× ×
Código	* Nombre	O Pasivo O	Nombre:	Accidents escolar	
27	Accidents escolar			Pasivo	
28	Assegurances salut				
29	ICASS Inst Cat Assist. i Serv. SocSAP				
3	MUTUES ACC. TREBALL				
30	ICS Institut Català de la Salut				
31	MUTUAM				
32	MUTUAM ICS	a			
33	Privats_old	al and a second			
34	PVA	4			
38	Altres Centres				
39	Accidents esportius	— —			
38 39 Mostran total de	Atres Centres Accidents esportius do registros del 1 al 23 de un 23 registros	•			

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

2.6.2.2. CENTRES





Pantalla utilitzada pel manteniment de centres

							Buscar:		
Código 🤇	Nombre	Cliente	≎ Tipo	Dirección	Código ≎ Postal	Población	Provincia	\$ Pasivo	\$
08001597		08001597	н						
08002087		08002087	н						
U		U	н						
U711	Abbott Laboratories S.A.	U711	н	Avda. de Burgos, 91					
BR300	ABS LA LLAGOSTA	ICS	С	Vic, s/n	08120	LLAGOSTA LA	BARCELONA		
BT015	ABS MANRESA - 1	ICS	С						
BT016	ABS MANRESA - 3	ICS	С						
BR238	ABS STA. EUGENIA DE BERGA	ICS	С	MARTIR PARE SOLA, 4	08519	BERGA			
17996462	AECT HOSPITAL DE CERDANYA	17996462	н						
U694	AECT Hospital de Cerdanya	U694	н	Cami d'Ur, 31	17520	PUIGCERDA			
ALB	Albada	U741	н	PARC TAULI S/N	08206	SABADELL	BARCELONA		
ALTH	ALTHAIA XARXA ASSIST.	ALTH	н	DR. JOAN SOLER, S/N					
U0047	ALTHAIA XARXA ASSITEN. MANRESA	U0047	н	Dr. Joan Soler s/n	08240	MANRESA	BARCELONA		
U0045	Althaia, Xarxa Assist, Manresa	U0045	н	Joan Soler s/n	08240	MANRESA	BARCELONA		
99999999	Altres	999999999	н						
00000000	ALTRES CENTRES ALTRES CENTRES NO CODIFICATS	00000000	н						
BT014	ARTES	ICS	С	PL SANT PELEGRI, 2	08271	ARTES			
U0004	ASISA	U0004	н	Balmes 123 Baixos	08008	BARCELONA	BARCELONA		
***	10010 01000	***	-						

Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 902 registros

Selecció d'un centre: clicant sobre un dels registres es mostren les dades d'aquest.



Código 🗘 No 08001597 08002087 U	ombre	Cliente 🗘	Tipo \$		Cádigo			
08001597 08002087 U				Dirección	Postal	Población 🗘	Provincia 🗘	Pasivo \$
08002087 U		08001597	н					
U	1	08002087	н					
		U	н					
U711 Ab	boott Laboratories S.A.	U711	н	Avda. de Burgos, 91				
BR300 AB	BS LA LLAGOSTA	ICS	с	Vic, s/n	08120	LLAGOSTA LA	BARCELONA	
BT015 AB	BS MANRESA - 1	ICS	с					
BT016 AB	BS MANRESA - 3	ICS	с					
BR238 AB	BS STA. EUGENIA DE BERGA	ICS	с	MARTIR PARE SOLA, 4	08519	BERGA		
17996462 AE	ECT HOSPITAL DE CERDANYA	17996462	н					
U694 AE	ECT Hospital de Cerdanya	U694	н	Cami d'Ur, 31	17520	PUIGCERDA		
ALB Alb	bada	U741	н	PARC TAULI S/N	08206	SABADELL	BARCELONA	
ALTH ALT	THAIA XARXA ASSIST.	ALTH	н	DR. JOAN SOLER, S/N				
U0047 ALT	THAIA XARXA ASSITEN, MANRESA	U0047	н	Dr. Joan Soler s/n	08240	MANRESA	BARCELONA	
U0045 Alt	thaia. Xarxa Assist. Manresa	U0045	н	Joan Soler s/n	08240	MANRESA	BARCELONA	
99999999 Alt	tres	99999999	н					
00000000 ALT NO	TRES CENTRES ALTRES CENTRES O CODIFICATS	0000000	н					
BT014 AR	RTES	ICS	с	PL SANT PELEGRI, 2	08271	ARTES		
U0004 AS	BISA	U0004	н	Balmes 123 Baixos	08008	BARCELONA	BARCELONA	

Código:	ALTH		Nombre:	ALTHAIA XARXA ASSIST.	🗸 🔀
Tipo:	Hospital	Ŧ	Cliente:	ALTH	
Dirección:	DR. JOAN SOLER, S/N		Código Postal:		
Población:			Provincia:		
Pasivo					

El manteniment permet afegir o eliminar centres, i al editar-los modificar dades.

2.6.2.2.2. ASSIGNACIÓ CENTRES A METGE

Pantalla utilitzada per assignar centres a metges prèviament donats d'alta.

Medico	YUGUERO	D RODRIGUEZ MARIANO			•			Mostrar Activos y Pasiv	05	Q
Centros no as	signados al mé	édico				Centros asign	ados al médico)		
		Buscar:						Busc	ar:	
Tipo centro	Centro	Nombre del centro	Cliente	٥		Tipo centro	Centro	Nombre del centro	Cliente	٢
с	10	EAP LLEIDA 3 EIXAMPLE	10110			н	HS	HOSPITAL DE SABADELL	ICS	
с	1004	EAP BARCELONA 4C LES CORTS - H	ELIOS 10110					Seleccio	nar Todo / Limpiar sel	lección
с	101	EAP ARBÚCIES - SANT HILARI	10110			Mostrando regist	tros del 1 al 1 de ι	in total de 1 registros		
с	102	EAP BESALÚ	10110	_						
с	103	EAP CAMPRODON	10110							
-										

L'usuari pot cercar el metge al què vol assignar centres seleccionant per cognom i nom o bé buscar-lo per codi o descripció prement la el botó de la lupa i cercant com indica la següent pantalla:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Médico)5		
Código	•	Mostrar Activos y Pasivos	Q 🗙
		5695 Registros	
	Código	Descripción 🔺	
	▶ 0	SIN ASIGNAR SIN ASIGNAR SIN ASIGNAR	
	▶ 001249	MONDEJAR RODRIGUEZ AGUSTIN	
	▶ 002981	PALAU CAMARASA ELVIRA	
	▶ 003219	EULALIA ANDREU CASAÑAS	
	▶ 003987	CANALS GONZALEZ RICARD	
	▶ 005624	JAUME MURTRO CHAO	
	▶ 006436	CUSPINERA VIÑAS JUDITH	
	▶ 006439	PRAT ASENSIO CRISTINA	
	▶ 006959	BELMONTE PARDO JOSEFINA	
	▶ 007075	PABLOS HERRERO EVA	
	▶ 007249	ORTI SEGARRA CLARA	
	▶ 007518	SEVERINO SILVA GABRIELA	
	▶ 007559	ESTEVE GIBERT ANA-MARIA	
	▶ 007561	CIRERA PERICH MIQUEL	
	▶ 008098	LOREN BLASCO MARIA-TERESA	
	▶ 010132	JUAN-MANUEL NIETO SOMOZA	
	► 010046		

Un cop seleccionat el metge, obtindrà la llista de centres que el metge no te assignats a l'esquerra, i la llista de centres assignats al metge a la dreta.

Seleccionant un registre o varis, de la taula corresponent, es poden afegir o eliminar centres assignats al metge.

2.6.2.2.3. ASSIGNACIÓ CENTRES CRIBRATGE

Pantalla que permet de tots els centres configurats a l'aplicació indicar quins son centre de cribratge



seleccionem un dels centres que es mostren a la següent taula, es poden seleccionar varis centres clicant la tecla Control i movent-nos amb les dates del teclat.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020



Un cop seleccionats i polsant la icona carreguem els centres seleccionats a la pantalla principal, aquests quedaran assignats com centres de cribratge.

Polsant la icona

es cancel.la l'acció d'assignació de centres de cribratge.



2.6.2.3. CLIENTS

2.6.2.3.1. MANTENIMENT CLIENTS

En aquesta pantalla podrem mantenir la taula de clients, editant, afegint i fins i tot eliminant registres d'ella i de totes les seves taules associades.

La pantalla principal és la que es mostra en la imatge.

Criteris de selecció								
Id. Client								a 🖌 🔒 🖌
V Dades								
Nom		TIF 1		Email				
Adreça		CP		Tlf 2			NIF	
Cod. Factura		Població		Fax			Reg. Econ.	•
Comentari informe								
Mostra sempre metges del e	client		Passiu		No permet múltiples e	exploracions		

Disposa d'un botó al costat del camp ID. Client que ens portarà a la finestra de cerca de client.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



🤍 Criterios de	selección					
					a 🖌 🗙	
Id. Cliente		Dirección	Tlf 1	Email		
Nombre		СР	Tlf 2	NIF		
Cod. Factura		Población	Fax	Reg. Econ.		
Dates						

											Buscar:		
Id. Client	e Nombre	Cod. Factura 🗘	Dirección	\$ СР	Población	≎ Tlf 1	\$ TIF 2	≎ Fax	≎ Email	≎ NIF	Reg. Econ.	Pasivo	٥
o	Garante/financiador privado									00000000	0		ľ
1	I.C.S.										1		
10	Altres Formes no Descrites										10		
10000	HOSPITAL DEL MAR									P5890004D	38		
10001	TRANQUILIDADE S.A.									500940231	3		
10002	EGARSAT MATEPSS Nº 276									G64438997	3		
10003	DESCONEGUT										3		
10004	FREMAP M.A.T.E.P.S.S. N.61									G28207017	3		
10005	RENFE OPERADORA									G84144161	3		
10006	M.GALLEGA M.A.T.E.P.S.S.									G15009558	3		
	ACCREVO												

Els camps que ens mostren la informació del client una vegada hem buscat un són:

- Id. Client
- Nom
- Cod. Factura
- Direcció
- CP
- Població
- Tlf1
- Tlf2
- Fax
- Email
- NIF
- Reg. Econ.
- Comentari informe: aquest comentari s'afegirà al final de l'informe quan es facin informes per aquest client. No és obligatori.
- Mostrar sempre metges del client
- Passiu
- No permet múltiples exploracions (es marcarà quan el client no vulgui acceptar més d'una exploració per sol·licitud)



Criteris de selec	ció											
Id. Client	ICS									۷ 🗸		<u>\$</u>
💙 Dades												
Nom		ICS	Tlf 1		Email							
Adreca		Balmes, 22 Àtic-5ª Planta	CP		TIf 2			NIE	0-5855029D			
Cod. Factur	a	V0009	Població		Fax			Reg. Econ.	ICS			
oourraciai		Comentari suardat de Mantenie	neet Cliente		1 0/1				100			
Comentari i	informe	comentan guardat de Hantenin	fient Clients									
							1					
🗹 Mostra se	empre metges del	l client		🗆 Passiu		🗹 No permet múltip	les exploracions					
			® M	etges 🔍 Centres 🔍 Relació (entre Sol·licitant-Desti	Tipus notificació	Sells					
			- 14	erges a centres a neuclo e	chiere bor nettant best	• inpus notificació •	beas			_		_
										+		Ê.
										Filtrari		
Hetae	* Nom		Número col·legist	0 Email		Tipus centre	0 Centre	0 ir	specialitat	Filtrari	siu	0
Metge	Nom EDIT LOPEZ-GRADI	D NERIN	0 Número col·legiat	0 Email		Tipus centre	0 Centre	0 e	specialitat IN	Filtrari O Pasi	siu	0
Metge 0 001200	Nom EDIT LOPEZ-GRADI E CASADO CASADO	D NERIN	0 Número col·legist	0 Email email@tauk	O	Tipus centre H	0 Centre	¢ je G	specialitat IN EU	Filtrari Pase V	siu	•
Metge 0 001200 001249	Nom EDIT LOPEZ-GRADI E CASADO CASADO AGUSTIN MONDEJA	D NERIN) AR RODRIGUEZ	0 Número col·legist	0 Email email@tauli	O	Tipus centre H	Centre	¢ E G R	specialitat IN EU ED	Filtrari Pas	siu	0
Metge 0 001200 001249 002981	Nom EDIT LOPEZ-GRADO E CASADO CASADO AGUSTIN MONDEJA ELVIRA PALAU CAM	D NERIN) NR RODRIGUEZ ARASA	© Nómero col·legiat) Email email@tauli	0 tat	Tipus centre H	© Centre	C E G R P M	specialitat tN EU ED ED	Filtrari	siu	•
Metge 0 001200 001249 002981 003219	Nom EDIT LOPEZ-GRADI E CASADO CASADO AGUSTIN MONDEJA ELVIRA PALAU CAM EULALIA ANDREU C	D NERIN) RR RODRIGUEZ IRARSA ZASAŘAS	© ∦úmero col·legist	⊂ Email email@tault	0 sat	Tipus centre H	0 Centre	C E G R P M	specialitat IN EU ED	Filtrari	siu	0
Metge 0 001200 001249 002981 003219 003987	Nom EDIT LOPEZ-GRADI E CASADO CASADO AGUETIN MONDEJA EUJIRA PALAU CAM EULALA ANDREU C RICARD CANALS GI	D HERIN) NARASA 2xaañas 2xaañas	© Número col·legiat	0 Email email@tault	Q	Tipus centre H	0 Centre	G G R P M	specialitat IN EU ED ED	Filtrari	siu	0
Metge 0 001200 001249 003281 003219 003587 0035624	Nom EDIT LOPEZ-GRADI E CASADO CASADO AGUSTIN MONDEJA ELVIRA PALAU CAM EVURA PALAU CAM EVULITA ANDREU ALAU CANALS GI JAUME MURTRO CH	D NERIN 9 NR ROPHOUEZ MARAA 2xgARAS 0xf2ALEZ MO	○ Número col·legiat	C (tmail email@tauli email@ema	0 lat	Tipus centre H	0 Centre	C E	specialitat IN EU ED ED	Filtrari	siu	0
Hetge 0 001200 001249 002981 003219 003987 005646 006436	Nom EDIT LOPEZ-GRADI E CASADO CASADO AGUETIN MONOEJA EUVERA PALAU CAM EULALIA ANDREU C RICARD CANALS Q JAUME MURTRO CH JUDITH CUBPINEN	D NERIN D NR ADDRIGUEZ ARADA ARASA A ARASA ARASA ARASA ARASA ARASA ARASA ARASA A ARASA A ARASA A A ARASA A A A	○ Múmero col·legiat	© kmail emai@tauli emai@emai	0 :at .com	Tipus centre H	0 Centre	C E G R M M E E M	specialitat IN EU ED ED eD ED	Filtrar	siu	•
Metge 0 001200 001249 002981 003287 003587 005624 006436 006439	Nom EDIT LOPEZ-GRADM E CASADO CASADO AGUSTIN MONDEJA ELVIRA PALAU CAM EULALIA ANDREU AICARD CATALS GI JAUME MURTRO CASALS JAUME MURTRO CASALS CISTINA PART AS	0 MERIN 9 9 K RODRIQUEZ ARARA 2848RAS 2848RAS 0024422 400 401 401 80100 00100	° jNúmero col·legiat	⊂ (mail enal@taok enal@ena	0 .at	Tipus centre H	Centre	C E	specialitat IN EU ED ED Mocrino ED ED	Filtrar	siu	
Hetge 0 001200 001249 003219 003987 005624 006436 006439 006865	Nom EDIT LOPEZ-GRADI E CASADO CASADO AGUSTIN MONDEJA EUVIRA PALAU CAM EULALIA ANDREU ANDREU JAUNE MURTRO CH JUDITH CUSPINERI, CRISTINA PRAT AS IRMA MIRANDA CH	D NRRN D NR NODRIGUEZ ARARA ARARA ARARA ARARA ARARA BRIDO BRIDO BRIDO BRIDO	© jtúmera col-legiat	© (mail enaliệtur) enaliệtena) at	Tipus centre H	0 Centre	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	specialitat IN EU ED ED ED ED ED ED ED	Filtrari	siu	0
Hetge 0 001200 001249 003219 003987 005624 006435 006439 006455 006655	Nom EDIT LOPEZ-GRAD E CASADO CASADO AGUSTIN MONDEJA ELVIRA PALAU CAM EULALIA ANDREU C RICARO CANALS GI JAUME MURTRO C JUDIT CUBPINERI CRISTINA PRAT AS IRMA MIRANDA CH JOSEFINA BELMON	D NERIN) NE KOORIGUEZ AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA NIAA NIAA ERIAD UECA UECA TE AAADO	°)¥úmera col-logiat	○ (tmail email@tauk email@emai) at	Tipus centre H	0 ¦Centre	0 (c) G R P M M M M M M O O	specialitat IN EU ED ED ED ED ED ED ED ED ED	Filtrers	siu	0
Hetge 0 001200 001249 002981 003987 005624 006435 006439 006439 006455 006999	Nom EDIT LOPEZ-GRADO E CASADO CASADO AQUETIN MONDEJU ELVIRA PALAU CAM EULALA ANDREU C RICARD CANALS O JUDTH CUESPINER CRISTINA PRAT AS IRMA MIRANDA CH JOSEFINA BELMON EVA PARLOS HERRI EVA PARLOS HERRI VIA PA	D NERIN D NE KRORIGUEZ AAAAA AAAAA DIGAAA DIGAA DIGAA DIGAA DIGAAA DIGAAA DIGAAA DIGAAA DIGAAA D	○ Nûmere col·legiat	⊂ (tmail email@tauk email@emai	0 at	Tipus centre H	0 Centre	3 C G A P M M M M M M M M M M M M M M M M M M	specialitat IN EU ED ED ED ED ED ED ED	Filtrers	siu	0
Hetge 0 001249 002395 003967 006624 006435 006485 006685 006685 006685 006685	 Nom EDTLOPEZ-GRADI ECASADO CASADO Adustin MonDEJA EUVARA ANDREU C RICARA CANALS O JAUME MURTRO CH JOETH CUSPINIA MANA RIMANDA CH JOEETINA PELLANDA LIANA NARANDA CH JOEETINA PELLANDA CLARA ORTI SEGAR 	D NERIN) NE KOORIGUEZ AAASA AAASA AAASA AAASA NIGA KO KO KO KO KO KO KO KO KO KO	°)Kûmera col-îngist	○ (tmail email@tauk email@emai	com	Tipus centre H	0 Centre	0 0 0 8 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	specialitat IN EU ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED	Filtrari	siu	¢

També se'ns carreguen les cinc taules associades a clients. Les quals podrem mantenir des d'aquí. Aquestes quatre taules són:

- Metges
- Centre
- Relació Centre Sol·licitant Centre Destí
- Tipus de Notificació
- Assignació de Seus al Client

Accions sobre els clients:

- Es poden cercar les dades del client polsant el botó . Si el client no existeix mostrarà un avís indicant si es vol donar d'alta o cancel.lar l'acció.

- Modificar client: podem actualitzar les dades del client, modificant les dades i donant-li al



- Eliminar un client : amb el botó . Al fer-ho, el client no serà eliminat de la taula, sinó que serà marcat com a passiu, així tindrem un control de tots els registres de la taula, tal com s'indica en el cartell que apareixerà.

Atención El cliente no será eliminado de la tabla. Se procederá a marcar el registro como pasivo.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- Donar d'alta un client, al posar el Id.Client si no el troba es poden introduir les dades y



salvar amb el botó

- Es permeten esborrar les dades del formulari prement el botó

Al fer la cerca d'un client o informar el id. Client es busca les seus que te assignades, si no té cap da el següent missatge



I l'usuari haurà d'assignar una seu al client.

Una vegada hàgim seleccionat un client se'ns emplenaran les dades de metges. Aquí ens trobarem una llista amb tots els metges relacionats amb el client triat.

Podrem fer servir les següents funcionalitats:



- 🔹 eliminació 📕 i
- edició dels registres: seleccionant una línia de la grid.

Diferent informació a mostrar:

🖲 Médicos 🔍 Centros 🔍 Relación Centro Solicitante-Destino 🔍 Tipo Notificación 🔍 Sedes

<u>Metges</u>

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



+

10/06/2020

						Buscar	**	
Medico	* Nombre	Número de colegiado	Email	Cipo centro	© Centro	Especialidad	Pasivo	٢
0	EDIT LOPEZ-GRADO NERIN					GIN	1	
001249	AGUSTIN MONDEJAR RODRIGUEZ					PED		
002981	ELVIRA PALAU CAMARASA					MED		
003219	EULALIA ANDREU CASAÑAS							
003987	RICARD CANALS GONZALEZ							
005624	JAUME MURTRO CHAO							
006436	JUDITH CUSPINERA VIÑAS					MED		
006439	CRISTINA PRAT ASENSIO					MED		
006865	IRMA MIRANDA CHUECA					MED	1	
006959	JOSEFINA BELMONTE PARDO					ODO		
007075	EVA PABLOS HERRERO					MED		
007249	CLARA ORTI SEGARRA					MED		
007518	GABRIELA SEVERINO SILVA							

Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 1,164 registros

Quan fem clic sobre una fila dels registres de la llista de metges s'obre un panell amb tota la informació d'aquest, aquesta informació serà editable i podrem modificar-la i guardar-la amb

							Buscar:	
Medico	* Nombre	Número de colegiado	Email	Tipo	centro	Centro	Especialidad	Pasivo
D							GIN	1
001249							PED	
002981							MED	
003219								
003987								
005624								
006436							MED	
006439							MED	
06859							MED	•
07075							MED	
007249							MED	
007518								
Mostrando	o registros del 1 al 40 de un total de 1,164 reg	istros						
	Médicos			Especialidad	PED			
	Nombre							
	1er. Apellido			2º Apellido				
	N9 cologiado	e l		Email				
	Nº Colegiado							

Si el que volem és eliminar la relació del metge seleccionat amb el client, simplement una

vegada seleccionat en la llista, premerem sobre el botó d'eliminar i aque eliminat, que en aquest cas es posarà a passiu i surt aquest missatge:

i aquest serà



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Quan fem clic sobre una fila dels registres de la llista de centre s'obre un panell amb tota la informació d'aquest, aquesta informació serà editable i podrem modificar-la i guardar-la amb

el botó

Si el que volem és eliminar la relació del centre seleccionat amb el client, simplement una

vegada seleccionat en la llista, premerem sobre el botó d'eliminar eliminat, que en aquest cas es posarà a passiu i surt aquest missatge: i aquest serà



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



centre sol·licitant i destí, aquesta informació serà editable i podrem modificar-la i guardar-la



Si el que volem és eliminar la relació, amb el botó d'eliminar s'elimina la relació i apareix el missatge:



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



<u>Tipus de Notificació</u>



Seus assignades a un Client

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

			exploraciones	
	O Médic	os 🔍 Centros 🔍 Relación Centro Solicitante-D	estino 🔍 Tipo Notificación 🖲 Sedes	
				+
				Buscar:
Código Sede	▲ Sede			\$
UDIAT	UDIAT			
Mostrando registros del 1 al 1	de un total de 1 registros			
Per assignar un o el botó	a nova seu	a un client, amb el botó 🗕	, seleccionem la s	seu i es guarda
	Sede:		✓	
i la seu ja està	ı assignada	al client dona el següent m	nissatge:	
		Atención Ya existe una sede co	on ese ID	1

~

10/06/2020

2.6.2.3.2. MANTENIMENT DE CATÀLEG EN CLIENTS

En aquesta pantalla podrem mantenir els catàlegs associats a Centres/Clients en sistemes on aquest tipus de manteniment estigui permès.

Cercant pel Codi del Catàleg (Tipus d'Exploració) es mostra el resultat en dues taules, una amb els clients que no tenen aquest catàleg assignat, i una altra amb els clients que sí tenen aquest catàleg assignat.

La cerca per catàleg permet cercar catàlegs actius i passius. Clicant el botó de la lupa de catàleg es permet fer cerques per Codi i Descripció.

La cerca de clients i l'alta de catàlegs es farà per clients amb contracte vigent.

	INFORME TC MUSCUL-ESQUELETIC		OMostrar Activos y Pasivos
sin el catá	álogo asignado		Cliente con el catálogo asignado
	Buscar:		Buscar:
ligo cliente	Nombre del centro	▲ Pasivo 🗘	Código cliente 🔷 Nombre del centro 🔷 Pasivo
10	SERVEI CATALA DE LA SALUT		U750 Hospital General de Granollers
	ICS		Seleccionar Todo / Limpia
UD	Can Rull-Servei d'Atenció Primaria		Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros selección
31	Corporació de Salut del Maresme i la Selva		
)43	Hospital de Puigcerda		
)45	ALTHAIA, Xarxa Ass. de Manresa, Fun.Priv. (H.G.MANRESA)		
047	ALTHAIA, Xarxa Ass. de Manresa, Fun.Priv. (C.C.MANRESA)		
012	Hospital Comarcal de l'Alt Penedes		
063	Institut Català d'Oncologia		
23	Hospital de Campdevanol		
24	Hospital de Figueres		
29	Mutua de Terrassa		
36	Hospital de Mataró		
44	Consorci Sanitari de Terrassa		
45	Hospital General de Vic		
55	Hospital Residencia Sant Camil		
57	Hospital Comarcal Sant Bernabe de Berga		
53	Hospital Universitari de San Joan-Reus		
4	Hospital Sant Joan de Deu-Martorell		
57	Hospital Sant Pau i Santa Tecla		
98	Fundació Privada Hospital de Mollet		



10/06/2020

2.6.2.3.3. MANTENIMENT CONTRACTES

En aquesta pantalla podrem mantenir la taula de contractes, editant, afegint i fins i tot eliminant registres d'aquesta i de totes les seves taules associades.

Al principi se'ns presenta la pantalla buida de dades i hem d'inserir un client, ja sigui escrivint directament el codi del client o donant-li a la lupa i navegant a la pantalla del llistat de clients per seleccionar un.



Una vegada fet això, clicant el botó del camp de contracte podrem veure un llistat amb tots els contractes associats a aquest client.

Criterios de selección				
Id. Cliente ICS		Contrato 46		
V Contrato				
Expediente	1	Agenda		🗹 Cambio Programación
Fecha inicio	01/01/2051	Fecha fin	01/01/2051	🗹 Factura separada por sucursales
Forma de Pago	desc	Plazo de pago		Se necesita papel solicitud patología
Formato de la factura	Abonament ~	Orden Línea Factura		✓ Se necesita papel solicitud SDI
Agrupado con factura aparte	desc			🗹 No facturar pruebas repetidas
	O Demoras / Prioridad	O Especificaciones de Progr	amación 🔿 Períodos Tarif	arios O Tarifas



Si cliquem en la lupa de cerca de contracte abans d'haver introduït un client ens sortirà el següent missatge.



En el llistat de contractes que se'ns mostra deurem seleccionar un d'ells i després clicar en el *CheckBox* de confirmació perquè així se'ns carregui en la pantalla principal tota la informació referent a aquest.



Contrato						
	Contrato	Expediente	Fecha inicio	Fecha fin		
	28	1	01/01/2003	31/12/2050		
►	46	1	01/01/2051	01/01/2051		
2 Registros Pag. 1 de 1						

Tot seguit es carrega tota la informació referent a aquest contracte en els camps superiors de la finestra i a sota en les quatre pestanyes, igual que en l'apartat de clients, se'ns carregarà tota la informació referent a:

- Demores / Prioritat
- Especificacions de Programació
- Períodes Tarifaris
- Tarifes

Les accions que podem fer amb la informació referent al contracte són Afegir i Modificar, ja que en aquest punt no ens deixarà eliminar contractes de manera íntegra.

Per modificar les dades d'un contracte ja carregat hem de fer clic en el botó de

modificar 🔛

Tot seguit tots els camps exceptuant el dels ID's se'ns tornaran editables, per la qual cosa ja podem editar tota la informació. Els podem modificar i per salvar els canvis solament haurem

de fer clic en el CheckBox que ens ha aparegut a la zona dels botons. I i si tot ha anat correctament ens mostrarà el missatge oportú.



Si el que volem és afegir un contracte nou a aquest client clicarem en el botó se'ns mostrarà una finestra emergent amb totes les dades a emplenar per a la creació del registre.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

		Nuevo Contrat	0	
Id. Cliente Expediente	ICS		Agenda	 Cambio Programación Factura separada por sucursales
Fecha inicio		Fecha fin		🔲 Se necesita papel solicitud patología
Forma de Pago		Plazo de pago	,	Se necesita papel solicitud SDI
Formato de la factura	•	Orden Línea Factura	۲	No facturar pruebas repetidas
Agrupado con factura aparte	h			
		- 		

Cadascuna de les quatre opcions de cerca està relacionada amb una taula. La primera pestanya és Demores / Prioritat.

	🖲 Demoras / Prioridad 🔍 Especificaciones de	Programación 🔍 Períodos Tarifarios 🔍 Tarifas
		📫 🕂 🛍
		Search:
Contrato	Prioridad	♦ Demora
46	1	25
	Showing 1 to 1 of 1 entries	
Si no existeix	en demores polsant el botó	es podrà donar d'alta una demora i
	Demoras / Prioridad	
	Contrato 46	Prioridad
	Demora	
		🗸 🗙
nostrarà el se	egüent missatge.	
Г	Atomoi	6
	Atenci	on
	Demora creada co	prrectamente
L		
En aauesta :	secció es tractarà el mantenime	nt de la taula de demores / prioritat, en
ccionarun	contracte se'ns ha carreaat un a	rid en aquesta secció amb totes les dades
	connacto sons na canogar on gi	

referents al contracte seleccionat, aquestes dades, com sempre, podrem Editar-los

1

Eliminar-los

o fins i tot afegir 💻

un registre mes. Una nova funcionalitat que tenim

pel que fa al manteniment de clients és l'opció de Copiar 느

Aquí podrem copiar totes les dades referents a Demores i Prioritat d'aquest client, per copiar-los sobre un altre client a través del seu panell especifico per a això.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Copia	de Demoras/Prioridades	5
DEId. Cliente ICS /	ICS Contrato	0 46
A Id. Cliente ACTI	A MUTUA 200 🔻 Contrato	D T
		X

Per editar els registres s'usés el panell inferior que apareix en clicar el registre que volem editar.



Cada acció realitzada sobre aquesta taula obtindrà el seu corresponent missatge del sistema.

Quan modifiquem una demora correctament:



Quan eliminem una demora:



Quan intentem copiar les demores sobre el nostre mateix contracte:

Co	opia de Demoras/Pri	oridades		
DEId. Cliente I	ICS / ICS	Contrato	46	
A Id. Cliente	A.S.P. 🔻	Contrato	•]
No se pueden	copiar Demoras a sí	mismo	 ✓ 	×

Quan es copien les demores correctament:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





Quan el contracte destino ja conté dades i per tant no poden ser copiades demores sobre ell:



Aquesta funcionalitat es repetirà per a les tres pestanyes/taules més que componen aquesta secció.

Especificacions de Programació: Tindrem també la mateixa funcionalitat que per a la pestanya de Demores, creació, eliminació i edició, mostrant els seus respectius missatges per a cada acció com vam mostrar a continuació.

Criterios de selección						
d. Cliente ICS		Contrato	46			•
🗸 Contrato						
xpediente	1	Agenda		Cambio Pro	ogramación	
echa inicio	01/01/2051	Fecha fin	01/01/2051	🗹 Factura se	parada por sucursales	
orma de Pago	desc	Plazo de pago		Se necesita	a papel solicitud patología	a
ormato de la factura	Abonament	 Orden Línea Factu 	ra	▼ Se necesita	a papel solicitud SDI	
grupado con factura aparte	desc			No factura	r pruebas repetidas	
	Domoras / Drioridad	Constituentes de l		das Tarifarias 🖉 Tarifas		
	Demoras / Prioridad	Especificaciones de l	rogramación 🔍 Perio	uos taritarios — taritas		
					•	
					Search:	
Contrato 🗘 Catálogo explo	raciones 🗘 T	ipo de paciente	Priorizable	Agenda por Cliente	Agenda por Centro	
46	7000062	01				
	Showing 1 to 1 of 1 entr	ries				
Γ	Regi	Atenc stro creado o	ión :orrectamer	nte		
L						
Es podran copiar	especificacions	de programad	ció prement e	el botó 📭.		
ració Parc Taulí						

Corp UDIA Centre d'Imatge Mèdica Digital

D7 Manuai Usuari.


Copia d	e Especificaciones de	e Program	nación	
DEId. Cliente	ICS / ICS	Contrato	46	
A Id. Cliente	•	Contrato	•	
			 I 	×

Al seleccionar un registre de la taula s'editaran els seus camps i acceptant les modificacions

es mostrarà el següent missatge.



Seleccionant un registre i prement el botó s'eliminarà el registre i es mostrarà el següent missatge per corroborar que es vol eliminar la relació.



Up cop acceptat el missatge d'eliminació es mostrarà el següent missatge.



Períodes Tarifaris: Tindrem també la mateixa funcionalitat que per a la pestanya de Demores, creació, eliminació i edició, mostrant els seus respectius missatges per a cada acció com vam mostrar a continuació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





Quan afegim:



Quan eliminem:



En aquest cas, clicant en el botó de copiar el contingut de les tarifes se'ns obrirà el següent panell.



Aquí podem seleccionar tant el client, el contracte i el període d'origen com el de destinació a altra de sumar-li un increment percentual en el cas que sigui necessari.

A Tarifes tindrem també la mateixa funcionalitat que per a la pestanya de Demores, creació, eliminació i edició, mostrant els seus respectius missatges per a cada acció com vam mostrar a continuació.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



		Demoras / Pri	oridad 🔍 Especificaciones de Pr	ogramación 🤅	Períodos T	arifarios 🖲 Tarif	as		
								+	Î
							P	eríodo Tarificado	•
							Search:		
Contrato	Período	Catálogo exploracione	s 🗘 Descripción	01	Concepto	Precio	Cantidad	Autorización	\$
46	13	7000062	RM-ANGIO AORTA TORACI	ICA.	ANE	125,00	55		
		Showing 1 to 1	of 1 entries						
	Ta Pe Ca Co	nrifas eríodo atálogo exploraciones oncepto antidad	13 T RM-ANGIO AORTA TORACICA. T Anestèsia T 55	Descrip Precio	ción RM-AI 125,0	NGIO AORTA TORA 0	LICA.		
							× ×		

En aquesta secció en concret tenim un filtre que no existia en seccions anteriors. Període Tarificat.

Periodo Tarificado	4	•	
--------------------	---	---	--

Ja que solen haver-hi molts registres sobre aquesta taula, s'ha decideixo incloure un filtre per fer mes fàcil la cerca d'informació.

Quan s'intenta crear una tarifa que ja existeix o modificar una tarifa deixant-la igual a una que ja existeix el sistema et llança el següent missatge.

Atención
Ya existe esta tarifa.

Quant a la resta de funcionament és exactament igual als apartats anteriors.

Atención Tarifa actualizada correctamente	
Quan donem d'alta:	
Atención	٦
Tarifa creada correctamente	

Quan editem o modifiquem:

Quan eliminem:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020



2.6.2.4. MANTENIMENT DURADA EXPLORACIÓ

En aquest manteniment es pot definir la durada de les exploracions segons tipus de pacient i aparell seleccionat.

iento Duración Exploración				
+				
			Buscar:	
Tipo exploración	▲ Tipo de paciente	Duración	Aparato	\$
7000136	01	30	RMCAM	A
7000136	01	30	R2	
7000136	01	30	R1	
7000136	02	30	RMCAM	
7000136	02	30	R2	
7000136	02	30	R1	
7000136	03	30	RMCAM	
7000136	03	30	R2	
7000136	03	30	R1	
7000151	01	30	RMCAM	

Seleccionant un registre de la taula es podran modificar les dades de l'exploració prement





			Buscar:
Tipo exploración	▲ Tipo de paciente	≜ Duración	Aparato
7000136	01	30	RMCAM
7000136	01	30	R2
7000136	01	30	R1
7000136	02	30	RMCAM
7000136	02	30	R2
7000136	02	30	R1
7000136	03	30	RMCAM
7000136	03	30	R2
7000136	03	30	R1
7000151	01	30	RMCAM
7000151	01	30	R2
7000151	01	30	R1
7000151	02	30	RMCAM
7000151	02	30	R2
7000151	02	30	R1
7000151	03	30	RMCAM
7000151	03	30	R 7
Mostra	ndo registros del 1 al 40 de un total de 10	8 registros	
Tipo exploración : 7	000151 - RM PELVICA		T
Tino de naciente · 0	1 - Ambulatori		•

Tant la Modificació com l'Alta validen que no pugui existir un registre amb algun dels camps sense informar i avisarà a l'usuari que falta informar un dels camps.

La Modificació d'un registre valida que els codis de Tipus d'Exploració, Tipus Pacient i Aparell estiguin actius. En cas de seleccionar un registre de la taula amb un codi passiu es mostrarà un avís per pantalla indicant que aquell registre conté un camp a passiu, i mostrarà el combo del camp en qüestió a '(no selection)'. Aquest registre no es podrà modificar fins que en aquest camp s'informi un codi actiu correcte.

+	Prement el botó d'Alta l'usuari podrà donar d'alta un nou registre.
Registro	

Alta		X
Tipo exploración :	(no selection)	
Tipo de paciente :	(no selection)	
Duración (min) :	0	
Aparato :	(no selection)	

Si el registre ja està donat d'alta s'informarà a l'usuari quan l'intenti guardar.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



ŵ

Seleccionant un registre de la taula i prement el botó d'eliminar l'usuari podrà esborrar un registre de la taula.



2.6.2.5. MANTENIMENT RESTRICCIÓ DE RADIÒLEGS PER TIPUS DE PROVA

En aquest manteniment es pot definir el tipus d'activitat (tipus d'informes) que podrà fer un radiòleg. Serveix per restringir l'activitat de cada professional a determinats tipus de proves i prioritats

		Search:
Profesional	Tipo prueba	🗘 Editar
ALGUER - ALGUERSUARI CABISCOL, ANNA	AX - Telemando digital 1	/
ALGUER - ALGUERSUARI CABISCOL, ANNA	AX - Telemando digital 2	1
ALGUER - ALGUERSUARI CABISCOL, ANNA	AX - Telemando digital 3	1
ALGUER - ALGUERSUARI CABISCOL, ANNA	RF - Telemando digital 1	1
ALGUER - ALGUERSUARI CABISCOL, ANNA	RF - Telemando digital 2	1
ALGUER - ALGUERSUARI CABISCOL, ANNA	RF - Telemando digital 3	1
BALLEST - BALLESTEROS GOMIZ, EVA	CT - TACS 1	1
BALLEST - BALLESTEROS GOMIZ, EVA	CT - TACS 2	1
BALLEST - BALLESTEROS GOMIZ, EVA	CT - TACS 3	1
FALCO - FALCO FAGES, JOAN	RF - Telemando digital 1	1
FALCO - FALCO FAGES, JOAN	RF - Telemando digital 2	/
FALCO - FALCO FAGES, JOAN	RF - Telemando digital 3	1
GANAU - GANAU MACIAS, SERGI	MG - Mamografia 1	1
GANAU - GANAU MACIAS, SERGI	MG - Mamografia 2	/
GANAU - GANAU MACIAS, SERGI	MG - Mamografia 3	
GUMA - GUMÀ GONZALEZ, JOAN R.	NM - Medicina nuclear 1	1
GUMA - GUMÀ GONZALEZ, JOAN R.	NM - Medicina nuclear 2	1
GUMA - GUMÀ GONZALEZ, JOAN R.	NM - Medicina nuclear 3	1
LLURI - RIERA SOLER, LLUIS	CT - TACS 1	
LLURI - RIERA SOLER, LLUIS	CT - TACS 2	1
LLURI - RIERA SOLER, LLUIS	CT - TACS 3	1
	MR - Ressonància	
LLONI MENA JOLEN, LLUID	magnètica	1

Seleccionant un registre de la taula i clicant al botó d'Editar es podran modificar les dades



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



		Buscar:	
Profesional	Tipo prueba	Prioridad	🗘 Editar
MCIMD - PROVES CIMD, METGE	CT - TACS	1	1
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros			
Profesional MCIMD - PROVES CIMD, ME •			×
Tipo prueba CT - TACS 🔹			
Prioridad 1 - Alta			

Tant la Modificació com l'Alta validen que no pugui existir un registre amb algun dels camps sense informar i avisarà a l'usuari que falta informar un dels camps.

A cada camp, els valors que apareixen a la llista de valors possibles (codis de Professional, Tipus de Prova i Prioritat) sempre són codis actius.

+

Prement el botó d'Alta l'usuari podrà donar d'alta un nou registre.

Si el registre ja està donat d'alta s'informarà a l'usuari quan l'intenti guardar.

Seleccionant un registre de la taula i prement el botó d'eliminar l'usuari podrà esborrar un registre de la taula.



Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



2.6.2.6. MANTENIMENT AGENDES

Aparato : v	Mostrar Activos y Pasivos Mostrar Activos y Pasivos Buscari	
Línea Actividad:	Mostrar Activos y Pasivos Buscari	
	Buscar:	
	Buscar:	_
Descripción 🗘 Aparato	▲ Línea Actividad	
Agenda3 ALEUD	ALEUD	Ĩ 🔺
ecg vascular ECGVAS	8888	
ecg mamo ECGVAS	MAMCRI	
Agenda 4 ECOT1	LINIA1	1
Agenda 7 ECOT2	LINIA1	
Agenda 5 ECOT2	LINIA2	
Agenda 6 ECOUD1	LINIA1	
Agenda Esterotàxia ESTER	LEstero	
7000603 GAMMA1	MN_7000603	
7000604 GAMMA1	MN_7000604	
7000605 GAMMA1	MN_7000605	
7000606 GAMMA1	MN_7000606	
7000609 GAMMA1	MN_7000609	
7000611 GAMMA1	MN_7000611	
7000612 GAMMA1	MN_7000612	
7000613 GAMMA1	MN_7000613	
7000614 GAMMA1	MN_7000614	
7000615 GAMMA1	MN_7000615	
7000620 GAMMA1	MN_7000620	
7000621 GAMMA1	MN_7000621	
7000623 GAMMA1	MN_7000623	
7000625 GAMMA1	MN_7000626	
700628 GAMMA1	MN_7000628	
700629 GAMMA1	MN_7000629	
7000630 GAMMA1	MN_7000630	-

Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 56 registros

Aquesta pantalla permet el manteniment de les agendes afegint agendes noves



modificant les dades de la següent pantalla o eliminant-les

També es pot filtrar per aparell i per línia d'activitat per fer el manteniment.

Una Agenda es pot definir a partir d'un aparell i d'una línia d'activitat. Per determinar una exploració concreta a quina Agenda o Agendes la podem assignar haurem de tenir en compte la següent informació:

- Actualment en el SISD disposem de la relació entre aparells i tipus d'exploració, de forma que a cada aparell se li assigna el tipus d'exploració que pot realitzar.
- Cada tipus d'exploració té assignat un tipus de prova.
- Es disposa de la relació entre tipus d'exploració i òrgan sistema. A cada tipus d'exploració se li assignen els òrgan sistemes amb els que pot treballar. Si la línia d'activitat no ve donada pel tipus de prova es determinarà a partir de l'òrgan sistema.
- En alguns casos es reserven franges per realitzar exploracions amb anestesia, de qualsevol òrgan sistema, per tal de que pugui haver-hi present un anestesista.



÷

		Î	 Image: A start of the start of	×	
Descripción:	7000605				
Aparato :	GAMMA CAMARA 2 CAPÇAL - GAMMA1	۳			
Línea Actividad:	Cisternogammagrafia	Ŧ			

Les agendes són organitzacions homogènies del temps, en les que s'assigna data i hora a les exploracions que realitzarà cada un dels dispositius de radiologia.

Les agendes es definiran en cicles que no hauran de ser necessàriament setmanals.

La Gestió d'Agenda i la configuració d'Agenda estan definides en els punts 2.4.1 i 2.4.2.

2.6.2.7. MANTENIMENT LÍNIES D'ACTIVITAT

Aquesta pantalla permet el manteniment de les línies d'activitat afegint de noves



															Bus	car:	
Código 🗘	Nombre	Org. T. Sist. Exploración	Grupo Exploraciones	Cliente \$	Centro \$	Tipo centro ≎	Avan \$	24m	Prev	No Par	Cont	1Serie	Pasivo \$	Programable \$	Anestesia ≎	Standard \$	Restricción
MN_GALLI	GALLI		GALLI											~			
4N_GAMM1	GAMM1		GAMM1											đ			
4N_7000611	GAMMAGRAFIA DE LA MEDUL.LA MACROFAGICA	7000611															
IN_7000612	Gammagrafia de mama	7000612												4			
N_7000613	Gammagrafia de mucosa gàstric ectòpica (MECKEL)	a 7000613												1			
4N_7000614	Gammagrafia de refluix gàstric	7000614												4			
IN_7000615	Gammagrafia de tiroides	7000615												4			
IN_7000609	Gammagrafia d'Hemorràgia Digestiva	7000609												1			
IN_7000620	GAMMAGRAFIA HEPATOBILIAR- IDA	7000620												a			
IN_7000621	Gammagrafia hepatoesplènica	7000621												4			
N_7000623	Gammagrafia òsia	7000623															
IN_7000626	Gammagrafia paratiroidea	7000626												1			
IN_7000628	Gammagrafia pulmonar de perfusió	7000628												1			
N_7000629	Gammagrafia pulmonar de ventilació	7000629												ď			
4N_7000630	Gammagrafia renal cortical	7000630												đ			

o bé modificant alguna dada amb la següent pantalla.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Código:	MN_GALLI	Nombre:	GALLI	× ×
Órgano / Sistema:	•	Tipo exploración:	•	Pasivo
Grupo Exploraciones:	GALLI	Cliente:	•	
Centro:		Tipo centro:		
Tipo Control:	Avan 24m Cont Prev No	Par 1ª Serie		
	✓Programable	Anestesia	Standard	
Restricción:	•			

Dades a informar:

- Codi línia d'activitat: obligatori
- Nom: obligatori. Descripció de la Línia d'activitat
- Òrgan-sistema: opcional. Sols s'informarà si es vol que la línia d'activitat sigui específica per un òrgan-sistema.
- Tipus exploració: opcional. Sols s'informarà si es vol que la línia d'activitat sigui específica per un Tipus d'exploració.
- Grup exploracions: opcional. Sols s'informarà si es vol que la línia d'activitat sigui específica per un grup d'exploracions.
- Client: opcional. Sols s'informarà si es vol que la línia d'activitat sigui específica per un determinat client.
- Tipus centre i Centre: opcional. Sols s'informarà si es vol que la línia d'activitat sigui específica per un determinat centre.
- Tipus Control: sols s'informarà en cas de línies d'activitat de Cribratge de mama
- Programable: Es marcarà sempre que la Línia d'activitat no sigui específica per exploracions urgents. Si no es marca, sols es podrà programar de manera forçada en aquesta línia d'activitat.
- Anestesia: es marcarà quan la línia d'activitat sols es pugui fer servir per exploracions que requereixen Anestesia
- Standard: es marcarà quan la línia d'activitat sols es pugui fer servir per exploracions marcades com a Standard
- Restricció: opcional. Si s'informa sols es podrà programar en aquesta línia d'activitat exploracions marcades amb aquesta restricció.



10/06/2020



2.6.2.8. MANTENIMENT DEMOGRÀFICS

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



1

10/06/2020

2.6.2.8.1. MANTENIMENT PAÏSOS

			Buscar:		
Código	País	Pasivo	Editar	Eliminar	
1		1	1	X	
001	AAA	A	1	X	
999	aaaaa	I	1	X	
401	AFGANISTAN		1	X	
101	ALBANIA		1	X	
126	ALEMANYA		1	X	
203	ALGERIA		1	X	
124	ANDORRA		1	X	
202	ANGOLA		-	X	
310	ANTIGUA I BARBUDA		1	X	
402	ARABIA SAUDITA		1	$\mathbf{\hat{x}}$	
340	ARGENTINA		1	Ŷ	
148	ARMENIA		5	Ŷ	
501	AUSTRALIA		1	Ŷ	
102	AUSTRIA			$\hat{\mathbf{x}}$	
442	AZERGAIDJAN		1	$\hat{\mathbf{x}}$	
311	BAHAMES			$\mathbf{\hat{x}}$	
403	BAHRAIN		1	$\mathbf{\hat{x}}$	
404	BANGLA-DESH			$\mathbf{\hat{x}}$	
312	BARBADOS		1	$\mathbf{\hat{x}}$	
103	BELGICA			$\mathbf{\hat{\mathbf{x}}}$	
313	BELIZE		-	$\mathbf{\hat{\mathbf{x}}}$	
204	BENIN			$\mathbf{\hat{x}}$	
406	BHUTAN			Ŷ	
138	BIELORUSSIA			Ŷ	
341	BOLIVIA			$\mathbf{\hat{x}}$	
145	BOSNIA I HERZEGOVINA			$\mathbf{\hat{v}}$	
205	BOTSWANA			Ŷ	
342	BRASI			$\mathbf{\hat{v}}$	
439	BRUNET			$\mathbf{\hat{\nabla}}$	
104	BULGARIA			$\mathbf{\hat{v}}$	
201	BURKINA FASO			$\mathbf{\hat{v}}$	
206	BURUNDI			\diamond	
	BURUNDI			\diamond	

Mantenimiento Países

Es poden realitzar les següents accions:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Eliminar un país amb el botó X



Un cop acceptat el missatge s'elimina el registre.



10/06/2020

2.6.2.8.2. MANTENIMENT PROVÍNCIA

Cádigo Provincia Prefijo Tel. País Pasivo Editar 99 aaaaAAA 999 ESPANYA Image: Comparison of the second of the seco	
Código Provincia Prefijo Tel. País Pasvo Editar 99 asaaAAA 999 ESPANYA Image: Construction of the second of the	
999 вававААА 999 ESPANYA Image: Constraint of the second of the s	r Eliminar
33 ASTURIES 98 ESPANYA Image: Strategy Str	X î
D8BARCELONA93ESPANYA48BISCAIA94ESPANYA10CACERES927ESPANYA11CADIS956ESPANYA29CANTABRIA942ESPANYA12CASTELLO964ESPANYA13CIUDAD REAL926ESPANYA14CORCA969ESPANYA15CONCA969ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA15DESCONEGUTESPANYA17GIRONA972ESPANYA18GRANADA958ESPANYA20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA22JAEN953ESPANYA23JAEN953ESPANYA24LIEDA973ESPANYA25LLS PALMAS G.C.928ESPANYA26LA RIOJA951ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MALAGA95ESPANYA20MURCIA95ESPANYA	X
H8BISCAIA94ESPANYA10CACERES927ESPANYA111CADIS956ESPANYA239CANTABRIA942ESPANYA120CASTELLO964ESPANYA131CEUTA956ESPANYA141CONCA969ESPANYA151CONCA969ESPANYA144CORDOVA957ESPANYA154CONCA957ESPANYA154GIRONA972ESPANYA155GIRONA972ESPANYA166GUADALAJARA949ESPANYA177GIRONA958ESPANYA188GRANADA958ESPANYA199GUADALAJARA949ESPANYA200GUIPUSCOA943ESPANYA211HUELVA959ESPANYA223JAEN953ESPANYA233JAEN953ESPANYA244LLEO987ESPANYA255LLEIDA973ESPANYA264LLEO987ESPANYA274LUGO982ESPANYA284MADRID91ESPANYA295MALAGA95ESPANYA296MALAGA95ESPANYA297MALAGA95ESPANYA298MALAGA95ESPANYA299MALAGA95ESPANYA290MALAGA95ESPANYA291MALAGA95ESPANYA <td>X</td>	X
10 CACERES 927 ESPANYA 11 CADIS 956 ESPANYA 29 CANTABRIA 942 ESPANYA 12 CASTELLO 964 ESPANYA 12 CASTELLO 964 ESPANYA 13 CEUTA 956 ESPANYA 14 CONCA 969 ESPANYA 14 CORDOVA 957 ESPANYA 15 GIRONA 972 ESPANYA 16 GUADALAJARA 949 ESPANYA 17 GIRONA 958 ESPANYA 18 GRANADA 959 ESPANYA 19 GUADALAJARA 949 ESPANYA 115 LA CORUNYA 981 ESPANYA 123 JAEN	X
11CADIS956ESPANYA39CANTABRIA942ESPANYA12CASTELLO964ESPANYA13CEUTA956ESPANYA13CIUDAD REAL926ESPANYA14CORDOVA969ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA14GIRONA972ESPANYA15GIRONA972ESPANYA16GUADALAJARA949ESPANYA17HUELVA959ESPANYA18GRANADA949ESPANYA19GUADALAJARA949ESPANYA20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA23JAEN953ESPANYA24LA CORUNYA981ESPANYA25LAS PALMAS G.C.928ESPANYA26LA RIOJA941ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MALAGA95ESPANYA20MURCIA968ESPANYA	X
399CANTABRIA942ESPANYA12CASTELLO964ESPANYA13CEUTA956ESPANYA13CIUDAD REAL926ESPANYA14CORCA969ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA15DESCONEGUTESPANYA17GIRONA972ESPANYA18GRANADA958ESPANYA19GUADALAJARA949ESPANYA20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA23JAEN953ESPANYA24LA CORUNYA981ESPANYA25LLEIDA973ESPANYA26LA RIOJA941ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MALAGA95ESPANYA20MURCIA968ESPANYA	X
12CASTELLO964ESPANYA51CEUTA956ESPANYA13CIUDAD REAL926ESPANYA14CORCA969ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA15DESCONEGUTESPANYA17GIRONA972ESPANYA18GRANADA958ESPANYA19GUADALAJARA949ESPANYA20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA23JAEN953ESPANYA24LA CORUNYA981ESPANYA25LLEIDA973ESPANYA26LA SPALMAS G.C.928ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MALAGA95ESPANYA20MURCIA968ESPANYA	X
51CEUTA956ESPANYA13CIUDAD REAL926ESPANYA14CORCA969ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA14CORDOVA957ESPANYA17GIRONA972ESPANYA18GRANADA958ESPANYA19GUADALAJARA949ESPANYA20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA23JAEN953ESPANYA24LA CORUNYA981ESPANYA25LAS PALMAS G.C.928ESPANYA26LA RIOJA941ESPANYA27LUGO987ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MALAGA95ESPANYA21NAVARRA948ESPANYA	X
13CIUDAD REAL926ESPANYAImage: Sepanya14CONCA969ESPANYAImage: Sepanya14CORDOVA957ESPANYAImage: Sepanya14CORDOVA957ESPANYAImage: Sepanya15GIRONA972ESPANYAImage: Sepanya18GRANADA958ESPANYAImage: Sepanya19GUADALAJARA949ESPANYAImage: Sepanya20GUIPUSCOA943ESPANYAImage: Sepanya21HUELVA959ESPANYAImage: Sepanya23JAEN953ESPANYAImage: Sepanya24LA CORUNYA981ESPANYAImage: Sepanya25LLEIDA973ESPANYAImage: Sepanya24LLEO987ESPANYAImage: Sepanya25LUGO982ESPANYAImage: Sepanya26MADRID91ESPANYAImage: Sepanya27LUGO95ESPANYAImage: Sepanya28MADRID91ESPANYAImage: Sepanya29MALAGA95ESPANYAImage: Sepanya29MALAGA95ESPANYAImage: Sepanya20MURCIA968ESPANYAImage: Sepanya21NAVARRA948ESPANYAImage: Sepanya	X
166CONCA969ESPANYAImage: Secone se	X
144CORDOVA957ESPANYAI0DESCONEGUTESPANYAI177GIRONA972ESPANYAI188GRANADA958ESPANYAI190GUADALAJARA949ESPANYAI201GUIPUSCOA943ESPANYAI21HUELVA959ESPANYAI23JAEN953ESPANYAI24LA CORUNYA981ESPANYAI25LAS PALMAS G.C.928ESPANYAI24LLEO987ESPANYAI25LLEIDA91ESPANYAI26MADRID91ESPANYAI27LUGO982ESPANYAI28MADRID91ESPANYAI29MALAGA95ESPANYAI29MURCIA968ESPANYAI20MURCIA948ESPANYAI	X
DesconegutESPANYAImage: Conegut (Conegut)ESPANYAImage: Conegut (Conegut)17GIRONA972ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)Image: Conegut)18GRANADA958ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)Image: Conegut)19GUADALAJARA949ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)Image: Conegut)20GUIPUSCOA943ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)Image: Conegut)21HUELVA959ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)Image: Conegut)23JAEN953ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)Image: Conegut)24LA CORUNYA981ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)25LLEIDA973ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)24LLEO987ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)25LUGO982ESPANYAImage: Conegut)Image: Conegut)28MADRID91ESPANYAImage: Conegut)29MALAGA95ESPANYAImage: Conegut)29MELILLA95ESPANYAImage: Conegut)20MURCIA968ESPANYAImage: Conegut)21NAVARRA948ESPANYAImage: Conegut)	X
17GIRONA972ESPANYAImage: Sepanya18GRANADA958ESPANYAImage: Sepanya19GUADALAJARA949ESPANYAImage: Sepanya20GUIPUSCOA943ESPANYAImage: Sepanya21HUELVA959ESPANYAImage: Sepanya23JAEN953ESPANYAImage: Sepanya24LA CORUNYA981ESPANYAImage: Sepanya25LAS PALMAS G.C.928ESPANYAImage: Sepanya24LLEO987ESPANYAImage: Sepanya25LUEIDA951ESPANYAImage: Sepanya26MADRID91ESPANYAImage: Sepanya27LUGO982ESPANYAImage: Sepanya28MADRID91ESPANYAImage: Sepanya29MALAGA95ESPANYAImage: Sepanya29MALAGA95ESPANYAImage: Sepanya29MALAGA95ESPANYAImage: Sepanya29MALAGA95ESPANYAImage: Sepanya20MURCIA968ESPANYAImage: Sepanya21NAVARRA948ESPANYAImage: Sepanya	X
18GRANADA958ESPANYA19GUADALAJARA949ESPANYA20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA23JAEN953ESPANYA15LA CORUNYA981ESPANYA26LA RIDJA941ESPANYA27LUGO987ESPANYA28LLEIDA973ESPANYA27LUGO987ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MELILLA95ESPANYA29MURCIA968ESPANYA21NAVARRA948ESPANYA	X
19GUADALAJARA949ESPANYA20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA23JAEN953ESPANYA24LA CORUNYA981ESPANYA25LAS PALMAS G.C.928ESPANYA26LARIOJA973ESPANYA27LUGO987ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MELILLA95ESPANYA20MURCIA968ESPANYA21NAVARRA948ESPANYA	X
20GUIPUSCOA943ESPANYA21HUELVA959ESPANYA23JAEN953ESPANYA24LA CORUNYA981ESPANYA25LAS PALMAS G.C.928ESPANYA26LLEIDA973ESPANYA27LUGO987ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MURCIA958ESPANYA20MURCIA968ESPANYA	X
Participation </td <td>X</td>	X
23JAEN953ESPANYA15LA CORUNYA981ESPANYA26LA RIOJA941ESPANYA25LAS PALMAS G.C.928ESPANYA25LLEIDA973ESPANYA24LLEO987ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MELILLA958ESPANYA20MURCIA968ESPANYA	X
15LA CORUNYA981ESPANYA26LA RIOJA941ESPANYA25LAS PALMAS G.C.928ESPANYA25LLEIDA973ESPANYA24LLEO987ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA29MELILLA95ESPANYA29MURCIA968ESPANYA21NAVARRA948ESPANYA	X
26LA RIOJA941ESPANYA35LAS PALMAS G.C.928ESPANYA25LLEIDA973ESPANYA24LLEO987ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA52MELILLA968ESPANYA30MURCIA948ESPANYA	X
35LAS PALMAS G.C.928ESPANYA25LLEIDA973ESPANYA24LLEO987ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA30MURCIA968ESPANYA31NAVARRA948ESPANYA	X
25LLEIDA973ESPANYA24LLEO987ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA52MELILLA95ESPANYA30MURCIA968ESPANYA31NAVARRA948ESPANYA	X
24LLEO987ESPANYA27LUGO982ESPANYA28MADRID91ESPANYA29MALAGA95ESPANYA52MELILLA95ESPANYA30MURCIA968ESPANYA31NAVARRA948ESPANYA	X
27 LUGO 982 ESPANYA 28 MADRID 91 ESPANYA 29 MALAGA 95 ESPANYA 52 MELILLA 95 ESPANYA 30 MURCIA 968 ESPANYA 31 NAVARRA 948 ESPANYA	X
28 MADRID 91 ESPANYA Image: Constraint of the system of the	X
29 MALAGA 95 ESPANYA Image: Constraint of the system of the	X
52 MELILLA 95 ESPANYA 30 MURCIA 968 ESPANYA 31 NAVARRA 948 ESPANYA	X
30 MURCIA 968 ESPANYA 31 NAVARRA 948 ESPANYA	X
31 NAVARRA 948 ESPANYA 📄 📝	X
P.	X
32 ORENSE 988 ESPANYA 📃 🦻	X
22 OSCA 974 ESPANYA 📃 🍃	X

Mostrando registros del 1 al 40 de un total de 46 registros

Mantenimiento Provincias

Es poden realitzar les següents accions:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



- +
- Donar d'alta una nova província amb el botó
 pantalla on s'indicarà el codi de la província, el nom, el prefix de telèfon i el país.

Código:		
Nombre:		
Prefijo Tel.:		
País:	▼]
	Pasivo	

• Modificar una província amb el botó 📝 i apareixerà la següent pantalla on es podrà modificar les dades que siguin necessàries.

Código:	20	× ×
Nombre:	GUIPUSCOA	
Prefijo Tel.:	943	
País:	ESPANYA	•
	Pasivo	

- Eliminar una província amb el botó ig X



Un cop acceptat el missatge, si està permès s'elimina el registre.



10/06/2020

2.6.2.8.3. MANTENIMENT POBLACIÓ

			Bu	iscar:	
Código	Población	Provincia	Pasivo	🗘 Editar	Eliminar
44001	ABABUJ	TEROL		1	X
40001	ABADES	SEGOVIA		1	X
10001	ABADIA	CACERES		1	X
27001	ABADIN	LUGO		1	X
48001	ABADIÑO	BISCAIA		1	X
31001	ABAIGAR	NAVARRA		1	X
09001	ABAJAS	BURGOS		1	X
26001	ABALOS	LA RIOJA		1	X
20001	ABALTZISKETA	GUIPUSCOA		1	X
19001	ABANADES	GUADALAJARA		1	X
30001	ABANILLA	MURCIA		1	X
50001	ABANTO	SARAGOSSA		1	X
48002	ABANTO-ZIERBENA	BISCAIA		1	X
30002	ABARAN	MURCIA		1	X
34001	ABARCA	PALENCIA		1	X
31002	ABARZUZA	NAVARRA		1	X
31003	ABAURREGAINA	NAVARRA		1	X
31004	ABAURREPEA	NAVARRA		1	X
15001	ABEGONDO	LA CORUNYA		1	X
42001	ABEJAR	SORIA		1	X
44002	ABEJUELA	TEROL		1	X
25001	ABELLA DE LA CONCA	LLEIDA	-	1	X
02001	ABENGIBRE	ALBACETE		1	X
13001	ABENOJAR	CIUDAD REAL		1	X
31005	ABERIN	NAVARRA		1	X
10002	ABERTURA	CACERES		1	X
49002	ABEZAMES	ZAMORA		1	X
16001	ABIA DE LA OBISPALI	A CONCA		1	X
34003	ABIA DE LAS TORRES	PALENCIA		1	X
22001	ABIEGO	OSCA		1	X
22002	ABIZANDA	OSCA		1	X
04001	ABLA	ALMERIA		1	X
19002	ABLANQUE	GUADALAJARA		1	X
21006	ABLITAS	NAVADDA			\mathbf{v}

Mantenimiento Poblaciones

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

Es poden realitzar les següents accions:

• Donar d'alta una nova població amb el botó i apareixerà la següent pantalla on s'indicarà el codi de la població, el nom i la província a la qual pertany.

Código:		X X
Nombre:		
Provincia:	▼]
	Pasivo	

• Modificar una població amb el botó 📝 i apareixerà la següent pantalla on es podrà modificar les dades que siguin necessàries.

Código:	30001	X
Nombre:	ABANILLA	
Provincia:	MURCIA	•
	Pasivo	
Eliminar una p	ooblació amb el botó 🗙	
Atención	¿Quiere borrar el registro? (15001)	
		× ×

Al acceptar el missatge s'elimina el registre.



G

10/06/2020

Gestión Paci	ente ▼ Teleradiol	ogía v Gestió	n Solicitud •	Gestión Actividad -
				+
			Busca	r:
Código Postal	Descripción	Población	Pasivo	Editar Eliminar
75651	ABELLA DE LA	ABELLA DE LA		
23631	CONCA	CONCA		
08630	ABRERA	ABRERA		Z X
25691	AGER	AGER		Z X
25310	AGRAMUNT	AGRAMUNT		Z X
08256	AGUILAR DE	AGUILAR DE		
	SEGARRA	SEGARRA		
08289	AGUILAR DE	AGUILAR DE	all a	× X
	SEGARRA	SEGARRA		
17707	AGULLANA	AGULLANA		Z
08591	AIGUAFREDA	AIGUAFREDA		Z
43815	AIGUAMURCIA	AIGUAMURCIA		Z X
17181	AIGUAVIVA	AIGUAVIVA		Z X
25182	AITONA	AITONA		Z X
25718	ALAS I CERC	ALAS I CERC		Z X
17733	ALBANYA	ALBANYA		Z X
25171	ALBATARREC	ALBATARREC		Z X
25135	ALBESA	ALBESA		Z X
43716	ALBINYANA	ALBINYANA		X
17136	ALBONS	ALBONS		X
43530	ALCANAR	ALCANAR		Z X
25162	ALCANO	ALCANO		X
25180	ALCARRAS	ALCARRAS		× X
25660	ALCOLETGE	ALCOLETGE		X
43460	ALCOVER	ALCOVER		× X
43591	ALDOVER	ALDOVER		
08328	ALELLA	ALELLA		
43528	ALFARA DE CARLES	ALFARA DE CARLES		$\overline{\mathbf{x}}$
25120	ALFARRAS	ALFARRAS		X
25161	ALFES	ALFES		$\overline{\mathbf{x}}$
3365	ALFORJA	ALFORJA		ž 😯
25130	ALGERRI	ALGERRI		
25125	ALGUAIRE	ALGUAIRE		

2.6.2.8.4. MANTENIMENT CODIS POSTALS

🗏 Mantenimiento Código Postal

Es poden realitzar les següents accions:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





 Donar d'alta un nou codi postal amb el botó i apareixerà la següent pantalla on s'indicarà el codi postal, el nom i la població a la que pertany.

Código Postal:		X X
Nombre:		
Población:	•]
	Pasivo	

 Modificar un codi postal amb el botó i apareixerà la següent pantalla on es podrà modificar les dades que siguin necessàries.

Código Postal:	08591	X
Nombre:	AIGUAFREDA	
Población:	AIGUAFREDA]
	Pasivo	

- Eliminar un codi postal amb el botó ${\sf X}$



Al acceptar s'elimina el registre.



2.6.2.9. ABS

Pantalla on es gestionen els centres per poblacions.

Código ABS Agrupador Centro 097 ABS Castellar del Vallès 2 UDIAT 104 ABS Serraparera 3 UDIAT 105 ABS Canaletes-Fontetes 3 UDIAT 190 ABS Centre 1 UDIAT 191 ABS Centre 1 UDIAT 192 ABS Creu Alta 1 UDIAT 193 ABS Can Voriac 1 UDIAT 194 ABS Can Deu 1 UDIAT 196 ABS Lepant/Merinals UDIAT 197 ABS Creu de Barberà 1 UDIAT 198 ABS La Serra (T Romeu) 1 UDIAT	ABS ABS Castellar del Vallès ABS Caraparera ABS Canaletes-Fontetes ABS Centre ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta	Agrupador 2 3 3 1 1	Centro UDIAT UDIAT UDIAT UDIAT UDIAT	\$
097ABS Castellar del Vallès2UDIAT104ABS Serraparera3UDIAT105ABS Canaletes-Fontetes3UDIAT190ABS Centre1UDIAT191ABS Sant Oleguer1UDIAT192ABS Creu Alta1UDIAT193ABS Ca N'Oriac1UDIAT194ABS Can Deu1UDIAT195ABS Lepant/MerinalsUDIAT197ABS Creu de Barberà1UDIAT198ABS La Serra (T Romeu)1UDIAT	ABS Castellar del Vallès ABS Serraparera ABS Canaletes-Fontetes ABS Centre ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta	2 3 3 1 1	UDIAT UDIAT UDIAT UDIAT UDIAT	
104ABS Serraparera3UDIAT105ABS Canaletes-Fontetes3UDIAT190ABS Centre1UDIAT191ABS Sant Oleguer1UDIAT192ABS Creu Alta1UDIAT193ABS Ca N'Oriac1UDIAT194ABS Can Deu1UDIAT196ABS Lepant/MerinalsUDIAT197ABS Creu de Barberà1UDIAT198ABS La Serra (T Romeu)1UDIAT	ABS Serraparera ABS Canaletes-Fontetes ABS Centre ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta	3 3 1 1	UDIAT UDIAT UDIAT UDIAT	
105ABS Canaletes-Fontetes3UDIAT190ABS Centre1UDIAT191ABS Sant Oleguer1UDIAT192ABS Creu Alta1UDIAT193ABS Ca N'Oriac1UDIAT194ABS Can Deu1UDIAT196ABS Lepant/MerinalsUDIAT197ABS Creu de Barberà1UDIAT198ABS La Serra (T Romeu)1UDIAT	ABS Canaletes-Fontetes ABS Centre ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta	3 1 1	UDIAT UDIAT UDIAT	
190ABS Centre1UDIAT191ABS Sant Oleguer1UDIAT192ABS Creu Alta1UDIAT193ABS Ca N'Oriac1UDIAT194ABS Can Deu1UDIAT196ABS Lepant/MerinalsUDIAT197ABS Creu de Barberà1UDIAT198ABS La Serra (T Romeu)1UDIAT	ABS Centre ABS Sant Oleguer ABS Creu Alta	1 1	UDIAT UDIAT	
191ABS Sant Oleguer1UDIAT192ABS Creu Alta1UDIAT193ABS Ca N'Oriac1UDIAT194ABS Can Deu1UDIAT196ABS Lepant/MerinalsUDIAT197ABS Creu de Barberà1UDIAT198ABS La Serra (T Romeu)1UDIAT	ABS Sant Oleguer	1	UDIAT	
192ABS Creu Alta1UDIAT193ABS Ca N'Oriac1UDIAT194ABS Can Deu1UDIAT196ABS Lepant/MerinalsUDIAT197ABS Creu de Barberà1UDIAT198ABS La Serra (T Romeu)1UDIAT	ABS Creu Alta			
193 ABS Ca N'Oriac 1 UDIAT 194 ABS Can Deu 1 UDIAT 196 ABS Lepant/Merinals UDIAT 197 ABS Creu de Barberà 1 UDIAT 198 ABS La Serra (T Romeu) 1 UDIAT	Abb cred Alta	1	UDIAT	
194ABS Can Deu1UDIAT196ABS Lepant/MerinalsUDIAT197ABS Creu de Barberà1UDIAT198ABS La Serra (T Romeu)1UDIAT	ABS Ca N'Oriac	1	UDIAT	
196 ABS Lepant/Merinals UDIAT 197 ABS Creu de Barberà 1 UDIAT 198 ABS La Serra (T Romeu) 1 UDIAT	ABS Can Deu	1	UDIAT	
197 ABS Creu de Barberà 1 UDIAT 198 ABS La Serra (T Romeu) 1 UDIAT	ABS Lepant/Merinals		UDIAT	
198 ABS La Serra (T Romeu) 1 UDIAT	ABS Creu de Barberà	1	UDIAT	
	ABS La Serra (T Romeu)	1	UDIAT	
230 ABS Santa Perpètua 2 UDIAT	ABS Santa Perpètua	2	UDIAT	-
230		ABS Can Deu ABS Can Deu ABS Lepant/Merinals ABS Creu de Barberà ABS La Serra (T Romeu) ABS Santa Perpètua	ABS Can Deu 1 ABS Can Deu 1 ABS Lepant/Merinals ABS Creu de Barberà 1 ABS La Serra (T Romeu) 1 ABS Santa Perpètua 2 tros del 1 al 15 de un total de 23	ABS Can Nonaciana II

Si fem una cerca per una població en concret, es pintarà per pantalla un llistat amb tots els centres d'aquesta població.

Podem eliminar centres mitjançant el botó



i afegir centres amb el botó 🕂

Si seleccionem un registre de la taula d'ABS s'editen les dades i es mostra la informació del ABS.



10/06/2020

		Buscar:		
Código	ABS	Agrupador	Centro	<
097	ABS Castellar del Vallès	2	UDIAT	-
104	ABS Serraparera	3	UDIAT	
105	ABS Canaletes-Fontetes	3	UDIAT	
190	ABS Centre	1	UDIAT	
191	ABS Sant Oleguer	1	UDIAT	
192	ABS Creu Alta	1	UDIAT	
193	ABS Ca N'Oriac	1	UDIAT	
194	ABS Can Deu	1	UDIAT	
196	ABS Lepant/Merinals		UDIAT	
197	ABS Creu de Barberà	1	UDIAT	
198	ABS La Serra (T Romeu)	1	UDIAT	
230	ABS Santa Perpètua	2	UDIAT	

Código ABS:	104		~
Nombre ABS:	ABS Serraparera		
Agrupador Evaluación:	3		
Centro:	UDIAT	٣	

											î +
									Buscar:		
ABS	Aparato	Línea Actividad \$	Población \$	Inf2 Años ≎	Inf Evaluación ≎	List 2 Años ≎	List Evaluación \$	List No Part 🗘	List Resto \$	Hospital 🗘	Director 🗘
104	MAMO1	MAMCRI	08266	1	1						
104 Mostr	MAMO1	MAMCRI	08999	✓	ø						



Manual usuari

2.6.2.10. DEFINICIÓ CALENDARIS/FESTIUS

Pantalla pel manteniment de festius

+									
			Busca	r: Id.	daria	GEN			🗸 🗙
				Descr	rinción:		Ceneric		
Código 🦂	Descripción		Pasivo	\$	iperon.		Generic		
GEN	Generic		=				Pasivo		
Mostrando r	egistros del 1 al 1 de un								
total de 1 re	gistros								
+ 💼	Año 🔹								
		_	Busca	r:					
Fecha 🔺	Fiesta	\$ Pasivo	Calendario						
14/04/2017 0:00:00	DIVENDRES SANT		GEN	•					
14/04/2018 0:00:00	DIVENDRES SANT		GEN						
17/04/2014 0:00:00	DIJOUS SANT		GEN						
17/04/2017 0:00:00	DILLUNS DE PASQUA		GEN						
17/04/2018 0:00:00	DILLUNS DE PASQUA		GEN						
18/04/2014 0:00:00	DIVENDRES SANT		GEN						
21/04/2014 0:00:00	DILLUNS DE PASQUA		GEN						
15/08/2014				•					
Mostrando r	egistros del 1 al 40 de u	n							
total de 73 i	registros								

Tenim dos llistats.

Un per definir tots els calendaris i un altre on que per cada calendari seleccionat mostra els seus dies festius.

Es poden afegir calendaris fent clic a la següent imatge:

+ 🛍		
Nuevo C	alendario	Buscar:
Código	▲ Descripción	Pasivo \$
GEN	Generic	
Mostrando total de 1	o registros del 1 al 1 de un registros	

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

I ho donem d'alta:

Id. Calendario:	GEN		
Descripción:		Generic	
		Pasivo	

Si seleccionem un calendari obtenim un altre llistat amb tots els dies festius del calendari seleccionat.

+ 💼	Año 🔻		
			Buscar:
Fecha	Fiesta	Pasivo \$	Calendario \$
17/04/2014 0:00:00	DIJOUS SANT		GEN
17/04/2017 0:00:00	DILLUNS DE PASQUA		GEN
17/04/2018 0:00:00	DILLUNS DE PASQUA		GEN
18/04/2014 0:00:00	DIVENDRES SANT		GEN
21/04/2014 0:00:00	DILLUNS DE PASQUA		GEN
15/08/2014 0:00:00	SANTA MARIA		GEN
15/08/2016 0:00:00	ASSUMPCIO		GEN
15/08/2017			GEN -
Mostrando	registros del 1 al 40 d	e un	
total de 73	registros		

Es poden afegir o eliminar dies festius fent clic a la següent imatge.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Ľ

Manual usuari

10/06/2020

Nuevo	Calendario	Buscar
Código	Descripción	Pasivo \$
GEN	Generic	
Mostrand total de 1	o registros del 1 al 1 de un registros	

Podem copiar els festius d'un any a un altre: informem el camp Any, i apareix el botó per

copiar:

Seleccionant un any i prement el botó de copiar corresponent a l'any en què volem copiar els festius: se'ns mostra un nou camp

+	Año 2016 🔻 🏥			
			Busc	ar:
Fecha 🔺	Fiesta 🗘	Pasivo 🗘	Calendario \$	
15/08/2016 0:00:00	ASSUMPCIO		GEN	*
06/12/2016 0:00:00	CONSTITUCIO		GEN	
08/12/2016 0:00:00	PURISSIMA		GEN	
23/12/2016 0:00:00	PONT NADAL		GEN	
26/12/2016 0:00:00	SANT ESTEVE		GEN	
24/06/2016 0:00:00	SANT JOAN		GEN	
24/03/2016 0:00:00	DIJOUS SANT		GEN	
25/03/2016			054	•
Mostrando re total de 15 r	egistros del 1 al 15 de un egistros			

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Clicant al botó d'enganxar, ens surt avís de si volem copiar, i si acceptem, es copien els dies festius d'un any a un altre. Si l'any destí ja tenia dies festius definits, es demana a l'usuari si vol sobreescriure'ls.



2.6.2.11. GRUP DE LECTORS

Pantalla de manteniment de lectors i grups

	tores						
+	1						
Codi Nom	Òrgan sistema	Tipus exploraci	ó Client	Grups Lectors	Periodicitat	Lector consens	
G1 grup1	MAM	M0000	1362			ADJUNT_NIT	[
G2 Grup	MAM	M0000	1313				
Código:		C1					
		01					
Nombre:		grup1					
Org. Sist.:		Mama-	Gine		•	·	
T Exploración		MAMO				-	
IT Exploration		IVIAIVIO	GRAFIA				
Cliente:		A.CAL	ZADO			'	
Grupos de Lec	tores:					,	
·							
Periodicidad:							
L. Consenso:		ADJUN	IT NIT		,	·	
Lectores Grup	0						
+ 💼	1						
	Lector	%	Parella	lectora	Tip	. Lector	1
• M_	BERTOMEU	20					
•	RIBEP	40]
•	VALLS	20					
	ZAUNE	20					J
•							
•							

Mantenimiento Grupos de Lectores

Les accions que es poden realitzar son:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



 Crear un nou grup de lectors mitjançant el botó , apareixerà la següent pantalla i s'informaran les dades per donar d'alta el grup.

Código:		 ×
Nombre:		
Org. Sist.:	•	
T. Exploración:	•	
Cliente:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Grupos de Lectores:	▼	1
L. CONSCISO:	•	

• Crear un nou lector mitjançant el botó , apareixerà la següent pantalla i s'informaran les dades per donar d'alta al lector.

Lector:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
%:		
Parella lectora:		
T. Lector:	T	

- Eliminar tant grups de lectors com lector mitjançant el botó , s'ha de tenir prèviament seleccionat el grup o el lector.
- Editar un grup de lector o un lector mitjançant el botó , s'ha de tenir prèviament seleccionat el grup o el lector.



2.6.2.12. MANTENIMENT DE MACROS

Pantalla per l'edició i modificació de macros.

Per modificar una macro haurem de seleccionar una Macro.

Macro Idioma Descripción Exploracione	(no selection)	Y L	Tipo macro	(no selection)	Q 🖌 😉 X 🕇 📋
4 A X	D ₂ n ² , B <i>I</i> ⊻ S ≣			i ⊞•Ω X ♥	

Macro	(no selection)	▼		
La macro la podem buscar seleccionar		un id.esquema	del combo	o bé cercant els
existents de la grid resu	ltant després de polsar el	botó .		



a

Crit	erios de búsqueo	la				
Descripción				٩	×	
	Código	Descripción				
•	ALE1	PROVA ALE				
•	ALE2	PROVA ALE				
•	AN	Abdomen normal				
•	ANC	Abdomen normal directe contrast. Pacient no onco.				
•	ANCO	Abdomen normal directe contrast. Pacient onco.				
•	ANS	TC Abdomen normal sense contrast. Pacient no onco.				
•	ANSO	Abdomen normal sense contrast. Pacient onco.				
•	ARM0	TECNICA ANGIO				
•	ARMA1	ANGIORM AORTA ABDOMINAL NORMAL				
•	ARMA1C	ANGIORM AORTA ABDOMINAL NORMAL CONCLUSIO				
⊳						

Si està marcat el check de Totes les plantilles es cercaran tant les macros actives com les passives i podrem modificar l'estat de la macro.

Per escollir una macro cal seleccionar un resultat de la grid del pop-up i polsar el botó

Desc	ripció		Totes les plantilles	Q	×	1	ŕ
			Orcar codis				
			○ Cercar noms				
	Codi		Descripció				
•	TEL4LC	DISMETRIA+VARO BILATERAL					
	TEL5L	VARO UNILATERAL					
•	TEL5LC	VARO UNILATERAL					Ξ
	GGO06	OSTEOPOROSI-ARTROSI					
	GGO07	ARTROSI GENOLLS					
	GGO08	NORMAL SELECTIVA					
►	GG009	DSR MANS					
►	GG010	PEUS					
	GGO11	FRACTURA VERTEBRAL					
							11 2

Un cop cercada la macro, podem modificar l'estat a passiu o actiu, i afegir tipus d'esquemes i prestacions o bé eliminar prestacions. Per acceptar les modificacions caldrà

polsar el botó acceptar de la pantalla de manteniment de macros





Si pulsem el botó netejar – la pantalla. de la pantalla de macros netejarà tots els filtres i dades de

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital





Si polsem el botó cancel·lar de la pantalla de macros ens avisarà de que perdrem els canvis realitzats a la macro. En cas de continuar amb l'acció perdrem els canvis.

Mensaje de página web	×
Està segur que dessitja perdre le	s modificacions?
Aceptar	Cancelar

Si volem esborrar la macro haurem de polsar el botó . En cas de confirmar l'acció s'esborrarà la macro.

Ate	nción
¿Seguro que quiere	eliminar el registro?
	×

Per donar d'alta una macro haurem de polsar el botó



Haurem d'informar un nom de macro, un tipus d'esquema i les prestacions que volem assignar a la macro. Per acceptar els canvis caldrà polsar el botó d'acceptar.



Un cop tinguem la macro seleccionada o la nova macro gravada, sota de la macro apareixeran dos llistats: un amb totes les exploracions disponibles i un altre amb les exploracions assignades a la macro.

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



10/06/2020

Exploraciones	xploraciones			Exploraciones por	r macro	
Search:					Search:	
Código	Descripción	0		Código	Descripción	
5000019	pH-METRIA ESOFÀGICA		*			
5000069	DILATACIONS ESOFAGIQUES F	PER ENDOSCOPIA				Seleccionar Todo / Limpiar
5000090	000090 MANOMETRIA ESOFAGICA ADULTS			Showing 0 to 0 of 0	0 entries	selección
5000091	MANOMETRIA ANAL ADULTS		1 e			
5000149	DILATACIO DE COLON					
5000150	COLANGIOGRAFIA RETROGRA	DA AMB BIOPSIA (ERCP)				
5000151	EXTRACCIO COS ESTRANY (EF	RCP)				
5000152	COAGULACIO AMB GAS ARGO	(ERCP)				
000153 INJECCIO DE FARMACS (GASTRO).						
5000154	ESFINTERECTOMIA					
5000155	EXTRACCIO DE CALCULS (ERC	(P)	-			
	Sel	eccionar Todo / Limpiar				
Showing 1 to 40 of 1	1,048 entries sel	ección				

Per afegir o treure exploracions a la macro es farà a través dels botons:



Afegeix totes exploracions seleccionades al llistat d'exploracions a la macro.

Desvincula les exploracions seleccionades al llistat de d'exploracions per macros de la macro.



2.6.2.13. MANTENIMENT AGRUPACIÓ CLIENT TELERADIOLOGIA

Pantalla per crear agrupacions de clients de teleradiologia i poder realitzar l'assignació de l'agrupació als clients.

		Buscar:			
ligo	≎ Nombre ▲ Ed	litar Eliminar			
	Grup-1	X			
	Grup-2	<u>× ×</u>			
nación Agru eccionar (ipación a Cliente de Teleradiología una agrupación, un cliente de teler	adiología y dar al botón	ara crear la asignación Aceptal	r Eliminar Agrupación d	el Cliente
		Buscar:			
ligo	Nombre	Agrupación Cliente	\$		
4	Consorci Sanitari de Terrassa	002			
5	Consorci Sanitari Integral				
31	Corporació de Salut del Maresme i la Solva				
0	Espitau Val d'aran	002			
8	Fundació Privada Hospital de Mollet	001			
12	Hospital Comarcal de l'Alt Penedes	002			
6	Hospital de Mataró	002			
9	Hospital de Palamos	001			
2	Hospital de Sant Boi Hospital de Sant Coloni	001			
0	Hospital de Sant Celoni Hospital General de Granollers	001			
5	Hospital General de Vic	001			
	the second se				
6	Hospital General d'Igualada	002			
6 5 3	Hospital General d'Igualada Hospital Residencia Sant Camil Hospital Universitari de San Joan-Rei	002 002 us			
5 3 Itrando regi istros	Hospital Residencia o Igualada Hospital Residencia Sant Camil Hospital Universitari de San Joan-Re stros del 1 al 16 de un total de 16	002 002 us			
6 5 3 strando regi istros	Hospital Residencia Sant Camil Hospital Residencia Sant Camil Hospital Universitari de San Joan-Re stros del 1 al 16 de un total de 16 Teolitzor les següents	accions:			
e 5 3 atrando regi istros oden r Cre info	Hospital Residencia Sant Camil Hospital Residencia Sant Camil Hospital Universitari de San Joan-Re stros del 1 al 16 de un total de 16 Pealitzar les següents ear una nova agrup prmar el codi de l'ag	accions: pació amb el grupació i el se	potó t i apo u nom.	areixerà la segi	ient pantalla
6 5 3 strando regi istros oden r Cre info	Hospital Residencia Sant Camil Hospital Residencia Sant Camil Hospital Universitari de San Joan-Rei stros del 1 al 16 de un total de 16 recalitzar les següents ear una nova agrup formar el codi de l'ag	accions: pació amb el grupació i el se	potó ti apo nom.	areixerà la segü	ient pantalla
6 5 3 strando regi istros oden r Cre info	Hoppra General o Iguiada Hoppra General o Iguiada Hoppital Residencia Sant Camil Hoppital Universitari de San Joan-Rei stros del 1 al 16 de un total de 16 recalitzar les següents ear una nova agrup formar el codi de l'ag fodigo	accions: pació amb el grupació i el se	potó i apo u nom.	areixerà la segü	ient pantalla
oden r Cre info Cc No	Hoppra General o Iguiada Hoppra General o Iguiada Hoppital Residencia Sant Camil Hospital Universitari de San Joan-Re stros del 1 al 16 de un total de 16 Prealitzar les següents ear una nova agrup pormar el codi de l'ag bidigo bombre	accions: pació amb el grupació i el se ació amb el e siguin neces	potó + i apo nom. V nom. V X botó 2, apare àries.	areixerà la segü	ient pantalla
oden r Cre info Mo Mo C	Hoppial Residencia Sant Camil Hoppial Hoppial Residencia Sant Camil Hoppial Hoppial Hoppial Hoppial Hoppial Hoppial Hoppial	accions: pació amb el grupació i el se ació amb el e siguin neces	potó + i apo o nom. V Nom. V X botó V, apare àries.	areixerà la segü	ient pantalla

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital



Aceptar

Manual usuari

10/06/2020

Eliminar una agrupació amb el botó X

A la part inferior de la pantalla es mostra una taula amb els clients de Teleradiologia. Seleccionant ung rup de la taula superior i un client de la taula inferios, i polsant el botó

ignación Agru	pación a Cliente de Teleradiología		
Geleccionar u	ina agrupación, un cliente de teler	adiología y dar al botón p	para crear la asignación Aceptar Eliminar Agrupación del Cliente
		Buscar:	
Código	Nombre	Agrupación Cliente	\$
U744	Consorci Sanitari de Terrassa	002	
U725	Consorci Sanitari Integral		
00031	Corporació de Salut del Maresme i la		
00001	Selva		
0900	Espitau Val d'aran	002	
U908	Fundació Privada Hospital de Mollet	001	
U1012	Hospital Comarcal de l'Alt Penedes	002	
U737	Hospital Comarcal de Mora d'Ebre		
U736	Hospital de Mataró	002	
U739	Hospital de Palamos	001	
U742	Hospital de Sant Boi	001	
U743	Hospital de Sant Celoni	001	
U750	Hospital General de Granollers	001	
U745	Hospital General de Vic	001	
U916	Hospital General d'Igualada	002	
U755	Hospital Residencia Sant Camil	002	
1760	Hernital Universitari de Can Jean-Rev		

Aquesta assignació es podrà eliminar seleccionant el client de la qual es vol eliminar

Eliminar Agrupación del Cliente

l'assignació i prement el botó



2.7. **AJUDA**

Submenú que ens dóna accés al Manual d'usuari, la consulta de les Millores de la versió actual, i a la Informació general de l'aplicació.



2.7.1. MANUAL USUARI

A l'accedir a aquesta opció s'obre el Manual d'usuario de la aplicació en format pdf:





2.7.2. MILLORES

Pantalla des de la que es poden consultar les millores que estan incloses en la versió

Ultimas nov	vedades:	
Millores versi	ó 2.0.13.3	^
Error		
[SDI-1577]	Borrar Notificaciones lista de trabajo	
[SDI-1576]	Consulta informes HC3 desde SISDINet	
[SDI-1562]	Bucle con un órgano sistema inexistente	
[SDI-1547]	Asignación macros RVI	
[SDI-1579]	Manteniment Avisos	
[SDI-1578]	Out of Memory con informe hphis4	
[SDI-1567]	Llistat exploracions no muestra exploraciones	
[SDI-1619]	Garba Reprogramación	
[SDI-1600]	Informe de enfermeria en dos pacientes diferentes	
[SDI-1589]	Desligar estudio desconfirmado	
[SDI-1583]	Options en la impresión de citaciones	
[SDI-1485]	Bloqueo de informes	
[SDI-1636]	sin numero de calle (carta de invitación)	
[SDI-1635]	No se puede desmarcar "sense informe"	
[SDI-1633]	Garba Carta de invitaciones	
[SDI-1649]	No se pueden consultar estudios de radiología publicados en SIMDCAT	
[SDI-1628]	Mensaje éxitus erróneo	
[SDI-1615]	No se pueden revisar informes previos de adjuntos si no son de Teleradiología	
[SDI-1659]	NRP002 atributo NewPatientBirthDate con valor erroneo "00010101"	
[SDI-1672]	Cuando se priorizan peticiones de radiologia, el campo "Tipus Franja" siempre se guarda como "NST"	
[SDI-1661]	Visualización incorrecta de informe	
[SDI-1664]	Consenso en blanco	
Millores		
[SDI-1566]	Añadir la columna observaciones en la pantalla "Resum Activitat"	
[SDI-1551]	Añadir apunte de fin de ronda	\sim

Aquestes millores poden ser modificades, per un administrador, des de el punt de menú Sistema -> Gestió sistema -> Últimes novetats.



10/06/2020

2.7.3. ABOUT (Quant a)

Informació genèrica sobre el producte:



SISDWeb Versión 2.0.13.0

SISDWeb es un software de gestión y registro de la actividad realizada en un Servicio de Diagnóstico por la Imagen, desde la consulta de las listas diarias de trabajo por aparatp hasta la gestión de los informes y datos del paciente.

Centro de Imagen Médica Digital (CIMD)

El Centro de Imagen Médica (CIMD) es un centro especializado en el desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a la captación, el archivo y la transmisión de imágenes digitales, así como de toda la información generada por los Servicios de diagnóstico.

Desarrollamos aplicaciones de almacenamiento (PACS RAIM SERVER), visualitzación de imágenes médicas (RAIM Viewer), sistemas de información radiológica (SISD i SISDWeb) y de anatomia patológica.

Contacto Incidencias

cimd-raimsupport@tauli.cat

Ubicación

Centre d'Imatge Mèdica Digital (CIMD)

- UDIAT Centre Diagnòstic
 Corporació Sanitària Parc Taulí
 Parc del Taulí, 1
 - 08208 Sabadell (Barcelona)
- 💪 <u>(+34) 93 693 31 94</u>
- 🗷 e-mail: cimd@tauli.cat

🔳 Acerca de


2.8. **USUARI**

Submenú ubicat a la dreta de la pantalla. Mostra el codi de l'usuari connectat:



2.8.1. CANVI PASSWORD

Amb aquesta pantalla l'usuari pot modificar la seva clau d'accés a l'aplicació.

Contraseña	
Nueva contraseña	
Confirmar la nueva contraseña	
Cambiar la contraseña	Cancelar

Cambiar la contraseña

Si el canvi es produeix de forma correcta es mostra el següent missatge i es pot tornar a la pantalla principal.

Cambio de contraseña completado. Contraseña cambiada correctamente. Continue

En cas de produir-se un error es mostrarà el següent error:

Corporació Parc Taulí UDIAT Centre Diagnòstic, SA, Centre d'Imatge Mèdica Digital

CIMD-SISD-MN-SISD7 Manual Usuari.docx



10/06/2020

Cambiar la contraseña

	Cont	raseña									
	Nuev	a contras	eña								
	Conf	irmar <mark>l</mark> a n	ueva contrase	eña							
		Cambiar I	a contraseña			Canc	elar				
	Contraseña incorrecta o Nueva Contraseña no válida. Contraseña incorrecta o Nueva Contraseña no válida. Continuar										
En	cas de Can	voler celar	cancel lar	l'acció	polsarem	el d'ope	botó eració c	de	cancel lar		
			Operación Cont	cancelad	a.						



Manual usuari

10/06/2020

2.8.2. DESCONNEXIÓ

L'usuari pot desconnectar-se de l'aplicació i tancar la sessió des del punt de menú Usuari ubicat a la dreta de la pantalla

🕇 Gestió	ón Paciente -	Teleradiología -	Gestión Solicitud	 Gestión Activida 	d - Gestión Resultados -	Sistema -	Ayuda -		Usuario: ipardo -
		VAX	XX	21	TA			•	Cambio de clave de a
			Usuario:	ipardo -					
	\$ 0	Cambio de	e clave de	acceso					
			(🖱 Salir					
mitjanç	ant el p	ount Sortir			🖒 Salir				



10/06/2020

3. ALTRES

Ħ	Gestión Paciente -	Teleradiología -	Gestión Solicitud -	Gestión Actividad -	Gestión Resultados -	Sistema -	Ayuda 🕶		Usuario: ipardo -
D			1		· · · · · · · · ·			f	A

Des de qualsevol menú l'usuari pot tornar a la pàgina principal amb el botó de la constante de la pantalla, dins del menú principal.

4. ANNEX

4.1. ÚS DE NAVEGADORS

4.1.1. Internet Explorer

Sigui quina sigui la versió de l'Explorer, hem de fixar-nos a quin nivell de seguretat aplica el teu equip a la pàgina del SISDWeb

(https://<Servidor>/SISDWEB). Quan Internet Explorer obre una pàgina web, la classifica entre Internet, Intranet, Sitios de confianza y Sitios Bloqueados. A l'estar a casa accedint via Internet, el teu Explorer hauria de considerar aquesta pàgina com a Internet. En aquesta classificació, el nivell de seguretat per defecte és de seguretat Mitja-Alta. En aquest nivell, el Viewer no s'executarà. Per fer que funcioni has d'afegir la pàgina a Sitios de confianza. Per fer tot això has de seguir els següents punts:

·Entra a https:// <Servidor>/SISDWEB.

· Ves a Opciones de Internet. En el menú de Herramientas. Hi ha una entrada de nom "Opciones de Internet"

· Anem a la pestanya Seguridad

· Es mostrarà como ha classificat Internet Explorer la pàgina. Si es

mostra como una zona que tingui un nivell de seguretat "Medio bajo" o inferior, ja no hauríem de fer res i el Viewer s'obriria.

· Si es mostra en una zona amb un nivell de Medio o superior, haurem d'afegir-lo a la zona de sitios de confianza. Per fer-ho, polsem sobre la zona "Sitios de confianza" i després sobre el botó "Sitios".

· Ens marcarà ja la URL del lloc automàticament. Cliquem al botó

"Agregar" i tanquem.

·Tornem a la pantalla anterior a on confirmem que per a la zona "Sitios de Confianza" el nivell de seguretat sigui de "Medio bajo" o inferior. Si indica , personalitzat a un altre nivell, cliauem a "Nivel predeterminado" per tal aue ho canvii automàticament. Ho deixarà com a "Medio". Ho baixem a "Medio bajo".

· Podem sortir de la pantalla de Opciones a Internet.

·Tanquem Internet Explorer i tornem a obrir-lo per tornar a entrar a https://<Servidor>/SISDWEB.

·Tornem a anar a "Opciones de Internet" pestanya "Seguridad" per

comprovar que la "Zona de seguridad" i el nivell és el que hem modificat abans.

Sequint aquests punts tot hauria de funcionar sense problema a **Internet** Explorer 7, 8 y 9.

Si tens Internet Explorer 10 o 11, a part dels punts anteriors, si detectes algun problema hauries d'assegurar-te que tens **desactivada** la "Vista de compatibilidad". Per desactivar-la, simplement hauries de veure una icona a on s'escriu la URL, a on es veu una espècie de pàgina trencada. Si el cliques, es desactiva la Vista de compatibilidad. Quan està activada la icona està en blau.



Manual usuari

10/06/2020

4.1.2. Firefox

Funciona perfectament sense necessitar configuracions específiques. Sols necessites instal·lar un complement per llançar el Viewer. Per fer-ho, ves al menú Herramientas del Firefox a la opció "Complementos". A la pestanya "Obtener Complementos" i fent servir el quadre de text per buscar, escrius ".Net Framework". T'apareixerà una llista a on el primer element és "Microsoft .Net Framework Assistant". L'instal·les, te demana reiniciar el Firefox i tot hauria de funcionar sens problemes.

4.1.3. Chrome

Igual que Firefox, funciona perfectament sense necessitat de configuracions específiques. De igual manera s'ha d'instal lar una Extensió del navegador per cridar al Viewer. Per fer-ho anem al menú de "Configuración". Dins de la pantalla de "Configuración" a la pestanya "Extensiones" cliquem sobre "Obtener más extensiones" . Sobre el quadre "Buscar en la tienda" escrivim "ClickOnce". Ens apareixerà una de nom "ClickOnce for Google Chrome" cliquem "+Agregar a Chrome". S'instal larà i ja podem cridar al RAIM Viewer sense problemes.

4.1.4. Safari

Aquest navegador no està suportat per fer crides a RAIM Viewer. La resta de funcions del SISDWeb si estan operatives.